

**LA INNOVACIÓN Y
LA PRECISIÓN SON
NUESTRA MOTIVACIÓN.**

**L'INNOVATION ET
LA PRÉCISION SONT
NOS MOTIVATIONS.**

DFS

Dental Future Systems

D I A M O N

2021/2022

LABORATORIO DENTAL

LABORATOIRE DENTAIRE




C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

WhatsApp 601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es





DFS DIAMON: 40 años de excelencia en el desarrollo, fabricación y distribución de productos odontológicos y de técnica dental.

DFS DIAMON: Plus de 40 ans d'expérience dans le développement, la production et la distribution de produits dentaires et médicaux.



Indice / Table des matières

	página / page		página / page
Norma EN ISO / Norme EN ISO	5	Instrumentos espiralizados de diamante galvanizado	
Unidisc / Uni-disc	6	para acabados / <i>Fraises diamantées avec spirale</i>	42-44
DIADUR fresas de carburo /		Tallador para acabado periférico / <i>Finisseur périphérique</i>	42
<i>DIADUR fraises carbure de tungstène</i>	8-24	Pinfix	42
Turbo	9	Retendo	42
Tri-Bur, Quatt-Cutter, Mini-Tri, Tri-Cutter, Cross-Cutter	9	Plasturbo	44
Macro	9-10	Tallador para hito de colado / <i>Finisseur de coulée</i>	44
Quattro, Golden Quattro	11-13	Turbo talladores de diamante / <i>Meulettes diamantées</i>	44
Strato	13	PM galvánicos diamantados /	
Quattro-Twin	14	<i>Fraises diamantées galvanisées PM</i>	45-51
Macronom	14	PM galvánicos diamantados XL en revestimiento	
Ergonom	14	diamantado denso / <i>Fraises diamantées XL PM</i>	
Micro, Golden-Micro	15-17	<i>avec diamantation extra-dense</i>	51
Matro	17	Set para disilicato de litio /	
Bibur	17	<i>Set d'instruments pour lithium disilicate</i>	52
Milli-Micron	18	Discos diamantados flexibles /	
Ultra-Micron	18	<i>Disques diamantés flexibles</i>	52-62
Nuevo	19	Discos separadores / <i>Disques séparateurs</i>	63
Super-Tech	19	Shark Discs, Golden Devil	63
Keramo	19	Discos cortadores de yeso / <i>Disques plâtre</i>	64-65
Titano	20	Plaster Disc, High-Tech, Plastro	64
Star	21	Discos cortadores de yeso / <i>Disques plâtre</i>	65
Super-Star	21	Instrumentos especiales / <i>Instruments spéciaux</i>	66-67
Pinbur	21	Cepillo de alambre / <i>Brosse fil d'acier</i>	66
Blue Star®	22-23	Pincel de alambre / <i>Pinceau fil d'acier</i>	66
Okklu-Point	24	Mandriles / <i>Mandrins</i>	67
Fixierbohrer / <i>Matrix drill</i>	24	Reductores / <i>Réducteurs</i>	67
Soft Liner	24	Sistema de mandril Quick-Fix® / <i>Quick-Fix® Mandrins</i>	68-70
DIADUR fresas de carburo /		Sistema de mandril Smart Fox / <i>Smart Fox Mandrins</i>	71-72
<i>DIADUR fraises carbure de tungstène</i>	25-28	Upofix® pulidores universales /	
SIDIA® diamantes sinterizados / <i>SIDIA® diamants frittés</i>	29-34	<i>Upofix® polissoirs universels</i>	73-75
FG Macro, FG Micro	30	Instrumentos para pulido / <i>Instruments de polissage</i>	75-77
HP Macro, HP Micro	30-31	Unifix	75
Superturbo	31	Goat Fix	75
Turbo	31	Supershiny	76
Macro	32	Hypofix-Gamma	76
Micro	32-33	Hypofix-Delta	76
Milli-Micron	34	Diafi®	77
Piedras para limpiar / <i>Pierres de nettoyage</i>	34	Cepillos para pulir / <i>Brosses de polissage</i>	77-78
SIDIA® discos de diamante sinterizado /		Pulidores especiales / <i>Polissoirs spéciaux</i>	79-83
<i>SIDIA® disques diamantés frittés</i>	35	Duro-Pol	79
Macro	35	Palapol	79
Micro	35	Sabelking	80
Discos galvanizados sinterizados / <i>Disques galvanisés frittés</i>	35	Uni-Pol	80
Instrumentos para zirconia / <i>Instruments pour zircone</i>	36-41	Multipol	80-81
Circool Lab XL	36	Silco-Pol	81
Circool Lab	36	Top-Glaze	81-82
Circopol Lab	37	Polo	82
Circolux I + II	37	Polli	82
FG diamantes zirconia / <i>Diamants FG pour zircone</i>	37	Titanopol	83
Diamantes zirconia PM / <i>Diamants PM pour zircone</i>	38		
Sepaflex®, Sidiaflex Gold	38		
Mini-Tri-Zir, Circotrim	38		
Sharkies	39-40		
Kits de zirconia / <i>Kits zircone</i>	41		

Índice / Table des matières


	página / page		página / page
Técnica de fresado / <i>Technique de fraisage</i>	84-90	Aleaciones no preciosas / <i>Alliages non-précieux</i>	116-117
Estrella de transferencia / <i>Système de transfert</i>	88	Biodur® Soft	116
Técnica de fresado en vástago de 3 mm / <i>Technique de fraisage tige 3 mm</i>	89	Niadur®	116
Implantan fresas para titanio / <i>Implantan fraises pour titane</i> ..	90	Diadur®	117
Circone 0°, 1°, 2°	90	Fundente / <i>Flux pour coulée</i>	117
Yeso / <i>Plâtre</i>	91	Soldadura / <i>Brasure</i>	118
Artículos para trabajar yeso / <i>Outils et instruments pour travailler le plâtre</i>	92-95	Alambre para láser / <i>Fil laser</i>	118
Plastrim	92	Resinas / <i>Acryliques</i>	119-122
TopGlue pegamento rápido / <i>TopGlue colle instantanée</i>	92	Polipress	119
Spray de silicona / <i>Spray silicone</i>	92	Hypress	119
Plastodur	93	Pattern Stuff LS	120
Isofix	93	Pincele pattern / <i>Brosse pattern</i>	120
Durolan espaciador / <i>Durolan laque modèle</i>	93-95	Insolant, pincele / <i>Isolant, brosse</i>	121
Rebasaje: Okklamat / <i>Rebasage: Okklamat</i>	95	Resina de ortodoncia / <i>Acrylique orthodontique</i>	122
Gel de duplicación / <i>Gélatine de duplication</i>	96	Artículos para trabajar cerámica / <i>Outils pour travailler la céramique</i>	123-131
Instrumentos para modelar / <i>Instruments de modelage</i>	97-98	Kera-Brush	123
Cera de inmersión / <i>Cire pour immersion</i>	99	Pinceles cerámica / <i>Pinceaux céramique</i>	123-125
Desburbujeador / <i>Agent tensio-actif silicone et cire</i>	99	Instrumente de vidrio / <i>Instrument en verre</i>	126
Cera / <i>Cire</i>	100-109	Kerahandy, Keraknife	126
Cera DFS / <i>Cire DFS</i>	100	Instrumento para fisuras / <i>Instrument pour fissures</i>	126
Hilos de cera / <i>Fils de cire</i>	101	Tenazas / <i>Pinces</i>	127-128
Bebederos en forma de pera / <i>Poires de coulée</i>	102	Crowny	128
Planos de cera / <i>Bourrelets d'occlusion</i>	103	Teleskofix	128
Cera Stick-on / <i>Cire de colle</i>	103	Teleskogrip	128
Okkluflex	104-105	Kera-Set Tray	129-130
Piezas auxiliares de cera para modelaje / <i>Éléments auxiliaires cire</i>	106-107	Bandejas de cerámica, pernos / <i>Plateaux céramiques, tenons</i>	130-131
Preformas de ganchos de cera / <i>Crochets en cire</i>	108-109	Spray diamante / <i>Spray diamant</i>	132
Pincel para alisar cera / <i>Brosse de lissage pour cire</i>	109	Pasta para pulir / <i>Pâte à polir</i>	132
Aditamentos / <i>Technique des attachements</i>	110-112	Marcador de textura / <i>Marqueur de texture</i>	132
Técnica de fundición / <i>Technique de coulée</i>	113-114	Limpiador naranja / <i>Nettoyant orange</i>	133
Revestimientos / <i>Revêtements</i>	113-114	Pasta para soldar protectora contra calor / <i>Pâte de protection chaleur soudage</i>	133
Líquido de expansión / <i>Liquide d'expansion</i>	114	Spray de oclusión / <i>Spray d'occlusion</i>	134
Spray adhesivo / <i>Spray adhésif</i>	115	Spray Telescan / <i>Spray Telescan</i>	135
Spray de separación / <i>Spray de séparation</i>	115	Crown Master	136
		Sets de elaboración / <i>Kits de travail</i>	137-139
		Explicación de los pictogramas / <i>Explications des pictogrammes</i>	141
		Índice / <i>Index</i>	142-143

La estandarización de herramientas según la normativa ISO 6360

Instruments rotatifs standardisés selon la norme EN ISO 6360

El Comité Internacional de Estandarización (ISO) ha introducido una serie de convenciones relacionadas a la denominación de instrumentos rotatorios en la técnica dental. A cada instrumento se le asigna un distintivo Código Numérico ISO internacional. Este código numérico consiste de 15 dígitos en 5 subgrupos y simultáneamente contiene la especificación para cada instrumento.

L'organisation de standardisation internationale (ISO) a introduit une série de conventions de dénomination des instruments rotatifs en technique dentaire. Chaque instrument est défini par un numéro de code ISO international clair composé de 15 chiffres en 5 groupes de 3, qui définit en même temps les caractéristiques de l'instrument.



ISO-Nr.	500	104	274	190	060
	A	B, C	D	E	F

- | | | |
|-------|---|--|
| • A | Material del extremo activo
<i>Matériel de la partie active</i> | por ejemplo 500 para carburos
<i>par ex. 500 pour carbure de tungstène</i> |
| • B,C | Vástago y longitud total
<i>Longueur de la tige et longueur totale</i> | por ejemplo 104 para pieza de mano estándar
<i>par ex. 104 pour pièce à main standard</i> |
| • D | Forma y hechura
<i>Forme et exécution</i> | por ejemplo 274 para definir la forma del extremo activo
<i>par ex. 274 pour la forme de la partie active</i> |
| • E | Dentado
<i>Denture</i> | por ejemplo 190 para definir el dentado
<i>par ex. 190 pour la denture</i> |
| • F | Tamaño nominal
<i>Diamètre</i> | diámetro máximo del extremo activo en 0,1 mm
<i>diamètre le plus grand de la partie active en 0,1 mm</i> |


Todos los instrumentos DFS-DIAMON se fabrican de acuerdo a estándares ISO y pueden ser claramente identificados por su código ISO.

Nos instruments respectent la norme ISO et peuvent être clairement identifiés à l'aide du code ISO.

Uni-disc

Mantiene limpio el
portabrocas y cojinetes!

*Maintien propre de la
pince de serrage et des
roulements !*



Anillo color ISO
Bague couleur ISO



Inserción correcta del instrumento !
Insertion correcte de l'instrument !



Siempre use lentes protectivos !
Toujours porter des lunettes de protection !

Sus beneficios / Vos avantages

Excelente calidad / Qualité exceptionnelle


- Hecho en Alemania
Fabriqu  en Allemagne
- Utilizaci n de la m s moderna tecnolog a de fabricaci n
Utilisant la derni re technologie de production

- **Identificado por colores para eficiencia  ptima**

Para lograr los mejores resultados, use los instrumentos en secuencia siguiendo la codificaci n por colores. De oscuro a color claro (1-6). Carburos y diamantes son intercambiables siempre y cuando usted le de seguimiento a los c digos de color.

Code couleur pour une efficacit  optimale

Pour obtenir rapidement d'excellents r sultats, utilisez les instruments dans l'ordre du code couleur. Les fraises carbures et diamant es sont interchangeables   condition que vous suiviez le code couleur du plus fonc  au plus clair (1-6).



- Observaci n: Recomendamos no omitir m s que un color.
Por ejemplo moverse de negro a azul (1-3) es posible; evitar ir directamente de negro a amarillo (1-5), esto causa demasiado gasto de material o p rdida de tiempo.
*Remarque : Nous vous conseillons de ne pas sauter plus d'une couleur.
Exemple : 1   3 est possible, mais 1   5 n'est pas recommand , car inefficace et/ou perte de temps.*

- Cada instrumento lleva un anillo de color en su v stago indicando su respectivo dentado y granulado.
Les bagues couleur correspondent   la denture / au grain et se trouvent sur la tige de l'instrument.

DIADUR: la nueva generación de fresas de carburo


DIADUR: la nouvelle génération de fraises carbure de tungstène

Las nuevas fresas de carburo con microestructura se fabrican con la más avanzada tecnología actualmente disponible
Les nouvelles fraises carbure de tungstène microstructures sont fabriquées à l'aide d'une technologie de pointe

Beneficios y ventajas


Vos avantages

- Vida útil prolongada incluso en caso de uso intensivo
Durée de vie prolongée même en cas d'utilisation intensive
- Balance de rotación del instrumento sumamente preciso (menor de 0.015 mm) permite que su pieza de mano trabaje silenciosamente y sin vibraciones permitiendo una vida útil prolongada del portabrocas y los cojinetes
La rotation d'une précision exceptionnellement élevée (< 0,015 mm) permet un fonctionnement silencieux sans vibrations tout en protégeant vos pièces à main
- Calidad óptima de sus piezas de trabajo
Qualité de surface optimale de vos pièces de travail
- Eficiencia de abrasión mejorada debido a geometrías de corte innovativas
Abrasion améliorée grâce à des géométries de coupe innovantes
- Fácil de trabajar incluso después de uso prolongado
Travail facile même après une utilisation de longue durée



Por razones de seguridad y para incrementar el balance de rotación soldamos los vástagos dentro de la cabeza de nuestros instrumentos.

Pour des raisons de sécurité et pour améliorer la précision de rotation, la tige est brasée dans la tête de tungstène.



DIADUR fresas de carburo / DIADUR fraises carbure de tungstène



C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

Aplicación / Utilisation



Dentado / Denture

ISO 223

ISO-Nr.

500 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.



extra grueso, anillo negro/ extragros, bague noire

TURBO

15' - 25000 rpm/tpm

144	200	200	201	275	275
060	040	060	070	060	060
1	1	1	1	1	1

509901

509201

557701


509101

509001

559001

Número de pedido

Référence



extra grueso, anillo negro/ extragros, bague noire

TRI-BUR QUATT-CUTTER MINI-TRI TRI-CUTTER CROSS-CUTTER

5' - 10000 rpm/tpm

448	467	468	468	471
023	023	016	023	023
1	1	1	1	1

80033

80031

80059

80049

80055

Número de pedido

Référence



grueso, anillo verde/ gros, bague verte

MACRO

15' - 30000 rpm/tpm

001	001	001	113	113	122	141	144	145
023	040	060	023	060	023	023	060	023
1	1	1	1	1	1	1	1	1

406702

405001

408301

408502

407801

406502


405102

407901

406402

Número de pedido

Référence




- Yeso
Plâtre
- Termoplásticos
Thermoplastiques
- Material para cubetas
Matériel d'empreinte
- Modelos de epoxi
Modèles époxy
- Acrílicos termo y autocurables
Acryliques pour prothèses



- Para un corte libre de manchas de todos los acrílicos (termoplásticos, materiales para cubetas)
Pour couper tous les matériaux thermoplastiques et d'empreinte

CROSSCUTTER

- Acrílicos y yeso
Acryliques et plâtre



- Aleaciones de cromo-cobalto
Alliages Co-Cr
- Yeso
Plâtre
- Acrílicos termo, auto- y fotocurables
Acryliques pour prothèses

DIADUR fresas de carburo / DIADUR fraises carbure de tungstène



C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

Aplicación / Utilisation



Dentado / Denture

ISO 220

ISO-Nr.

500 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.



grueso, anillo verde/ gros, bague verte

MACRO

15' - 30000 rpm/tpm

186	187	198	199	200	200
060	023	023	023	023	040
1	1	1	1	1	1

407501

406302

404802

406202

406102

406801

Número de pedido
Référence



- Aleaciones de cromo-cobalto
Alliages Co-Cr
- Yeso
Plâtre
- Acrílicos termo, auto- y
fotocurables
Acryliques pour prothèses



Dentado / Denture

ISO 220

ISO-Nr.

500 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.



grueso, anillo verde/ gros, bague verte

MACRO

15' - 30000 rpm/tpm

200	200	201	201	201	237	237	237
045	060	050	060	070	023	060	070
1	1	1	1	1	1	1	1

403201

407701

406901

407201


407401

404602

408101

407101

Número de pedido
Référence



- Aleaciones de cromo-cobalto
Alliages Co-Cr
- Yeso
Plâtre
- Acrílicos termo, auto- y
fotocurables
Acryliques pour prothèses



Dentado / Denture

ISO 220

ISO-Nr.

500 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.



grueso, anillo verde/ gros, bague verte

MACRO

15' - 30000 rpm/tpm

251	274	275	277	289	292	292
060	040	060	060	023	023	060
1	1	1	1	1	1	1

408001

403301

407001

407301

405002

406602

407601

Número de pedido
Référence



- Aleaciones de cromo-cobalto
Alliages Co-Cr
- Yeso
Plâtre
- Acrílicos termo, auto- y
fotocurables
Acryliques pour prothèses

DIADUR fresas de carburo / DIADUR fraises carbure de tungstène



C/ Tibidabo 6 local izq.
Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

WhatsApp 601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

Aplicación / Utilisation



Dentado / Denture
ISO 190
ISO-Nr.
500 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.




QUATTRO
15' - 30000 rpm / tpm

001	001	001	001	114	137	142	143	144
023	027	040	050	023	060	023	023	023
1	1	1	1	1	1	1	1	1

606702 605602 605001 605201 608502 607901 602402 606402 601402

Número de pedido
Référence



- Aleaciones de Cromo-Cobalto
Alliages Co-Cr
- Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux
- Aleaciones preciosas
Alliages précieux
- Aleaciones semipreciosas
Alliages semi-précieux



Dentado / Denture
ISO 190
ISO-Nr.
500 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.



QUATTRO
15' - 30000 rpm/tpm

185	187	198	198	199	200	200	200
023	023	016	040	023	023	031	040
1	1	1	1	1	1	1	1

602102 602302 605902 606001 602202 606102 605502 606801

Número de pedido
Référence



- Aleaciones de Cromo-Cobalto
Alliages Co-Cr
- Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux
- Aleaciones preciosas
Alliages précieux
- Aleaciones semipreciosas
Alliages semi-précieux



Dentado / Denture
ISO 190
ISO-Nr.
500 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.



QUATTRO
15' - 30000 rpm/tpm

200	200	201	201	201	225	237	237	250
045	060	050	060	060	023	029	060	023
1	1	1	1	1	1	1	1	1

603201 602701 602901 607201 607501 604702 605302 608101 602602

Número de pedido
Référence



- Aleaciones de Cromo-Cobalto
Alliages Co-Cr
- Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux
- Aleaciones preciosas
Alliages précieux
- Aleaciones semipreciosas
Alliages semi-précieux

DIADUR fresas de carburo / DIADUR fraises carbure de tungstène



C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

Aplicación / Utilisation



Dentado / Denture
ISO 190
ISO-Nr.
500 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.



mediano, anillo azul/ standard, bague bleue


QUATTRO

15' - 30000 rpm / tpm

260	273	274	274	275	277	289	292	292
060	045	040	060	060	060	023	023	060
1	1	1	1	1	1	1	1	1

603401 602301 603301 603501 602001 607301 605002 606602 607601

Número de pedido
Référence



Dentado / Denture
ISO 191
ISO-Nr.
500 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.



mediano, anillo azul/ standard, bague bleue

QUATTRO-D

15' - 30000 rpm/tpm

200	274	292
040	040	023
1	1	1

606803 603303 606603

Número de pedido
Référence




Dentado / Denture
ISO 192/193
ISO-Nr.
500 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.



mediano, anillo azul/ standard, bague bleue


QUATTRO-L

15' - 30000 rpm/tpm

200	201	237	275	289
023	050	029	060	023
1	1	1	1	1

606102L 602901L 605302L 602001L 605002L

Número de pedido
Référence



- Aleaciones de Cromo-Cobalto
Alliages Co-Cr
- Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux
- Aleaciones preciosas
Alliages précieux
- Aleaciones semipreciosas
Alliages semi-précieux



- Aleaciones de Cromo-Cobalto
Alliages Co-Cr
- Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux
- Aleaciones preciosas
Alliages précieux
- Aleaciones semipreciosas
Alliages semi-précieux



- Aleaciones de Cromo-Cobalto
Alliages Co-Cr
- Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux
- Aleaciones preciosas
Alliages précieux
- Aleaciones semipreciosas
Alliages semi-précieux

DIADUR fresas de carburo / DIADUR fraises carbure de tungstène



Para técnicos zurdos / Pour gauchers

C/ Tibidabo 6 local izq.
Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas
601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es



Dentado agresivo para remover material más fuertemente.

Coupe agressive, forte abrasion.



Dentado menos agresivo adecuado para alisar las superficies.

Coupe moins agressive, surfaces plus lisses.



mediano, anillo azul/ standard, bague bleue

Dentado / Denture
ISO 177/193
ISO-Nr.
500 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

QUATTRO-L
15' - 30000 rpm / tpm


292
023
1

292
023
1

606602L

606604

Número de pedido
Référence



Dentado / Denture
ISO 190
ISO-Nr.
506 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

mediano, anillo azul/ standard, bague bleue

GOLDEN-QUATTRO
15' - 30000 rpm/tpm

107
023
1

200
040
1

201
050
1

237
029
1

274
040
1

275
060
1

289
023
1

292
023
1

602302T

606801T

602901T

605302T

603301T

602001T

605002T

606602T

Número de pedido
Référence



Dentado / Denture
ISO 022
ISO-Nr.
500 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

mediano, anillo azul/ standard, bague bleue

STRATO
15' - 25000 rpm/tpm

186
023
1

199
023
1

200
023
1

200
040
1

237
040
1

274
040
1

275
060
1

416302

416202

416102

616801

415401

413301

417001

Número de pedido
Référence

Aplicación / Utilisation



- Aleaciones de Cromo-Cobalto
Alliages Co-Cr
- Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux
- Aleaciones preciosas
Alliages précieux
- Aleaciones semipreciosas
Alliages semi-précieux



- Aleaciones de Cromo-Cobalto
Alliages Co-Cr
- Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux
- Aleaciones preciosas
Alliages précieux
- Aleaciones semipreciosas
Alliages semi-précieux
- Resinas compuestas
Composites

Recubrimiento con TIN
Revêtement TIN



- Acrílicos termo, auto- y fotocurables
Acryliques pour prothèses
- Materiales de revestimiento blando
Acryliques mous
- Valplast y similares
Valplast et similaires

DIADUR fresas de carburo / DIADUR fraises carbure de tungstène



C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

Aplicación / Utilisation



Dentado / Denture

ISO 190

ISO-Nr.

500 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.



mediano, anillo azul/ standard, bague bleue

QUATTRO -TWIN

15' - 30000 rpm/tpm

185	199	290
023	023	023
1	1	1

602103

602203

602603

Número de pedido

Référence



Dentado / Denture

ISO 215

ISO-Nr.

500 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.



grueso, anillo verde/ gros, bague verte

MACRONOM

15' - 25000 rpm/tpm

194	194	239	257	275
045	060	060	060	060
1	1	1	1	1

424301

422701

425401

424401

422001

Número de pedido

Référence



Dentado / Denture

ISO 133

ISO-Nr.

500 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.



fino, anillo rojo/ fin, bague rouge

ERGONOM

15' - 30000 rpm/tpm

145	187	199	200	275	292
023	023	023	040	060	023
1	1	1	1	1	1

100402

100302

100202

100801

101001

100602

Número de pedido

Référence



- Aleaciones de Cromo-Cobalto
Alliages Co-Cr
- Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux
- Aleaciones preciosas
Alliages précieux
- Aleaciones semipreciosas
Alliages semi-précieux
- sin Uni-disc
sans Uni-disc



- Yeso
Plâtre
- Acrílicos
Acryliques



- Aleaciones preciosas
Alliages précieux

DIADUR fresas de carburo / DIADUR fraises carbure de tungstène



C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

Aplicación / Utilisation




Dentado / Denture
ISO 140
ISO-Nr.
500 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

fino, anillo rojo/ fin, bague rouge							
MICRO 15' - 30000 rpm/tpm							
113	123	141	144	145	187	198	198
060	023	023	060	023	023	016	018
1	1	1	1	1	1	1	1
303801	302502	305102	303901	302402	302302	305902	304902
●	●	●	●	●	●	●	●

Número de pedido
Référence



- Aleaciones preciosas
Alliages précieux
- Aleaciones semipreciosas
Alliages semi-précieux
- Aleaciones de Cromo-Cobalto
Alliages Co-Cr
- Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux
- Resinas compuestas
Composites



Dentado / Denture
ISO 140
ISO-Nr.
500 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

fino, anillo rojo/ fin, bague rouge							
MICRO 15' - 30000 rpm/tpm							
198	198	199	200	200	200	200	200
023	040	023	023	031	040	045	060
1	1	1	1	1	1	1	1
304802	306001	302202	306102	305502	302801	303201	303101
●	●	●	●	●	●	●	●

Número de pedido
Référence



- Aleaciones preciosas
Alliages précieux
- Aleaciones semipreciosas
Alliages semi-précieux
- Aleaciones de Cromo-Cobalto
Alliages Co-Cr
- Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux
- Resinas compuestas
Composites



Dentado / Denture
ISO 140
ISO-Nr.
500 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

fino, anillo rojo/ fin, bague rouge						
MICRO 15' - 30000 rpm/tpm						
201	201	201	225	237	237	251
050	060	060	023	023	060	060
1	1	1	1	1	1	1
302901	303501	307201	304702	304602	308101	304001
●	●	●	●	●	●	●

Número de pedido
Référence



- Aleaciones preciosas
Alliages précieux
- Aleaciones semipreciosas
Alliages semi-précieux
- Aleaciones de Cromo-Cobalto
Alliages Co-Cr
- Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux
- Resinas compuestas
Composites

DIADUR fresas de carburo / DIADUR fraises carbure de tungstène



C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

WhatsApp 601 41 40 22


E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

Aplicación / Utilisation




Dentado / Denture
ISO 140
ISO-Nr.
500 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.



Número de pedido
Référence




- Aleaciones preciosas
Alliages précieux
- Aleaciones semipreciosas
Alliages semi-précieux
- Aleaciones de Cromo-Cobalto
Alliages Co-Cr
- Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux
- Resinas compuestas
Composites




Dentado / Denture
ISO 141
ISO-Nr.
500 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.



Número de pedido
Référence




- Aleaciones preciosas
Alliages précieux
- Aleaciones semipreciosas
Alliages semi-précieux
- Aleaciones de Cromo-Cobalto
Alliages Co-Cr
- Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux
- Resinas compuestas
Composites



Dentado / Denture
ISO 140
ISO-Nr.
506 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.



Número de pedido
Référence



- Aleaciones de Cromo-Cobalto
Alliages Co-Cr
- Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux
- Aleaciones preciosas
Alliages précieux
- Aleaciones semipreciosas
Alliages semi-précieux
- Resinas compuestas
Composites
- Zirconia no sinterizada
Zircon non fritté

Recubrimiento con TIN
Revêtement TIN

DIADUR fresas de carburo / DIADUR fraises carbure de tungstène



C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

Aplicación / Utilisation



Dentado / Denture
ISO 140
ISO-Nr.
506 104 ...


Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

fin, anillo rojo/ fin, bague rouge

GOLDEN-MICRO
15' - 30000 rpm/tpm

201	201	237	275	292	292
050	060	023	060	023	060
1	1	1	1	1	1
302901T	303501T	304602T	303001T	302602T	303601T

Número de pedido
Référence



- Aleaciones de Cromo-Cobalto
Alliages Co-Cr
- Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux
- Aleaciones preciosas
Alliages précieux
- Aleaciones semipreciosas
Alliages semi-précieux
- Resinas compuestas
Composites
- Zirconia no sinterizada
Zirconne non fritté

Recubrimiento con TIN
Revêtement TIN



Dentado / Denture
ISO 015
ISO-Nr.
500 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

fin, anillo rojo/ fin, bague rouge

MATRO
15' - 30000 rpm/tpm

141	144	198	198	200	274	275	289
023	060	016	023	040	040	060	023
1	1	1	1	1	1	1	1
315102	313901	314902	314802	312801	313301	313001	315002

Número de pedido
Référence



- Acrílicos termo, auto- y fotocurables
Acryliques pour prothèses
- Materiales de revestimiento blando
Acryliques mous
- Valplast y similares
Valplast et similaires



Dentado / Denture
ISO 140
ISO-Nr.
500 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

fin, anillo rojo/ fin, bague rouge

BIBUR
15' - 30000 rpm/tpm

187 / 144
023
1
304103

Número de pedido
Référence



- Aleaciones de Cromo-Cobalto
Alliages Co-Cr
- Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux
- Aleaciones preciosas
Alliages précieux
- Aleaciones semipreciosas
Alliages semi-précieux
- Resinas compuestas
Composites
- sin Uni-disc
sans Uni-disc

DIADUR fresas de carburo / DIADUR fraises carbure de tungstène



C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

WhatsApp 601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

Aplicación / Utilisation



Dentado / Denture
ISO 110
ISO-Nr.
500 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

superfino, anillo amarillo/ superfin, bague jaune						
MILLI-MICRON						
15' - 30000 rpm/tpm						
001	141	145	186	198	198	199
050	023	023	023	016	023	023
1	1	1	1	1	1	1
205201	205102	201402	201302	204902	204802	201202
●	●	●	●	●	●	●

Número de pedido
Référence



- Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux
- Aleaciones preciosas
Alliages précieux
- Aleaciones semipreciosas
Alliages semi-précieux
- Resinas compuestas
Composites



Dentado / Denture
ISO 110
ISO-Nr.
500 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

superfino, anillo amarillo/ superfin, bague jaune						
MILLI-MICRON						
15' - 30000 rpm/tpm						
200	200	200	237	275	289	292
023	040	045	023	060	023	023
1	1	1	1	1	1	1
206102	201801	203201	204602	203001	205002	201602
●	●	●	●	●	●	●

Número de pedido
Référence



- Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux
- Aleaciones preciosas
Alliages précieux
- Aleaciones semipreciosas
Alliages semi-précieux
- Resinas compuestas
Composites



Dentado / Denture
ISO 034
ISO-Nr.
500 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

ultrafino, anillo blanco/ ultrafin, bague blanche			
ULTRA-MICRON			
15' - 30000 rpm/tpm			
141	200	289	292
023	040	023	023
1	1	1	1
215102	221801	215002	211602
○	○	○	○

Número de pedido
Référence



- Aleaciones preciosas
Alliages précieux
- Aleaciones semipreciosas
Alliages semi-précieux
- Resinas compuestas
Composites

DIADUR fresas de carburo / DIADUR fraises carbure de tungstène




C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

Aplicación / Utilisation



Dentado / Denture

ISO 134

ISO-Nr.

500 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.



fino, anillo rojo/ fin, bague rouge

NUEVO

15' - 30000 rpm/tpm

141	198	200	201	201	237	274	277	289
023	023	040	023	070	023	040	060	023
1	1	1	1	1	1	1	1	1

745102F 744802F 740801F 746102F 747401F 744602F 743301F 747301F 745002F

Número de pedido

Référence



Dentado / Denture

ISO 145

ISO-Nr.

500 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.



fino, anillo rojo/ fin, bague rouge

SUPER-TECH

15' - 30000 rpm/tpm

141	145	187	198	200	237	274	275	289	292
023	023	023	018	040	023	040	060	023	023
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

905102 902402 902302 904902 902801 904602 903301 903001 905002 902602

Número de pedido

Référence



- Acrílicos (inclusive Valplast)
Acryliques (y compris Valplast)
- Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux
- Acrílicos blandos
Acryliques mous



- Titanio
Titane
- Aleaciones de Cromo-Cobalto
Alliages Co-Cr
- Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux

Triple dentado
Triple denture

Fresas en cerámica / Fraises céramiques



Dentado / Denture

ISO 134

ISO-Nr.

XX0 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.



fino, anillo rojo/blanco/ fin, bague rouge/blanche

KERAMO

15' - 30000 rpm/tpm

113	194	200	277	292
060	060	050	060	060
1	1	1	1	1

883801 882701 880801 887301 887601

Número de pedido

Référence



- Resinas duras y acrílicos blandos
(por ejemplo Valplast)
Acryliques durs et mous, nylon
(p. ex. Valplast)

Tecnología de producción aditiva!
Technologie de production additive!

DIADUR fresas de carburo / DIADUR fraises carbure de tungstène



C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

WhatsApp 601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

Aplicación / Utilisation



Dentado / Denture
ISO 154
ISO-Nr.
500 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

extra grueso, anillo negro/ extragros, bague noire

TITANO
15' - 30000 rpm/tpm


141	145	198	200	289	292
023	023	023	040	023	023
1	1	1	1	1	1

735102F **736402F** **734802F** **730801F** **735002F** **736602F**

Número de pedido
Référence



• Titanio
Titane



Dentado / Denture
ISO 137
ISO-Nr.
500 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.


fino, anillo rojo/ fin, bague rouge

TITANO
15' - 30000 rpm/tpm

141	145	187	196	200	237	275	277	289	292	296	496
023	023	023	010	040	023	060	014	023	023	010	010
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

705102F **702402F** **702302F** **101102F** **700801F** **704602F** **708001F** **118080F** **705002F** **702602F** **118050F** **118060F**

Número de pedido
Référence



• Titanio
Titane
• Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux
• Resina compuesta
Composites
• Material para cubeta
fotopolimerizable
Matériaux de prise d'empreinte
photopolymérisables



Dentado / Denture
ISO 112
ISO-Nr.
500 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.


superfino, anillo amarillo/ superfin, bague jaune

TITANO
15' - 30000 rpm/tpm

141	198	200	237	275	292
023	018	040	023	060	023
1	1	1	1	1	1

705102SF **704902SF** **700801SF** **704602SF** **708001SF** **702602SF**

Número de pedido
Référence



• Titanio
Titane
• Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux
• Resina compuesta
Composites
• Material para cubeta
fotopolimerizable
Matériaux de prise d'empreinte
photopolymérisables

DIADUR fresas de carburo / DIADUR fraises carbure de tungstène




C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

Aplicación / Utilisation



Dentado / Denture

ISO 176

ISO-Nr.

500 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.



ultrafino, anillo blanco/ ultrafin, bague blanche

STAR

15' - 30000 rpm/tpm

141	185	198	198	199	200	237	275	290
023	023	018	023	023	040	023	060	023
1	1	1	1	1	1	1	1	1

702402

702102

704902

704802

702202

700801


704602

708001

702602

Número de pedido

Référence



Dentado / Denture

ISO 132

ISO-Nr.

500 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.



ultrafino, anillo blanco/ ultrafin, bague blanche

SUPER-STAR

15' - 30000 rpm/tpm

199	200	275	292
023	040	060	023
1	1	1	1

712202SF

710801SF

718001SF


712602SF

Número de pedido

Référence



Longitud de la cuchilla
Longueur des lames



sin anillo / sans bague

PINBUR

d₁ = 2mm / d₂ = 3mm

1

Envase / Unité d'emb.


Número de pedido

Référence

80069



- Aleaciones preciosas
Alliages précieux
- Acrílicos para carillas extra duros
Acryliques facettes extra durs
- Titanio
Titane



- Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux
- Resinas compuestas
Composites
- Acrílicos blandos
Acryliques mous

- Fresa para el sistema PINDEX®
Fraise pour système PINDEX®
- Longitud total del instrumento
35 mm
Longueur totale de l'instrument
35 mm

PINDEX® es una marca registrada de
Coltène/Whaledent, Inc USA
PINDEX® est une marque déposée de
Coltène/Whaledent, Inc USA


DIADUR fresas de carburo BlueStar®

DIADUR fraises carbure de tungstène BlueStar®

- Revestimiento extremadamente liso con supernitridos de última generación.
- Incremento significativo de la vida útil en comparación con revestimientos convencionales, significativa reducción de la resistencia a la fricción a la vez manteniendo la agresividad y ofreciendo un comportamiento de fresado más suave.
- *Revêtement extrêmement lisse de supernitrides de dernière génération.*
- *Durée de vie prolongée comparé aux revêtements traditionnels, réduction de la friction sans perte d'efficacité de coupe. Meulage souple.*



C/ Tibidabo 6 local izq.
 Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas
 WhatsApp 601 41 40 22
 E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es



Dentado / Denture
 ISO 015
 ISO-Nr.
 507 104 ...
 Nr. de figura / Forme
 ø 1/10 mm
 Envase / Unité d'emb.



MACRO
 15' - 30000 rpm/tpm


200	292	275
40	060	060
1	1	1

406801BS


407601BS

407001BS

Número de pedido
 Référence



Dentado / Denture
 ISO 015
 ISO-Nr.
 507 104 ...
 Nr. de figura / Forme
 ø 1/10 mm
 Envase / Unité d'emb.



MATRO
 15' - 30000 rpm/tpm


274	275
040	060
1	1

313301BS


313001BS

Número de pedido
 Référence

Aplicación / Utilisation



- Aleaciones de cromo-cobalto
Alliages Co-Cr
- Yeso
Plâtre
- Acrílicos termo, auto- y fotocurables
Acryliques pour prothèses



- Acrílicos termo, auto- y fotocurables, acrílicos blandos
Tous les acryliques, y compris acryliques photopolymérisants et acryliques mous
- Valplast y similares
Valplast et similaires

DIADUR fresas de carburo BlueStar®

DIADUR fraises carbure de tungstène BlueStar®




Teléfono 606 40 124

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

Aplicación / Utilisation



Dentado / Denture
ISO 190
ISO-Nr.
507 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.



mediano, anillo azul/ standard, bague bleue

QUATTRO

15' - 30000 rpm/tpm

001	200	200	201	274	275
050	023	040	060	040	060
1	1	1	1	1	1

605201BS

606102BS

606801BS

607501BS

603301BS

602001BS

Número de pedido
Référence



Dentado / Denture
ISO 134
ISO-Nr.
507 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.



fino, anillo rojo/ fin, bague rouge

NUEVO

15' - 30000 rpm/tpm


200	274	277
040	040	060
1	1	1

740801FBS

743301FBS

747301FBS

Número de pedido
Référence



Dentado / Denture
ISO 132
ISO-Nr.
507 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.



ultrafino, anillo blanco/ ultrafin, bague blanche

SUPER-STAR

15' - 30000 rpm/tpm

200	275
040	060
1	1

710801SFB5

718001SFB5


Número de pedido
Référence



- Aleaciones de Cromo-Cobalto
Alliages Co-Cr
- Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux
- Aleaciones preciosas
Alliages précieux
- Aleaciones semipreciosas
Alliages semi-précieux



- Acrílicos (inclusive Valplast)
Acryliques (y compris Valplast)
- Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux
- Acrílicos blandos
Acryliques mous



- Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux
- Resinas compuestas
Composites
- Acrílicos blandos
Acryliques mous


DIADUR Okklu-Point



C/ Tibidabo 6 local izq.
Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas
601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es


Aplicación / Utilisation



Dentado / Denture
ISO 377
ISO-Nr.
500 104 / 314 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.


sin anillo / sans bague	
OKKLU-POINT	OKKLU-POINT FG
5' - 20000 rpm/tpm	-300000 rpm/tpm
470	470
010	010
2	5
80032	80044

Número de pedido
Référence



- Instrumento de carburo de tungsteno para reparar fisuras cerámicas
Instrument en carbure de tungstène pour fissures céramiques


Instrumento de finición / Instrument de finition



ISO-Nr.
336 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

sin anillo / sans bague	
Fresa perforadora / Foret matriciel	
5' - 20000 rpm/tpm	
444	
060	
1	
91020	

Número de pedido
Référence



- Taladro para perforar la llave y fijación exacta de los dientes acrílicos
Pour un perçage de la matrice et fixation des dents en acrylique

Instrumentos de acero / Instruments en acier



Dentado / Denture
ISO 172
ISO-Nr.
330 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

sin anillo / sans bague			
SOFT LINER			
5' - 20000 rpm/tpm			
001	155	266	266
050	060	045	055
1	1	1	1
311-050SL	312-060SL	310-045SL	310-055SL

Número de pedido
Référence



- Para trabajar acrílicos blandos
Pour travailler les acryliques mous

DIADUR Instrumentos de carburo de tungsteno /

DIADUR instruments en carbure de tungstène



Estadillo 8 Local 420

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es



1

Dentado / Denture

ISO 006

ISO-Nr. 500 104 ...


Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Long. cabeza / long. tête

US-Code:

Envase / Unité d'emb.



Fresas de roseta / Fraises rondes · 15' - 30000 rpm/tpm

001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
005	006	008	010	012	014	016	018	021	023	027	027
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/4	1/2	1	2	3	4	5	6	7	8	10	10
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
117005	117006	117008	117010	117012	117014	117016	117018	117021	117023	117027	117027

Número de pedido
Référence



1

Dentado / Denture

ISO 291

ISO-Nr. 500 104 ...


Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Long. cabeza / long. tête

US-Code:

Envase / Unité d'emb.



Fresas de roseta / Fraises rondes · 15' - 30000 rpm/tpm

001	001	001	001
010	014	018	023
-	-	-	-
2	4	6	8
6	6	6	6
117110	117114	117118	117123

Número de pedido
Référence



2

Dentado / Denture

ISO 006

ISO-Nr. 500 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Long. cabeza / long. tête

US-Code:

Envase / Unité d'emb.

Fresas cono invertido/Fraises coniques renversées
15' - 30000 rpm/tpm

010	010	010	010	010
008	010	014	016	018
1,0	1,0	1,5	1,5	2
34	35	37	38	39
6	6	6	6	6
113008	113010	113014	113016	113018

Número de pedido
Référence



3

Dentado / Denture

ISO 175

ISO-Nr. 500 104 ...


Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Long. cabeza / long. tête

US-Code:

Envase / Unité d'emb.



Fresa de rueda / Fraise roue
15' - 30000 rpm/tpm

040
014
0,5
15
6
114014

Número de pedido
Référence

DIADUR Instrumentos de carburo de tungsteno /

DIADUR instruments en carbure de tungstène



Estadillo 8 Local 420

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es



21

Dentado / Denture

ISO 006

ISO-Nr. 500 104 ...


Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Long. cabeza / long. tête

US-Code:

Envase / Unité d'emb.



15' - 30000 rpm/tpm

109	109	109
010	012	014
4,5	4,5	5,0
57	58	59
6	6	6
102810	102812	102814

Número de pedido
Référence



21R

Dentado / Denture

ISO 006

ISO-Nr. 500 104 ...


Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Long. cabeza / long. tête

US-Code:

Envase / Unité d'emb.



15' - 30000 rpm/tpm

139	139
010	012
4,5	4,5
1157	1158
6	6
102910	102912

Número de pedido
Référence



23

Dentado / Denture

ISO 006

ISO-Nr. 500 104 ...


Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Long. cabeza / long. tête

US-Code:

Envase / Unité d'emb.



15' - 30000 rpm/tpm

170	170	170	170
008	010	012	016
4	4	4	5
168	170	171	172
6	6	6	6
108608	108610	108612	108616

Número de pedido
Référence



23L

Dentado / Denture

ISO 006

ISO-Nr. 500 104 ...


Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Long. cabeza / long. tête

US-Code:

Envase / Unité d'emb.



15' - 30000 rpm/tpm

171	171
009	012
5,5	5,8
169L	171L
6	6
108709	108712

Número de pedido
Référence



23R

Dentado / Denture

ISO 006

ISO-Nr. 500 104 ...


Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Long. cabeza / long. tête

US-Code:

Envase / Unité d'emb.



15' - 30000 rpm/tpm

196	196	196
008	010	012
4,5	4,5	4,5
1169	1170	1171
6	6	6
101101	101102	101103

Número de pedido
Référence

DIADUR Instrumentos de carburo de tungsteno /

DIADUR instruments en carbure de tungstène



Carburo de Tungsteno

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es



31

Dentado / Denture

ISO 008

ISO-Nr. 500 104 ...


Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Long. cabeza / long. tête

US-Code:

Envase / Unité d'emb.



15' - 30000 rpm/tpm

109	109	109	109	109	109	109
008	009	010	014	016	023	023
3,5	4	4	4,8	5	5	5
555	556	557	559	560	563	563
6	6	6	6	6	6	6
118008	118009	118010	118014	118016	118023	118023CH

Número de pedido
Référence



31L

Dentado / Denture

ISO 008

ISO-Nr. 500 104 ...


Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Long. cabeza / long. tête

US-Code:

Envase / Unité d'emb.



15' - 30000 rpm/tpm

110	110
010	012
6,5	6,5
557L	558L
6	6
108810	108812

Número de pedido
Référence



31R

Dentado / Denture

ISO 008

ISO-Nr. 500 104 ...


Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Long. cabeza / long. tête

US-Code:

Envase / Unité d'emb.



15' - 30000 rpm/tpm

139	139	139
008	010	012
4	4,5	4,5
1556	1557	1558
6	6	6
108908	108910	108912

Número de pedido
Référence



33

Dentado / Denture

ISO 008

ISO-Nr. 500 104 ...


Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Long. cabeza / long. tête

US-Code:

Envase / Unité d'emb.



15' - 30000 rpm/tpm

170	170	170	170	170
008	010	012	016	021
4	4,5	4,5	5	5
699	700	701	702	703
6	6	6	6	6
109308	109310	109312	109316	109321

Número de pedido
Référence

DIADUR Instrumentos de carburo de tungsteno /

DIADUR instruments en carbure de tungstène



Estadillo 8 Local 420

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es



33L

Dentado / Denture

ISO 008

ISO-Nr. 500 104 ...


Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Long. cabeza / long. tête

US-Code:

Envase / Unité d'emb.



15' - 30000 rpm/tpm

171	171	171
008	010	012
5,5	5,5	5,5
699L	700L	701L
6	6	6
109408	109410	109412

Número de pedido
Référence



33R

Dentado / Denture

ISO 008

ISO-Nr. 500 104 ...


Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Long. cabeza / long. tête

US-Code:


Envase / Unité d'emb.



15' - 30000 rpm/tpm

196	196
016	023
5	4,5
702R	704R
6	6
109516	109523

Número de pedido
Référence



Dentado / Denture

ISO 134

ISO-Nr. 500 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Long. cabeza / long. tête

US-Code:

Envase / Unité d'emb.



OKKLU-STAR · 15' - 30000 rpm/tpm

277
014
3
7404X
6
117210

Número de pedido
Référence



Dentado / Denture

ISO 140

ISO-Nr. 500 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Long. cabeza / long. tête

US-Code:

Envase / Unité d'emb.



OKKLU-FIN · 15' - 30000 rpm/tpm

247
023
4,3
7408X
6
304402

Número de pedido
Référence



Dentado / Denture

ISO 072

ISO-Nr. 500 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Long. cabeza / long. tête

US-Code:

Envase / Unité d'emb.



Fresas para acabado / Fraises de finition · 15' - 30000 rpm/tpm

277	296	496
014	010	010
3,5	4,0	4,0
7404	770	7902
6	6	6
118080	118050	118060

Número de pedido
Référence

SIDIA® Diamantes sinterizados / *SIDIA® diamants frittés*




C/ Tibidabo 6 local izq.
Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es


Beneficios y ventajas / *Avantages*

- Casi el **doble de duración** en comparación con diamantes sinterizados **tradicionales** debido a incremento en la concentración de diamantes.
Durée de vie pratiquement doublée par rapport aux fraises diamantées frittées standards.
- Corte eficiente y autolimpieza.
Performance de coupe élevée et auto-nettoyage.
- Abrasión más acelerada.
Abrasion plus rapide.
- Dependiendo del diámetro, nuestros diamantes sinterizados duran entre 200 a 300 veces más que piedras convencionales.
En fonction du diamètre, durée de coupe 200-300 fois supérieure aux pierres traditionnelles.
- **Productividad** incrementada debido a cambios de instrumento minimizados e inventario reducido (menos instrumentos necesarios).
Gain de temps car moins de changements d'instruments et frais de stockage réduits car moins d'instruments nécessaires.
- **Favorable al medio ambiente**, sustancialmente reduciendo el consumo de materia prima y la producción de desechos.
Préserve l'environnement, car nettement moins de matière première utilisée et moins de déchets.
- **Ambiente de trabajo saludable** debido a una significativa reducción de polvo en comparación con piedras de acabado convencionales.
Environnement de travail sain, car moins de poussière qu'avec les pierres.



200 a 300 veces más duración en comparación con piedras de acabado convencionales.

Durée de vie utile 200-300 fois supérieure à celle des pierres traditionnelles.



Estructura superficial / *Structure de surface*

En fresas de diamante sinterizado con ligantes de bronce, tantalio y otros elementos el ligante automáticamente se desgasta por la fricción. Al desgastarse la capa externa, la siguiente capa de diamante está lista para tallar.

Recomendación:

No aplicar sobre superficies previstas para revestimiento cerámico.

L'agent de liaison (bronze avec tantal et autres) des diamants frittés est automatiquement éliminé par le contact avec la surface travaillée. Une fois la couche extérieure usée, la prochaine couche diamantée est prête à l'utilisation.

Recommandation :

Ne pas utiliser sur des surfaces prévues pour un revêtement en céramique.

SIDIA® Diamantes sinterizados / SIDIA® diamants frittés



C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

Aplicación / Utilisation



Incluye reductor!
Y compris réducteur !

Tamaño grano/ Grain
ISO 523
ISO-Nr.
807 314 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

mediano, anillo azul/ standard, bague bleue

FG MACRO
30' - 300000 rpm/tpm

Nr. de figura / Forme	ø 1/10 mm	Envase / Unité d'emb.
142	016	1
199	016	1
250	016	1

Número de pedido
Référence

56212 56242 56202



• Cerámicas
Céramique



Incluye reductor!
Y compris réducteur !

Tamaño grano/ Grain
ISO 513
ISO-Nr.
807 314 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

fino, anillo rojo/ fin, bague rouge

FG MICRO
30' - 300000 rpm/tpm

Nr. de figura / Forme	ø 1/10 mm	Envase / Unité d'emb.
112	016	1
142	016	1
199	016	1
250	016	1

Número de pedido
Référence

52262 52212 52242 52202



• Cerámicas
Céramique

Tamaño grano/ Grain
ISO 523
ISO-Nr.
807 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

mediano, anillo azul/ standard, bague bleue

HP MACRO
15' - 30000 rpm/tpm

Nr. de figura / Forme	ø 1/10 mm	Envase / Unité d'emb.
131	016	1
142	016	1
199	016	1
225	016	1
250	016	1

Número de pedido
Référence

58232 58212 58242 58272 58202



• Cerámicas
Céramique

SIDIA® Diamantes sinterizados / SIDIA® diamants frittés



C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

Aplicación / Utilisation

Tamaño grano/ Grain
ISO 513

ISO-Nr.
807 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.



HP MICRO
15' - 30000 rpm/tpm

112	131	142	199	225	250
016	016	016	016	016	016
1	1	1	1	1	1

Número de pedido
Référence

57262 57232 57212 57242 57272 57202



- Cerámica
Céramique

Tamaño grano/ Grain
ISO 543

ISO-Nr.
807 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.




SUPERTURBO
15' - 30000 rpm/tpm

042	112	114	161	275
100	050	060	050	060
1	1	1	1	1

Número de pedido
Référence

53305 53021 53041 53181 53161



- Aleaciones de Cromo-Cobalto
Alliages Co-Cr

Tamaño grano/ Grain
ISO 533

ISO-Nr.
807 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.




TURBO
15' - 30000 rpm/tpm

001	112	114	161	199	200	249	257	274	275
030	050	066	050	050	040	030	060	050	060
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Número de pedido
Référence

55122 55021 55042 55181 55630 55044 55092 55600 55620 55161



- Aleaciones de Cromo-Cobalto
Alliages Co-Cr
- Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux
- Aleaciones semipreciosas
Alliages semi-précieux

SIDIA® Diamantes sinterizados / SIDIA® diamants frittés



C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

WhatsApp 601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

Aplicación / Utilisation

Tamaño grano/ Grain

ISO 523

ISO-Nr.

807 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.



mediano, anillo azul/ standard, bague bleue

MACRO

15' - 30000 rpm/tpm

014	042	112	161	199	200
047	080	050	050	050	023
1	1	1	1	1	1

Número de pedido

Référence

59410	59800	59021	59181	59630	59202
-------	-------	-------	-------	-------	-------



- Aleaciones de Cromo-Cobalto
Alliages Co-Cr
- Cerámica
Céramique

Tamaño grano/ Grain

ISO 523

ISO-Nr.

807 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.



mediano, anillo azul/ standard, bague bleue

MACRO

15' - 30000 rpm/tpm

200	200	249	251	257	274	274	275
031	050	030	050	060	050	080	060
1	1	1	1	1	1	1	1

Número de pedido

Référence

59215	59205	59092	59151	59600	59620	59625	59161
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



- Aleaciones de Cromo-Cobalto
Alliages Co-Cr
- Cerámica
Céramique

Tamaño grano/ Grain

ISO 513

ISO-Nr.

807 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.



fino, anillo rojo/ fin, bague rouge

MICRO


15' - 30000 rpm/tpm

001	001	001	012	014	014	014	023	027	040
023	030	040	030	040	060	080	027	027	050
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Número de pedido

Référence

50420	50122	50610	50112	50400	50650	50051	50215	50192	50309
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



- Aleaciones de Cromo-Cobalto
Alliages Co-Cr
- Cerámica
Céramique

SIDIA® Diamantes sinterizados / SIDIA® diamants frittés



C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

WhatsApp 601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

Aplicación / Utilisation

Tamaño grano/ Grain

ISO 513

ISO-Nr.
807 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.




fino, anillo rojo/ fin, bague rouge

MICRO

15' - 30000 rpm/tpm

042	111	112	140	143	155	161	161	166
080	030	050	016	025	030	025	050	031
1	1	1	1	1	1	1	1	1

Número de pedido
Référence



- Aleaciones de Cromo-Cobalto
Alliages Co-Cr
- Cerámica
Céramique

Tamaño grano/ Grain

ISO 513

ISO-Nr.
807 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.



fino, anillo rojo/ fin, bague rouge

MICRO

15' - 30000 rpm/tpm

173	173	198	199	200	200	200	225	225	227
030	050	031	050	023	040	050	030	040	035
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Número de pedido
Référence



- Aleaciones de Cromo-Cobalto
Alliages Co-Cr
- Cerámica
Céramique

Tamaño grano/ Grain

ISO 513

ISO-Nr.
807 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.



fino, anillo rojo/ fin, bague rouge

MICRO

15' - 30000 rpm/tpm

248	249	249	251	257	257	274	275	303
016	030	050	030	030	060	050	060	080
1	1	1	1	1	1	1	1	1

Número de pedido
Référence



- Aleaciones de Cromo-Cobalto
Alliages Co-Cr
- Cerámica
Céramique

SIDIA® Diamantes sinterizados / SIDIA® diamants frittés



C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

WhatsApp 601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

Aplicación / Utilisation

Tamaño grano/ Grain
ISO 503

ISO-Nr.
807 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.



superfino, anillo amarillo/ superfin, bague jaune

MILLI-MICRON

15' - 30000 rpm/tpm

001	027	161	161
023	027	025	050
1	1	1	1

Número de pedido
Référence

54420

54192

54217

54181



- Aleaciones de Cromo-Cobalto
Alliages Co-Cr
- Cerámica
Céramique

Tamaño grano/ Grain
ISO 503

ISO-Nr.
807 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.



superfino, anillo amarillo/ superfin, bague jaune

MILLI-MICRON

15' - 30000 rpm/tpm

166	198	199	200	257	275
031	030	016	050	030	060
1	1	1	1	1	1

Número de pedido
Référence

54191


54102

54242


54225

54216

54161



- Aleaciones de Cromo-Cobalto
Alliages Co-Cr
- Cerámica
Céramique



PIEDRAS PARA LIMPIAR / PIERRES DE NETTOYAGE

Envase / Unité d'emb.


1

1

Número de pedido
Référence

15000

15001



- Para limpiar herramientas de diamante sinterizado y galvanizado
Pour le nettoyage d'outils diamants frittés et galvaniques
- Humedecer antes de utilizar
Mouiller avant usage

SIDIA® Discos de diamante sinterizado / SIDIA® disques diamantés frittés



C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

Aplicación / Utilisation

Tamaño grano/ Grain
ISO 523

ISO-Nr.
807 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

mediano, anillo azul/ standard, bague bleue


MACRO
5' - 15000 rpm/tpm
345
220
1

58154

Número de pedido
Référence



- Para contornear aleaciones de cromo-cobalto
Pour le contournage d'alliages Co-Cr
- Todos los discos de diamante sinterizado ya vienen montados y centrados
Tous les disques en diamanté fritté sont montés et centrés



fino, anillo rojo/ fin, bague rouge

Tamaño grano/ Grain

ISO 513

ISO-Nr.
807 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

MICRO

5' - 15000 rpm/tpm

345	345	345	345
080	160	190	220
1	1	1	1


Número de pedido
Référence

50144

50265

50275

50154




- Para contornear aleaciones de cromo-cobalto
Pour le contournage d'alliages Co-Cr
- Todos los discos de diamante sinterizado ya vienen montados y centrados
Tous les disques en diamanté fritté sont montés et centrés

Discos galvánicos sinterizados / Disques galvaniques frittés

Disco flexible con borde completamente recubierto con diamante sinterizado!

Disque flexible avec bord diamanté fritté !



superfino, anillo amarillo/ superfine, bague jaune

Tamaño grano/ Grain

ISO 504

ISO-Nr.
807 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

SIDIA®-MINI-FLEX

SIDIA®-FLEX

3' - 5000 rpm/tpm

320
120
1

320
200
1

181221

182021

Número de pedido
Référence



- Para separar lo siguiente:
Pour couper et séparer :
- Cerámica incluyendo zirconia
Céramiques y compris le zircon
- Vida útil extremadamente larga
Durée de vie utile exceptionnellement élevée

Instrumentos para zirconia / Instruments pour zircon



C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

WhatsApp 601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

Aplicación / Utilisation

Tamaño grano/ Grain

ISO 534 / 524

ISO-Nr.

803 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

CIRCOOL LAB XL

5' - 25000 rpm/tpm	5' - 25000 rpm/tpm	5' - 8000 rpm/tpm
112	173	042
036	035	130
1	1	1

800161 800163 800164

Número de pedido
Référence



- Tallador diamantado especialmente para trabajar la zirconia en crudo y en seco
Instrument diamanté pour ajustement grossier

Elaboración en seco
Travail à sec

Tamaño grano/ Grain

ISO 534

ISO-Nr.

805 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

CIRCOOL LAB

grueso / gros

3' - 18000 rpm/tpm	3' - 4000 rpm/tpm	3' - 6000 rpm/tpm	3' - 5000 rpm/tpm
173	303	372	372
040	220	120	150
1	1	1	1

800140 800148 800142 800146

Número de pedido
Référence



- Post-procesamiento crudo
Ajustement grossier

Elaboración en seco
Travail à sec

Tamaño grano/ Grain

ISO 524

ISO-Nr.

803 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.


CIRCOOL LAB

mediano / standard

3' - 15000 rpm/tpm	3' - 15000 rpm/tpm	3' - 8000 rpm/tpm	3' - 10000 rpm/tpm
173	250	371	372
035	060	170	110
1	1	1	1

800133 800135 800137 800131

Número de pedido
Référence



- Post-procesamiento fino
Ajustement fin
- Prepulido
Prépolissage

Elaboración en seco
Travail à sec

Instrumentos para zirconia / Instruments pour zircon



C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

Aplicación / Utilisation

Tamaño grano/ Grain

ISO 502

ISO-Nr.

803 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.


superfino / superfin

CIRCOPOL LAB

3' - 15000 rpm/tpm	3' - 10000 rpm/tpm	292/372
292	372	una pieza cada una
050	150	1 pc de chaque
1	1	

800138 800136 800132

Número de pedido
Référence



• Zirconia
Zircon

Elaboración en seco
Travail à sec

Tamaño grano/ Grain

ISO 534 / 514

ISO-Nr.

803 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

grueso, anillo verde / gros, bague verte

CIRCOLUX I

6' - 15000 rpm/tpm

303	303
260	260
1	1

800710

fino, anillo rojo/ fin, bague rouge


CIRCOLUX II

6' - 15000 rpm/tpm

303	303
260	260
1	1

800711

Número de pedido
Référence



• Pulido de zirconia y cerámica
prensada
Polissage du zircon et de
la céramique pressée

Elaboración en seco
Travail à sec

ISO-Nr.

806 315 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

FG DIAMANTE ZIRCONIA / DIAMANTS FG ZIRCON

- 300000 rpm/tpm

142	199	277
014	016	012
3	3	3

532678L 53136L 532908L

Número de pedido
Référence



• Zirconia
Zircon

Con enfriamiento por agua!
Refroidissement à eau!

Instrumentos para zirconia / Instruments pour zircon



C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

WhatsApp 601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

Aplicación / Utilisation

Tamaño grano / Grain

ISO 524

ISO-Nr.

807 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

DIAMANTES PARA ZIRCONIO PM / DIAMANTS POUR ZIRCON PM

5' - 300000 rpm/tpm

112

143

199

249

257

018

018

016

025

023

2

2

2

2

2

60112188Syn

60143188Syn


601991685Syn

602492585Syn

602572385Syn

Número de pedido

Référence



fino, anillo rojo / fin, bague rouge

SEPAFLEX®


3' - 5000 rpm/tpm

402

220

1

1822212



superfino, anillo amarillo / superfin, bague jaune

SIDIAFLEX GOLD

3' - 5000 rpm/tpm

320

200

1

181220

Tamaño grano / Grain

ISO 514 / 504

ISO-Nr.

806 / 807 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

Número de pedido

Référence



extra grueso / extragros

MINI-TRI-ZIR

5' - 10000 rpm/tpm

468

016

1

80059Zir



sin anillo / sans bague

CIRCOTRIM

6' - 15000 rpm/tpm

507

100

1

800720

Dentado, tamaño grano /

Denture, grain

ISO 332 / 523

ISO-Nr.

500/658 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

Número de pedido

Référence




• Zirconia
Zircon

Con enfriamiento por agua!
Refroidissement à eau!



• Separación de los puentecillos de unión
Séparation des barres de liaison

Con enfriamiento por agua!
Refroidissement à eau!



MINI-TRI-ZIR

• Separación de los puentes de conexión en estado no sinterizado
Coupe des barres de liaison du zircon non-fritté

CIRCOTRIM

• Enlucido de las bases de los puentes de conexión en estado no sinterizado
Meulage des restes des barres de liaison


Elaboración en seco
Travail à sec

Instrumentos para zirconia / Instruments pour zircon



C/ Tibidabo 6 local izq.
Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas
E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

- Esmerilado suave, protegiendo el material
Fraisage délicat, évite d'endommager les matériaux
- Larga vida útil
Longue durée de vie
- Eficiente tratamiento del material
Travail efficace
- Triple capa de diamantes en tamaños de grano adaptados
Trois couches de diamant en grains coordonnés



801

Tamaño grano/ Grain
ISO 524
ISO-Nr.
806 314 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

mediano, anillo azul/ standard, bague bleue

SHARKIES

20' - 100000 rpm/tpm

001 012 — 5	001 016 — 5	001 021 — 5
314KD801.012	314KD801.016	314KD801.021

Número de pedido
Référence



805 / 881

Tamaño grano/ Grain
ISO 524
ISO-Nr.
806 314 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

mediano, anillo azul/ standard, bague bleue


SHARKIES

20' - 100000 rpm/tpm

010 014 1,5 5	141 012 8,5 5	141 014 8,5 5
314KD805.014	314KD881.012	314KD881.014

Número de pedido
Référence

Aplicación / Utilisation



• Cerámica incluida zirconia
Céramique y compris la zircone

Con enfriamiento por agua!
Refroidissement à eau!



• Cerámica incluida zirconia
Céramique y compris la zircone

Con enfriamiento por agua!
Refroidissement à eau!

Instrumentos para zirconia / Instruments pour zircon



C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

WhatsApp 601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

Aplicación / Utilisation

850 / 859

Tamaño grano/ Grain

ISO 514

ISO-Nr.

806 314 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

			
fino, anillo rojo/ fin, bague rouge			
SHARKIES			
20' - 100000 rpm/tpm			
199	199	166	166
012	018	010	018
10	10	10	10
5	5	5	5
314KD850.012	314KD850.018	314KD859.010	314KD859.018

Número de pedido
Référence



864 / 879K

Tamaño grano/ Grain

ISO 514

ISO-Nr.

806 314 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

		
fino, anillo rojo/ fin, bague rouge		
SHARKIES		
20' - 100000 rpm/tpm		
251	299	299
016	012	016
11,6	10	10
5	5	5
314KD864.016	314KD879K.012	314KD879K.016

Número de pedido
Référence



• Cerámica incluida zirconia
Céramique y compris la zircone

Con enfriamiento por agua!
Refroidissement à eau!



• Cerámica incluida zirconia
Céramique y compris la zircone

Con enfriamiento por agua!
Refroidissement à eau!



C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

WhatsApp 601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

Instrumentos para zirconia / Instruments pour zircon



01	80059Zir	- 25000	rpm/tpm
02	800720	- 15000	rpm/tpm
03	302901T	- 25000	rpm/tpm
04	302602T	- 25000	rpm/tpm
05	304902T	- 25000	rpm/tpm
06	812050	- 15000	rpm/tpm
07	812040	- 15000	rpm/tpm

KIT DE ZIRCONIA ESTADO NO SINTERIZADO /
SET ZIRCONNE NON-FRITTÉ

Número de pedido
Référence

800329



01	182221	3' - 5000	rpm/tpm
02	800163	5' - 25000	rpm/tpm
03	800164	5' - 8000	rpm/tpm
04	800131	3' - 10000	rpm/tpm
05	800137	3' - 8000	rpm/tpm
06	800136	3' - 10000	rpm/tpm
07	532908L	- 300000	rpm/tpm
08	532678L	- 300000	rpm/tpm

KIT DE ZIRCONIA / SET ZIRCONNE

Número de pedido
Référence

800139



C/ Tibidabo 6 local izq.
Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas
601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

Fresas galvánicas diamantadas con espiral para acabado

Fraises diamantées avec spirale



Spinningbo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

Aplicación / Utilisation

Tamaño grano/ Grain

ISO 544

ISO-Nr.

806 104 ...


Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

Número de pedido

Référence



- Acrílicos
Acryliques
- Materiales para cubeta
fotocurables
Matériaux de prise d'empreinte
photopolymérisables

Tamaño grano/ Grain

ISO 544

ISO-Nr.

806 104 ...




Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

Número de pedido

Référence



- Yeso
Plâtre



Tamaño grano/ Grain

ISO 544

ISO-Nr.

806 104 ...



Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

Número de pedido

Référence



- Para rugosar dientes acrílicos e
incrementar la retención
Pour la réalisation de surfaces
rugueuses sur les dents en
acrylique et afin d'améliorer la
rétention

Fresas galvánicas diamantadas con espiral para acabado

Fraises diamantées avec spirale

DENTAL MOTILLA S.L.
 1º Edificio 6 local izq.
 Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas
 con espiral para mejor remoción de desechos y refrigeración incrementada
 fraises à spirale avec orifices pour un meilleur refroidissement et transport du débris
 Email: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es




Tamaño grano/ Grain
 ISO 544
 ISO-Nr.
 806 104 ...
 Nr. de figura / Forme
 ø 1/10 mm
 Envase / Unité d'emb.

5' - 15000 rpm/tpm

143	144	145
080	105	120
1	1	1

Número de pedido
 Référence

60081
 60080
 60082



Tamaño grano/ Grain
 ISO 534
 ISO-Nr.
 806 104 ...
 Nr. de figura / Forme
 ø 1/10 mm
 Envase / Unité d'emb.

5' - 15000 rpm/tpm

143	144	145
080	105	120
1	1	1

Número de pedido
 Référence

60081G
 60080G
 60082G



Tamaño grano/ Grain
 ISO 524
 ISO-Nr.
 806 104 ...
 Nr. de figura / Forme
 ø 1/10 mm
 Envase / Unité d'emb.

5' - 15000 rpm/tpm

143	144	145
080	105	120
1	1	1

Número de pedido
 Référence

60081M
 60080M
 60082M

Aplicación / Utilisation



- Acrílicos termo, auto- y fotocurables
 Acryliques pour prothèses
- Materiales de revestimiento blando
 Acryliques mous
- Resinas de ortodoncia
 Acryliques orthodontiques
- Material para cubetas
 Matériel d'empreinte
- Yeso
 Plâtre



- Acrílicos termo, auto- y fotocurables
 Acryliques pour prothèses
- Materiales de revestimiento blando
 Acryliques mous
- Resinas de ortodoncia
 Acryliques orthodontiques
- Material para cubetas
 Matériel d'empreinte
- Yeso
 Plâtre



- Acrílicos termo, auto- y fotocurables
 Acryliques pour prothèses
- Materiales de revestimiento blando
 Acryliques mous
- Resinas de ortodoncia
 Acryliques orthodontiques
- Material para cubetas
 Matériel d'empreinte
- Yeso
 Plâtre

Fresas galvánicas diamantadas con espiral para acabado

Fraises diamantées avec spirale



1º piso local 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

Aplicación / Utilisation

Tamaño grano/ Grain

ISO 544



ISO-Nr.

806 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.



- **MINI** → Para tallar en forma circular y sin manchar el chamfer / hombro de preparación marginal de muñones incisivos
→ Pour le meulage circulaire de la préparation marginale des moignons frontaux
- **MAXI** → Para tallar en forma circular y sin manchar los muñones molares
→ Pour le meulage circulaire des moignons molaires

Número de pedido
Référence

Tamaño grano/ Grain

ISO 544

ISO-Nr.

806 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.



- Aleaciones de Cromo-Cobalto
Alliages Co-Cr
- Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux

Número de pedido
Référence

Tamaño grano/ Grain

ISO 544

ISO-Nr.

806 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.



- Ideal para materiales de rebase blandos
Idéal pour les matériaux de rebasage mous
- Todos los acrílicos
Tous acryliques
- Yeso
Plâtre
- Material para cubeta fotopolimerizable
Matériaux de prise d'empreinte photopolymérisables

Número de pedido
Référence

Talladores de diamante galvánicos PM / Fraises diamantées galvaniques PM



C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

WhatsApp 601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

Tamaño grano/ Grain

ISO **514** fino/fin

524 mediano/standard

ISO-Nr.


806 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

long. cabeza / long. tête

Envase / Unité d'emb.



5' - 30000 rpm/tpm

60001098 60001108 60001128 60001148 60001168 60001188 60001218 60001236 60001238

Número de pedido

Référence

Aplicación / Utilisation



- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas duras
Composites durs

Tamaño grano/ Grain

ISO **524** mediano/standard

ISO-Nr.


806 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

long. cabeza / long. tête

Envase / Unité d'emb.



5' - 30000 rpm/tpm

60001298 60001358 60001408 60001428

Número de pedido

Référence



- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas duras
Composites durs

Tamaño grano/ Grain

ISO **524** mediano/standard

ISO-Nr.


806 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

long. cabeza / long. tête

Envase / Unité d'emb.



5' - 30000 rpm/tpm

60010108 60010128 60010148 60010168 60010188 60010218 60010238 60010258

Número de pedido

Référence



- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas duras
Composites durs

Talladores de diamante galvánicos PM / Fraises diamantées galvaniques PM



C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

Aplicación / Utilisation

Tamaño grano/ Grain
ISO 524 mediano/standard


ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

long. cabeza / long. tête

Envase / Unité d'emb.



5' - 30000 rpm/tpm

Número de pedido
Référence

60013608

60014188

60014238

60014408

60014458



- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas duras
Composites durs

Tamaño grano/ Grain
ISO 524 mediano/standard


ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

long. cabeza / long. tête

Envase / Unité d'emb.



5' - 30000 rpm/tpm


Número de pedido
Référence

60040408

60041508

60042608

60068558



- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas duras
Composites durs

Tamaño grano/ Grain
ISO 524 mediano/standard


ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

long. cabeza / long. tête

Envase / Unité d'emb.



5' - 30000 rpm/tpm

Número de pedido
Référence

60109108

60109128

60110258

60110278



- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas duras
Composites durs

Talladores de diamante galvánicos PM / Fraises diamantées galvaniques PM



C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

WhatsApp 601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

Tamaño grano/ Grain
ISO **514** fino/fin
524 mediano/standard

ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

long. cabeza / long. tête

Envase / Unité d'emb.

111	111	111	111	111	111	111	111	112	112
012	014	016	033	040	050	070		018	027
8	8	8	8	9	9	9		10	10
5	5	5	1	1	1	1		5	1

5' - 30000 rpm/tpm

Número de pedido
Référence

60111128
60111148
60111168
60111338
60111408
60111508
60111708
60112188
60112276
60112278

Aplicación / Utilisation



- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas duras
Composites durs

Tamaño grano/ Grain
ISO **514** fino/fin
524 mediano/standard

ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

long. cabeza / long. tête


Envase / Unité d'emb.

140	141	141	141	141	141
016	016	018	025	040	
8,5	8,5	8,5	8,5	7,5	
5	5	5	1	1	

5' - 30000 rpm/tpm

Número de pedido
Référence

60140168
60141168
60141186
60141188
60141258
60141408



- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas duras
Composites durs

Tamaño grano/ Grain
ISO **524** mediano/standard
544 extra grueso/extragros

ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

long. cabeza / long. tête

Envase / Unité d'emb.

143	160	160
018	010	023
12	4	6
5	5	5

5' - 30000 rpm/tpm

Número de pedido
Référence

60143188
60143183
60160108
60160238



- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas duras
Composites durs

Negro / Noir
• Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux

Talladores de diamante galvánicos PM / Fraises diamantées galvaniques PM



C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas


601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

Tamaño grano/ Grain
ISO **514** fino/fin
524 mediano/standard


ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
long. cabeza / long. tête
Envase / Unité d'emb.



5' - 30000 rpm/tpm


Número de pedido
Référence



Tamaño grano/ Grain
ISO **514** fino/fin
524 mediano/standard


ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
long. cabeza / long. tête
Envase / Unité d'emb.



5' - 30000 rpm/tpm


Número de pedido
Référence



Tamaño grano/ Grain
ISO **514** fino/fin
524 mediano/standard
534 grueso/gros
544 extra grueso/extragros


ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
long. cabeza / long. tête
Envase / Unité d'emb.



5' - 30000 rpm/tpm

Número de pedido
Référence




Aplicación / Utilisation



- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas duras
Composites durs



- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas duras
Composites durs



- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas duras
Composites durs

Negro / Noir

- Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux

Talladores de diamante galvánicos PM / Fraises diamantées galvaniques PM




Tamaño grano/ Grain
ISO **514** fino/fin
524 mediano/standard
534 grueso/gros

C/ Tibidabo 6 local izq.
Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas
601 41 40 22
E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es


ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
long. cabeza / long. tête
Envase / Unité d'emb.




5' - 30000 rpm/tpm

Número de pedido
Référence




5' - 30000 rpm/tpm

Número de pedido
Référence




5' - 30000 rpm/tpm


Número de pedido
Référence



Aplicación / Utilisation



- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas duras
Composites durs



- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas duras
Composites durs



- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas duras
Composites durs

Negro / Noir
• Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux

Talladores de diamante galvánicos PM / Fraises diamantées galvaniques PM



C/ Tibidabo 6 local izq.
Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas


WhatsApp 601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

Tamaño grano/ Grain
ISO **514** fino/fin
524 mediano/standard

ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
long. cabeza / long. tête
Envase / Unité d'emb.



5' - 30000 rpm/tpm

Número de pedido
Référence

60250108
60250128
60250168
60250188
60254478

Aplicación / Utilisation




- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas duras
Composites durs

Tamaño grano/ Grain
ISO **514** fino/fin
524 mediano/standard

ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
long. cabeza / long. tête
Envase / Unité d'emb.



5' - 30000 rpm/tpm

Número de pedido
Référence

60257236
60257238
60257308
60261058
60263608




- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas duras
Composites durs

Tamaño grano/ Grain
ISO **524** mediano/standard
544 extra grueso/extragros

ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
long. cabeza / long. tête
Envase / Unité d'emb.



5' - 30000 rpm/tpm

Número de pedido
Référence

60266503
60304258
60304408
60304608



- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas duras
Composites durs

Negro / Noir
• Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux

Talladores de diamante galvánicos PM / Fraises diamantées galvaniques PM



C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

Tamaño grano/ Grain
ISO 524 mediano/standard


ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

long. cabeza / long. tête

Envase / Unité d'emb.



5' - 30000 rpm/tpm

Número de pedido
Référence

60496148

60540108

Aplicación / Utilisation



- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas duras
Composites durs

PM galvánicos diamantados XL con revestimiento diamantado denso Fraises diamantées XL PM avec diamantation extra-dense

Tamaño grano/ Grain
ISO 524 mediano/standard


ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

long. cabeza / long. tête

Envase / Unité d'emb.



5' - 30000 rpm/tpm

Número de pedido
Référence

600101295

600101895

601601095

601651495

601651695



- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas duras
Composites durs

Tamaño grano/ Grain
ISO 524 mediano/standard


ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

long. cabeza / long. tête

Envase / Unité d'emb.



5' - 30000 rpm/tpm

Número de pedido
Référence

601661295

601661495

601661895

601671495

605401095



- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas duras
Composites durs

Set de instrumentos para trabajar disilicato de litio

Set d'instruments pour disilicate de silicium



Unidad Local Int.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es




Número de pedido
Référence

300107
O

- Set de elaboración según el mecánico dentista maestro Wolfgang Weisser para la fácil y rápida elaboración de superficies antes de aplicar la cocción final.
Set d'instruments selon maître technicien Wolfgang Weisser pour un traitement rapide et simple des surfaces avant la cuisson finale

Contenido:	Página de catálogo
01 132221	41
02 800164	28
03 800163	28
04 800148	28
05 800137	28
06 800136	29

Discos de diamante flexibles / Disques diamantés flexibles



Tamaño grano/ Grain
ISO 514
ISO-Nr.
806 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

fino, anillo rojo/ fin, bague rouge

FIRMOFLEX
5' - 10000 rpm/tpm


350
220
1

172221



Número de pedido
Référence

doble cara
double-face



Tamaño grano/ Grain
ISO 504 + 514 + 534
ISO-Nr.
806 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

SPIROFLEX
5' - 10000 rpm/tpm

355
220
1
122271

355
220
1
122291

355
220
1
122281

Número de pedido
Référence

Aplicación / Utilisation

- Para separar y contornear
Pour séparer et contourer
- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas
Composites




- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas
Composites
- Acrílicos
Acryliques
- montado y centrado
monté et centré

Discos de diamante flexibles / Disques diamantés flexibles



C/ Tibidabo 6 local izq.
Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas
WhatsApp: 601 41 40 22
E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

Aplicación / Utilisation




- Para separar y contornear finamente
Pour la séparation et le contourage fin
- Cerámica
Céramique
- Acrílicos para carillas extra duros
Acryliques facettes extra durs
- montado y centrado
monté et centré

Tamaño grano/ Grain
ISO 514
ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.


Número de pedido
Référence



fino, anillo rojo/ fin, bague rouge

PLEXOFLEX
3' - 5000 rpm/tpm


389	390
220	220
1	1
162221	192221



fino, anillo rojo/ fin, bague rouge

SEPAFLEX®
3' - 5000 rpm/tpm

402	402	402
220	220	220
1	1	20
182221	132221	1322218




- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas
Composites
- montado y centrado
monté et centré
- 20 unidades desarmadas
incluyendo 2 mandriles
20 non-montés plus 2 mandrins

Tamaño grano/ Grain
ISO 514
ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence

doble cara
double-face



fino, anillo rojo/ fin, bague rouge

POLYFLEX TRI-FLEX CIRCO-FLEX
3' - 5000 rpm/tpm

350	350	350	350
220	220	220	220
1	20	1	1
182231	1822318	182241	182251

Tamaño grano/ Grain
ISO 514
ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence



- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas
Composites
- montado y centrado
monté et centré
- 20 unidades desarmadas
incluyendo 2 mandriles
20 non-montés plus 2 mandrins

Discos de diamante flexibles / Disques diamantés flexibles



C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas


601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es


Aplicación / Utilisation

doble cara
double-face

0,26 mm



0,22 mm



fino, anillo rojo/ fin, bague rouge

TECHNO I

TECHNO II

3' - 5000 rpm/tpm

Tamaño grano/ Grain

ISO 514

ISO-Nr.

806 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

350

220

1

350

220

1


Número de pedido
Référence

185221


186221

doble cara
double-face

0,24 mm



0,22 mm



fino, anillo rojo/ fin, bague rouge

TECHNO III

TECHNO IV

3' - 5000 rpm/tpm

Tamaño grano/ Grain

ISO 514

ISO-Nr.

806 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

350

220

1

350

220

1


Número de pedido
Référence

187221

188221

doble cara
double-face

0,17 mm



fino, anillo rojo/ fin, bague rouge

TRANSOFLEX

3' - 5000 rpm/tpm

Tamaño grano/ Grain

ISO 514

ISO-Nr.

806 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.


350

220

1

Número de pedido
Référence


77221



- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas
Composites
- montado y centrado
monté et centré



- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas
Composites
- montado y centrado
monté et centré



- Para separar / Pour séparer
- Cerámica / Céramique
- Yeso / Plâtre
- Acrílicos / Acryliques
- Acrílicos para carillas extra duros
Acryliques facettes extra durs
- montado y centrado
monté et centré

Discos de diamante flexibles / Disques diamantés flexibles




C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

WhatsApp 601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

Aplicación / Utilisation



- Para separar / Pour séparer
- Cerámica / Céramique
- Yeso / Plâtre
- Acrílicos / Acryliques
- Acrílicos para carillas extra duros / Acryliques facettes extra durs
- montado y centrado / monté et centré

Tamaño grano/ Grain

ISO 514



ISO-Nr.

806 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.



fino, anillo rojo/ fin, bague rouge

PERFOCUT
3' - 5000 rpm/tpm

350
210
1



350
210
1

272121

272125

Número de pedido
Référence

doble cara
double-face



fino, anillo rojo/ fin, bague rouge

LASERFLEX
5' - 10000 rpm/tpm

377
190
1



377
220
1

151921

152221

Número de pedido
Référence

doble cara
double-face



fino, anillo rojo/ fin, bague rouge

SENSOFLEX

CUTFLEX

3' - 5000 rpm/tpm

379
220
1

377
220
1

662221

152211

Tamaño grano/ Grain

ISO 514

ISO-Nr.

806 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence



- Para separar / Pour séparer
- Cerámica / Céramique
- Acrílicos para carillas extra duros / Acryliques facettes extra durs
- montado y centrado / monté et centré

Discos de diamante flexibles / Disques diamantés flexibles



C/ Tibidabo 6 local izq.


Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

WhatsApp 601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

Aplicación / Utilisation

doble cara
double-face



fino, anillo rojo/ fin, bague rouge

TOTO-FLEX

5' - 10000 rpm/tpm

358
220
1

358
220
1

112233

112251

Tamaño grano/ Grain

ISO 514

ISO-Nr.

806 104 ...



Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence

una sola cara
face unique



fino, anillo rojo/ fin, bague rouge

SUPER-FLEXIFLEX®

5' - 10000 rpm/tpm

356
190
1

356
220
1

121914

122214

Tamaño grano/ Grain

ISO 514

ISO-Nr.

806 104 ...



Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence

doble cara
double-face



fino, anillo rojo/ fin, bague rouge

SUPER-FLEXIFLEX®

5' - 10000 rpm/tpm

355 355
190 190
1 3/set

355 355
220 220
1 3/set 20

121921

1219219

122221

1222219

1222218

Tamaño grano/ Grain

ISO 514

ISO-Nr.


806 104 ...

Nr. de figura / Forme


ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.


Número de pedido
Référence



- Para separar y contornear
Pour séparer et contourner
- Cerámica
Céramique
- Acrílicos
Acryliques
- Yeso
Plâtre
- montado y centrado
monté et centré



- Para separar y contornear
Pour séparer et contourner
- Cerámica
Céramique
- montado y centrado
monté et centré



- Para separar y contornear
Pour séparer et contourner
- Cerámica / Céramique
- montado y centrado
monté et centré
- Set de 3 pzs (1 montada, 2 sueltas)
3 pcs/set (1 monté, 2 non-montés)
- 20 unidades desarmadas con 2
mandriles
20 non-montés plus 2 mandrins

Discos de diamante flexibles / Disques diamantés flexibles




C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

WhatsApp 601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

Aplicación / Utilisation



Tamaño grano/ Grain

ISO 514

ISO-Nr.

806 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

fino, anillo rojo/ fin, bague rouge

FULLFLEX
3' - 5000 rpm/tpm

383
140
1
181461

383
190
1
181961

383
220
1
182261

Número de pedido
Référence



- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas
Composites
- montado y centrado
monté et centré

Doble diamantado para vida útil extralarga.
Double revêtement de diamant pour une durée de vie extra longue.



Tamaño grano/ Grain

ISO 514

ISO-Nr.

806 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

fino, anillo rojo/ fin, bague rouge

ROTDISC
3' - 5000 rpm/tpm

355
190
1
134961

355
220
1
135961

Número de pedido
Référence



- Para separar y contornear
Pour séparer et contourer
- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas
Composites
- montado y centrado
monté et centré

Discos de diamante flexibles / Disques diamantés flexibles



C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

Aplicación / Utilisation

Tamaño grano/ Grain


ISO 524

ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.



mediano, anillo azul/ standard, bague bleue

RIGIDISC

3' - 5000 rpm/tpm

321

200

1

112024

Número de pedido

Référence

doble cara
double-face



- Cerámica
Céramique
- Acrílicos para carillas extra duros
Acryliques facettes extra durs
- montado y centrado
monté et centré

Tamaño grano/ Grain


ISO 524

ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.



mediano, anillo azul/ standard, bague bleue

PERFOCUT

3' - 10000 rpm/tpm

350

190

1

355

210

1

271916

272116

Número de pedido

Référence

doble cara
double-face



- Yeso
Plâtre
- Acrílicos
Acryliques
- Acrílicos para carillas extra duros
Acryliques facettes extra durs
- montado y centrado
monté et centré
- Alto rendimiento de corte
Coupe efficace

Tamaño grano/ Grain


ISO 524

ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.



mediano, anillo azul/ standard, bague bleue

PLEXOFLEX

3' - 10000 rpm/tpm

390


220

1

162226

Número de pedido

Référence



- Cerámica
Céramique
- Yeso
Plâtre
- Acrílicos para carillas extra duros
Acryliques facettes extra durs
- montado y centrado
monté et centré
- Alto rendimiento de corte
Coupe efficace

Discos de diamante flexibles / Disques diamantés flexibles




C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

doble cara
double-face



grueso, anillo verde/ gros, bague verte

RAPIDO-CUT

3' - 5000 rpm/tpm

324

180

1

Tamaño grano/ Grain

ISO 534

ISO-Nr.

806 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm


Envase / Unité d'emb.

Número de pedido

Référence

131822

doble cara
double-face



grueso, anillo verde/ gros, bague verte

TOTO-FLEX

5' - 10000 rpm/tpm

358

358

358

358

359

220

220

220

220

220

1

3/set

20

1

1

Tamaño grano/ Grain

ISO 534

ISO-Nr.

806 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

Número de pedido

Référence

112231

1122319

1122318

112241

212214

! rígido, no flexible
rigide, non flexible



grueso, anillo verde/ gros, bague verte

CONO-DISC

5' - 15000 rpm/tpm

386

220

1

Tamaño grano/ Grain

ISO 534

ISO-Nr.

806 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm


Envase / Unité d'emb.

Número de pedido

Référence

162211

Aplicación / Utilisation



- Para separar acrílicos en la prótesis total, la técnica de termoformación y yesos
Pour séparer les acryliques dans la prothétique totale, la technique de thermoformage et le plâtre
- montado y centrado
monté et centré



- Para separar y contornear
Pour séparer et contourer
- Cerámica / Céramique
- Acrílicos / Acryliques
- Yeso / Plâtre
- montado y centrado
monté et centré
- Set de 3 pzs (1 montada, 2 sueltas)
3/set (1 monté, 2 non-montés)
- 20 unidades desarmadas con 2 mandriles
20 non-montés plus 2 mandrins



- Elaboración y contorneado de cerámicas y resinas compuestas
Finition et contourage de la céramique et des composites

Discos de diamante flexibles / Disques diamantés flexibles




C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

WhatsApp 601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

Aplicación / Utilisation



- Para separar y tallado lateral
Pour la séparation et le meulage latéral
- Cerámica
Céramique
- montado y centrado
monté et centré

Tamaño grano/ Grain

ISO 534

ISO-Nr.

806 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

grueso, anillo verde/ gros, bague verte

TORO-FLEX

5' - 10000 rpm/tpm

345

220


1

112242

Número de pedido

Référence

una sola cara
face unique



grueso, anillo verde/ gros, bague verte

FLEXIFLEX®

5' - 10000 rpm/tpm

356

190

1

356

220

1

356

220

20

111914

112214

1122148

Tamaño grano/ Grain

ISO 534

ISO-Nr.

806 104 ...

Nr. de figura / Forme


ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

Número de pedido

Référence

doble cara
double-face



grueso, anillo verde/ gros, bague verte

FLEXIFLEX®

5' - 10000 rpm/tpm

355

355

355

355

355

355

190

190

190

220

220

220

1

3/set

20

1

3/set

20

111921

1119219

1119218

112221

1122219

1122218

Tamaño grano/ Grain

ISO 534

ISO-Nr.

806 104 ...


Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

Número de pedido

Référence



- Para separar y tallado lateral
Pour la séparation et le meulage latéral
- Cerámica / Céramique
- montado y centrado
monté et centré
- Set de 3 pzs (1 montada, 2 sueltas)
3/set (1 monté, 2 non-montés)
- 20 unidades desarmadas con 2 mandriles
20 non-montés plus 2 mandrins

Discos de diamante flexibles / Disques diamantés flexibles



C/ Tibidabo 6 local izq.
Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas
601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es



Tamaño grano/ Grain

ISO 504 - 534

ISO-Nr.

806 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

DOUBLE ACTION
5' - 10000 rpm/tpm

355


220

1

152231

Número de pedido

Référence



superfino, anillo amarillo/ superfin, bague jaune

TOP-FLEX

TOP-FLEX
5' - 10000 rpm/tpm

MINI-FLEX

355

190

1

355

220

1

355

090

1

141921


142221

140921

Número de pedido

Référence

doble cara
double-face



superfino, anillo amarillo/ superfin, bague jaune

MINIDISC
3' - 5000 rpm/tpm

383

130

1

383

100

1

383

080

1

191321

191021F

190821F

Tamaño grano/ Grain

ISO 504

ISO-Nr.

806 104 ...

Nr. de figura / Forme


ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.


Número de pedido

Référence


Aplicación / Utilisation



- Para separar y contornear
Pour séparer et contourer
- Cerámica
Céramique
- Acrílicos para carillas
Acryliques facettes
- montado y centrado
monté et centré



- Para separar y contornear
Pour séparer et contourer
- Cerámica
Céramique
- montado y centrado
monté et centré



- Para separar y contornear
Pour séparer et contourer
- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas
Composites
- montado y centrado
monté et centré

Discos de diamante flexibles / Disques diamantés flexibles



C/ Tibidabo 6 local izq.


Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

WhatsApp 601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

Aplicación / Utilisation

doble cara
double-face



Tamaño grano/ Grain

ISO 494

ISO-Nr.

806 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

ultrafino, anillo blanco/ ultrafin, bague blanche

HYDROFLEX
3' - 5000 rpm/tpm

355

190

1

355

190

1

131961




131971



Número de pedido

Référence




- Solo para acabado
Uniquement pour finition
- Cerámica
Céramique
- montado y centrado
monté et centré

Discos separadores / Disques séparateurs

**DENTAL
MOTILLA S.L.**

C/ Tibidabo 6 local 07m
Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas
601 41 40 22
E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es



Tamaño grano/ Grain
ISO 534 / 514

ISO-Nr.
613 900 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

5' - 30000 rpm/tpm

371

400

20

1334018

SHARK DISCS

5' - 30000 rpm/tpm

371

400

20

1334078

5' - 50000 rpm/tpm


371

260

20

1332638

Número de pedido
Référence



Tamaño grano/ Grain
ISO 544

ISO-Nr.
613 900 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

WHITE SHARK DISC

5' - 30000 rpm/tpm


371

400

20

1334058

Número de pedido
Référence



Tamaño grano/ Grain
ISO 514

ISO-Nr.
613 900 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

GOLDEN-DEVIL
5' - 10000 rpm/tpm

371

220

50

133622

Número de pedido
Référence

Aplicación / Utilisation



- Discos separadores reforzados con durabilidad extremadamente alta para todos los metales no preciosos

Disques renforcés pour tronçonner alliages non-précieux, durée de vie exceptionnelle



- Discos separadores reforzados para todos los metales con vida útil extremadamente larga y corte fino

Disque à tronçonner renforcé avec durée de vie très élevée et coupe fine pour tous les alliages non-précieux



- Disco cortante extra delgado para metales preciosos y otros metales

Disque à tronçonner extra fin pour tous les alliages précieux et autres métaux

Discos cortadores de yeso / Disques plâtre




C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

WhatsApp 601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

Aplicación / Utilisation



- Yeso
Plâtre
- Resinas sintéticas
Acryliques

Tamaño grano/ Grain

ISO 514

ISO-Nr.

806 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

fino, anillo rojo/ fin, bague rouge

MINI

PLASTER DISC

MAXI

5' - 10000 rpm/tpm

368

368

320

400

1


1

153222


154022

Número de pedido

Référence



- Yeso
Plâtre
- Resinas sintéticas
Acryliques



Tamaño grano/ Grain

ISO 514

ISO-Nr.

806 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

fino, anillo rojo/ fin, bague rouge

HIGH-TECH

PLASTRO

HIGH-TECH

5' - 10000 rpm/tpm

379

379

379

350

370

450

1

1

1

153522

153722

154522

Número de pedido



Référence



Discos cortadores de yeso / Disques plâtre



C/ Tibidabo 6 local izq.
Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas
601 41 40 22
E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es




Tamaño grano/ Grain
ISO 514
ISO-Nr.
806 000 ...
Nr. de figura / Forme
Ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

fino / fin

DISCOS CORTADORES DE YESO / DISQUES PLÂTRE
3' - 5000 rpm/tpm

368	368	368	368
750	800	850	900
1	1	1	1
1575202	1680162	1685162	1590202

Número de pedido
Référence




Tamaño grano/ Grain
ISO 514
ISO-Nr.
806 000 ...
Nr. de figura / Forme
Ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

DISCOS CORTADORES DE YESO / DISQUES PLÂTRE
3' - 5000 rpm/tpm

333	333
850	850
1	1
1585232	1585242

Número de pedido
Référence



Instrumentos especiales / Instruments spéciaux



C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

WhatsApp 601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

Aplicación / Utilisation

Con diamante!
Brosse diamantée!



Tamaño grano/ Grain

ISO 504

ISO-Nr.

806 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

superfino, anillo amarillo/ superfin, bague jaune

CEPILLO DE ALAMBRE DE ACERO / BROSE FIL D'ACIER

1' - 3000 rpm/tpm

543

220

1

Número de pedido

Référence

60014

Con diamante!
Brosse diamantée!



Tamaño grano/ Grain

ISO 504

ISO-Nr.

806 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

superfino, anillo amarillo/ superfin, bague jaune

PINCEL DE ALAMBRE DE ACERO / PINCEAU FIL D'ACIER

1' - 3000 rpm/tpm

542

060

3

542

060

4/set

Número de pedido

Référence

60037

60039



- Para superficies de parciales granuladas
Pour stellites avec surface granulée
- Atención: bajas revoluciones
Attention: faible vitesse de rotation!



- Para acabado de la superficie de parciales
Pour la finition des surfaces de stellites
- Para limpiar las superficies internas de coronas
Pour le nettoyage de l'intérieur des couronnes
- Set de 4 pzs (3 pinces, 1 mandril)
4 pcs/set (3 broses, 1 mandrin)
- Atención: bajas revoluciones
Attention: faible vitesse de rotation!

Instrumentos especiales / Instruments spéciaux



C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

WhatsApp 601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es



MANDRILES / MANDRINS

ISO-Nr.

330 104 ... 391

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

603	603	603	609	610	622	622
030	050	070	023	055	045	045
12	12	12	1	1	1	12
509037	509057	509077	81000	810005	810006	810006-12
●	●	●	●	●	●	●

Número de pedido
Référence



REDUCTORES PM-FG RÉDUCTEURS PM-FG

ISO-Nr.

330 104 ... 391

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

602	619
023	023
3	3
505009	505208
●	●

Número de pedido
Référence

REDUCTORES 3 -> 2,35 mm RÉDUCTEURS 3 -> 2,35 mm

619
030
1
50522
●

Sistema de mandril Quick Fix®: el nuevo y revolucionario sistema de mandril

Mandrin Quick-Fix®. le nouveau système révolutionnaire de mandrin à serrage rapide



© Motilla S.L. 2014

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es



ISO 612

Mandril Quick-Fix®, amarillo / Mandrin Quick-Fix®, jaune

Envase / Unité d'emb.


1




Número de pedido
Référence

810001

doble cara
double-face



doble cara
double-face



Tamaño grano/ Grain

ISO 534

ISO-Nr.

806 900 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

grueso / gros

FLEXIFLEX®

5' - 10000 rpm/tpm

355 355

220 220

3 5

1122143F

1122145F

Número de pedido
Référence

Tamaño grano/ Grain

ISO 514

ISO-Nr.

806 900 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

fino / fin

SUPER-FLEXIFLEX®

5' - 10000 rpm/tpm

355 355

220 220


3 5

1222143F

1222145F

Número de pedido
Référence

doble cara
double-face



Tamaño grano/ Grain

ISO 504

ISO-Nr.

806 900 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

superfino / superfin

TOPFLEX

5' - 10000 rpm/tpm

355 355

220 220

3 5

1422213F

1422215F

Número de pedido
Référence




Mandrin Quick-Fix®: le nouveau système révolutionnaire de
mandrin dentaire
serrage rapide

0,26 mm 0,26 mm

DENTAL
MOTILLA S.L.

C/ Móstoles 5 Local 129
 Teléfono: 954 655 282 - 914645
 601 41 40 22
 E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es



Número de pedido
Référence

doble cara
double-face

Tamaño grano/ *Grain*
ISO 514
ISO-Nr.
806 900 ...
 Nr. de figura / *Forme*
 ø 1/10 mm
 Envase / *Unité d'emb*


Número de pedido
Référence

**Kit Quick-Fix®
Quick-Fix® Set**

KIT DE DISCOS DIAMANTADOS / SET DISQUES DIAMANTÉS
3' - 5000 rpm/tpm

Número de pedido
Référence

202202F



Sistema de mandril Quick Fix®: el nuevo y revolucionario sistema de mandril

Mandrin Quick-Fix®. le nouveau système révolutionnaire de mandrin à serrage rapide



© Motilla S.L. 2020

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

ISO 605



Mandril Quick-Fix®, negro / Mandrin Quick-Fix®, noir

Envase / Unité d'emb.

1

Número de pedido
Référence

810002-1



Tamaño grano/ Grain

ISO 514

ISO-Nr.

613 900 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

GOLDEN-DEVIL

SHARK DISC

5' - 10000 rpm/tpm

371

371

220

260

50



50

Número de pedido
Référence

133622F

132522F

Kit Quick-Fix®
Quick-Fix® Set



KIT GOLDEN-DEVIL / GOLDEN-DEVIL SET
5' - 10000 rpm/tpm

KIT SHARK DISC / SHARK DISC SET
5' - 10000 rpm/tpm

1 Mandril + 50 Discos / 1 Mandrin + 50 disques

1 Mandril + 50 Discos / 1 Mandrin + 50 disques

Número de pedido
Référence

202205F

202206F

Smart Fox: un nuevo sistema de mandril de cierre rápido

Smart Fox: la nouvelle génération de mandrin à serrage rapide



U. Cheluso 6 líneas izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

Un mandril para discos diamantados y discos de separación

Un mandrin pour les disques diamantés et les disques à tronçonner



ISO 605

SMART FOX mandril / SMART FOX mandrin

Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence


rotación derecha
rotation à droite

1

810000SF

doble cara
double-face

0,19 mm



grueso / gros

FLEXIFLEX®

5' - 10000 rpm/tpm

355

220

5

Tamaño grano/ Grain

ISO 534

ISO-Nr.

806 900 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.


rotación izquierda
rotation à gauche

1

820000SF

doble cara
double-face

0,17 mm



fino / fin

SUPER-FLEXIFLEX®

5' - 10000 rpm/tpm

355

220

5

Tamaño grano/ Grain

ISO 514

ISO-Nr.

806 900 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm


Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence

1122145SF

doble cara
double-face

0,10 mm



superfino / superfine

TOPFLEX

5' - 10000 rpm/tpm

355

220

5

Tamaño grano/ Grain

ISO 504

ISO-Nr.

806 900 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence

1222145SF

Número de pedido
Référence

1422215SF



Smart Fox: un nuevo sistema de mandril de cierre rápido

Smart Fox: la nouvelle génération de mandrin à serrage rapide




C. Chiribasa 6 local 104

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

doble cara
double-face



fino / fin

Tamaño grano/ Grain
ISO 514

ISO-Nr.
806 900 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

SEPAFLEX®

PLEXOFLEX

3' - 5000 rpm/tpm

402

389

220

220

5


5

18222155F

19222155F

Número de pedido
Référence

doble cara
double-face



fino, anillo rojo/ fin, bague rouge

Tamaño grano/ Grain
ISO 514

ISO-Nr.
806 900 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

TECHNO I

TECHNO II

3' - 5000 rpm/tpm

350

350

220

220


5

5

18522155F

18622155F

Número de pedido
Référence



Tamaño grano/ Grain
ISO 514

ISO-Nr.
613 900 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

GOLDEN-DEVIL

SHARK DISC

5' - 10000 rpm/tpm

371

371

220

260

50

50

1336225F

1325225F

Número de pedido
Référence



C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

Beneficios y ventajas / Vos avantages:

- Capacidad adaptiva: la estructura de la superficie modelada se mantiene totalmente conservada.
Adaptabilité: la structure des surfaces est entièrement maintenue.
- Fibras altamente flexibles y resistentes.
Fibres flexibles et résistance élevée.
- Ideal casi para cualquier material dental.
Convient pour pratiquement tous les matériaux dentaires.

Sugerencias para el uso / Suggestions d'utilisation:

La aplicación de UPOFIX® requiere un micromotor potente para su uso eficiente, especialmente en el campo de revoluciones bajas.
Utilisez les polissoirs UPOFIX® avec des micromoteurs puissants et à basse vitesse pour un usage efficace.




Velocidad baja : <i>Vitesse de rotation faible:</i>	aprox. 2000-3000 rpm <i>env. 2000-3000 tpm</i>	presión de contacto alta <i>pression élevée</i>	leve abrasión <i>abrasion légère</i>
Velocidad alta : <i>Vitesse de rotation élevée:</i>	aprox. 3000-5000 rpm <i>env. 3000-5000 tpm</i>	presión liviana <i>pression faible</i>	pulido de alto brillo <i>polissage brillant</i>

ATENCION !

No exceda **5000** revoluciones. Se recomienda trabajar de manera intermitente, aplicando presión moderada y a la vez ejecutar movimientos diagonales y circulares para conseguir buenos resultados.

ATTENTION!

Ne pas dépasser **5000 tpm**. Nous recommandons un travail intermittent avec pression moyenne associée à des mouvements circulaires diagonaux.



UPOFIX® pulidores universales / UPOFIX® polissoirs universels



C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

WhatsApp 601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

Aplicación / Utilisation

ISO-Nr.
653 104 543 542

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence

extra grueso, anillo negro/ extragros, bague noire

UPOFIX® 0
2' - 5000 rpm/tpm
210 210
3 5
802207 802209

ø 21 mm



UPOFIX® 0

- Para todos los metales
Pour tous les métaux

ISO-Nr.
653 104 543 532

ø 1/10 mm


Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence

extra grueso, anillo negro/ extragros, bague noire

UPOFIX® I
2' - 5000 rpm/tpm
210 210
3 5
802217 802219

ø 21 mm



UPOFIX® I

- Especial para superficies masticatorias y áreas interdentes
Spécialement pour surfaces occlusales et espaces interdentaires
- Como prepulidor para todos los metales
Prépolissoir pour tous les métaux

ISO-Nr.
653 104 543 512

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence

mediano, anillo azul/ standard, bague bleue

UPOFIX® II
2' - 5000 rpm/tpm
210 210
3 5
802227 802229

ø 21 mm



UPOFIX® II

- Especial para superficies masticatorias y áreas interdentes
Spécialement pour surfaces occlusales et espaces interdentaires
- Como pulidor de brillo para todos los metales
Polissoir brillance pour tous les métaux

ISO-Nr.
653 104 543 522

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence

grueso, anillo verde/ gros, bague verte

UPOFIX® III
2' - 5000 rpm/tpm
210 210
3 5
802237 802239

ø 21 mm



UPOFIX® III

- Como prepulidor para cerámica
Prépolissoir pour la céramique

ISO-Nr.
653 104 543 502

ø 1/10 mm


Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence

fino, anillo rojo/ fin, bague rouge

UPOFIX® IV
2' - 5000 rpm/tpm
210 210
3 5
802247 802249

ø 21 mm



UPOFIX® IV

- Como pulidor de brillo para cerámica
Polissoir brillance pour céramique
- Como prepulidor para resinas compuestas y acrílicos
Prépolissoir pour composites et acryliques

ISO-Nr.
653 104 543 492

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence

superfino, anillo amarillo/ superfin, bague jaune

UPOFIX® V
2' - 5000 rpm/tpm
210 210
3 5
802257 802259

ø 21 mm



UPOFIX® V

- Como pulidor de brillo para resinas compuestas y acrílicos
Polissoir brillance pour composites et acryliques

UPOFIX® pulidores universales / UPOFIX® polissoirs universels



C/ Tibidabo 6 local izq.
Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas
601 41 40 22
E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es



ISO-Nr.
653 104 ...
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

UPOFIX® SET
2' - 5000 rpm/tpm
210
set

Número de pedido
Référence

802279

Aplicación / Utilisation



- Set ->
1 pieza de cada uno 0, I, II, III, IV, V
1 pièce de chaque 0, I, II, III, IV, V

Instrumentos para pulir / Instruments de polissage

Completamente diamantado!
Entièrement diamantés!

Tamaño grano/ Grain
ISO 502
ISO-Nr.
653 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.



superfino, anillo amarillo/ superfin, bague jaune

UNIFIX
2' - 3000 rpm/tpm

541
070
2

542
045
2

543
150
2

Número de pedido
Référence

801919

801949

801929



- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas
Composites
- Atención!
Bajas revoluciones y presión intermitente
Attention!
Faible vitesse de rotation et pression intermittente

Cepillo de pelo de cabra
Brosse en poils de chèvre

Tamaño grano/ Grain
ISO 502
ISO-Nr.
090 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.



GOAT FIX
5' - 10000 rpm/tpm

543
190
6

Número de pedido
Référence

803011



- Metal precioso
Alliages précieux
- Resinas compuestas
Composites
- Todos los acrílicos
Tous les acryliques

Se requiere pasta para pulir.
Pâte à polir nécessaire.


Instrumentos para pulir / Instruments de polissage



C/ Tibidabo 6 local izq.
Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas
601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

DIADURIT®- impregnado! 1-3µ
Imprégné avec DIADURIT®! 1-3µ




Tamaño grano/ Grain
ISO 491
ISO-Nr.
080 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

SUPERSHINY
2' - 3000 rpm/tpm
372
170
3

803028

Número de pedido
Référence

Pelo natural con pasta para pulir integrada
Poils naturels avec pâte à polir intégrée




Tamaño grano/ Grain
ISO 491
ISO-Nr.
110 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

HYPOFIX-GAMMA
1' - 3000 rpm/tpm
372
220
3

803059

Número de pedido
Référence

Con pasta para pulir integrada
Imprégné avec pâte à polir




Tamaño grano/ Grain
ISO 491
ISO-Nr.
080 104 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.

HYPOFIX-DELTA
1' - 3000 rpm/tpm
372
200
3

803019

Número de pedido
Référence

Aplicación / Utilisation



- Metales
Métaux
- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas
Composites
- 1 montada, 2 sueltas
1 montée, 2 non-montées



- Para todas las aleaciones dentales
Pour tous les alliages dentaires
- Para superficies oclusales
Pour les surfaces occlusales
- 1 montada, 2 sueltas
1 montée, 2 non-montées



- Para todas las aleaciones dentales
Pour tous les alliages dentaires
- Resinas compuestas
Composites
- Para áreas labiales y vestibulares
Pour les surfaces labiales et vestibulaires
- 1 montada, 2 sueltas
1 montée, 2 non-montées

Instrumentos para pulir / Instruments de polissage




C/ Tibidabo 6 local izq.
Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas
601 41 40 22
E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

Sin DIADURIT®
Sans DIADURIT®

DIADURIT®- impregnado! 5µ
Imprégné avec DIADURIT®! 5µ

	3 mm		3 mm		
	ultrafino / ultrafin				
	DIAFIX®				
	1' - 3000 rpm/tpm				
Tamaño grano/ Grain	372	372	372	274	274
ISO 491	150	150	120	050	050
ISO-Nr.	10	12	10	3	12
070 104/900 ...					
Nr. de figura / Forme	800418	80041-12	801229	800439	800438
ø 1/10 mm	○	○	○	○	○
Envase / Unité d'emb.					
Número de pedido					
Référence					


Aplicación / Utilisation



- Cerámica
Céramique
- Resinas compuestas
Composites
- Incluye 1 mandril
Contient 1 mandrin

Cepillos para pulir / Brosses de polissage

Para el pulido higiénico de acrílicos
sin baño de lodo !
Pour le polissage hygiénique
des acryliques sans
boue résiduelle !



Tamaño grano/ Grain
ISO 491
ISO-Nr.
100 000 ...
Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.


	HYPOFIX-POLACRYL	
	1' - 3000 rpm /tpm	
	543	
	800	
	2	
	803038	
	○	

Número de pedido
Référence

Beneficios y ventajas Vos avantages:

- Con pasta para pulir integrada.
Sin salpicaciones y sin manchas !
Avec pâte à polir intégrée.
Ni éclaboussures ni taches !

Aplicación / Utilisation



- Para el pulido en seco de las prótesis de acrílico de manera higiénica y libre de lodillo.
Pour un polissage hygiénique à sec sans boue des prothèses acryliques

Cepillos para pulir / Brosses de polissage



C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es



Tamaño grano/ Grain

ISO 491

ISO-Nr.

100 000 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

HYPOFIX-ALPHA

1' - 3000 rpm/tpm

543

800

2


803039



Número de pedido

Référence

Aplicación / Utilisation



- Para todas las aleaciones dentales
Pour tous les alliages dentaires
- Pulir con extrema vida útil
Polissage avec durée de vie prolongée



Tamaño grano/ Grain

ISO 491

ISO-Nr.

100 000 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

HYPOFIX-BETA

1' - 3000 rpm/tpm

543

550


2

803029



Número de pedido

Référence



- Para todas las aleaciones dentales
Pour tous les alliages dentaires
- Pulir con extrema vida útil
Polissage avec durée de vie prolongée

Pulidores especiales / Polissoirs spéciaux



C/ Tibidabo 6 local izq.
Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas
601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

Aplicación / Utilisation

Tamaño grano/ Grain
ISO 542

ISO-Nr.
652 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.



extra grueso, anillo negro/ extragros, bague noire

DURO-POL
5' - 10000 rpm/tpm

292	292	292	292
070	070	100	100
6	50	6	50

800239

800237

800249

800247

Número de pedido
Référence



- Para todos los metales
Pour tous les métaux
- Para todos los acrílicos
Pour tous les acryliques
- Para acrílicos blandos
Acryliques mous

Tamaño grano/ Grain
ISO 532

ISO-Nr.
658 900 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.



grueso, anillo verde/ gros, bague verte

PALAPOL
5' - 10000 rpm/tpm

275	275	275	275	275	275
120	120	100	100	080	080
6	50	6	50	6	50

800279

800277

800289

800287

800269

800267

Número de pedido
Référence



- Para todos los metales
Pour tous les métaux
- Pulidor de silicona para el acabado de polimerizados en caliente y en frío
Polissoir silicone pour la finition (sablage) des polymérisats à chaud et à froid
- Para acrílicos blandos
Acryliques mous
- 6 sueltas, 1 mandril
6 non-montés, 1 mandrin
- 50 pzs sueltas, 1 mandril
50 pcs non-montés, 1 mandrin

Tamaño grano/ Grain
ISO 532

ISO-Nr.
658 900...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.



fino, anillo rojo/ fin, bague rouge

PALAPOL
5' - 10000 rpm/tpm

275	275	275	275	275	275
120	120	100	100	080	080
6	50	6	50	6	50

800379

800377


800389

800387

800369

800367

Número de pedido
Référence



- Para todos los metales
Pour tous les métaux
- Pulidor de silicona para el acabado de polimerizados en caliente y en frío
Polissoir silicone pour la finition (sablage) des polymérisats à chaud et à froid
- Para acrílicos blandos
Acryliques mous
- 6 sueltas, 1 mandril
6 non-montés, 1 mandrin
- 50 pzs sueltas, 1 mandril
50 pcs non-montés, 1 mandrin

Pulidores especiales / Polissoirs spéciaux



C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

WhatsApp 601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

Aplicación / Utilisation

Tamaño grano/ Grain

ISO 502

ISO-Nr.

612 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

superfino, anillo amarillo/ superfin, bague jaune

SABELKING

5' - 10000 rpm/tpm

292


100

3

800259

Número de pedido

Référence



- Ideal para el pulido de superficies combinadas de acrílico / metal
Pour le polissage des surfaces combinées acrylique / métal
- Valplast
Valplast



superfino, anillo amarillo/ superfin, bague jaune

UNI-POL

10' - 20000 rpm/tpm

372

220

50

600509



114

060

50

600519

Tamaño grano/ Grain

ISO 502

ISO-Nr.

612 900 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm


Envase / Unité d'emb.

Número de pedido

Référence



- Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux
- Metal precioso
Alliages précieux
- 50 pzs sueltas, 1 mandril
50 pcs non-montés, 1 mandrin



fino, anillo rojo/ fin, bague rouge

MULTIPOL PREPOLISH

5' - 10000 rpm/tpm

373

220

50

600539



303

220

50

600549



114

060

50

600559

Tamaño grano/ Grain

ISO 501

ISO-Nr.

618 900 ...


Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

Número de pedido

Référence



- Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux
- 50 pzs sueltas, 1 mandril
50 pcs non-montés, 1 mandrin

Pulidores especiales / Polissoirs spéciaux



C/ Tibidabo 6 local izq.
Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas
601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

Aplicación / Utilisation

Tamaño grano/ Grain
ISO 501
ISO-Nr.
618 900 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.



superfino, anillo amarillo/ superfin, bague jaune

MULTIPOL SHINE
5' - 10000 rpm/tpm

373	303	114
220	220	060
50	50	50
600639	600649	600659

Número de pedido
Référence



- Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux
- 50 pzs sueltas, 1 mandril
50 pcs non-montés, 1 mandrin

Tamaño grano/ Grain
ISO 492
ISO-Nr.
658 900 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.



ultrafino, anillo blanco/ ultrafin, bague blanche

SILCO-POL
5' - 10000 rpm/tpm

372	372	303	303	114	114
220	220	200	200	060	060
6	50	6	50	6	50
812059	812057	812049	812047	812069	812067


Número de pedido
Référence



- Pulidor de silicona blando
Polissoir silicone mou
- Metal precioso
Alliages précieux
- Aleaciones no preciosas
Alliages non-précieux
- Resinas compuestas
Composites
- Cerámica
Céramique
- 1 unidad montada, 5 sueltas
1 monté, 5 non-montés
- 50 pzs sueltas, 1 mandril
50 pcs non-montés, 1 mandrin

Tamaño grano/ Grain
ISO 502
ISO-Nr.
803 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.




superfino, anillo amarillo/ superfin, bague jaune

TOP-GLAZE

3' - 18000 rpm/tpm	3' - 12000 rpm/tpm	3' - 10000 rpm/tpm
292	372	303
050	150	150
3	3	3

Número de pedido
Référence

800299	800129	800309
--------	--------	--------



- Completamente diamantado,
para alto brillo absoluto
*Entièrement diamanté, pour un
polissage haute brillance*
- Cerámica
Céramique
- Todos los metales
Pour tous les métaux

Pulidores especiales / Polissoirs spéciaux



C/ Tibidabo 6 local izq.
Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

WhatsApp 601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

Aplicación / Utilisation


Tamaño grano/ Grain
ISO 502

ISO-Nr.
803 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.



superfino, anillo amarillo/ superfin, bague jaune

TOP-GLAZE SET

3' - 18000 rpm/tpm

3' - 12000 rpm/tpm


292

372

050

150

Una unidad cada una / 1 pièce de chaque



- Completamente diamantado, para alto brillo absoluto
Entièrement diamanté, pour un polissage haute brillance
- Cerámica
Céramique
- Todos los metales
Pour tous les métaux

Número de pedido
Référence

800122



grueso, anillo verde/ gros, bague verte

POLO

5' - 10000 rpm/tpm

372


372

220

220

12

50



- Pulidor para todos los metales, especialmente cromo-cobalto
Polissoirs pour tous les métaux, surtout Co-Cr
- Cerámica
Céramique
- 1 unidad montada, 11 sueltas
1 monté, 11 non-montés
- 50 pzs sueltas, 1 mandril
50 pcs non-montés, 1 mandrin

Tamaño grano/ Grain
ISO 532

ISO-Nr.
652 900 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence

812079

812077



mediano, anillo azul/ standard, bague bleue

POLLI

5' - 10000 rpm/tpm

372

372

220

220

12

50



- Pulidor para todos los metales, especialmente cromo-cobalto
Polissoirs pour tous les métaux, surtout Co-Cr
- Cerámica
Céramique
- 1 unidad montada, 11 sueltas
1 monté, 11 non-montés
- 50 pzs sueltas, 1 mandril
50 pcs non-montés, 1 mandrin

Tamaño grano/ Grain
ISO 522

ISO-Nr.
652 900 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence

812089

812087

Pulidores especiales / Polissoirs spéciaux



C/ Tibidabo 6 local izq.
Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas
601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

Tamaño grano/ Grain
ISO 524
ISO-Nr.
803 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Fase pulido / Passage
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence



TITANOPOL
3' - 6000 rpm/tpm

303	372	243
220	220	055
1	1	1
1	1	1
800701	800702	800703



fino / fin

TITANOPOL
3' - 6000 rpm/tpm

303	372	243
220	220	055
2	2	2
1	1	1
800704	800705	800706

Tamaño grano/ Grain
ISO 514
ISO-Nr.
803 104 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Fase pulido / Passage
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence



superfino / superfin

TITANOPOL
3' - 6000 rpm/tpm


303	372	243
220	220	055
3	3	3
1	1	1
800707	800708	800709

Tamaño grano/ Grain
ISO 504
ISO-Nr.
803 104 ...


Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Fase pulido / Passage
Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence

Aplicación / Utilisation



- Pulidor diamantado para trabajar titanio
Polissoirs diamantés pour titane
- Montados
Montés



- Pulidor diamantado para trabajar titanio
Polissoirs diamantés pour titane
- Montados
Montés



- Pulidor diamantado para trabajar titanio
Polissoirs diamantés pour titane
- Montados
Montés

Técnica de fresado / Technique de fraisage




C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

WhatsApp 601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es



Dentado / Denture

ISO 377

ISO-Nr.

310 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

471	471	471	471
016	023	030	040
1	1	1	1

FRESAS PARA CERA/ FRAISES À CIRE

3' - 5000 rpm/tpm

Número de pedido


Référence

80090	80060	80070	80080
○	○	○	○

Aplicación / Utilisation



- Fresas para cera especiales
Fraises spéciales à cire



Dentado / Denture

ISO 366

ISO-Nr.

500 103 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

137	137	137
010	015	023
1	1	1


FRESAS PARA CERA/ FRAISES À CIRE

3' - 6000 rpm/tpm

Número de pedido

Référence

115712L	115722L	115732L
○	○	○



- Fresas para cera especiales
Fraises spéciales à cire



Dentado / Denture

ISO 220

ISO-Nr.

500 103 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

137	137	137
010	015	023
1	1	1


FRESAS GRUESO / FRAISES GROS

6' - 12000 rpm/tpm

Número de pedido

Référence

115422L	115432L	115442L
●	●	●



- Diadur
fresas para desbastar para la
técnica de fresado

Diadur
Fraises denture grosse pour tech-
nique de fraisage

Técnica de fresado / Technique de fraisage



C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

WhatsApp 601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

Aplicación / Utilisation

Dentado / Denture
ISO 190
ISO-Nr.
500 103 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.


0° 0° 0°

mediano, sin anillo / standard, sans bague

FRESAS MEDIANO / FRAISES MOYEN
6' - 12000 rpm/tpm

137 010 1	137 015 1	137 023 1
115602L	115612L	115622L
●	●	●

Número de pedido
Référence



- Diadur pre-fresadoras para la técnica de fresado

Diadur
Fraises denture standard pour technique de fraisage

Dentado / Denture
ISO 135
ISO-Nr.
500 103 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.


0° 0° 0°

fino, sin anillo / fin, sans bague

FRESAS PARA ACABADO / FRAISES DE FINITION
6' - 12000 rpm/tpm

137 010 1	137 015 1	137 023 1
115802L	115812L	115822L
●	●	●

Número de pedido
Référence



- Diadur fresas para acabado para la técnica de fresado

Diadur
Fraises denture fine pour technique de fraisage

Tamaño grano/ Grain
ISO 522/512/502
ISO-Nr.
653/803 103 ...

Nr. de figura / Forme
ø 1/10 mm
Envase / Unité d'emb.


0° 0° 0°

mediano / standard fino / fin superfino / superfin

MILLIPOL 0°
5' - 10000 rpm/tpm

114 060 1	114 060 1	114 060 1
80061	80062	80063
●	●	●

Número de pedido
Référence



- Prepulidor (café), pulidores (azul, gris) para la técnica de fresado
Prépolissoir (brun), polissoirs (bleu, gris) pour technique de fraisage

Técnica de fresado / Technique de fraisage



C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

WhatsApp 601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

Aplicación / Utilisation

Dentado / Denture

ISO 006

ISO-Nr.
500 103 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

sin anillo / sans bague		fino / fin
TWISTERS		
6' - 12000 rpm/tpm		
442	423	419
010	015	009
1	1	1
115410	115415	115412
○	○	●



- Twisters para perforar Inter-locks y similares
Twisters: pour meuler des interlocks etc.
- Fresa de perforación: para centrar la posición de perforación
Fraise de centrage pour centrer la position du twister

Dentado / Denture

ISO 131


ISO-Nr.
500 103 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

fino, sin anillo / fin, sans bague	
FRESAS PARA HOMBROS / FRAISES DE COUPE D'ÉPAULEMENT	
6' - 12000 rpm/tpm	
138	138
015	023
1	1
115515	115523
●	●



- Fresado de hombros sin perjudicar superficies que ya han sido fresadas
Fraisage d'épaulement sans toucher aux surfaces déjà fraisées

Dentado / Denture

ISO 175


ISO-Nr.
500 103 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

fino, sin anillo / fin, sans bague	
FRESAS RANURADORAS / FRAISES DE FISSURE	
6' - 12000 rpm/tpm	
111	111
010	012
1	1
115012	115112
●	●



- Para el fresado lateral de ranuras de fricción
Pour le fraisage de rainures de friction latérales

Técnica de fresado / Technique de fraisage



C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

WhatsApp 601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

Aplicación / Utilisation

Dentado / Denture
ISO 217/220/190/135
ISO-Nr.
500 103 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

sin anillo / sans bague	grueso / gros	mediano / standard	fino / fin
FRESA PARA CERA FRAISE À CIRE 3' - 6000 rpm/tpm	FRESA GRUESO FRAISE GROS 6' - 12000 rpm/tpm	FRESA MEDIANO FRAISE STANDARD 6' - 12000 rpm/tpm	FRESA ACABADO FRAISE FINITION 6' - 12000 rpm/tpm
200 023 1	194 023 1	194 023 1	200 023 1
115717L	115462L	115617L	115127L
○	●	●	●

Número de pedido
Référence



- Diadur fresas para la conometría en 2°

Diadur
Fraises coniques 2°

Tamaño grano / Grain
ISO 522/512/502
ISO-Nr.
653/803 103 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

mediano / standard	fino / fin	superfino / superfin
MILLIPOL 2° 5' - 10000 rpm/tpm		
175 060 1	175 060 1	175 060 1
80261	80262	80263
●	●	●

Número de pedido
Référence



- Millipol prepolizador para la conometría (café) y pulidores (azul, gris) en 2°

Millipol prépolissoir (brun) et
polissoirs (bleu, gris) coniques 2°

Dentado / Denture
ISO 217/220/190/135
ISO-Nr.
500 103 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

sin anillo / sans bague	grueso / gros	mediano / standard	fino / fin
FRESA PARA CERA FRAISE À CIRE 3' - 6000 rpm/tpm	FRESA GRUESO FRAISE GROS 6' - 12000 rpm/tpm	FRESA MEDIANO FRAISE STANDARD 6' - 12000 rpm/tpm	FRESA ACABADO FRAISE FINITION 6' - 12000 rpm/tpm
200 031 1	194 031 1	194 031 1	194 031 1
115727L	115472L	115627L	115137L
○	●	●	●

Número de pedido
Référence



- Diadur fresas para la conometría en 4°

Diadur
Fraises coniques 4°

Técnica de fresado / Technique de fraisage



C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

Aplicación / Utilisation

Tamaño grano/ Grain
ISO 522/512/502


ISO-Nr.

653/803 103 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.



Número de pedido
Référence



- Millipol prepolizador para la conometría (café) y pulidores (azul, gris) en 4°

Millipol prépolissoir (brun) et polissoirs (bleu, gris) coniques 4°

Dentado / Denture
ISO 220/190/135


ISO-Nr.

500 103 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.



Número de pedido
Référence



- Diadur fresas para la conometría en 6°

Diadur Fraises coniques 6°



ESTRELLA DE TRANSFERENCIA


SYSTÈME DE TRANSFERT

1 unidad / 1 pièce

Envase / Unité d'emb.

Número de pedido
Référence

115000



- Transferencia de objetos de fresado fundidos del modelo maestro al modelo de fresado
Transfert d'objets fraisés coulés du modèle maître au modèle fraisé
- Para utilizarse en el paralelómetro o aparato de fresado por medio de autopolimerizado o cera adhesiva
Pour l'utilisation dans un paralléomètre ou un appareil de fraisage
- Transferencia simultánea de hasta 8 objetos de fresado
Transfert simultané de jusqu'à 8 objets fraisés
- Posicionamiento seguro y estable de objetos sobre el modelo de fresado
Positionnement stable des objets sur le modèle fraisé

Técnica de fresado en vástago de 3 mm / Technique de fraisage mandrin 3 mm



C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

WhatsApp 601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

Aplicación / Utilisation

Dentado / Denture

ISO 220

ISO-Nr.

500 123 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

Número de pedido

Référence

0° 0° 0°


grueso, sin anillo / gros, sans bague

PRE-FRESADORAS GRUESO / FRAISES GROS
6' - 12000 rpm/tpm

137	137	137
010	015	023
1	1	1

116422L 116432L 116442L

● ● ●



- Diadur
fresas para desbastar para la
técnica de fresado
Diadur
Fraises denture grosse pour
technique de fraisage

Dentado / Denture

ISO 190

ISO-Nr.

500 123 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

Número de pedido

Référence

0° 0°


mediano, sin anillo / standard, sans bague

PRE-FRESADORAS MEDIANO / FRAISES STANDARD
6' - 12000 rpm/tpm

137	137
010	015
1	1

116602L 116612L

● ●



- Diadur
pre-fresadoras para la técnica de
fresado
Diadur
Fraises denture standard pour
technique de fraisage

Dentado / Denture

ISO 135

ISO-Nr.

500 123 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

Número de pedido

Référence

0° 0°


fino, sin anillo / fin, sans bague

FRESAS PARA ACABADO / FRAISES DE FINITION
6' - 12000 rpm/tpm

137	137
010	015
1	1

116802L 116812L

● ●



- Diadur
fresas para acabado para la
técnica de fresado
Diadur
Fraises denture fine pour
technique de fraisage

Implantan fresas para titanio / Implantan fraises pour titane



C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

WhatsApp 601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

Aplicación / Utilisation

Dentado / Denture

ISO 194 / 135

ISO-Nr.

500 103 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

Número de pedido

Référence

6' - 12000
rpm/tpm

mediano / standard

PRE-FRESADORA /
FRAISE STANDARD

201

035

1

115327L



6' - 12000
rpm/tpm

fino / fin


FRESA PARA ACABADO /
FRAISE DE FINITION

201

035

1

115337L



- Contrafuertes de titanio
Pilier prothétique titane
- Geometría de corte especial para
lograr superficies de titanio finisí-
mas. Pulido simple.
Géométrie de coupe spéciale pour
obtenir des surfaces fines du
titane. Polissage facile.

Diamantes FG galvánicos para el fresado paralelo con la turbina de laboratorio Diamants galvaniques pour le fraisage parallèle avec la turbine de laboratoire

Con refrigeración por agua!

Refroidissement à eau nécessaire!

0°



1°



2°



ISO-Nr.
806 314 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

CIRCONE 0°
- 300.000 rpm/tpm

142

020

Set/Kit 6 unidades/pcs

538099



CIRCONE 1°
- 300.000 rpm/tpm

199

023

Set/Kit 6 unidades/pcs

538199



CIRCONE 2°
- 300.000 rpm/tpm

199

023

Set/Kit 6 unidades/pcs

200115



Set/Kit 0°

Azul / Bleu	538080
Rojo / Rouge	538040
Amarillo / Jaune	538015
Anaranjado / Orange	538008
Rosado / Rose	538004

Set/Kit 1°

Azul / Bleu	538180
Rojo / Rouge	538140
Amarillo / Jaune	538115
Anaranjado / Orange	538108
Rosado / Rose	538104

Set/Kit 2°

Azul / Bleu	537580
Rojo / Rouge	537540
Amarillo / Jaune	537515
Anaranjado / Orange	537508
Rosado / Rose	537504

Yeso / Plâtre



C/ Tibidabo 6 local izq.
Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas
601 41 40 22
E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es



Super yeso reforzado sintéticamente para las más altas exigencias.

Descripción técnica:

Un yeso extraduro tixotrópico de la clase 4+ con excelente resistencia a la flexión y rotura debido a refuerzo sintético optimizado ! SynaRock cumple con los más altos requisitos relacionados a la precisión de ajuste y es innovador con relación a la reproducción de bordes, estabilidad de bordes, presión, resistencia a la rotura y comportamiento de expansión. Debido a extremadamente alta fluidez se consigue una reproducción de precisión hasta ahora desconocida. La superficie prácticamente lisa como un espejo garantiza una limpieza fácil de los modelos. Muy adecuado para verter todos los materiales como alginatos, hidrocoloides, siliconas, gomas, poliéteres, etc.

Tiempo de trabajo (a 20° C) 6 - 8 minutos
Desmoldeo después de 40 minutos
Expansión de fraguado después de 24 horas < 0,08

Resistencia a la compresión después de 1 hora aprox. 41 N/mm²
Resistencia a la compresión después de 24 horas aprox. 58 N/mm²
Dureza después de 1 hora aprox. 140 N/mm²
Dureza final después de 24 horas aprox. 245 N/mm²
Los valores indicados se refieren a una relación de 100 g polvo : 20 ml agua

Número de pedido:

café	amarillo
28030-8B	28030-8G
(6 x 3kg Bolsas)	(6 x 3kg Bolsas)
28030-3B	28030-3G
(3kg Cubeta)	(3kg Cubeta)
28030-6B	28030-6G
(6kg Cubeta)	(6kg Cubeta)
28030-5B	28030-5G
(25kg Cubeta)	(25kg Cubeta)

Otros colores disponibles a petición

Le plâtre enrichi en acrylique pour les modèles maître répondant aux exigences les plus élevées

Description technique:

Plâtre extra dur thixotrope de la classe 4+, excellente résistance à la flexion/rupture grâce à la liaison acrylique. SynaRock offre un ajustement supérieur et des caractéristiques excellentes quant à la reproduction, la stabilité, au comportement à la pression, à la résistance à la rupture et au comportement à l'expansion. Sa capacité de fluage extrêmement élevée permet d'obtenir une reproduction d'une précision inégalée. La surface lisse comme un miroir garantit le nettoyage facile des modèles. Convient très bien pour la coulée de tous les matériaux comme alginates, hydrocolloïdes, silicone, caoutchouc, polyéther etc.

Temps de traitement (à 20° C) 6 - 8 min.
Démoulable après 40 min.
Expansion de durcissement après 24 heures < 0,08

Résistance à la pression après 1h env. 41 N/mm²
Résistance à la pression après 24h env. 58 N/mm²
Dureté après 1h env. 140 N/mm²
Dureté finale après 24h env. 245 N/mm²

Les valeurs indiquées sont basées sur une ratio de 100 g de poudre pour 20 ml d'eau

Référence:

brun	jaune
28030-8B	28030-8G
(6 x 3kg sachets)	(6 x 3kg sachets)
28030-3B	28030-3G
(3kg seau)	(3kg seau)
28030-6B	28030-6G
(6kg seau)	(6kg seau)
28030-5B	28030-5G
(25kg seau)	(25kg seau)

Autres couleurs sur demande.

Artículos para trabajar yeso / Articles pour travailler le plâtre




C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

Aplicación / Utilisation



• Yeso
Plâtre



Tamaño grano/ Grain

ISO 544

ISO-Nr.
806 104 ...

Nr. de figura / Forme

ø 1/10 mm

Envase / Unité d'emb.

extra grueso, anillo negro/ extragros, bague noire

PLASTRIM
10' - 20000 rpm/tpm

114
070
1

61126

201
070
1

61124

Número de pedido
Référence



TopGlue

Pegamento rápido

Nº de pedido: 25022

• Contenido: 10 ml

Nº de pedido: 25023

• Contenido: 25 ml

Pegamento ciano instantáneo super rápido de muy baja viscosidad (<20 MPa·s) a base de metil éster para unir muchos materiales (yeso, metal, acrílicos, cera, cerámicas, etc). Resistencia térmica (50°C hasta +80°C, por poco tiempo hasta +100°C). Alta aceleración de endurecimiento sobre fondo húmedo, utilizable sobre yeso seco como endurecedor de superficie y sellador. Compatible con Durolan espaciador.

TopGlue

Colle instantanée

Référence: 25022

• Contenu: 10 ml

Référence: 25023

• Contenu: 25 ml

Colle cyanique instantanée de faible viscosité (<20 MPa·s) sur base ester de méthyle pour une liaison parfaite de nombreux matériaux (plâtre, métal, acryliques, cire, céramique etc.). Résistance thermique (-50°C à +80°C, brièvement jusqu'à +100°C). Accélération du durcissement plus élevée sur une base humide: utilisable comme durcisseur de surface et comme colmateur sur du plâtre sec. Compatible avec la laque Durolan.

Spray de silicona

Nº de pedido: 15139

• Contenido: 75 ml

• Este spray universal separa los siguientes materiales:
yeso contra acrílico y yeso contra goma (base de modelo), yeso contra metal (articuladores), yeso contra cera, yeso contra acrílico (fundición de modelos) yeso contra yeso
• Distancia de rociado: aprox. 10 cm

UN 1950 clase 2.2

Spray silicone

Référence: 15139

• Contenu: 75 ml

• Ce spray de séparation universel sépare :
Plâtre contre acrylique et plâtre contre caoutchouc (socle modèle), plâtre contre métal (articulateurs), plâtre contre cire, plâtre contre acryliques (coulée du modèle) plâtre contre plâtre
• Distance de pulvérisation: env. 10 cm

UN 1950 classe 2.2



Artículos para trabajar yeso / Articles pour travailler le plâtre



C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es



Plastodur

Nº de pedido: 26000

• Contenido: 25 ml

Aplicar Plastodur no diluido sobre la superficie del yeso con un pincel. Con esto la eficacia de materiales aislantes se aumenta y se evita en gran parte la abrasión de los puntos de contacto durante movimientos de articulación.

Resistente a los rasguños después de 15 minutos, completamente duro después de 30 minutos.

**UN 1263 clase 3
grupo de embalaje II**

Plastodur

Référence: 26000

• Contenu: 25 ml

Appliquer Plastodur non dilué au pinceau sur la surface du plâtre. L'effet des isolants est ainsi augmenté et l'abrasion des points de contact lors des mouvements articulaires diminuée.

Résistance à l'abrasion après 15 min., rigidité totale après 30 min.

**UN 1263 classe 3
groupe d'emballage II**



ISOFIX

Nº de pedido: 25035

• Contenido: 25 ml

ISOFIX-recambios

Nº de pedido: 25034

• Contenido: 500 ml

• Aísla yeso contra cera y yeso contra yeso

• Forma un microfilme de 3-5µ

• Aplicar finamente con el pincel una sola vez

• Coronas y puentes de cera pueden ser levantadas con extrema facilidad, libres de tensión y grietas

• Ninguna formación de manchas en la parte interna de la corona

• Sin disolventes y soluble en agua

ISOFIX

Référence: 25035

• Contenu: 25 ml

ISOFIX-accessoires

Référence: 25034

• Contenu: 500 ml

• Isole plâtre contre cire et plâtre contre plâtre

• Forme un microfilm de 3-5µ

• Appliquer une fine couche au pinceau

• Les couronnes et les ponts en cire peuvent être retirés très facilement et sans tension ni fente

• Pas de trace d'écoulement à l'intérieur des couronnes

• Sans solvant et hydrosoluble



Espaciadores Durolan-Set

Nº de pedido: 25000SET

• Contenido: 25 ml cada uno

• Espaciadores en azul, rojo, dorado, plata, claro y diluyente

• Aplicación individual del espesor de capa

• Superficie lisa, resistente al rayado

Laque modèle Durolan-Set

Référence: 25000SET

• Contenu: 25 ml de chaque

• Laque modèle en bleu, rouge, argent, or, clair et diluant

• Application individuelle de l'épaisseur de couche

• Surface lisse, résistant à l'abrasion



**UN 1263 clase 3
grupo de embalaje II**

**UN 1263 classe 3
groupe d'emballage II**

Articulos para trabajar yeso: espaciador

Articles pour travailler le plâtre: laque modèle

DENTAL
MOTILLA S.L.

© Dentalmotilla S.L. 2024

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es



Durolan

Nº de pedido: 25001

- Espaciador, azul, 25 ml
- Espesor de capa: 5µ

Durolan

Référence: 25001

- Laque modèle, bleu, 25 ml
- Épaisseur de couche: 5µ

Características:

- Aplicación individual del espesor de la capa
- Superficie lisa, resistente a los rasguños

Caractéristiques:

- Application individuelle de l'épaisseur de couche
- Surface lisse, résistant à l'abrasion

UN 1263 clase 3 grupo de embalaje II

UN 1263 classe 3 groupe d'emballage II



Durolan

Nº de pedido: 25002

- Espaciador, rojo, 25 ml
- Espesor de capa: 10µ

Durolan

Référence: 25002

- Laque modèle, rouge, 25 ml
- Épaisseur de couche: 10µ



Durolan diluyente

Nº de pedido: 25010

- Diluyente para espaciador
- Contenido: 25 ml

Durolan diluant

Référence: 25010

- Diluant pour laque modèle
- Contenu: 25 ml



Durolan

Nº de pedido: 25003

- Espaciador, plata, 25 ml
- Espesor de capa: 13µ

Durolan

Référence: 25003

- Laque modèle, argent, 25 ml
- Épaisseur de couche: 13µ



Durolan

Nº de pedido: 25004

- Espaciador, claro, 25 ml
- Endurecedor de superficie
- Espesor de capa: 3-5µ

Durolan

Référence: 25004

- Laque modèle, clair, 25 ml
- Durcisseur
- Épaisseur de couche: 3-5µ



Durolan

Nº de pedido: 25005

- Espaciador, oro, 25 ml
- Espesor de capa: 15µ

Durolan

Référence: 25005

- Laque modèle, or, 25 ml
- Épaisseur de couche: 15µ

Características:

- Para evitar abrasiones de puntos de contacto oclusales en yeso
- Cubrir el antagonista de yeso con laca transparente
- Indicado para aplicar en superficies basales para aislar y endurecer superficies de yeso
- Adecuado como primera capa antes de aplicar espaciadores de color

Caractéristiques:

- Évite l'abrasion des points de contact occlusaux
- Appliquer la laque transparente sur l'antagoniste en plâtre
- Convient pour l'application sur des surfaces basales pour l'isolation et le durcissement de surfaces plâtre
- Sert comme couche de base avant l'application de la laque modèle

Artículos para trabajar yeso: espaciador

Articles pour travailler le plâtre: laque modèle



© 2022 Dental Motilla S.L.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es



Durolan

Nº de pedido: 25006

- Espaciador, beige, 25 ml
- Espesor de capa: 10µ

Características:

- Especialmente adecuado para cerámica sin metal
- Escaneable

Durolan

Référence: 25006

- Laque modèle, beige, 25 ml
- Épaisseur de couche: 10µ

Caractéristiques:

- Particulièrement approprié pour la céramo-céramique
- Peut être scanné

UN 1263 clase 3 grupo de embalaje II

UN 1263 classe 3 groupe d'emballage II



Rebase / Rebasage



OKKLAMAT


Nº de pedido: 81010

- Aparato para rebase rápido
- Para el rebase rápido de prótesis parciales y totales; utilizable con cualquier aparato de polimerización
- De plástico robusto, reforzado con fibras minerales, resistente al calor hasta 180°C

OKKLAMAT

Référence: 81010

- Appareil de rebasage rapide
- Pour un rebasage rapide des prothèses totales et partielles, utilisable avec tout appareil de polymérisation
- En plastique robuste renforcé de fibres minérales, résistant à la température jusqu'à 180°C



Gel de duplicación / Gélatine de duplication



C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es



**DFS gel de duplicación
verde**

Nº de pedido: 28028

- Contenido: 6 kg
- Gel de duplicación para masas de revestimiento para esqueléticos y para la técnica de colado de resina
- Reversible

**DFS gélatine de duplication
verte**

Référence: 28028

- Contenu: 6 kg
- Gélatine de duplication pour stellites et la technique de coulée d'acryliques
- Reversible



**DFS gel de duplicación
yeso
Rosado**

Nº de pedido: 28029

- Contenido: 6 kg
- Gel de duplicación para yeso
- Reversible

**DFS gélatine de duplication
plâtre
Rose**

Référence: 28029

- Contenu: 6 kg
- Gélatine de duplication pour plâtre
- Reversible



**DFS gel de duplicación
yeso
Transparente**

Nº de pedido: 28030

- Contenido: 6 kg
- Gel de duplicación para yeso
- Reversible

**DFS gélatine de duplication
plâtre
Transparent**

Référence: 28030

- Contenu: 6 kg
- Gélatine de duplication pour plâtre
- Reversible

Instrumentos manuales para laboratorio

Instrumentes manuels pour laboratoire




C/ Talavera 6 Local 2ºq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es



Instrumento para modelar
LeCron


Nº de pedido: 7003807

- Longitud: 15,5 cm
- Acero inoxidable

Instrument de modelage
LeCron

Référence: 7003807

- Longueur: 15,5 cm
- Acier inoxydable



Instrumento para modelar
Zahle


Nº de pedido: 7003808

- Longitud: 12 cm
- Acero inoxidable

Instrument de modelage
Zahle

Référence: 7003808

- Longueur: 12 cm
- Acier inoxydable



Espátula para mezclar

Nº de pedido: 7003812

- Longitud: 17,5 cm
- Acero inoxidable

Spatule de malaxage

Référence: 7003812

- Longueur: 17,5 cm
- Acier inoxydable



Cuchillos de cera
Fahnenstock

Nº de pedido: 7003809

- Longitud: 17,5 cm
- Acero inoxidable

Couteaux de cire
Fahnenstock

Référence: 7003809

- Longueur: 17,5 cm
- Acier inoxydable

Nº de pedido: 7003810

- Longitud: 13,5 cm
- Acero inoxidable

Référence: 7003810

- Longueur: 13,5 cm
- Acier inoxydable



Pinza para soldar

Nº de pedido: 7003813

- Longitud: 16,5 cm
- Acero inoxidable

Brucelle à souder

Référence: 7003813

- Longueur: 16,5 cm
- Acier inoxydable



Pinza mosquito, doblada

Nº de pedido: 7003814

- Longitud: 12,5 cm
- Acero inoxidable

Pince mosquito, courbé

Référence: 7003814

- Longueur: 12,5 cm
- Acier inoxydable

Instrumentos manuales para laboratorio

Instrumentes manuels pour laboratoire




C/ Talavera 6 Local 2ºq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es



Mango para bisturí Nr. 3

Nº de pedido: 7003815

- Longitud: 12,7 cm
- Incluye 10 hojas
- Acero inoxidable

Hojas de repuesto

Nº de pedido: 7003816

- Contiene 10 hojas

Manche bistouri No. 3

Référence: 7003815

- Longueur: 12,7 cm
- 10 lames incluses
- Acier inoxydable

Lames de rechange

Référence: 7003816

- Contenu: 10 lames



Titanoform doble mango

Nº de pedido: 7006...

- ... 0 negro (mango)
- ... 1 amarillo (mango)
- ... 2 rojo (mango)
- ... 3 azul (mango)
- ... 4 verde (mango)

- Esterilizable hasta 134°C
- Diseño anatómico
- Modelación comfortable
- Medidas:
l = 12 cm, ø = 8,2 mm

Titanoform à poignée double

Référence: 7006...

- ... 0 noir (cone-socket)
- ... 1 jaune (cone-socket)
- ... 2 rouge (cone-socket)
- ... 3 bleu (cone-socket)
- ... 4 vert (cone-socket)

- Stérilisable jusqu'à 134°C
- Forme anatomique
- Modelage comfortable
- Dimensions:
l = 12 cm, ø = 8,2 mm

Inclusive anillo de goma como dispositivo de bloqueo
Avec anneau caoutchouc comme butée



TITANOFORM
EXTREMOS CUBIERTOS CON TIN /
INSERTS AVEC REVÊTEMENT TIN

TITANOFORM
EXTREMOS CUBIERTOS / INSERTS

Envase / Unité d'emb.

1

1

1

1

1

1

1

1

7002903

7002904

7003004

7003103

7002901

7002902

7003002

7003101

Número de pedido
Référence

Cera de inmersión / Cire pour immersion



C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es



Cera Flexidip

Nº de pedido: 840001

• Contenido: 50 g

Flexidip, la cera de inmersión especial y flexible para fabricar capitas de cera elásticas. Adecuado para aparatos de inmersión eléctricos.

Cire Flexidip

Référence: 840001

• Contenu: 50 g

Flexidip - la cire acrylique spéciale flexible pour l'immersion et la fabrication des coiffes en cire élastiques. Peut être utilisée avec l'immersion électrique.

Desburbueador / Agent tensio-actif silicone et cire



Desburbueador / Agent tensio-actif silicone et cire

Nº de pedido: 25030

• Contenido: 500 ml

• Con botella pulverizadora

• Para relajar impresiones de silicona y modelaciones de cera

• Deja una superficie lisa

• Evapora en 5-15 segundos libre de residuos (dependiendo de la temperatura ambiental)

• Breve tiempo de secado

• En impresiones de silicona se obtiene precisión de reproducción nítida con relación a los bordes, especialmente en inlays y márgenes de preparación poco desarrollados

• Partes internas de coronas y fisuras finas se reproducen libres de burbujas y con contornos exactos

• Finas retenciones y partes de ganchos en trabajos de esqueléticos se reproducen en calidad excelente

• Pulverizar o sumergir

• Agitar antes de usar!

Référence: 25030

• Contenu: 500 ml

• Avec pulvérisateur à pompe

• Pour la détente des empreintes silicone et des modelages en cire

• Laisse des surfaces lisses

• S'évapore sans résidu en l'espace de 5-15 sec. (en fonction de la température d'ambiance)

• Temps de séchage court

• Exactitude de la reproduction des empreintes silicone, particulièrement en cas d'inlays et de bords de préparation faiblement définies

• Reproduction sans bulles et exacte de l'intérieur des couronnes et des fissures fines

• Excellente qualité de reproduction des parties fines rétentes et des crochets de stellites

• Pulvériser ou immerger

• Agiter avant l'emploi!

UN 1993 clase 3
grupo de embalaje II

UN 1993 classe 3
groupe d'emballage II

Cera / Cire



C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

WhatsApp 601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es



Cera para modelar, azul

Nº de pedido: 84201

60 g en lata

Cire de modelage, bleu

Référence: 84201

60 g en boîte



Cera para modelar, marfil

Nº de pedido: 84205

60 g en lata

Cire de modelage, ivoire

Référence: 84205

60 g en boîte



Cera para modelar, gris

Nº de pedido: 84204

60 g en lata

Cire de modelage, gris

Référence: 84204

60 g en boîte



Cera para modelar, neon-verde

Nº de pedido: 84210

60 g en lata

Cire de modelage, néon-vert

Référence: 84210

60 g en boîte



Cera cervical, morado

Nº de pedido: 84206

60 g en lata

Cire cervicale, violet

Référence: 84206

60 g en boîte



Cera para fresar, verde musgo

Nº de pedido: 84207

60 g en lata

Cire de fraisage, vert mousse

Référence: 84207

60 g en boîte



Cera para rellenar socavaduras,
rojo coral

Nº de pedido: 84208

60 g en lata

*Cire de comblement, rouge
corail*

Référence: 84208

60 g en boîte



Cera adhesiva, amarillo

Nº de pedido: 84212

60 g en lata

Cire collante, jaune

Référence: 84212

60 g en boîte



Cera CAD CAM para escanear

Nº de pedido: 84213

60 g en lata

Cire CAD CAM pour scannage

Référence: 84213

60 g en boîte



C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

WhatsApp 601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es



Hilo de cera, verde

Ø aprox. 4 mm

Nº de pedido: 84304

- Contenido: 250 g sobre rollo

Ø aprox. 3 mm

Nº de pedido: 84303

- Contenido: 250 g sobre rollo

Ø aprox. 2,5 mm

Nº de pedido: 84307

- Contenido: 250 g sobre rollo

Ø aprox. 1,5 mm

Nº de pedido: 84306

- Contenido: 250 g sobre rollo

Fils de cire, vert

Ø env. 4 mm

Référence: 84304

- Contenu: 250 g sur rouleau

Ø env. 3 mm

Référence: 84303

- Contenu: 250 g sur rouleau

Ø env. 2,5 mm

Référence: 84307

- Contenu: 250 g sur rouleau

Ø env. 1,5 mm

Référence: 84306

- Contenu: 250 g sur rouleau



Hilo de cera, transparente

Ø aprox. 4 mm

Nº de pedido: 84309

- Contenido: 250 g sobre rollo

- Adecuado como material para socavaduras y para crear barreras al preparar modelos, acrílicos y ortodoncia
- Muy blando, con excelentes propiedades adhesivas

Fils de cire, transparent

Ø env. 4 mm

Référence: 84309

- Contenu: 250 g sur rouleau

- Convient parfaitement comme matériau de comblement dans le cadre de préparation de modèle, acryliques et orthodontie
- Très doux, possède d'excellentes propriétés adhésives



C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

WhatsApp 601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es



Bebederos en forma de
pera, rojo
ø 8 mm



Poires de coulée, rouge
ø 8 mm

Nº de pedido: 840008

• Contenido: aprox. 150 piezas

Référence: 840008

• Contenu: env. 150 pièces



Bebederos en forma de
pera, turquesa
ø 9 mm


Poires de coulée, turquoise
ø 9 mm

Nº de pedido: 840009

• Contenido: aprox. 120 piezas

Référence: 840009

• Contenu: env. 120 pièces



Cera / Cire



C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es



Plano de cera, doblado

Nº de pedido: 85001

- Contenido: 100 piezas
- Rosado

Bourellets d'occlusion, courbés

Référence: 85001

- Contenu: 100 pièces
- Rose

Plano de cera, recto

Nº de pedido: 85003

- Contenido: 50 piezas
- Rosado

Bourellets d'occlusion, droits

Référence: 85003

- Contenu: 50 pièces
- Rose



Cera stick-on

Nº de pedido: 85002

- Contenido: 100 g
- Diámetro: ø 0,4 mm
- En varillas
- Amarillo

Cire de colle

Référence: 85002

- Contenu: 100 g
- Diamètre: ø 0,4 mm
- En forme de barres
- Jaune



Cera: Modelación de superficies masticatorias /

Cire: modelation des surfaces occlusales



Estadística Local 144

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es



La corona anatómica perfecta con superficie masticatoria individual en 2 a 3 minutos.

La couronne anatomique parfaite avec surface occlusale individuelle en 2-3 minutes.



Okkluflex

El método fácil y rápido para generar superficies oclusales gnatólógicas individuales.

Nº de pedido: 11100

- Altamente resistente a la rotura (Silcotex)
- Se encoge a su forma original
- Transparente (para fotocurado)
- Estable en superficie plana
- Autoaislante
- Adecuado para cera, cerámica y resina compuesta
- En cerámicas se usa junto con Kera-Sep-Spray (número de pedido 11141)

Envases de recarga de 2 piezas

Nº de pedido:

1110-14	1110-24	1110-34	1110-44
1110-15	1110-25	1110-35	1110-45
1110-16	1110-26	1110-36	1110-46
1110-17	1110-27	1110-37	1110-47

La méthode simple et rapide d'une modelation individuelle des surfaces occlusales gnathologiques.

Référence: 11100

- Résistance à la rupture élevée (Silcotex)
- Rétractant
- Transparent (pour photopolymérisation)
- Stable
- Auto-isolant
- Convient pour cire, céramique et composites
- Pour la céramique, utiliser avec Kera-Sep-Spray (Référence: 11141)

Reassortiments 2 pièces

Référence:

1110-14	1110-24	1110-34	1110-44
1110-15	1110-25	1110-35	1110-45
1110-16	1110-26	1110-36	1110-46
1110-17	1110-27	1110-37	1110-47

Cera: Modelación de superficies masticatorias /

Cire: modelation des surfaces occlusales



Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es




- ① Elabore la capa de cera tal como siempre.

Fabriquer la coiffe de cire comme d'habitude.




- ⑤ ... y complete la forma anatómica.

... et compléter la forme anatomique.



- ② Rellene el patrón de cera con cera para modelar a 2/3.

Remplir le modèle avec la cire de modelage jusqu'au 2/3.



- ⑥ Superficie oclusal de cera
Surface occlusale cire



- ③ Posicione el patrón de cera sobre la capa de cera antes de que la cera se endurezca.

Placer le modèle sur la coiffe de cire tant que la cire reste modelable.




- ⑦ Superficie oclusal de cerámica
Surface occlusale céramique



- ④ Compruebe oclusión en el articulador ...

Contrôler l'occlusion dans l'articulateur ...



- ⑧ Superficie oclusal de resina compuesta
Surface occlusale composite

Piezas auxiliares de cera para modelaje / Éléments auxiliaires cire




C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es



Singles Intro-Set

Singles intro-set

Nº de pedido: 81055

Recipiente: azul

Contenido:


• 108 piezas de cera ordenadas

Référence: 81055

Boîte: bleue

Contenu:

• 108 pièces assorties



		17 / 16	13	12	11	21	22	23	26 / 27	prem		
Maxila / Maxillaire supérieur	C										C	Maxila / Maxillaire supérieur
	B										B	
	A										A	
Mandibula / Maxillaire inférieur	A										A	Mandibula / Maxillaire inférieur
	B										B	
	C										C	
		47 / 46	45	44	43	33	34	35	36 / 37	front		

Recambios / reassortiments

• Contenido: 20 pzs cada una

• Contenu: 20 pcs de chaque

810763 ↔ 17/16 C

810762 ↔ 17/16 B

810761 ↔ 17/16 A

810133 ↔ 13 C

810132 ↔ 13 B

810131 ↔ 13 A

810123 ↔ 12 C

810122 ↔ 12 B

810121 ↔ 12 A

810113 ↔ 11 C

810112 ↔ 11 B

810111 ↔ 11 A

811761 ↔ 47/46 A

811762 ↔ 47/46 B

811763 ↔ 47/46 C

811451 ↔ 45 A

811452 ↔ 45 B

811453 ↔ 45 C

811441 ↔ 44 A

811442 ↔ 44 B

811443 ↔ 44 C

811431 ↔ 43 A

811432 ↔ 43 B

811433 ↔ 43 C

810213 ↔ 21 C

810212 ↔ 21 B

810211 ↔ 21 A

810223 ↔ 22 C

810222 ↔ 22 B

810221 ↔ 22 A

810233 ↔ 23 C

810232 ↔ 23 B

810231 ↔ 23 A

810673 ↔ 26/27 C

810672 ↔ 26/27 B

810671 ↔ 26/27 A

811331 ↔ 33 A

811332 ↔ 33 B

811333 ↔ 33 C

811341 ↔ 34 A

811342 ↔ 34 B

811343 ↔ 34 C

811351 ↔ 35 A

811352 ↔ 35 B

811353 ↔ 35 C

811671 ↔ 36/37 A

811672 ↔ 36/37 B

811673 ↔ 36/37 C

810453 ↔ prem C

810452 ↔ prem B

810451 ↔ prem A

811001 ↔ front A

811002 ↔ front B

811003 ↔ front C

Piezas auxiliares de cera para modelaje / Éléments auxiliaires cire



C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es



Quattro Intro-Set

Nº de pedido: 84070

Recipiente: azul

Contenido:

- 36 piezas de cera ordenadas
- 4 dientes por cada fila
- 144 dientes
- 2 filas por tamaño
- 3 tamaños


Quattro intro-set

Référence: 84070

Boîte: bleue

Contenu:

- 36 pièces assorties
- 4 dents par élément
- 144 dents
- 2 pièces par taille
- 3 tailles



		17 / 14	12 / 22	24 / 27		
Maxila / Maxillaire supérieur	C				C	Maxila / Maxillaire supérieur
	B				B	Maxila / Maxillaire supérieur
	A				A	Maxila / Maxillaire supérieur
Mandibula / Maxillaire inférieur	A				A	Mandibula / Maxillaire inférieur
	B				B	Mandibula / Maxillaire inférieur
	C				C	Mandibula / Maxillaire inférieur
		47 / 44	42 / 32	34 / 37		
		palatinal	lingual	palatinal		

Recambios / reassortiments

- Contenido: 10 pzs cada una
- Contenu: 10 pcs de chaque

840743 <=> 17/14 C

840742 <=> 17/14 B

840741 <=> 17/14 A

840223 <=> 12/22 C

840222 <=> 12/22 B

840221 <=> 12/22 A

840473 <=> 24/27 C

840472 <=> 24/27 B

840471 <=> 24/27 A

841741 <=> 47/44 A

841742 <=> 47/44 B

841743 <=> 47/44 C

841221 <=> 42/32 A

841222 <=> 42/32 B

841223 <=> 42/32 C

841471 <=> 34/37 A

841472 <=> 34/37 B

841473 <=> 34/37 C

Preformas de ganchos de cera / Cire: crochets en cire




C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es



Ganchos premolares


Nº de pedido: 84401

• Contenido: 10 x 20 piezas

Crochets prémolaires

Référence: 84401

• Contenu: 10 x 20 pièces



Ganchos molares


Nº de pedido: 84402

• Contenido: 10 x 20 piezas

Crochets molaires

Référence: 84402

• Contenu: 10 x 20 pièces



Ganchos Bonyhard


Nº de pedido: 84404

• Contenido: 10 x 20 unidades

Crochets Bonyhard

Référence: 84404

• Contenu: 10 x 20 pièces



Cera de collar, veteada

Nº de pedido: 84405

• Contenido: 15 laminas


• Espesor: 0,4 mm

Cire de coulée, pointillée

Référence: 84405

• Contenu: 15 feuilles

• Epaisseur: 0,4 mm



**Retenciones agujereadas,
maxilar superior**


Nº de pedido: 84407

• Contenido: 15 laminas

**Rétentions perforées,
maxillaire**

Référence: 84407

• Contenu: 15 feuilles



**Retenciones agujereadas,
mandibula**


Nº de pedido: 84408

• Contenido: 40 piezas

**Rétentions perforées,
mandibule**

Référence: 84408

• Contenu: 40 pièces



Barras sublinguales

Nº de pedido: 84409

• Contenido: 65 g

Barres sublinguales

Référence: 84409

• Contenu: 65 g



**Perfiles de barra de cera
1,0 mm**

Nº de pedido: 84410

• Contenido: 40 g

Barres profilées 1,0 mm

Référence: 84410

• Contenu: 40 g

Preformas de ganchos de cera / Cire: crochets en cire




C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

WhatsApp 601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es



**Preforma de preparación
de cera 0,5 mm**

Nº de pedido: 84411

- Contenido: 32 laminas
- Autoadhesivo

**Cire de préparation
0,5 mm**

Référence: 84411

- Contenu: 32 feuilles
- Autocollant



Cera de unión

Nº de pedido: 84412

- Contenido: 60 g

Cire de coulée

Référence: 84412

- Contenu: 60 g



Pincel para alisar cera

Nº de pedido: 84800

- Contenido: 1 pieza
- Pincel ultra blando para alisar la superficie de cera

Brosse de lissage cire

Référence: 84800

- Contenu: 1 pièce
- Brosse ultrafine pour le lissage de la cire

Aditamentos biocompatibles para prótesis removibles / Technique des attachements biocompatibles pour prothèses amovibles




C/ Blas de Lezo, 6, 1º planta

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es



Topline Set
Fricción normal
Nº de pedido: 43050-1

Topline set
Friction normale
Référence: 43050-1

Topline Set
Fricción fuerte
Nº de pedido: 43050-2

Topline set
Friction serrée
Référence: 43050-1

2 piezas cada una: pieza macho, piezas hembra duplicadoras (se queman sin dejar residuos), pieza hembra (vaina de fricción de precisión de PEEK)

2 pièces par set: partie mâle, matrice de doublage (brûlent sans résidu), partie femelle (douille de friction de précision en PEEK).

Envase de recarga
Nº de pedido: 43052
4 piezas cada una:
piezas macho

Recharges
Référence: 43052
4 pcs: partie mâle

Envase de recarga
Fricción normal
Nº de pedido: 43053-1
4 piezas cada una:
piezas hembra
Fricción fuerte
Nº de pedido: 43053-2
4 piezas cada una:
piezas hembra

Recharges
Friction normale
Référence: 43053-1
4 pcs: partie femelle
Friction serrée
Référence: 43053-2
4 pcs: partie femelle



Simplex RS Set
Fricción normal
Nº de pedido: 43010-1

Simplex RS set
Friction normale
Référence: 43010-1

Simplex RS Set
Fricción fuerte
Nº de pedido: 43010-2

Simplex RS set
Friction serrée
Référence: 43010-2

2 piezas cada una: pieza macho, piezas hembra duplicadoras (se queman sin dejar residuos), pieza hembra (vaina de fricción de precisión de PEEK)


2 pièces par set: partie mâle, matrice de doublage (brûlent sans résidu), partie femelle (douille de friction de précision en PEEK).

Envase de recarga
Nº de pedido: 43012
4 piezas cada una:
piezas macho

Recharges
Référence: 43012
4 pcs: partie mâle

Envase de recarga
Fricción normal
Nº de pedido: 43013-1
4 piezas cada una:
piezas hembra
Fricción fuerte
Nº de pedido: 43013-2
4 piezas cada una:
piezas hembra

Recharges
Friction normale
Référence: 43013-1
4 pcs: partie femelle
Friction serrée
Référence: 43013-2
4 pcs: partie femelle



Aditamentos de plástico para puentes partidos

Technique des attachements pour bridges séparés

DENTAL
MOTILLA S.L.

C/ Obispo 6 local 109

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas


601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

Los aditamentos de plástico están fabricados de plástico que se quema sin dejar residuos. Debido a esto, pueden ser fundidos con cualquier aleación dental al modelar los aditamentos sobre los objetos de cera. Las diferentes formas y tamaños y los diseños paralelos y cónicos de estos aditamentos permiten usarlos para cualquier tipo de puentes removibles parciales o fijos como también para restauraciones con un precisión rest.

La varilla de plástico alargada puede ser insertada sin problemas en cualquier paralelómetro. Después de la fijación se separa la varilla de la parte del aditamento con un bisturí y esta es modelada dentro de la forma anatómica de la corona.


Los siguientes aditamentos son interlock o aditamentos intracoronales y utilizables para todos los dientes para nivelar divergencias de contrafuertes.



Les attachements plastiques sont fabriqués en acrylique calcinable sans résidu et peuvent donc être coulés avec tout alliage dentaire par modelage sur l'élément en cire. Les différentes formes et tailles et la conception parallèle et/ou conique des attachements plastiques couvrent tous les domaines d'utilisation pour des ponts fixes et partiellement amovibles ainsi que des constructions avec un reste de précision.

La tige plastique prolongée peut être fixée facilement dans le parallélogramme. Après la fixation, la tige est coupée de l'attachement avec un scalpel et celui-ci est intégré par modelage dans la forme anatomique de la couronne.

Les attachements suivants sont des attachements interlock ou intracoronaires et sont utilisables pour l'égalisation des divergences de piliers de toutes les dents.



Tube Lock 0 (mini)


Nº de pedido: 410803

- Contenido:
 - 3 piezas macho (Vástago: $\varnothing$ 2,2 mm)
 - 3 piezas hembra
 - 3 pines de cerámica
 - Pin paralelo
- El pin de cerámica evita la formación de burbujas al vaciar y hace posible una guía óptima de la pieza macho

Tube Lock 0 (mini)

Référence: 410803

- Contenu:
 - 3 parties mâles (tige: $\varnothing$ 2,2 mm)
 - 3 parties femelles
 - 3 bâtons céramiques
 - Bâton parallèle
- Le bâton céramique empêche la formation de bulles au modelage et permet un guidage idéal de la partie mâle



Tube Lock 1 (pequeño)


Nº de pedido: 410813

- Contenido:
 - 3 piezas macho (Vástago: $\varnothing$ 2,2 mm)
 - 3 piezas hembra
 - 3 pines de cerámica
 - Pin paralelo
- El pin de cerámica evita la formación de burbujas al vaciar y hace posible una guía óptima de la pieza macho

Tube Lock 1 (petit)

Référence: 410813

- Contenu:
 - 3 parties mâles (tige: $\varnothing$ 2,2 mm)
 - 3 parties femelles
 - 3 bâtons céramiques
 - Bâton parallèle
- Le bâton céramique empêche la formation de bulles au modelage et permet un guidage idéal de la partie mâle



Tube Lock 2 (estándar)

Nº de pedido: 410823

- Contenido:
 - 3 piezas macho (Vástago: $\varnothing$ 2,2 mm)
 - 3 piezas hembra
 - 3 pines de cerámica
 - Pin paralelo
- El pin de cerámica evita la formación de burbujas al vaciar y hace posible una guía óptima de la pieza macho

Tube Lock 2 (standard)

Référence: 410823

- Content:
 - 3 parties mâles (tige: $\varnothing$ 2,2 mm)
 - 3 parties femelles
 - 3 bâtons céramiques
 - Bâton parallèle
- Le bâton céramique empêche la formation de bulles au modelage et permet un guidage idéal de la partie mâle

Aditamentos de plástico para puentes partidos

Technique des attachements pour bridges séparés




C/ Obispo 6 local 129

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es



Aditamento T-micro


T-attachement micro

Nº de pedido: 410833

Référence: 410833

- Contenido:
- 3 piezas macho
(Vástago: $\varnothing$ 2,2 mm)
- 3 piezas hembra
- Dimensiones: 6,0/2,1 mm

- Contenu:
- 3 parties mâles
(tige: $\varnothing$ 2,2 mm)
- 3 parties femelles
- Dimensions: 6,0/2,1 mm



Aditamento varilla


Rod-attachement

Nº de pedido: 410863

Référence: 410863

- Contenido:
- 3 piezas macho
(Vástago: $\varnothing$ 2,2 mm)
- 3 piezas hembra
- Dimensiones: 5,2/2,0 mm

- Contenu:
- 3 parties mâles
(tige: $\varnothing$ 2,2 mm)
- 3 parties femelles
- Dimensions: 5,2/2,0 mm



Aditamento-Mini-Rest


Mini-rest-attachement

Nº de pedido: 410873

Référence: 410873

- Contenido:
- 3 piezas macho
(Vástago: $\varnothing$ 2,2 mm)
- 3 piezas hembra
- Dimensiones: 6,6/1,7 - 1,9 mm

- Contenu:
- 3 parties mâles
(tige: $\varnothing$ 2,2 mm)
- 3 parties femelles
- Dimensions: 6,6/1,7 - 1,9 mm



Aditamento-Mortice

Mortice-attachement

Nº de pedido: 410883

Référence: 410883

- Contenido:
- 3 piezas macho
(Vástago: $\varnothing$ 2,2 mm)
- 3 piezas hembra
- Dimensiones: 4,0/1,5 - 3,3 mm

- Contenu:
- 3 parties mâles
(tige: $\varnothing$ 2,2 mm)
- 3 parties femelles
- Dimensions: 4,0/1,5 - 3,3 mm



C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es



Vestofix®

Revestimiento para coronas y puentes

4,8 kg à 160 g Bolsa (incl. 1 litro de liquido)

Nº de pedido: 28062-L

12 kg à 160 g Bolsa (incl. 2,5 litros de liquido)

Nº de pedido: 28062-12 L

20 kg à 160 g Bolsa (incl. 4 litros de liquido)

Nº de pedido: 28062-6 L

- Ligado al fosfato, libre de grafito
- Masa de revestimiento especial para coronas y puentes en metales no preciosos
- Calentamiento rápido y lento

Vestofix®

Revêtement pour couronnes et bridges

4,8 kg en sachets de 160 g (1 litre de liquide inclus)

Référence: 28062-L

12 kg en sachets de 160 g (2,5 litres de liquide inclus)

Référence: 28062-12L

20 kg en sachets de 160 g (4 litres de liquide inclus)

Référence: 28062-6L

- Lié au phosphate, sans graphite
- Mélange de revêtement spécial pour couronnes et bridges en métal non-précieux
- Peut être chauffé rapidement et lentement

Técnica de fundición: Revestimientos / *Technique de coulée: Revêtements*



C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es



Diavest Turbo

Nº de pedido: 28065-4L

4,8 kg à 400 g Bolsa

(incl. 1 litro de liquido)

Nº de pedido: 28065-7L

20 kg à 400 g Bolsa

(incl. 4 litro de liquido)

- Masa de revestimiento para esqueléticos
- (Metales no preciosos)
- Calentamiento rápido
- Libre de grafito
- Ligado al fosfato

Diavest Turbo

Référence: 28065-4L

4,8 kg en sachets de 400 g

(1 l de liquide inclus)

Référence: 28065-7L

20 kg en sachets de 400 g

(4 l de liquide inclus)

- Revêtement pour stellites
- Chauffer rapidement
- Sans graphite
- Lié au phosphate



Orovest

Nº de pedido: 28061-L

4,8 kg à 160 g Bolsa

(incl. 1 litro de liquido)

Nº de pedido: 28061-130

5 kg à 100 g Bolsa

(incl. 1 litro de liquido)

Nº de pedido: 28061-100

13,5 kg à 100 g Bolsa

(incl. 5 litro de liquido)

- Revestimiento especial para aleaciones preciosas y cerámica prensada incluso disilicato de litio
- Calentamiento rápido y lento
- Libre de grafito
- Ligado al fosfato

Orovest

Référence: 28061-L

4,8 kg en sachets de 160 g

(1 l de liquide inclus)

Référence: 28061-130

5 kg en sachets de 100 g

(1 l de liquide inclus)

Référence: 28061-100

13,5 kg en sachets de 100 g

(5 l de liquide inclus)

- Revêtement spécial pour les alliages précieux et la céramique pressée y compris le lithium disilicate
- Peut être chauffé rapidement et lentement
- Sans graphite
- Lié au phosphate



Liquido de expansión

Para VestoFix®

Nº de pedido: 28060-1

1 l liquido

Nº de pedido: 28060-3

3 l liquido

Nº de pedido: 28060-5

5 l liquido

Para Diavest, Diavest-Turbo, Orovest

Nº de pedido: 28059-1

1 l liquido

Nº de pedido: 28059-3

3 l liquido

Nº de pedido: 28059-5

5 l liquido

Liquide d'expansion

Pour VestoFix®

Référence: 28060-1

1 l de liquide

Référence: 28060-3

3 l de liquide

Référence: 28060-5

5 l de liquide

Pour Diavest, Diavest-Turbo, Orovest

Référence: 28059-1

1 l de liquide

Référence: 28059-3

3 l de liquide

Référence: 28059-5

5 l de liquide

Spray adhesivo / Spray adhésif



C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es



Spray adhesivo (cromo-cobalto)

Nº de pedido: 14141

• Contenido: 75 ml

- Para esqueléticos
- Para la aplicación de piezas de cera auxiliares antes de colar, deja atrás una capa muy delgada
- Pulverizar modelos de revestimiento endurecidos o no endurecidos desde aprox. 10-15 cm uniformemente
- Piezas de cera o patrones se quedan pegados firmemente y no se desprenden durante la vibración de la masa de revestimiento
- En ningún caso se producirá influjo en retenciones
- Modelaciones resultan ser más gráciles ya que no hay que encerar las piezas fastidiosamente
- Corregir piezas fijadas es posible sin problemas
- Agitar bien antes de usar
- Distancia de pulverización: 10-15 cm

Spray adhésif (Co.Cr.)

Référence: 14141

• Contenu: 75 ml

- Pour stellites
- Pour l'application des éléments de cire avant la coulée, laisse une couche très fine
- Vaporiser régulièrement les modèles de revêtement durcis ou non durcis à une distance de 10 -15 cm
- Les éléments en cire ou les flexibles appliqués adhèrent définitivement et ne se détachent pas lors de la vibration du revêtement
- Les rétentions ne se bouchent plus
- Les modelages sont plus grâciles, plus besoin de fixer les éléments à la cire
- Correction des éléments fixés est possible facilement
- Secouer avant l'emploi
- Distance de vaporisation: 10 -15 cm

UN 1950 clase 2.1

UN 1950 classe 2.1

Spray de separación / Spray séparateur



Spray Kera-Sep

Nº de pedido: 11141

- Contenido: 75 ml
- Spray de separación libre de silicona para separar cerámica contra yeso
- Distancia de pulverización: aprox. 5-8 cm
- Después de pulverizar una vez esperar 1 minuto y pulverizar por segunda vez
- Únicamente pulverizar brevemente, no dejar "charcos" en alveolos
- Restos que quedaron sobre la cerámica se queman sin dejar residuos
- No se transmite el sucio como cuando se usan botellas con pinceles
- No quedan residuos en áreas tangenciales

Spray Kera-Sep

Référence: 11141

- Contenu: 75 ml
- Spray séparateur sans silicone
- Distance de vaporisation: env. 5 - 8 cm
- Après la première vaporisation, attendre environ 1 minute et vaporiser une 2ème fois
- Vaporiser brièvement, ne pas former de « flaques » dans les alvéoles profondes
- Les résidus adhérant encore à la céramique calcinent sans résidu
- Pas de transfert de pollution possible comme dans le cas des bouteilles à pinceau
- Pas de résidu dans les zones tangentielles

UN 1950 clase 2.1

UN 1950 classe 2.1

Aleaciones no preciosas / Alliages non-précieux



C/ Tibidabo 6 local izq.
Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

601 41 40 22
E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

BIODUR®SOFT - libre de níquel

BIODUR®SOFT - sans nickel



Aleación para fundición y cerámica tipo 4 para coronas y puentes

Propiedades:

Densidad: 8,6 g/cm³
Intervalo de fusión: 1300-1395 °C
Temperatura de colado: 1500 °C
Temperatura de precalentamiento de las muflas: 900-950 °C
Coeficiente de expansión térmica: (20-600°C) CET: 14,7 µm/mK
(20-500°C) CET: 14,4 µm/mK
Dureza Vickers: 314 HV
Alargamiento a la ruptura: 5 %
Resistencia a la tracción: 609 N/mm²
Límite elástico: 482 N/mm²
Módulo elasticidad: 200.000 N/mm²

Composición química:

Co	61,00 %
Cr	24,00 %
W	8,00 %
Mo	2,50 %
Nb	1,00 %
Mn	1,00 %
Si	1,00 %
Fe	1,00 %
Trazas:	C

Alliage de coulée et céramométallique CoCr type 4 pour couronnes et bridges

Propriétés:

Densité: 8,6 g/cm³
Intervalle de fusion: 1300-1395 °C
Température de coulée: 1500 °C
Température de préchauffage du moufle: 900-950 °C
Coefficient d'expansion thermique: (20-600°C) CTE: 14,7 µm/mK
(20-500°C) CTE: 14,4 µm/mK
Dureté Vickers: 314 HV
Allongement à la rupture: 5 %
Résistance à la traction: 609 N/mm²
Limite élastique: 482 N/mm²
Module d'élasticité: 200.000 N/mm²

Composition chimique:

Co	61,00 %
Cr	24,00 %
W	8,00 %
Mo	2,50 %
Nb	1,00 %
Mn	1,00 %
Si	1,00 %
Fe	1,00 %
Traces:	C

2x 500 g N° de pedido: 15088-2
1 kg N° de pedido: 15088-1
10 kg suelt. N° de pedido: 15088-0

2 x 500 g Référence: 15088-2
1 kg Référence: 15088-1
10 kg vrac Référence: 15088-0



NIADUR® - con níquel

Aleación para cerámica, tipo 3, para coronas y puentes

Propiedades:

Densidad: 8,3 g/cm³
Intervalo de fusión: 1313-1350 °C
Temperatura de colado: 1500 °C
Temperatura de precalentamiento de las muflas: 900-950 °C
Coeficiente de expansión térmica: (20-600°C) CET: 14,5 µm/mK
Dureza Vickers: 194 HV10
Alargamiento a la ruptura: 16 %
Resistencia a la tracción: 546 N/mm²
Límite elástico: 309 N/mm²
Módulo elasticidad: 172.000 N/mm²

Composición química:

Ni	62,00 %
Cr	24,50 %
Mo	10,30 %
Si	1,70 %
Fe	1,50 %
Trazas:	Co, C

NIADUR® - contient nickel

Alliage de coulée et céramométallique type 3 pour couronnes et bridges

Propriétés:

Densité: 8,3 g/cm³
Intervalle de fusion: 1313-1350 °C
Température de coulée: 1500 °C
Température de préchauffage du moufle: 900-950 °C
Coefficient d'expansion thermique: (20-600°C) CTE: 14,5 µm/mK
Dureté Vickers: 194 HV10
Allongement à la rupture: 16 %
Résistance à la traction: 546 N/mm²
Limite élastique: 309 N/mm²
Module d'élasticité: 172.000 N/mm²

Composition chimique:

Ni	62,00 %
Cr	24,50 %
Mo	10,30 %
Si	1,70 %
Fe	1,50 %
Traces:	Co, C

2x 500 g N° de pedido: 15091-2
1 kg N° de pedido: 15091-1
10 kg suelt. N° de pedido: 15091-0

2 x 500 g Référence: 15091-2
1 kg Référence: 15091-1
10 kg vrac Référence: 15091-0

Aleaciones no preciosas / Alliages non-précieux



C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es



DIADUR® - libre de níquel

Aleación para colado, tipo 5, libre de níquel, para esqueléticos

Propiedades:

Densidad: 8,2 g/cm³
Intervalo de fusión: 1260-1320 °C
Temperatura de colado: 1450 °C
Temperatura de precalentamiento de las muflas: 950-1050 °C
Dureza Vickers: 370 HV10
Alargamiento a la ruptura: 4,5 %
Resistencia a la tracción: 920 N/mm²
Límite elástico: 620 N/mm²
Módulo elasticidad: 220.000 N/mm²

Composición química:

Co	62,50 %
Cr	30,00 %
Mo	5,00 %
Si	1,00 %
Mn	1,00 %
C	0,50 %

2x 500 g N° de pedido: 15089-2
1 kg N° de pedido: 15089-1
10 kg suelt. N° de pedido: 15089-0

DIADUR® - sans nickel

Alliage de coulée sans nickel type 5 pour stellites

Propriétés:

Densité: 8,2 g/cm³
Intervalle de fusion: 1260-1320 °C
Température de coulée: 1450 °C
Température de préchauffage du moufle: 950-1050 °C
Dureté Vickers: 370 HV10
Allongement à la rupture: 4,5 %
Résistance à la rupture: 920 N/mm²
Limite élastique: 620 N/mm²
Module d'élasticité: 220.000 N/mm²

Composition chimique:

Co	62,50 %
Cr	30,00 %
Mo	5,00 %
Si	1,00 %
Mn	1,00 %
C	0,50 %

2 x 500 g Référence: 15089-2
1 kg Référence: 15089-1
10 kg vrac Référence: 15089-0

Fundente / Flux pour coulée



Fluxur

N° de pedido: 15085

- Contenido: 45 g
- Fundente altamente efectivo para aleaciones dentales preciosas y no preciosas

UN 2923 clase 8 (6.1)
grupo de embalaje III

Fluxur

Référence: 15085

- Contenu: 45 g
- Produit de fluage hyper-efficace pour alliages précieux et non-précieux

UN 2923 classe 8 (6.1)
groupe d'emballage III

Soldadura y alambre para láser / Brasure et fil laser




C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es



Soldur® C

Nº de pedido: 15093

- Contenido: 4 varillas, aprox. 1,5 g
 - Metal para soldadura especial para metales no preciosos a base de cromo-cobalto
 - Excelentes propiedades de flujo
 - Cumple con todos los requisitos que se le exigen a un metal para soldadura moderno en la técnica dental
- Punto de fusión: 1310 °C

Composición química:

(valores aproximados)

Co	62,00 %
Cr	29,00 %
Mo	4,00 %
Si	3,00 %
Trazas:	C, Mn, Fe

Soldur® C

Référence: 15093

- Contenu: 4 tiges, env. 1,5 g
 - Brasure spéciale pour alliages non-précieux à base de Co-Cr
 - Excellentes propriétés de fluage
 - Répond à toutes les exigences d'une brasure optimale dans la technique dentaire
- Point de fusion: 1310 °C

Composition chimique:

(valeurs approximatives)

Co	62,00 %
Cr	29,00 %
Mo	4,00 %
Si	3,00 %
Traces:	C, Mn, Fe



Soldur® N

Nº de pedido: 15092

- Contenido: 4 varillas, aprox. 1,5 g
 - Metal para soldadura especial para metales no preciosos a base de níquel-cromo
 - Excelentes propiedades de flujo
 - Cumple con todos los requisitos que se le exigen a un metal para soldadura moderno en la técnica dental
- Punto de fusión: 1260 °C

Composición química:

(valores aproximados)

Ni	39,00 %
Co	31,00 %
Cr	21,00 %
Mo	6,00 %
Si	1,50 %
Trazas:	C, Mn

Soldur® N

Référence: 15092

- Contenu: 4 tiges, env. 1,5 g
 - Brasure spéciale pour alliages non-précieux à base de Ni-Cr
 - Excellentes propriétés de fluage
 - Répond à toutes les exigences d'une brasure optimale dans la technique dentaire
- Point de fusion: 1260 °C

Composition chimique:

(valeurs approximatives)

Ni	39,00 %
Co	31,00 %
Cr	21,00 %
Mo	6,00 %
Si	1,50 %
Traces:	C, Mn



Lasertech C

Nº de pedido: 15086

- Contenido: 1 rollo, 2 m
 - Ø 0,35 mm
 - Alambre para soldadura láser para aleaciones de cromo-cobalto
 - Cumple con todos los requisitos que se le exige a un alambre para soldadura láser moderno en la técnica dental
- Intervalo de fusión: 1240 - 1350 °C

Composición química:

(valores aproximados)

Co	65,50 %
Cr	28,00 %
Mo	6,00 %
Trazas:	Si, C, Mn

Lasertech C

Référence: 15086

- Contenu: 1 rouleau, 2 m
 - Ø 0,35 mm
 - Fil laser pour alliages CoCr
 - Répond à toutes les exigences d'un fil laser moderne dans la technique dentaire
- Intervalle de fusion : 1240 - 1350 °C

Composition chimique:

(valeurs approximatives)

Co	65,50 %
Cr	28,00 %
Mo	6,00 %
Traces:	Si, C, Mn



C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es



Polipress

Nº de pedido: 87000

- Contenido: 1 kg polímero
- Para esqueléticos, reparaciones, rebases
- Autopolimerizante
- Aplicación universal

Polipress

Référence: 87000

- Contenu: 1 kg de poudre
- Pour stellites, réparations, rebasages
- Autopolymérisant
- Application universelle

Polipress

Nº de pedido: 87010

- Contenido: 1 l monómero

Polipress

Référence: 87010

- Contenu: 1 l de liquide

Disponible solo después de la conclusión del procedimiento de evaluación de la conformidad (certificación CE)

Disponible seulement après la fin de la procédure d'évaluation de la conformité (certification CE)

UN 1247 clase 3
grupo de embalaje II

UN 1247 classe 3
groupe d'emballage II



Hypress autopolimerizante

Nº de pedido: 84020

- Contenido: 1 kg polímero
- Para la fabricación de prótesis completas y prótesis parciales, reparaciones y rebases
- Mejor tolerabilidad en la mucosa debido a contenido de monómeros reducido
- Contracción reducida / excelente ajuste
- Libre de cadmio
- Tecnología de perlado innovadora

Hypress autopolymérisant

Référence: 84010

- Contenu: 1 kg de poudre
- Pour stellites complets et partiels, réparations, rebasages
- Excellente biocompatibilité de la muqueuse grâce à la quantité réduite de liquide
- Faible réduction, très peu d'ajustement nécessaire
- Ne contient pas de cadmium
- Technologie innovante de perles

Hypress

Nº de pedido: 84030

- Contenido: 500 ml monómero

Disponible solo después de la conclusión del procedimiento de evaluación de la conformidad (certificación CE)

Hypress

Référence: 84030

- Contenu: 500 ml de liquide

Disponible seulement après la fin de la procédure d'évaluation de la conformité (certification CE)

UN 1247 clase 3
grupo de embalaje II

UN 1247 classe 3
groupe d'emballage II

Resinas / Acryliques



C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es



Pattern Stuff LS Set

Nº de pedido: 87200

- Contenido: 100 ml monómero con 100 g polímero, pincel, 2 recipientes de silicona, pipeta
- Para trabajos de modelación de coronas y puentes, ataches, telescopios, etc.
- Modelación directa (intraoral) de inlays y reconstrucción de muñones
- Se quema sin dejar residuos
- Fijación de piezas individuales (soldar)

Disponible solo después de la conclusión del procedimiento de evaluación de la conformidad (certificación CE)

UN 1247 clase 3
grupo de embalaje II

Pattern Stuff LS Set

Référence: 87200

- Contenu: 100 ml de liquide avec 100 g de poudre, brosse, 2 gobelets en silicone, pipette
- Modelage de couronnes et bridges, attachements, téléscopes, etc
- Modelage direct (intraoral) d'inlays et piliers
- Brûle sans résidus
- Fixation de parties individuelles (soudures)

Disponible seulement après la fin de la procédure d'évaluation de la conformité (certification CE)

UN 1247 classe 3
groupe d'emballage II



Envase de recarga

Nº de pedido: 87120

- Contenido: 100 ml monómero

Envase de recarga

Nº de pedido: 87110

- Contenido: 100 g polímero

Disponible solo después de la conclusión del procedimiento de evaluación de la conformidad (certificación CE)

UN 1247 clase 3
grupo de embalaje II

Recharge

Référence: 87120

- Contenu: 100 ml de liquide

Recharge

Référence: 87110

- Contenu: 100 g de poudre

Disponible seulement après la fin de la procédure d'évaluation de la conformité (certification CE)

UN 1247 classe 3
groupe d'emballage II



Pincel Pattern

Nº de pedido: 41022

- Contenido: 1 pieza

Brosse Pattern

Référence: 41022

- Contenu: 1 pièce

Resinas / Acryliques



C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

WhatsApp 601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es



DFS Insolant

Nº de pedido: 87040

- Contenido: 1 l liquido
- Agente aislante a base de agar-agar
- Yeso contra acrílico

DFS Insolant

Référence: 87040

- Contenu: 1 l de liquide
- Liquide isolant à base d'agar-agar
- Isole plâtre contre acryliques



Pincel para liquido separador

Nº de pedido: 84900

- Contenido: 1 pieza

Brosse pour liquid isolant

Référence: 84900

- Contenu: 1 pièce



C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es



Salt n' Pepper Set
Resina de ortodoncia
Técnica de dispersión

Nº de pedido: 87050

- Contenido: 100 g polímero claro, 100 ml monómero rosado claro
- Botella de aplicación polímero 100 g
- Botella de aplicación monómero 100 ml

Disponible solo después de la conclusión del procedimiento de evaluación de la conformidad (certificación CE)

UN 1247 clase 3
grupo de embalaje II

Salt n' Pepper Set
Acrylique orthodontique
Technique de dispersion

Référence: 87050

- Contenu: 100 g de poudre clair, 100 ml de liquide rose clair
- Flacon d'application de précision poudre 100 g
- Flacon d'application de précision liquide 100 ml

Disponible seulement après la fin de la procédure d'évaluation de la conformité (certification CE)

UN 1247 classe 3
groupe d'emballage II



Envase de recarga

Nº de pedido: 87060

- Contenido: 1 kg polímero claro

Envase de recarga

Nº de pedido: 87070

- Contenido: 500 ml monómero rosado claro

Disponible solo después de la conclusión del procedimiento de evaluación de la conformidad (certificación CE)

UN 1247 clase 3
grupo de embalaje II

Recharge

Référence: 87060

- Contenu: 1 kg de poudre clair


Recharge

Référence: 87070

- Contenu: 500 ml de liquide rose clair

Disponible seulement après la fin de la procédure d'évaluation de la conformité (certification CE)

UN 1247 classe 3
groupe d'emballage II



Botellas de aplicación de precisión

Nº de pedido: 87080

- Para polímero 100 g
- Para monómero 100 ml

Flacons d'application de précision

Référence: 87080

- Pour poudre 100 g
- Pour liquide 100 ml

Herramientas para trabajar las cerámicas: pinceles


Articles pour travailler la céramique: pinceaux

DENTAL
MOTILLA S.L.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es



Kera-Brush


Nº de pedido: 41015

- Contenido: 1 pieza
- Pincel para cerámica
- El non plus ultra para el ceramista
- Pelo Kolinsky
- En el mango se encuentran bolas para mantener la punta del pincel en forma por medio del golpe de la bola

Kera-Brush

Référence: 41015

- Contenu: 1 pièce
- Pinceau pour la céramique
- Le nec plus ultra pour le céramiste
- Poils Kolinsky
- La poignée contient des billes, destinées à maintenir la pointe du pinceau en forme



Kera-Brush S

Nº de pedido: 41015S

- Contenido: 1 pieza
- Pincel para cerámica
- El non plus ultra para el ceramista
- Pelo Kolinsky
- En el mango se encuentran bolas para mantener la punta del pincel en forma por medio del golpe de la bola

Kera-Brush S

Référence: 41015S

- Contenu: 1 pièce
- Pinceau pour la céramique
- Le nec plus ultra pour le céramiste
- Poils Kolinsky
- La poignée contient des billes, destinées à maintenir la pointe du pinceau en forme



Pinceles para cerámica

Nº de pedido: ...

- 41000-00 Tamaño „000“
- 41000-0 Tamaño „00“
- 41000 Tamaño „0“
- 41001 Tamaño „01“
- 41002 Tamaño „02“
- 41003 Tamaño „03“
- 41004 Tamaño „04“
- 41005 Tamaño „05“
- 41006 Tamaño „06“
- 41007 Tamaño „07“
- 41008 Tamaño „08“
- 41009 Tamaño „09“
- 41010 Tamaño „10“
- 41012 Tamaño „12“
- 41014 Tamaño „14“

Pinceaux pour la céramique

Références: ...

- 41000-00 Taille „000“
- 41000-0 Taille „00“
- 41000 Taille „0“
- 41001 Taille „01“
- 41002 Taille „02“
- 41003 Taille „03“
- 41004 Taille „04“
- 41005 Taille „05“
- 41006 Taille „06“
- 41007 Taille „07“
- 41008 Taille „08“
- 41009 Taille „09“
- 41010 Taille „10“
- 41012 Taille „12“
- 41014 Taille „14“

- Fibras sintéticas especiales

- Fibres synthétiques spéciales

Herramientas para trabajar las cerámicas: pinceles

Articles pour travailler la céramique: pinceaux



Central de Atención al Cliente

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es



Pinceles para cerámica

Nº de pedido: ...

41001flat Tamaño „01“

41002flat Tamaño „02“

41006flat Tamaño „06“

- Fibras sintéticas especiales

Pinceaux pour la céramique

Références: ...

41001flat Taille „01“

41002flat Taille „02“

41006flat Taille „06“

- Fibre synthétiques



Flat brush

Nº de pedido: 41017

- Contenido: 1 pieza
- Pincel para cerámica
- Pelo natural
- Para la aplicación de pastas de opáquer y pastas de glaseado

Flat brush

Référence: 41017

- Contenu: 1 pièce
- Pinceau pour la céramique
- Poils naturels
- Pour l'application des masses opaques et de glaze



Mini brush


Nº de pedido: 41018

- Contenido: 1 pieza
- Pincel para cerámica
- Pelo natural
- Pincel especial para superficies oclusales

Mini brush

Référence: 41018

- Contenu: 1 pièce
- Pinceau pour la céramique
- Poils naturels
- Pinceau spécial pour les surfaces occlusales



Cleaning brush

Nº de pedido: 41019

- Contenido: 1 pieza
- Pincel para cerámica
- Pelo natural
- Pincel para la limpieza de las superficies internas de coronas

Cleaning brush

Référence: 41019

- Contenu: 1 pièce
- Pinceau pour la céramique
- Poils naturels
- Pour le nettoyage des surfaces internes des couronnes

Herramientas para trabajar las cerámicas: pinceles

Articles pour travailler la céramique: pinceaux




Central de Atención al Cliente

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es



Stain brush

Nº de pedido: 41020

- Contenido: 1 pieza
- Pincel para pintar para cerámica
- Fibras sintéticas especiales

Stain brush

Référence: 41020

- Contenu: 1 pièce
- Pinceau pour la céramique
- Poils synthétiques



Smoothing brush

Nº de pedido: 41021

- Contenido: 1 pieza
- Pincel para alisado para cerámica
- Pelo natural ultra suave

Smoothing brush

Référence: 41021

- Contenu: 1 pièce
- Pinceau de lissage pour la céramique
- Poils naturels ultrafins



Pinceles para cerámica

Nº de pedido: ...

- 41200 Tamaño „0“
- 41201 Tamaño „01“
- 41202 Tamaño „02“
- 41203 Tamaño „03“
- 41204 Tamaño „04“
- 41205 Tamaño „05“
- 41206 Tamaño „06“
- 41207 Tamaño „07“
- 41208 Tamaño „08“
- 41210 Tamaño „10“
- 41212 Tamaño „12“

- Pelo natural

Pinceaux pour la céramique

Références: ...

- 41200 Taille „0“
- 41201 Taille „01“
- 41202 Taille „02“
- 41203 Taille „03“
- 41204 Taille „04“
- 41205 Taille „05“
- 41206 Taille „06“
- 41207 Taille „07“
- 41208 Taille „08“
- 41210 Taille „10“
- 41212 Taille „12“

- Poils naturels

Herramientas para trabajar las cerámicas: instrumentos

Articles pour travailler la céramique: instruments




Central de Atención al Cliente

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

WhatsApp 601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es



Instrumento de vidrio

Nº de pedido: 43000

• Contenido: 1 pieza


• Instrumento de vidrio para mezclar y aplicar opacador

Instrument en verre

Référence: 43000

• Contenu: 1 pièce

• Instrument en verre pour mélanger et appliquer la céramique opaque



Kerahandy

Nº de pedido: 43100

• Contenido: 1 pieza

• Instrumento para preparar polvo de cerámica antes de mezclar

Kerahandy

Référence: 43100

• Contenu: 1 pièce

• Instrument pour la préparation de poudre céramique avant le mélange



Keraknife

Nº de pedido: ...

43200 Cuchillo

43300 Cuchillo doblado

43400 Lanza

43500 Tenedor

• Contenido: 1 pieza

• Para modelar la estratificación cerámica

Keraknife

Références: ...

43200 Couteau


43300 Couteau arrondi

43400 Lance

43500 Fourchette

• Contenu: 1 pièce

• Pour le modelage de la céramique



Instrumento para fisuras

Nº de pedido: 43600

• Contenido: 1 pieza

• Para modelar fisuras y separar áreas interdetales

Instrument pour fissures

Référence: 43600

• Contenu: 1 pièce

• Pour modeler les fissures et séparer les espaces interdetales

Herramientas para trabajar las cerámicas: tenazas

Articles pour travailler la céramique: pinces



C. Alameda 6 Local 2º.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es



Kera-Grip I (recta)

Nº de pedido: 12017

- Tenaza sujetadora para coronas de cerámica
- Incluye insertos de diamante

Kera-Grip I (droit)

Référence: 12017

- Pince pour couronnes céramiques
- Inserts diamantés inclus

Insertos de diamante

Nº de pedido: 12018

- Contenido: 1 par

Inserts diamantés

Référence: 12018

- Contenu: 1 pair



Kera-Grip II (doblada)

Nº de pedido: 12016

- Tenaza sujetadora para coronas de cerámica
- Incluye insertos de diamante

Kera-Grip II (courbé)

Référence: 12016

- Pince pour couronnes céramiques
- Inserts diamantés inclus

Insertos de diamante


Nº de pedido: 12018

- Contenido: 1 par

Inserts diamantés

Référence: 12018

- Contenu: 1 pair



Kera-Grip III (arqueada)

Nº de pedido: 12015

- Tenaza sujetadora para coronas de cerámica
- Incluye insertos de diamante

Kera-Grip III (voûté)

Référence: 12015

- Pince pour couronnes céramiques
- Inserts diamantés inclus

Insertos de diamante

Nº de pedido: 12018

- Contenido: 1 par

Inserts diamantés

Référence: 12018

- Contenu: 1 pair

Herramientas para trabajar cerámicas: tenazas

Articles pour travailler la céramique: pinces




C. Hidalgo Placal, 24.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es



Crowny

Nº de pedido: 70004

- El sujetador de coronas grácil para el ceramista exigente
- Incluye insertos de diamante

Crowny

Référence: 70004

- Le porte-couronne élégant pour le céramiste exigeant
- Inserts diamantés inclus

Insertos de diamante

Nº de pedido: 12014

- Contenido: 1 par

Inserts diamantés

Référence: 12014

- Contenu: 1 pair



Teleskofix

Nº de pedido: 12010

- Tenaza telescópica
- Incluye insertos de diamante

Teleskofix

Référence: 12010

- Pince télescopique
- Inserts diamantés inclus

Teleskogrip

Nº de pedido: 12011

- Contenido: 1 par
- Insertos de diamante para tenaza Teleskofix

Teleskogrip

Référence: 12011

- Contenu: 1 pair
- Inserts diamantés pour la pince Teleskofix

Herramientas para trabajar cerámicas: bandejas de cocción de cerámica

Articles pour travailler la céramique: plateaux céramiques




C/Industria 6 Local 124

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es



Bandeja Kera-Set


Nº de pedido: 81022-8

- 1 bandeja de cocción de cerámica y 8 pines
- Absorción de temperatura extremadamente baja
- Fase de calentamiento y enfriamiento libre de problemas

Plateau céramique Kera-Set

Référence: 81022-8

- 1 plateau céramique et 8 tenons
- Absorption de température très faible
- Phases de réchauffement et de refroidissement sans problèmes



Bandeja Kera-Set


Nº de pedido: 81022-5

- 1 bandeja de cocción de cerámica y 5 pines
- Absorción de temperatura extremadamente baja
- Fase de calentamiento y enfriamiento libre de problemas

Plateau céramique Kera-Set

Référence: 81022-5

- 1 plateau céramique et 5 tenons
- Absorption de température très faible
- Phases de réchauffement et de refroidissement sans problèmes



Bandeja Kera-Set

Nº de pedido: 81011-5

- 1 bandeja de cocción de cerámica y 5 pines
- Absorción de temperatura extremadamente baja
- Fase de calentamiento y enfriamiento libre de problemas

Plateau céramique Kera-Set

Référence: 81011-5

- 1 plateau céramique et 5 tenons
- Absorption de température très faible
- Phases de réchauffement et de refroidissement sans problèmes

Herramientas para trabajar cerámicas: bandejas de cocción de cerámica

Articles pour travailler la céramique: plateaux céramiques




C. Hidalgo B. Local 124

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es



Bandeja Kera-Set

Nº de pedido: 81033-5

- 1 bandeja de cocción de cerámica y 4 pernos cónicos y rectos con bordes redondeados
- Fase de calentamiento y enfriamiento no problemática

Plateau céramique Kera-Set

Référence: 81033-5

- 1 plateau céramique et 4 tenons de formes coniques et droites avec bouts arrondis
- Phases de réchauffement et de refroidissement sans problèmes



Perno metálico cónico

Nº de pedido: 8101069

- Contenido: 5 piezas
- Para bandejas de cocción de cerámica

Tenons de forme conique

Référence: 8101069

- Contenu: 5 pièces
- Pour plateaux céramiques



Perno metálico recto con bordes redondeados

Nº de pedido: 8101079

- Contenido: 5 piezas
- Para bandejas de cocción de cerámica

Tenons droits avec bouts arrondis

Référence: 8101079

- Contenu: 5 pièces
- Pour plateaux céramiques



Set de bandejas de cocción de cerámica

Nº de pedido: 81022

- Contenido: 2 piezas
- Sin pines de metal

Plateaux céramiques

Référence: 81022

- Contenu: 2 pièces
- Sans tenons



Set de bandejas de cocción de cerámica

Nº de pedido: 81011

- Contenido: 2 piezas
- Sin pines de metal

Plateaux céramiques

Référence: 81011

- Contenu: 2 pièces
- Sans tenons

Herramientas para trabajar cerámicas: bandejas de cocción de cerámica

Articles pour travailler la céramique: plateaux céramiques




C. Hidalgo Placal, 22

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es



Pin de metal 1 (recto)


Nº de pedido: 8101019

- Contenido: 5 piezas
- Para bandejas de cocción de cerámica

Tenon 1 (droit)

Référence: 8101019

- Contenu: 5 pièces
- Pour plateaux céramiques



Pin de metal 2


Nº de pedido: 8101029

- Contenido: 5 piezas
- Para incisivos
- Para bandejas de cocción de cerámica

Tenon 2

Référence: 8101029

- Contenu: 5 pièces
- Pour incisives
- Pour plateaux céramiques



Pin de metal 3


Nº de pedido: 8101039

- Contenido: 5 piezas
- Con nariz, para incisivos
- Para bandejas de cocción de cerámica

Tenon 3

Référence: 8101039

- Contenu: 5 pièces
- Avec nez, pour incisives
- Pour plateaux céramiques



Pin de metal 4


Nº de pedido: 8101009

- Contenido: 5 piezas
- Doblado, para premolares
- Para bandejas de cocción de cerámica

Tenon 4

Référence: 8101009

- Contenu: 5 pièces
- Recourbé, pour prémolaires
- Pour plateaux céramiques



Pin de metal 5


Nº de pedido: 8101059

- Contenido: 5 piezas
- Para molares
- Para bandejas de cocción de cerámica

Tenon 5

Référence: 8101059

- Contenu: 5 pièces
- Pour molaires
- Pour plateaux céramiques



Pin-Intro-Set

Nº de pedido: 8101049

- Contenido: 5 x 2 piezas
- Pines de metal libres de corrosión para bandejas de cerámica

Set de tenons

Référence: 8101049

- Contenu: 5 x 2 pièces
- Tenons métalliques inoxydables

Spray de diamante / Spray diamanté



C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

WhatsApp 601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es



Spray de diamante

Nº de pedido: 11170

- Contenido: 75 ml
- Spray de diamante para el pulido de alto brillo de cerámica y resinas compuestas como también para las piezas secundarias de coronas telescópicas y aditamentos (especialmente aleaciones no preciosas)
- La estructura de la superficie se mantiene intacta
- Granulado de diamante ultrafino de 3 - 5 µ

UN 1950 clase 2.2

Spray diamanté

Référence: 11170

- Contenu: 75 ml
- Spray diamanté pour un polissage haute brillance de la céramique et des composites ainsi que pour les suprastructures des couronnes télescopiques et attachements (alliages non précieux)
- Maintient la structure de la surface intacte
- Grain ultrafin de 3 - 5 µ

UN 1950 classe 2.2

Pasta para pulir / Pâte à polir



Pasta para pulir

Nº de pedido: 21010

- Contenido: 5 g
- Pasta de diamante con alto contenido de diamantes
- Adecuada para todas las cerámicas incluyendo zirconio monolítico

Pâte à polir

Référence: 21010

- Contenu: 5 g
- Pâte à polir à contenu de diamant élevé
- Pour toutes les céramiques et monolithes de zircon

Marcador de textura dorado / Marqueur de texture or



Marcador de textura dorado

Nº de pedido: 21200

- Contenido: 4 g
- Para visualizar texturas de superficies de distintos colores (yeso/cerámica)
- Aplicar una sola capa delgada
- Completamente lavable con agua
- No decolora el yeso

UN 3077 clase 9
grupo de embalaje III

Marqueur de texture or

Référence: 21200

- Contenu: 4 g
- Pour visualiser les structures des surfaces en différents couleurs (plâtre/céramique)
- Une seule couche, application fine
- Facile à enlever en rinçant à l'eau
- Pas de décoloration du plâtre

UN 3077 classe 9
groupe d'emballage III

Limpiador / Nettoyant orange




C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

WhatsApp 601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es



Clean-Orange
Limpiador naranja

Nº de pedido: 27250L

- Contenido: 500 ml
- Elimina silicona, alginato y pastas de óxido de zinc- eugenol
- Para un cuidado de V2A libre de manchas
- Para limpiar bandejas de impresión
- Adecuado como renovador de aire

UN 1993 clase 3
grupo de embalaje II

Clean-Orange
Nettoyant orange

Référence: 27250L

- Contenu: 500 ml
- Enlève les pâtes silicone, alginates et oxydes de zinc-eugénol
- Pour le nettoyage sans tache du V2A
- Pour le nettoyage des porte-empreintes
- Peut servir comme rafraichisseur d'air

UN 1993 classe 3
groupe d'emballage II

Pasta para soldar / Pâte de protection soudage



Pasta para soldar
protectora contra calor

Nº de pedido: 24030

Pasta para soldar protectora contra calor con Thermofill

- Contenido: 200 g
- Para proteger coronas con recubrimiento de plástico y monturas de plástico en platos de parciales durante trabajos de reparación
- Resistente a la temperatura hasta aprox. 1200°C
- Remover bajo agua corriente después de soldar

Pâte de protection soudage

Référence: 24030

Pâte de protection soudage avec Thermofill

- Contenu: 200 g
- Pour la protection lors des réparations de couronnes avec éléments acryliques et des selles à appui acryliques des stellites par brasage
- Résistance à la température jusqu'à environ 1200°C
- Rincer à l'eau courante après le brasage

Spray de oclusión / Spray d'occlusion



C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

WhatsApp 601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es



OKKLEAN®

Inflamable:

UN 1950 clase 2.1

Nº de pedido:

verde → 11140
rojo → 11145
azul → 11146
blanco → 11147
oro → 11149

No inflamable:

UN 1950 clase 2.2

Nº de pedido:

verde → 11140-1
rojo → 11145-1
azul → 11146-1
blanco → 11147-1
oro → 11149-1

Spray de oclusión

- Contenido: **75 ml**
- Incluye tobera tubular
- Para marcar los puntos de contacto de trabajos protéticos y coronas
- Película de pigmento de color fácilmente dosificable
- Espesor de la película, dependiendo del tiempo de pulverizado, 6 - 8 µ
- Pulverizar la sección apropiada desde una distancia de aprox. 3-5 cm
- Remoción fácil con el pincel, en caso de materiales porosos o materiales que se localizan en lo profundo utilizar una limpiadora de chorro de vapor
- No soluble en agua o alcohol

OKKLEAN®

Inflamable

UN 1950 classe 2.1

Référence:

vert → 11140
rouge → 11145
bleu → 11146
blanc → 11147
or → 11149

Ininflammable

UN 1950 classe 2.2

Référence:

vert → 11140-1
rouge → 11145-1
bleu → 11146-1
blanc → 11147-1
or → 11149-1

Spray d'occlusion

- Contenu: **75 ml**
- Y compris buse ronde
- Pour le marquage des points de contact sur les prothèses et les couronnes
- Film à pigments colorés facile à doser
- Épaisseur du film 6 - 8 µ en fonction de la durée de la vaporisation
- Vaporiser les surfaces à marquer à une distance d'environ 3 - 5 cm
- S'enlève facilement au pinceau ou au jet de vapeur (en cas de matériaux poreux et profonds)
- Insoluble dans l'eau et l'alcool

Spray Telescan / Spray Telescan




C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

WhatsApp 601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es



Spray Telescan

Nº de pedido:

rojo → 11166

blanco → 11167

• Contenido: 75 ml

UN 1950 clase 2.2

Nº de pedido:

rojo → 11168

blanco → 11169

• Contenido: 200 ml

UN 1950 clase 2.1

Spray para preparar superficies de coronas telescópicas para la prueba de fricción y escaneo CAD/CAM

Aplicar en objetos antes de escanear con el CAD/CAM para evitar el efecto espejo.

Para el análisis de fricción en coronas telescópicas y cónicas como también aditamentos de todo tipo. La finísima película de pigmentos de color se puede remover fácilmente con un cepillo. No soluble en agua o alcohol. Proteger de rayos solares y calentamiento arriba de 50°C. Gas propulsor no contaminante e incombustible. El espesor de la película se puede influir por medio de la distancia y el tiempo de pulverización. Favor agitar antes de usar.

Spray Telescan

Référence:

rouge → 11166

blanc → 11167

• Contenu: 75 ml

UN 1950 classe 2.2

Référence:

rouge → 11168

blanc → 11169

• Contenu: 200 ml

UN 1950 classe 2.1

Spray de préparation des surfaces pour le contrôle de friction des couronnes télescopiques et le scannage CAD/CAM

Application sur les objets avant de scanner afin d'éviter l'effet miroir.

Pour l'analyse de la friction des couronnes coniques et télescopiques, des verrouillages et de tous types d'attachements. Film coloré très fin, s'enlève à sec. Insoluble dans l'eau et l'alcool. Protéger des rayons du soleil et d'un réchauffement à plus de 50°C. Gaz propulseur ininflammable protégeant l'environnement. L'épaisseur du film est défini par la distance et la durée de vaporisation. Secouer avant l'emploi.

Boquillas de pulverización

Nº de pedido: 11171

• Contenido: 3 piezas

• Para la pulverización de toda la superficie en superficies de modelos, por ejemplo para la preparación de escaneo

Vaporisateurs

Référence: 11171

• Contenu: 3 pièces

• Pour facilement vaporiser les surfaces des modèles, p. ex. avant scannage

Crown Master



C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

WhatsApp 601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es



Sus beneficios: Vos avantages:

1

Elimina el riesgo de
lesión accidental y
protege manos y dedos.

*Pas de risque de
blessure des mains et des
doigts.*

2




Resistente a la
temperatura hasta 150° C

*Résistance à la
température jusqu'à 150° C*

3

Permite trabajar
ampliamente todas las
superficies y bordes de
coronas e inlays.

*Permet l'accès à toutes les
surfaces et les bords des
couronnes et des inlays.*



Crown Master

Nº de pedido: 12019

Référence: 12019

Sets de elaboración / Sets de travail



C/ Tibidabo 6 local izq.
Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

WhatsApp 601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

Contenido/Contenu



SET PARA LA PREPARACIÓN DE MODELOS + PARA TRABAJAR YESO
SET DE FABRICATION DE MODELES + PLÂTRE

01	80055	5'-10000 rpm/tpm
02	153522	5'-10000 rpm/tpm
03	60017	5'-15000 rpm/tpm
04	509101	15'-25000 rpm/tpm
05	60024	3'-15000 rpm/tpm
06	60028	5'-10000 rpm/tpm
07	60029	5'-10000 rpm/tpm

Número de pedido
Référence

300187




SET PARA TRABAJAR TITANIO
SET POUR TITANE

01	708001	15'-30000 rpm/tpm
02	700801	15'-30000 rpm/tpm
03	702602	15'-30000 rpm/tpm
04	704602	15'-30000 rpm/tpm
05	704802	15'-30000 rpm/tpm
06	702402	15'-30000 rpm/tpm
07	702102	15'-30000 rpm/tpm
08	702202	15'-30000 rpm/tpm
09	704902	15'-30000 rpm/tpm
10	80220	3'- 5000 rpm/tpm
11	80222	3'- 5000 rpm/tpm
12	80305	1'- 3000 rpm/tpm
13	80301	1'- 3000 rpm/tpm

Número de pedido
Référence

300117



SET PARA TRABAJAR METALES NO PRECIOSOS (CORONAS Y PUENTES)
SET ALLIAGES NON-PRECIEUX (COURONNES ET BRIDGES)

01	60052	10'-20000 rpm/tpm
02	133407	5'-30000 rpm/tpm
03	201801	15'-30000 rpm/tpm
04	201402	15'-30000 rpm/tpm
05	201602	15'-30000 rpm/tpm
06	201202	15'-30000 rpm/tpm
07	118050	15'-30000 rpm/tpm
08	304802	20'-30000 rpm/tpm
09	305002	15'-30000 rpm/tpm
10	117014	15'-30000 rpm/tpm
11	54217	15'-30000 rpm/tpm
12	304402	15'-30000 rpm/tpm
13	60050	5'-20000 rpm/tpm
14	60032	3'-12000 rpm/tpm
15	80305	1'-3000 rpm/tpm
16	80301	1'-3000 rpm/tpm

15001 Piedra para limpiar
Pierre de nettoyage

Número de pedido
Référence

300157



Sets de elaboración / Sets de travail




C/ Tibidabo 6 local izq.
Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

WhatsApp 601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

Contenido/Contenu



SET PARA TRABAJAR CERÁMICAS
SET CÉRAMIQUE

300137

Número de pedido
Référence

01	60042608	3'-30000 rpm/tpm
02	60110258	3'-30000 rpm/tpm
03	60199258	3'-30000 rpm/tpm
04	60250168	3'-30000 rpm/tpm
05	601661895	3'-30000 rpm/tpm
06	60225188	3'-30000 rpm/tpm
07	60001238	3'-30000 rpm/tpm
08	60001148	3'-30000 rpm/tpm
09	60014238	3'-30000 rpm/tpm
10	182221	3'-5000 rpm/tpm
11	112221	5'-10000 rpm/tpm
12	812050	5'-10000 rpm/tpm
13	800120	3'-12000 rpm/tpm
14	801920	2'-3000 rpm/tpm
15	801911	2'-3000 rpm/tpm
16	80041	2'-3000 rpm/tpm



SET PARA TRABAJAR METALES PRECIOSOS (CORONAS Y PUENTES)
SET ALLIAGES PRÉCIEUX (COURONNES ET BRIDGES)

300147

Número de pedido
Référence

01	302801	15'-30000 rpm/tpm
02	305002	15'-30000 rpm/tpm
03	302602	15'-30000 rpm/tpm
04	304602	15'-30000 rpm/tpm
05	704802	15'-30000 rpm/tpm
06	117014	15'-30000 rpm/tpm
07	117006	15'-30000 rpm/tpm
08	118050	15'-30000 rpm/tpm
09	118080F	15'-30000 rpm/tpm
10	272125	3'-5000 rpm/tpm
11	80222	3'-5000 rpm/tpm
12	80301	1'-3000 rpm/tpm
13	812050	5'-10000 rpm/tpm
14	80305	1'-3000 rpm/tpm



SET PARA TRABAJAR RESINAS COMPUESTAS + CARILLAS DE ACRÍLICO
SET COMPOSITES ET ACRYLIQUES FACETTES

300227

Número de pedido
Référence

01	700801	15'-30000 rpm/tpm
02	704902	15'-30000 rpm/tpm
03	702602	15'-30000 rpm/tpm
04	162221	3'-5000 rpm/tpm
05	118080	15'-30000 rpm/tpm
06	60250168	5'-10000 rpm/tpm
07	801911	2'-3000 rpm/tpm
08	8030111	5'-10000 rpm/tpm
09	80224	3'-5000 rpm/tpm
10	80225	3'-5000 rpm/tpm
11	80301	1'-3000 rpm/tpm
12	80041	1'-3000 rpm/tpm
13	600501	5'-10000 rpm/tpm

Sets de elaboración / Sets de travail



C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

WhatsApp 601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

Contenido/Contenu



SET PARA TRABAJAR ACRÍLICOS
SET ACRYLIQUES

300127

Número de pedido
Référence

01	417001	15'-30000 rpm/tpm
02	313001	15'-30000 rpm/tpm
03	314802	15'-30000 rpm/tpm
04	117006	15'-30000 rpm/tpm
05	117023	15'-30000 rpm/tpm
06	118050	15'-30000 rpm/tpm
07	80049	5'-10000 rpm/tpm
08	415401	15'-30000 rpm/tpm
09	800280	5'-10000 rpm/tpm
10	152211	3'-5000 rpm/tpm
11	80225	3'-5000 rpm/tpm



TÉCNICA DE FRESADO 0°
TECHNIQUE DE FRAISAGE 0°

300247

Número de pedido
Référence

01	115712L	3'-6000 rpm/tpm
02	115422L	6'-12000 rpm/tpm
03	115602L	6'-12000 rpm/tpm
04	115802L	6'-12000 rpm/tpm
05	115523	6'-12000 rpm/tpm
06	115410	6'-12000 rpm/tpm
07	115412	6'-12000 rpm/tpm
08	115722L	3'-6000 rpm/tpm
09	115432L	6'-12000 rpm/tpm
10	115612L	6'-12000 rpm/tpm
11	115812L	6'-12000 rpm/tpm
12	115732L	3'-6000 rpm/tpm
13	115442L	6'-12000 rpm/tpm
14	115622L	6'-12000 rpm/tpm
15	115822L	6'-12000 rpm/tpm
16	80061	5'-10000 rpm/tpm
17	80062	5'-10000 rpm/tpm
18	80063	5'-10000 rpm/tpm



SET DE CONOMETRIA DE 2° Y 4°
SET CONOMETRIE 2° ET 4°

300248

Número de pedido
Référence

01	115727L	3'-6000 rpm/tpm
02	115472L	6'-12000 rpm/tpm
03	115627L	6'-12000 rpm/tpm
04	115137L	6'-12000 rpm/tpm
05	80461	5'-10000 rpm/tpm
06	80462	5'-10000 rpm/tpm
07	80463	5'-10000 rpm/tpm
08	115717L	3'-6000 rpm/tpm
09	115462L	6'-12000 rpm/tpm
10	115617L	6'-12000 rpm/tpm
11	115127L	6'-12000 rpm/tpm
12	80261	5'-10000 rpm/tpm
13	80262	5'-10000 rpm/tpm
14	80263	5'-10000 rpm/tpm



C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

  601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

Explicación de los pictogramas / Explication des pictogrammes




C/ Tibidabo 6 local izq.


Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

WhatsApp Telegram 601 41 40 22


E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es




Siga las instrucciones de uso
Voir instructions pour usage




Proteger contra luz solar
Protéger du soleil




Fabricante
Fabricant




Número de lote de fabricación
Numéro de lot de production



Fecha de fabricación
Date de production



Límite de temperatura superior
Limite supérieure de température



Fecha de vencimiento
Date d'expiration



Líquidos y vapores
inflamables

*Liquide et vapeurs
inflammables*



Atención

Attention

	Página		Página		Página
Aditamentos	110-112	Fresas Implantan	90	Okklu-Point	24
Agente de separación	93	Fresas para cera	84, 87	Okklu-Star	28
Alambre para láser	118	Fullflex	57	Orovest	114
Aleaciones no preciosas	116-117	Gel de duplicación	96	Palapol	79
Artículos para trabajar		Goat Fix	75	Pasta para pulir	132
cerámica	123-132	Golden Devil	63	Pasta para soldar protectora	
Artículos para trabajar yeso	92-95	High-Tech	64	contra calor	133
Bandejas de cerámica	129-130	Hilos de cera	101	Pattern Stuff LS	120
Bebedores en forma de pera	102	Hydroflex	62	Perfocut	52, 54
Bibur	17	Hypofix-Alpha	78	Pernos	130-131
Biodur® Soft	116	Hypofix-Beta	78	Piedras para limpiar	34
Cepillo de alambre de acero	66	Hypofix-Delta	76	Piezas auxiliares de cera	
Cepillo de pelo de cabra	75	Hypofix-Gamma	76	para modelaje	106-107
Cepillos para pulir	77-78	Hypofix-Polyacryl	77	Pinbur	21
Cera	99-109	Hypress	119	Pincel de alambre	66
Cera de inmersión	99	Instrumento de vidrio	126	Pinceles cerámica	123-125
Cera Stick-on	103	Instrumento para fisuras	126	Pinfix	42
Circo-Flex	53	Instrumentos especiales	66-67	Planos de cera	103
Circolux	37	Instrumentos para modelar	97-98	Plastodur	93
Circone	90	Instrumentos para pulir	75-77	Plastrim	92
Circool Lab	36	Instrumentos para zirconio	36-41	Plastro	64
Circopol Lab	37	Isofix	93	Plasturbo	44
Cono-Disc	59	Kera-Brush	123	Plexoflex	55, 58
Cross-Cutter	9	Kera-Grip	127	Polipress	119
Crown Master	136	Kerahandy	126	Polli	82
Crownny	128	Keraknife	126	Polo	82
Cutflex	55	Keramo	19	Polyflex	53
Desburbujeador	99	Kera-Set Tray	129-130	Preformas de ganchos	
DFS Insolant	121	Kit de zirconio	41	de cera	108-109
Diadur®	117	Laserflex	55	Pulidores especiales	79-83
Diafix®	77	Limpiador naranja	133	Quatt-Cutter	9
Diamantes FG para zirconio	37	Líquido de expansión	114	Quattro	11-13
Diamantes PM para zirconio	38	Macro	9-10, 32	Quattro-Twin	14
Diamantes sinterizados	29-34	Macronom	14	Quick Fix® sistema de mandril	68-70
Diavest Turbo	114	Mandriles	67	Rapido-Cut	59
Discos cortadores de yeso	64-65	Marcador de textura	132	Rebase	95
Discos de diamante	52-62	Matro	17	Reductores	67
Discos de diamante flexibles	52-62	Micro	15-17, 32-33	Resina de ortodoncia	122
Discos de diamante sinterizado	35	Milli-Micron	18, 34	Resinas	119-122
Discos galvanizados sinterizados	35	Millipol	85, 87, 88	Retendo	42
Discos separadores	63	Minidisc	61	Revestimientos	113-114
Double Action	61	Mini-Flex	61	Rigidisc	58
Durolan	93-95	Mini-Tri	9	Rotodisc	57
Duro-Pol	79	Modelación de superficies		Sabelking	80
Ergonom	14	masticatorias	104-107	Salt n' Pepper	122
Espaciador	93-95	Multipol	80-81	Sensoflex	55
Firmoflex	52	Niadur®	116	Sepaflex®	38, 53
Flexiflex®	60	Nuevo	19	Set trabajar disilicato de litio	52
Fluxur	117	Okklamat	95	Sets de elaboración	137-139
Fresa perforadora	24	Okklean®	134	Shark discs	63
Fresas de carburo	8-28	Okklu-Fin	28	Sharkies	39-40
Fresas de carburo Blue Star®	22-23	Okkluflex	104-107	SIDIA®	29-35
				Sidia-Flex	35
				Sidiaflex Gold	38
				Sidia-Mini-Flex	35
				Silco-Pol	81
				Smart Fox sistema de mandril	71-72
				Soft Liner	24
				Soldadura	118
				Soldur®	118
				Spiroflex	52
				Spray adhesivo	115
				Spray de oclusión	134
				Spray de separación	115
				Spray de silicona	92
				Spray diamante	132
				Spray Kera-Sep	115
				Spray Telescan	135
				Star	21
				Strato	13
				Super-Flexiflex®	56
				Supershiny	76
				Super-Star	21
				Super-Tech	19
				Superturbo	31
				Tallador para acabado periférico	42
				Tallador para hito de colado	44
				Talladores de diamante	
				galvánicos PM	45-51
				Techno	54
				Técnica de fresado	84-90
				Técnica de fundición	113-118
				Teleskofix	128
				Teleskogrip	128
				Tenazas	127-128
				Titano	20
				Titanopol	83
				Top Glaze	81-82
				Top-Flex	61
				TopGlue	92
				Toro-Flex	60
				Toto-Flex	56, 59
				Transoflex	54
				Tri-Bur	9
				Tricutter	9
				Tri-Flex	53
				Turbo	9, 31
				Turbo talladores diamantados	44
				Ultra-Micron	18
				Unifix	75
				Uni-Pol	80
				Upofix® pulidores universales	73-75
				VestoFix®	113
				Yeso	91

Index

page	page	page	page
Acryliques119-122	Fraises carbure de tungstène ..8-28	Modelation des faces	Set d'instruments pour
Acryliques orthodontiques122	Fraises diamantées	occlusales104-107	lithium disilicate52
Agent tensio-actif silicone et cire .99	galvanisées PM45-51	Multipol80-81	Sets de travail137-139
Alliages non-précieux116-117	Fraises en carbure Blue Star ...22-23	Nettoyant orange133	Shark discs63
Attachements110-112	Fraises Implantan90	Niadur®117	Sharkies39-40
Bibur17	Fraises pour la cire84, 87	Nuevo19	SIDIA®29-35
Biodur® Soft116	Fullflex57	Okklamat95	Sidia-Flex35
Bourrelets d'occlusion103	Gélatine de duplication96	Okklean®134	Sidiaflex Gold38
Brasure118	Goat Fix75	Okklu-Fin28	Sidia-Mini-Flex35
Brosse en poils de chèvre75	Golden Devil63	Okkluflex104-107	Silco-Pol81
Brosse fil d'acier66	High-Tech64	Okklu-Point24	Smart Fox mandrins71-72
Brosses de polissage77-78	Hydroflex62	Okklu-Star28	Soft Liner24
Circo-Flex53	Hypofix-Alpha78	Orovest114	Soldur®118
Circolux37	Hypofix-Beta78	Palapol79	Spiroflex52
Circone90	Hypofix-Delta76	Pâte à polir132	Spray adhésif115
Circool Lab37	Hypofix-Gamma76	Pâte de protection soudage ...133	Spray diamant132
Circopol Lab37	Hypofix-Polyacryl77	Pattern Stuff LS120	Spray d'occlusion134
Cire99-109	Hypress119	Perfocut52, 54	Spray Kera-Sep115
Cire de colle103	Instrument en verre126	Pierre à nettoyer34	Spray séparateur115
Cire Flexidip99	Instrument pour fissures126	Pinbur21	Spray silicone92
Cire pour immersion99	Instruments de modelage97-98	Pinceau fil d'acier66	Spray Telescan135
Cono-Disc59	Instruments de polissage75-77	Pinceaux céramique123-125	Star21
Crochets en cire108-109	Instruments pour travailler	Pinces127-128	Strato13
Cross-Cutter9	la céramique123-125	Pinfix42	Super-Flexiflex®56
Crown Master136	Instruments pour travailler	Plastodur93	Supershiny76
Crowny128	le plâtre92-95	Plastrim92	Super-Star21
Cutflex55	Instruments pour zircon36-41	Plastro64	Super-Tech19
DFS Insolant121	Instruments spéciaux66-67	Plasturbo44	Superturbo31
Diadur®117	Isofix93	Plateaux céramiques129-130	Technique de coulée113-114
Diafix®77	Isolant93	Plâtre91	Technique de fraisage84-90
Diamants FG pour zircon37	Kera-Brush123	Plexoflex55, 58	Techno54
Diamants frittés29-34	Kera-Grip127	Poires de coulée102	Teleskofix128
Diamants PM pour zircon38	Kerahandy126	Polipress119	Teleskogrip128
Diavest Turbo114	Keraknife126	Polissoirs spéciaux79-83	Tenons130-131
Disques diamantés flexibles52-62	Keramo19	Polli82	Titano20
Disques diamantés frittés35	Kera-Set Tray129-130	Polo82	Titanopol83
Disques galvaniques frittés35	Kit zircon41	Polyflex53	Top Glaze81-82
Disques plâtre64-65	Laque modèle93-95	Quatt-Cutter9	Top-Flex61
Disques séparateurs63	Laserflex55	Quattro11-13	TopGlue92
Double Action61	Liquide d'expansion114	Quattro-Twin14	Toro-Flex60
Durolan93-95	Macro9-10, 32	Quick Fix® mandrins68-70	Toto-Flex56, 59
Duro-Pol79	Macronom14	Rapido-Cut59	Transoflex54
Éléments auxiliaires cire ...106-107	Mandrins67	Rebasage95	Tri-Bur9
Ergonom14	Marqueur de texture132	Réducteurs67	Tricutter9
Fil laser118	Matro17	Retendo42	Tri-Flex53
Fils de cire101	Meulettes diamantées Turbo44	Revêtements113-114	Turbo9, 31
Finisseur de coulée44	Micro15-17, 32-33	Rigidisc58	Ultra-Micron18
Finisseur périphérique42	Milli-Micron18, 34	Rotodisc57	Unifix75
Firmoflex52	Millipol85, 87, 88	Sabelking80	Uni-Pol80
Flexiflex®60	Minidisc61	Salt n' Pepper122	Upofix® polissoirs universels .73-75
Flux pour coulée117	Mini-Flex61	Sensoflex55	VestoFix®113
Foret matriciel24	Mini-Tri9	Sepaflex®38, 53	



C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

  601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es



DFS Diamon GmbH

Ländenstrasse 1

D-93339 Riedenburg

Phone: +49-9442-9189-0

Fax: +49-9442-9189-37

E-Mail: info@dfs-diamon.de

Web: www.dfs-diamon.de