

# B Benmayor

## Laboratorio

OFERTAS hasta  
31 de Diciembre  
de 2022

Micromotor Technoflux  
TORNADO 230W  
Ref. PUL4M2400  
PVP ~~850€~~



**655€**  
OFERTA

¡NOVEDAD!

Escáner extraoral  
MEDIT T710  
Ref. MIT001160



Más información en la página 3.

Mesa trabajo para laboratorio  
dental - 2 puestos - Acero  
Ref. MOM000600  
PVP ~~3053,59~~



**2.518<sup>64</sup>€**

OFERTA

DENTAL  
MOTILLA S.L.


C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

WhatsApp 601 41 40 22

E-mail: [info@dentalmotilla.es](mailto:info@dentalmotilla.es) - [www.dentalmotilla.es](http://www.dentalmotilla.es)




Regístrate y consigue  
un 10% de descuento





# Descubre el flujo digital

## Ahorre en:

-  Tiempo en procedimientos tradicionales
-  Un traslado costoso que puede dañar la pieza.
-  Repeticiones en tomas de impresión fallidas.

**Microlay Versus** es una impresora 3D con tecnología DLP desarrollada específicamente para satisfacer las demandas más exigentes de laboratorios y clínicas.

**MICROLAY®**  
SLA SYSTEMS

**FUN000035**  
Impresora 3D Versus

**FUN000040**  
Impresora 3D EVE Pro



**FUN000190**  
Resina para modelos Goldenbrown

**FUN000195**  
Resina para modelos Marfil

**Polimerizadora de luz OTOFLASH G171-N2**  
APLR00670



La resina de modelos dentales es perfecta para la impresión de modelos de prótesis u ortodoncia consiguiendo gracias a su formulación una excelente precisión junto con las impresora de Microlay.

Su viscosidad además garantiza que el pigmento no sedimente en unas pocas horas como en otras resinas del mercado y facilita la repetibilidad de los resultados. Puedes encontrarla en dos colores: Marfil y Golden Brown.

La polimerizadora Otofash G171-N2 sorprende por su rapidez y su nueva tecnología de entrada de nitrógeno. Olvídense de geles que ensucian sus piezas.

- Frecuencia de destello: 10 destellos por segundo
- Temporizador digital: Ajustable de 1 a 9999 destellos

Hay un Medit Serie-T diseñado para tí  
¿Quieres saber las razones?



**MEDIT T310**  
MIT001150

- Resolución de cámara:  
Mono 5.0(MP) x2
- LED Azul, 150 ANSI lúmenes
- Precisión 9 micras



**MEDIT T710**  
MIT001160

- 4 cámaras
- Precisión 4 micras
- Escaneo flexible



**MEDIT T510**  
MIT001155

- Triangulación óptica con variación de fase
- Escaneo con articulador
- Precisión 7 micras

## Acelera tu flujo de trabajo.

El escáner de escritorio Medit T710 está equipado con un motor de escaneo rápido y un algoritmo de software altamente eficiente que funcionan en conjunto para producir un escaneo de arco completo en solo 8 segundos.

El sistema de posicionamiento avanzado y de alta velocidad de la nueva serie T está diseñado para un rendimiento óptimo para su laboratorio, acelerando su flujo de trabajo y aumentando la productividad.



Escaneo  
del arco completo:  
**8 Segundos**

## No es magia, es tecnología.

Los escáneres intraorales MEDIT hacen del escaneo dental un juego de niños.



**Medit i600**  
MIT001252

Tecnología al alcance de todos.



**245g Peso pluma**  
El más ligero de su gama



**Ahorre tiempo**  
Tan sencillo como enchufarlo al ordenador y empezar a trabajar



**Medit i700**  
MIT001240

Toda la potencia en tus manos.



**Modo control remoto**  
Para facilitar la visualización



**LED UV-C**  
La limpieza y la desinfección más eficiente



**Medit i700**  
**Inalámbrico**

MIT001700

La mejor eficiencia,  
ahora sin cables.

**Nunca restar había sumado tanto.**

A todas las ventajas que tiene el modelo i700 se le añade una mayor movilidad gracias a la funcionalidad Wireless, sin cables.

La batería trabaja hasta 8 horas sin necesidad de de recarga, para una mayor comodidad.

## Micromotor TECHNOFLUX TORNADO 230W

Ref. PUL4M2400

PVP ~~850,00~~  
**OFERTA**  
**655 €**

El nuevo micromotor de inducción con la garantía de los productos Technoflux. Diseño ergonómico y compacto con una gran potencia y robustez.

Su silenciosa y estable pieza de mano (PUL4P1550), dispone de 230W de potencia y una velocidad máxima de 55.000 RPM, la cual puede fijarse mediante el sistema Auto-Cruise, cuenta con un par motor de 8,5 N.cm con compensación electrónica

Equipada con sistema de freno para aumentar la rapidez del ajuste de velocidad, sistema de paro automático por sobrecarga y rodamientos NSK de larga duración.

Potencia Salida: 230W  
Velocidad: 0-55000 RPM  
Torque: 8,5N.cm  
Cambio de orientación de giro  
Soporte para pieza de mano  
Peso: 4,27 kg



## Micromotor MARATHON escob. 35000rpm PM H37L1 y pedal S

Ref. PUL4M3070

PVP ~~218~~  
**OFERTA**  
**190,00 €**

El micromotor Champion 3 de Marathon es un potente micromotor de escobillas.

Con un gran rendimiento y durabilidad, ofrece una velocidad máxima de hasta 35.000 rpm.



## Micromotor MARATHON ESCORT III escobillas 35000rpm PM H37L1 y pedal SF

Ref. PUL4M3090

PVP ~~241,50~~  
**OFERTA**  
**210,00 €**

- Dimensiones: 112x147x78 mm
- Peso: 1,25 kg
- Velocidad de hasta 35.000 rpm
- Potencia: 40 W



## Micromotor MARATHON N7 Escobillas 40000rpm PM SH37LN y pedal FS60

Ref. PUL4M3060

PVP ~~373,75~~  
**OFERTA**  
**325,00 €**

- Dimensiones: 115 x 150 x 90 mm
- Peso: 2,5 kg
- Velocidad de hasta 40.000 rpm
- Potencia: 100 w



## Micromotor MARATHON ESCORT II PRO. Escob.35000rpm con M33ES E

Ref. PUL4M3082

PVP ~~218~~  
**OFERTA**  
**191,90 €**

- Potencia de 45W.
- Velocidad de hasta 35.000 rpm.
- Torque 2,9 N/cm.
- Control de sobremesa y pedal variable.





**Micromotor MARATHON K35 (blanco) escobillas pm SH30N y pedal FS60**

Ref. PUL4M3110

PVP ~~343,85~~  
**OFERTA**  
**299 €**

- Dimensiones: 120 x 120 x 75 mm
- Peso: 1,2 kg
- Velocidad de hasta 30.000 rpm
- Potencia: 40 W
- Visor digital de las revoluciones
- Sistema de bloqueo de giro



**Micromotor MARATHON 4,Regul Perilla, H37L1 + pedal vari**

Ref. PUL4M3096

PVP ~~258,75~~  
**OFERTA**  
**225,00 €**

- Dimensiones: 112x147x78 mm
- Peso: 1,25 kg
- Velocidad de hasta 35.000 rpm
- Potencia: 40 W



**Micromotor MARATHON ECO450 escobillas 4500rpm PM SH37LN y pedal FS**

Ref. PUL4M3050

PVP ~~465,75~~  
**OFERTA**  
**405 €**



**Micromotor smt.Port.K38 (blanco) sin pedal + M300ES INTRA +PM ES6 +B**

Ref. PUL4M3100

PVP ~~343,85~~  
**OFERTA**  
**299 €**



**Micromotor MARATHON Mighty escobillas 35.000 PM M33ES + ES6 + SP-CE Y SP**

Ref. PUL4M3097

PVP ~~385,25~~  
**OFERTA**  
**338,35 €**



Esta unidad de sobremesa Mighty con escobillas y con una potencia de 45W, para clínicas dentales. El Micromotor Mighty ofrece motor M33ES Intramatic ligero (142g) que alcanza las 33000rpm.

- Micromotor de 45W con escobillas y motor Intramatic M33ES.
- Hasta 33000 rpm.
- Ligero motor (142g).
- Con pedal SP F-27 de función ON/OFF.

**Pieza de mano escobillas MARATHON SH37LN-M45 40000 rpm**

Ref. PUL4P1630

PVP ~~241,74~~  
**OFERTA**  
**210,21 €**



**Pieza de mano escobillas MARATHON H37L1 35000 rpm**

Ref. PUL4P1620

PVP ~~149,50~~  
**OFERTA**  
**130 €**



**Pieza de mano induccion MARATHON BM40S1 40000 rpm torque 8,5 ncm**

Ref. PUL4P1610

PVP ~~632,50~~  
**OFERTA**  
**555 €**



**Pieza mano S40 (doble rodamiento delantero - blindada polvo)**

Ref. PUL4P1750

PVP ~~171,35~~  
**OFERTA**  
**190 €**



Yeso seco

jota

Yeso húmedo

jota

Titanio, cerámica, metal y composite por corte fino

 <b>29<sup>50</sup>€</b> PVP <del>40€</del>	 <b>29<sup>50</sup>€</b> PVP <del>40€</del>	 <b>29<sup>50</sup>€</b> PVP <del>40€</del>	 <b>29<sup>50</sup>€</b> PVP <del>40€</del>	 <b>29<sup>50</sup>€</b> PVP <del>40€</del>	 <b>29<sup>50</sup>€</b> PVP <del>40€</del>	 <b>29<sup>50</sup>€</b> PVP <del>40€</del>
CX79G.104.060	CX251G.104.060	CX75SG.104.070	CX79SG.104.070	CX251SG.104.060	CQ79F.104.040	CQ251F.104.060
Ref. FYB0C9315	Ref. FYB0C9320	Ref. FYB0C9400	Ref. FYB0C9405	Ref. FYB0C9410	Ref. FYB0C9500	Ref. FYB0C9505

Acrílico y yeso por corte standard

jota

 <b>23€</b> PVP <del>20€</del>	 <b>23€</b> PVP <del>20€</del>	 <b>23€</b> PVP <del>20€</del>	 <b>23€</b> PVP <del>20€</del>	 <b>23€</b> PVP <del>20€</del>	 <b>23€</b> PVP <del>20€</del>
C71.104.031	C71.104.040	C71.104.050	C79.104.040	C79.104.045	C79.104.060
Ref. FYB0C9000	Ref. FYB0C9010	Ref. FYB0C9020	Ref. FYB0C9030	Ref. FYB0C9040	Ref. FYB0C9050

Acrílico y metales por corte standard

jota

 <b>22€</b> PVP <del>20€</del>	 <b>29<sup>50</sup>€</b> PVP <del>40€</del>	 <b>29<sup>50</sup>€</b> PVP <del>40€</del>	 <b>29<sup>50</sup>€</b> PVP <del>40€</del>	 <b>29<sup>50</sup>€</b> PVP <del>40€</del>	 <b>29<sup>50</sup>€</b> PVP <del>40€</del>	 <b>29<sup>50</sup>€</b> PVP <del>40€</del>
CX23.104.023	CX72.104.060	CX73.104.060	CX75.104.060	CX77.104.060	CX78.104.060	CX79.104.040
Ref. FYB0C9100	Ref. FYB0C9105	Ref. FYB0C9110	Ref. FYB0C9115	Ref. FYB0C9120	Ref. FYB0C9125	Ref. FYB0C9130
 <b>29<sup>50</sup>€</b> PVP <del>40€</del>	 <b>29<sup>50</sup>€</b> PVP <del>40€</del>	 <b>20€</b> PVP <del>20€</del>	 <b>20€</b> PVP <del>20€</del>	 <b>28<sup>50</sup>€</b> PVP <del>40€</del>	 <b>29<sup>50</sup>€</b> PVP <del>40€</del>	 <b>23€</b> PVP <del>20€</del>
CX79.104.045	CX79.104.060	CX138.104.023	CX139.104.023	CX251.104.060	CX416.104.060	CX460.104.023
Ref. FYB0C9135	Ref. FYB0C9140	Ref. FYB0C9145	Ref. FYB0C9150	Ref. FYB0C9155	Ref. FYB0C9160	Ref. FYB0C9165

Metales, revestimiento y composite por corte fino

jota

 <b>23€</b> PVP <del>20€</del>	 <b>23€</b> PVP <del>20€</del>	 <b>22€</b> PVP <del>20€</del>	 <b>29<sup>50</sup>€</b> PVP <del>40€</del>	 <b>29<sup>50</sup>€</b> PVP <del>40€</del>	 <b>29<sup>50</sup>€</b> PVP <del>40€</del>	 <b>29<sup>50</sup>€</b> PVP <del>40€</del>
CX486.104.023	CX487.104.023	CX23F.104.023	CX27F.104.060	CX75F.104.060	CX77F.104.060	CX78F.104.060
Ref. FYB0C9170	Ref. FYB0C9175	Ref. FYB0C9200	Ref. FYB0C9205	Ref. FYB0C9210	Ref. FYB0C9215	Ref. FYB0C9220
 <b>29<sup>50</sup>€</b> PVP <del>40€</del>	 <b>29<sup>50</sup>€</b> PVP <del>40€</del>	 <b>29<sup>50</sup>€</b> PVP <del>40€</del>	 <b>16€</b> PVP <del>20€</del>	 <b>29<sup>50</sup>€</b> PVP <del>40€</del>	 <b>23€</b> PVP <del>20€</del>	 <b>20€</b> PVP <del>21€</del>
CX79F.104.040	CX79F.104.045	CX79F.104.060	CX138F.104.023	CX251F.104.060	CX486F.104.023	CX77MF.104.023
Ref. FYB0C9225	Ref. FYB0C9230	Ref. FYB0C9235	Ref. FYB0C9240	Ref. FYB0C9245	Ref. FYB0C9250	Ref. FYB0C9275

Yeso seco

jota

 <b>23€</b> PVP <del>20€</del>	 <b>23€</b> PVP <del>20€</del>	 <b>20€</b> PVP <del>21€</del>	 <b>29<sup>50</sup>€</b> PVP <del>40€</del>	 <b>29<sup>50</sup>€</b> PVP <del>40€</del>	 <b>29<sup>50</sup>€</b> PVP <del>40€</del>
CX488F.104.016	CX489F.104.023	CX30MF.104.023	CX75G.104.060	CX79G.104.040	CX79G.104.045
Ref. FYB0C9260	Ref. FYB0C9265	Ref. FYB0C9270	Ref. FYB0C9300	Ref. FYB0C9305	Ref. FYB0C9310



## Pulidores para resina

- VERDES "desgastado"
- GRISES "pulido-alisado"
- VERDES CLAROS "abrillantado"



H332K  
10 x 20

H334KM  
10 x 24

H336KM  
15 x 17

H332K  
55 x 16

## Kit pulido resina



Ref. PUL2M0400

- Excelente calidad
- Caja x 12



PVP ~~29€~~  
**OFERTA 19<sup>95</sup>€**

VERDES "desgastado"				GRISES "pulido-alisado"			VERDES CLAROS "abrillantado"		
TIPO	Código	Presentación	OFERTA	Código	Presentación	OFERTA	Código	Presentación	OFERTA
H332	PUL2M0410	Caja X 10	22,95 €	PUL2M0450	Caja X 10	24 €	PUL2M0490	Caja X 10	21,20 €
H334	PUL2M0420	Caja X 10	24 €	PUL2M0460	Caja X 10	21,20 €	PUL2M0500	Caja X 10	21,20 €
H336	PUL2M0430	Caja X 10	21,20 €	PUL2M0470	Caja X 10	22,95 €	PUL2M0510	Caja X 10	21,20 €
H338	PUL2M0440	Caja X 10	21,20 €	PUL2M0480	Caja X 10	21,20 €	PUL2M0520	Caja X 10	21,20 €

## Abrasivos para zirconio DIA STONE PM (azul)



**Ref. PUL2C7200**  
377 - 4HP - Fino  
PVP ~~25€~~  
**22,50€**

**Ref. PUL2C7210**  
397 - 4HP - Medio  
PVP ~~26€~~  
**23,50€**

**Ref. PUL2C7220**  
372 - 4HP - Fino  
PVP ~~25€~~  
**22,50€**

**Ref. PUL2C7230**  
392 - 4HP - Medio  
PVP ~~25€~~  
**22,50€**

**Ref. PUL2C7240**  
372 - 6HP - Fino  
PVP ~~26€~~  
**23,50€**

**Ref. PUL2C7250**  
392 - 6HP - Medio  
PVP ~~26€~~  
**23,50€**

**Ref. PUL2C7290**  
375 - 22HP - Fino 22mm  
PVP ~~34€~~  
**30,30€**

**Ref. PUL2C7280**  
374 - 15HP - Fino 15mm  
PVP ~~36€~~  
**30,30€**

### Cepillo pulidor pelo de cabra

Ref. PUL2C8260

- Cabra y scotch brite
- No convergente
- Mod. 9280
- 80 mm
- 2 hileras
- Caja 12 /u



PVP ~~7,15€~~  
**OFERTA 5,99€**

### Cepillo circular cerda negra tipo S

Ref. PUL2C6050

- Cerda negra chungking
- Convergente
- Mod. 1270
- 70 mm
- 2 hileras
- Caja 12 /u



PVP ~~3,50€~~  
**OFERTA 3,00€**

### Cepillo circular cerda negra tipo S

Ref. PUL2C6090

- Cerda negra chungking
- Convergente
- Mod. 1480
- 80 mm
- 4 hileras
- Caja 12 /u



PVP ~~5,75€~~  
**OFERTA 4,00€**

### Cepillo circular cerda negra tipo G

Ref. PUL2C6100

- Cerda negra chungking
- 4 hileras en paralelo
- Mod. 148
- 80 mm
- Caja 12 /u



PVP ~~5,75€~~  
**OFERTA 4,00€**

### Disco franela

Ref. PUL2D2900

- Mod. 161
- 100/20
- 100 mm
- 20 hileras



PVP ~~9,30€~~  
**OFERTA 8,65€**

### Disco muselina blanqueada

Ref. PUL2D2910

- Mod. 164
- 100/20
- 100 mm
- 20 hileras



PVP ~~8,75€~~  
**OFERTA 8,00€**

### Cepillo paño zeta para brillo

Ref. PUL2D2930

- Mod. 862
- 100/15
- 100 mm
- 15 hileras



PVP ~~7,80€~~  
**OFERTA 7,19€**

### Cepillo cuero de microfibras

Ref. PUL2D2925

- Mod. 520
- 100/7
- 100mm
- 7 hileras



PVP ~~16,90€~~  
**OFERTA 11,95€**

## RESPAL "NF" Termopolimerizable

- Para prótesis completas



Código	Presentación	PVP	OFERTA
VZB004220	Polvo 4Kg color rosa	<del>100€</del>	153,35€
VZB004230	Polvo 4Kg color rosa vetas	<del>100€</del>	153,35€
VZB004240	Líquido 250 ml	<del>24€</del>	11,35€
VZB004250	Líquido 500 ml	<del>24€</del>	20,45€
VZB004210	Polvo 1Kg color rosa vetas	<del>50€</del>	47,75€

## RESPAL "NF" Autopolimerizable

- Para reparaciones y vertido



Código	Presentación	PVP	OFERTA
VZB004260	Polvo 1Kg color rosa	<del>60€</del>	58,59€
VZB004270	Polvo 1Kg color rosa vetas	<del>60€</del>	58,59€
VZB004280	Polvo 4Kg color rosa	<del>270€</del>	215,59€
VZB004290	Polvo 4Kg color rosa vetas	<del>270€</del>	215,59€
VZB004300	Líquido 250 ml	<del>22€</del>	21,75€
VZB004310	Líquido 500 ml	<del>35€</del>	28,49€

## REPORT "N" Autopolimerizable

- Para ortodoncia transparente



Código	Presentación	PVP	OFERTA
VZB004320	Polvo 500 gr	<del>55€</del>	45,45€
VZB004340	Líquido 250 ml	<del>27€</del>	19,19€
VZB004350	Líquido 500 ml	<del>48€</del>	32,49€

## RESTRAY "NF"

- Para cubetas individuales,  
blanca o amarilla



Código	Presentación	PVP	OFERTA
VZB004500	Polvo 500 gr	<del>54€</del>	39,75€
VZB004510	Líquido 250 ml	<del>54€</del>	39,75€
VZB004520	Líquido 500 ml	<del>20€</del>	21,75€

## TAKILON "Colorido propio"



Código	Color	PVP	OFERTA
VZB004000	Color número 1	<del>24€</del>	19,70€
VZB004010	Color número 2	<del>24€</del>	19,70€
VZB004020	Color número 3	<del>24€</del>	19,70€
VZB004030	Color número 4	<del>24€</del>	19,70€
VZB004040	Color número 5	<del>24€</del>	19,70€
VZB004050	Color número 6	<del>24€</del>	19,70€
VZB004060	Color número 7	<del>24€</del>	19,70€
VZB004070	Esmalte azulado	<del>24€</del>	19,70€
VZB004080	Esmalte blanco	<del>24€</del>	19,70€

## TAKILON Kit colorido VITA



Código	Color	PVP	OFERTA
VZB004110	Color A 2	<del>24€</del>	19,70€
VZB004120	Color A 3	<del>24€</del>	19,70€
VZB004130	Color A 3,5	<del>24€</del>	19,70€
VZB004140	Color B 3	<del>24€</del>	19,70€
VZB004150	Color C 2	<del>24€</del>	19,70€
VZB004170	Color D 3	<del>24€</del>	19,70€

## PARA PROVISIONALES





## CAD/CAM - Discos de cera YETI DENTAL



- La cera estable permite el fresado minucioso
- Superficies homogéneas
- Las piezas mecanizadas son lisas
- El descenso de la temperatura es a 120°C
- Los blancos no se derriten y no manchan
- Se quema sin dejar ningún residuo

Código	Descripción	PVP	OFERTA
FUNYE0575	(98,5) Gris - Medio - 14 mm	<del>40,25€</del>	34,85 €
FUNYE0580	(98,5) Gris - Medio - 16 mm	<del>44,85€</del>	36,59 €
FUNYE0585	(95) Gris - Medio - 14 mm	<del>44,85€</del>	43,80 €
FUNYE0590	(95) Gris - Medio - 16 mm	<del>44,85€</del>	43,80 €
FUNYE0595	(95) Gris - Medio - 20 mm	<del>51,75€</del>	41,60 €
FUNYE0600	(98,5) Beig - Duro - 14mm	<del>40,25€</del>	35,00 €
FUNYE0605	(98,5) Beig - Duro - 16mm	<del>44,85€</del>	35,00 €
FUNYE0610	(98,5) Blanco - Duro - 14 mm	<del>40,25€</del>	30,25 €
FUNYE0615	(98,5) Blanco - Duro - 20 mm	<del>51,75€</del>	30,25 €
FUNYE0620	(98,5) Blanco - Duro - 12 mm - 12piezas	<del>343,85€</del>	310,65 €
FUNYE0625	(98,5) Blanco - Duro - 20 mm - 12piezas	<del>343,85€</del>	310,65 €


Código	Descripción	PVP	OFERTA
FUNYE0630	(98,5) Azul - Duro - 14 mm	<del>40,25€</del>	30,25 €
FUNYE0635	(98,5) Azul - Duro - 20 mm	<del>51,75€</del>	30,25 €
FUNYE0640	(98,5) Azul - Duro - 25 mm	<del>51,75€</del>	33,45 €
FUNYE0645	(98,5) Azul - Duro - 30 mm	<del>51,75€</del>	33,45 €
FUNYE0660	(98,5) Verde - Duro - 20 mm	<del>51,75€</del>	30,25 €
FUNYE0665	(98,5) Verde - Duro - 25 mm	<del>51,75€</del>	45,45 €
FUNYE0655	(98,5) Azul - Duro - 20 mm - 12 piezas	<del>343,85€</del>	310,65 €



## Discos de circonio multicapa YETI DENTAL

capa	altura de la capa	Transparencia	Dureza
1	23%	47%	≥ 800
2	18%	46,5%	≥ 850
3	18%	46%	≥ 900
4	18%	45%	≥ 1000
5	23%	44%	≥ 1100

5 Gradaciones de color / "capas"  
5 Grados de dureza  
5 Niveles de transparencia



## Geo 5 K2 CAD / CAM Disco de circonio multi-capas

Color	Grosor			
	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm
<b>A1</b>	FUNYE0755 139,29€	FUNYE0760 150,49€	FUNYE0765 150,49€	FUNYE0770 166,65€
<b>A2</b>	FUNYE0775 139,29€	FUNYE0780 150,49€	FUNYE0785 150,49€	FUNYE0790 166,65€
<b>A3</b>	FUNYE0795 139,29€	FUNYE0800 150,49€	FUNYE0805 150,49€	FUNYE0810 166,65€
<b>A3,5</b>	FUNYE0815 139,29€	FUNYE0820 150,49€	FUNYE0825 150,49€	FUNYE0830 166,65€
<b>B1</b>	FUNYE0835 139,29€	FUNYE0840 150,49€	FUNYE0845 150,49€	FUNYE0850 166,65€
<b>B2</b>	FUNYE0855 139,29€	FUNYE0860 150,49€	FUNYE0865 150,49€	FUNYE0870 166,65€
<b>C2</b>	FUNYE0875 139,29€	FUNYE0880 150,49€	FUNYE0885 186,85€	FUNYE0890 166,65€

## Pins CORIDENT ¡Máxima calidad y excelente retención!

Twin Pin  
Dowel Pin

Ref. VZB000040

- Con funda metálica tipo Renfert y tapón en la base



- Largo 15,6 mm
- Caja x 1.000 /u

PVP ~~117€~~  
**OFERTA**  
**73,49€**

Twin Pin  
Dowel Pin

Ref. VZB000047

- Con funda metálica tipo Renfert y tapón en la base



- Corto 12,5 mm
- Caja x 1.000 /u

PVP ~~117€~~  
**OFERTA**  
**73,49€**

Telescop  
Dowel Pin

Ref. VZB000010

- Pin corto



- Caja x 1.000 /u

PVP ~~95€~~  
**OFERTA**  
**60€**

Plus Pin  
Dowel Pin

Ref. VZB000030

- Con funda plástico y tapón en la base



- Caja x 1.000 /u

PVP ~~95€~~  
**OFERTA**  
**50€**

## Single Pin

Ref. VZB000050

- Niquel c x 1000



PVP ~~30€~~  
**OFERTA**  
**16,99€**

## Crisoles (suministrados en caja de 12 uds / precio indicado por unidad)

## Manfredi fonditrice elettronica

Ref. FUN0H6510

- Mod. MA2W
- doble revest.
- Tipo. C15R
- Caja de 12 uds



PVP ~~9€~~  
**OFERTA**  
**5,59€**

## Ducatron centrifugal

Ref. FUN0H6180

- Mod. DU2
- Tipo. CERAMIC
- Caja de 12 uds



PVP ~~9€~~  
**OFERTA**  
**7,79€**

## Ducatron centrifugal

Ref. FUN0H6190

- Mod. DU2W
- doble revest
- Tipo. CERAMIC COATED
- Caja de 12 uds



PVP ~~9€~~  
**OFERTA**  
**7,79€**

## Galloni fuxus

Ref. FUN0H6240

- Tipo. GA2W
- doble revest.
- Caja de 12 uds



PVP ~~9€~~  
**OFERTA**  
**7,79€**

## Ducatron junior

Ref. FUN0H6165

- Tipo. DUJ
- Caja de 12 uds



PVP ~~9€~~  
**OFERTA**  
**7,79€**

## Manfredi

Ref. FUN0H6500

- Tipo. C15N
- Caja de 12 uds



PVP ~~9€~~  
**OFERTA**  
**8,89€**

## Nautilus

Ref. FUN0H6060

- Tipo. BE5W
- Caja de 12 uds



PVP ~~10€~~  
**OFERTA**  
**11,15€**

## Ducatron junior

Ref. FUN0H6175

- Tipo. DUJW
- doble revest
- Caja de 12 uds



PVP ~~9€~~  
**OFERTA**  
**7,79€**

## Gallony Fuxus ok

Ref. FUN0H6230

- Tipo. GA2
- Caja de 12 uds



PVP ~~9€~~  
**OFERTA**  
**7,79€**

## Degussa motorcast

Ref. FUN0H6070

- Mod. D1 universal
- Tipo. 23510054
- Caja de 12 uds



PVP ~~9€~~  
**OFERTA**  
**7,79€**

## Degussa y Sirio

Ref. FUN0H6155

- Tipo. DE1 CI
- Caja de 12 uds



PVP ~~9€~~  
**OFERTA**  
**7,79€**

## Kerr Universal

Ref. FUN0H6380

- Tipo. KE1
- doble revest
- Caja de 12 uds



PVP ~~9€~~  
**OFERTA**  
**8,89€**



## Horno precalentamiento SIRIO Serie 725 Fire Light Mufla Pequ. Sr7

Ref. MIS001200

PVP ~~1523,75~~  
**OFERTA**  
**1.250 €**

PEQUEÑO

Ref. MIS001300

PVP ~~1667,50~~  
**OFERTA**  
**1.450 €**

MEDIANO

Ref. MIS001400

PVP ~~2133,25~~  
**OFERTA**  
**1.750 €**

GRANDE

La marca Sirio es apreciada en todo el mundo por sus cualidades técnicas, alto rendimiento y diseño además de sus precios competitivos. La constante evolución, la innovación y la investigación tecnológica han permitido a esta empresa posicionarse positivamente dentro del mercado global.

El horno Serie 725-L es una unidad de control electrónico con micro procesos y memoria permanente. Dispone de un programa para recubrimientos tradicionales, que contiene hasta 3 rampas (con la opción de temperatura, tasa de aumento de temperatura expresada en °C por minuto y tiempo de mantenimiento) y un programa específicamente estudiado para recubrimientos rápidos.

Todas estas versiones pueden equiparse con aspiración de humo.



## Generador de vapor SIRIO Mod. SR902

Ref. MIS002100

PVP ~~1552~~  
**OFERTA**  
**1.350 €**

Conexión directa al suministro de agua. Incorpora dispositivos de seguridad y válvula de seguridad mecánica para un control correcto del estado de la resistencia y la caldera.



## Arenadora SIRIO Mod.Sr 923R (3 tanques)

Ref. MIS001900

PVP ~~1644~~  
**OFERTA**  
**1.430 €**

Utilización con óxido de aluminio o perlas de vidrio. Cada depósito contiene una pistola que dispara en función del material elegido.

Incluye toma de aspiración externa y regulador de presión.



## Mezcladora con bomba de vacío SIRIO Mod. SR330T in-mix de sobremesa

Ref. MIS000900

PVP ~~1724~~  
**OFERTA**  
**1.555,50 €**

Aparato batidor al vacío para revestimientos y escayolas con un manejo sencillo e inequívoco.

Sujeción automática de la taza mediante sistema de vacío por depresión neumática (sistema ventor).

Máquina extremadamente silenciosa y segura.



## Mezcladora con bomba de vacío SIRIO Mod. SR330W in-mix a pared

Ref. MIS000800

PVP ~~1654,28~~  
**OFERTA**  
**1.452,89 €**

Aparato batidor al vacío para revestimientos y escayolas con un manejo sencillo e inequívoco.

Sujeción automática de la taza mediante sistema de vacío por depresión neumática (sistema ventor).

Máquina extremadamente silenciosa y segura.



## Maquina de vacio para adaptaciones termoplásticas

Ref. MIT000600

PVP ~~217,57~~

**OFERTA**  
**191,50 €**

- Varios tipos de planchas.
- Varias funciones.
- Voltaje: 220 V / 50 Hz +10 %.
- Potencia: 1.000 W.
- Peso: 6 Kg.
- Medidas: 25 x 21 x 30 cm.



## Pulidora TECHNOFLUX 1V - 0,5CV -2.800 rpm (con kit accesorios)

Ref. PUL0P0150

PVP ~~259,75~~

**OFERTA**  
**247 €**

Gran potencia, con doble eje ligeramente cónico de fijación rápida y extractores que facilitan el cambio de los accesorios. Juego de accesorios incluido.



## Cajas porta prótesis y bandejas

### Bandejas portatrabajos

- Colores: Rosa, Amarillo, Naranja, Azul y Negro

Código	Color	Precio
VZC000140	Azul	14,50 €
VZC000150	Rosa	14,50 €
VZC000160	Amarillo	14,50 €
VZC000170	Naranja	14,50 €
VZC000180	Negro	14,50 €
VZC000190	Pack Colores *	75 €

\* 8 Bandejas de cada color (40Uds. en total)




## Recortadora modelos en seco disco diamante SIRIO

Ref. MIS000202

**1.030€**

Trabaja con el disco de diamante y no necesita ningún proceso de enfriamiento. Se debe conectar todos modos a un aspirador para aspirar el polvo de yeso.



## Amico box movil: para el repasado protesico

Ref. APV000200

PVP ~~2990,00~~

**OFERTA**  
**2.600€**

- Dimensiones: Largo 50 cm. x Fondo 48 cm. x Alto 112 cm.
- Peso aproximado 50 kg.
- Velocidad pulidor: 1.400 rpm.
- Aspiración silenciosa con Iluminación.
- Cabina protectora en policarbonato.
- Base autofrenante.



## Calentador de ceras

Ref. FUN0S0180

PVP ~~113,00~~

**OFERTA**  
**84 €**

Olla de inmersión de cera electrónica que controla con precisión el grosor de la cera sumergida.



## Fantoma modelo estudio JG-C1 A Sobremesa

Ref. VZB005200

PVP ~~745,00~~

**OFERTA**  
**599€**

Este modelo de estudio de Technoflux está pensado para estudiantes para que puedan realizar las prácticas o simulaciones de procedimientos dentales.



## Fantoma modelo estudio JG-C3 cabeza con barra

Ref. VZB005210

**OFERTA**  
**682,50€**



## Fantoma modelo estudio JG-C4 Con respaldo

Ref. VZB005220

**OFERTA**  
**618,45€**



Mesa trabajo para laboratorio dental 2 puestos acero

Ref. MOM000600

PVP ~~3053,59~~  
**OFERTA**  
**2.518,64 €**

- Medidas: Largo 1970 mm. Ancho 600 mm. Alto 900 mm. (encimera)
- Bastidor en acero y planchas metálicas resistentes al fuego.
- Aspirador de 800 W y una lámpara por puesto.
- Protector de acero en tablero.
- Instalación de gas
- Sopladores.
- Manómetro.
- Apoyabrazos.
- Enchufes.
- 7 Cajones



Mesa trabajo para laboratorio dental 1 puesto acero

Ref. MOM000500

PVP ~~2277,35~~  
**OFERTA**  
**2.087,06 €**



Todo tipo de composiciones

Ejemplo de montaje en combinación de cuatro elementos.  
 Proyecto, diseño y planificación de BENMAYOR S.A. con marca Technoflux.

Nota: Transporte NO INCLUIDO en el precio.



Mesa acero para horno de ceramica  
 Ref. MOM001000  
**721,24€**

CONSULTENOS SOBRE DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE SU LABORATORIO

Modulo esquinero para mesa trabajo laboratorio  
 Ref. MOM002000  
**741,29 €**

Lámpara 117 LEDs 24 W luz regulable 6.000 K con pinza para fijación

Ref. MOB0S0400

PVP ~~110,00~~  
**OFERTA**  
**88 €**

- 117 LEDs blancos de alta luminosidad.
- Intensidad: 2.200 mcd / LED
- Alimentación: 230 V 24 W.
- Interruptor con regulación de intensidad de luz.
- Longitud cable: 1,2 m.
- Peso: 2.400 g.



Separadora modelos SIRIO con aspiracion e indicador laser Mod. Sr2

Ref. MIS001105

PVP ~~2593,71~~  
**OFERTA**  
**2.199 €**

- Separador de modelos
- Indicador LASER
- Aspiracion incorporada
- Disco diamante para cortar yeso / resinas / plexiglas
- Potencia 100 W
- Velocidad 2.800 rpm



Lámpara con lupa 5X con pinza para fijación 90 LEDs blancos 9 W

Ref. MOB0S0335

PVP ~~75,50~~  
**OFERTA**  
**75 €**

- Muy bajo consumo
- Lente de 5 dioptrías
- Intensidad: 1.600 mcd /LED
- Alimentación: 230 Vac / 9 W
- Dimens. brazo: 86 cm
- Diámetro lupa: 120 mm
- Long. cable: 1,5 m
- Peso: 2.300 g



Lámpara con lupa 5X con pinza para fijación 60 LEDs 14 W

Ref. MOB0S0340

PVP ~~75,50~~  
**OFERTA**  
**72 €**

- 60 LEDs blancos alta luminosidad
- Lente de 5 dioptrías
- Intensidad: 1.600 mcd / LED
- Alimentación: 230 Vac / 14 W
- Dimensiones brazo: 86 cm
- Diámetro lupa: 127 mm
- Longitud cable: 1,5 m
- Peso: 2.300 g





### Articulador semiajustable TECHNOFLUX arqu-med-senior con estuche

Ref. VZB005000

PVP ~~260,87~~  
**OFERTA**  
**229 €**



Ref. VZB005100

PVP ~~306,65~~  
**OFERTA**  
**235€**

+ Estuche + Arco



### Articulador BIO-ART A7 PLUS E + estuche

Ref. VZB000520

PVP ~~337,58~~  
**OFERTA**  
**289€**



Ref. VZB000510

PVP ~~379,50~~  
**OFERTA**  
**333,00 €**

+ Arco



### Arco facial para articulador TECHNOFLUX tipo arcon

Ref. VZB005110

PVP ~~107,17~~  
**OFERTA**  
**65,50€**



### Articulador 3 puntas con guia y mesa + bases desmontables

Ref. VZB000350

PVP ~~45,89~~  
**OFERTA**  
**38,39€**



### Articulador nuevo modelo JT-44

Ref. VZB000420

PVP ~~25,36~~  
**OFERTA**  
**21,20€**



### Articulador BIO-ART A7 PLUS E + arco facial ELITE + estuche

Ref. VZB000515

PVP ~~524,80~~  
**OFERTA**  
**455€**



### Articulador de charnela dorado

Ref. VZB000365

PVP ~~21,55~~  
**OFERTA**  
**18€**  
GRANDE



Ref. VZB000375

PVP ~~12,06~~  
**OFERTA**  
**10€**  
PEQUEÑO

### Articulador tres puntas JT-03 (tipo japones)

Ref. VZB000410

PVP ~~34,23~~  
**OFERTA**  
**28,65€**



### Articulador 2 puntas con bases desmontables + imanes

Ref. VZB000355

PVP ~~36,77~~  
**OFERTA**  
**30,75€**



### Articulador de charnela cromado

Ref. VZB000360

PVP ~~21,55~~  
**OFERTA**  
**18€**  
GRANDE



### Articulador para coronas y puentes dorado

Ref. VZB000385

PVP ~~12,06~~  
**OFERTA**  
**10€**



### Articulador charnela con base redondeada

Ref. VZB000390

PVP ~~17,75~~  
**OFERTA**  
**14,85€**



Ref. VZB000370

PVP ~~15,21~~  
**OFERTA**  
**12,75€**  
MEDIANO



Ref. VZB000380

PVP ~~12,07~~  
**OFERTA**  
**10€**  
PEQUEÑO



Ultrasonidos ESTMON Electronic Series mod. Tce-600 6 litros



Equipo de limpieza ultrasónica equipado con la última tecnología y la garantía de fabricación ESTMON. Permite visualizar y controlar mediante el teclado táctil todos los parámetros necesarios para obtener una excelente limpieza ultrasónica.

Ref. LIM0E0220

PVP ~~473,80~~

**OFERTA**

**412 €**

2,2 LITROS

Cesta:

Ref. LIM0E022C

**21,60 €**

Ref. LIM0E0300

PVP ~~556,60~~

**OFERTA**

**484 €**

3 LITROS

Cesta:

Ref. LIM0E030C

**23,80 €**

Ref. LIM0E0450

PVP ~~605,75~~

**OFERTA**

**605 €**

4,5 LITROS

Cesta:

Ref. LIM0E045C

**30,25 €**

Ref. LIM0E0600

PVP ~~834,90~~

**OFERTA**

**726 €**

6 LITROS

Cesta:

Ref. LIM0E060C

**34,50 €**

Ref. LIM0E1500

PVP ~~1391,50~~

**OFERTA**

**1.210 €**

15 LITROS

Cesta:

Ref. LIM0E150C

**69,10 €**

Compresor TECHNOFLUX 30L mod.DA7001D

Ref. APC001000

PVP ~~1148,85~~

**OFERTA**

**1.050,40 €**

- Dimensiones: 560 x 450 x 640 mm
- Peso: 34 kgs
- Incluye secador de aire
- 1 cabezal de 2 cilindros
- Potencia: 0,7 HP
- Ruido: 53 dB



Compresor TECHNOFLUX 22L Mod DA5001 sin secador

Ref. APC000900

PVP ~~632,50~~

**OFERTA**

**580,75 €**

- Dimensiones: 410x410x420 mm
- Peso: 23,2 kg
- Motor de 1 cilindro
- Calderín de 22 litros
- Potencia de 0,75 HP
- Caudal de 115 l/m



Compresor TECHNOFLUX 70L mod. DA7003D

Ref. APC001200

PVP ~~2298,50~~

**OFERTA**

**2.090,70 €**

- Dimensiones: 940 x 480 x 720 mm
- Peso: 88 kgs
- Incluye secador de aire
- 3 cabezales de 6 cilindros
- Potencia: 2,25 hp
- Ruido: 55 dB



Compresor TECHNOFLUX 50L mod.DA7002D

Ref. APC001100

PVP ~~1667,50~~

**OFERTA**

**1.530,15 €**

- Dimensiones: 710 x 480 x 720 mm
- Peso: 65 kgs
- Incluye secador de aire
- 2 cabezales de 4 cilindros
- Potencia: 1,5 HP
- Ruido: 54 dB





## Máquinas de soldar por láser Master S

Desde:  
**10.500€**

Mediante la nueva lámpara y una tecnología innovadora que ofrece un ajuste digital de la potencia usada, ElettroLaser produce actualmente el mejor láser del mercado con un bajo mantenimiento y un ahorro considerable en el consumo.

Incorpora un difusor de gas argón para conseguir excelentes resultados, además de 6 programas pre-determinados pudiendo alcanzar a grabar 100 programas más en su memoria.

**SOP0P0210**  
Potencia: 100J



**¡Consulte nuestra gama!**

## Soldador Oxhidrico TECHNOFLUX mod. Drago - II E

Ref. OXH0R0120

**OFERTA**  
**2.425€**

- Potencia: 1160 W
- Caudal gas: 200 l/h

Ref. OXH0R0110

**OFERTA**  
**1.940 €**

- Potencia: 450 W
- Caudal gas: 90 l/h

Gran precisión en el punto de soldado. Utilización muy simple, indicado tanto para soldar como para oxicrote. Filtro anti-retroceso y soplete con sistema de cierre anti-retroceso para una mayor seguridad.




## DADO welder maquina para soldar por laser con entrada gas argon

- Fuente de láser y longitud de onda ND: YAG 1064NM
- Tiempo de impulso: 0,1 / 6 ms
- Diámetro del punto: 0,2 / 1,5 mm
- Aplicación de control externo en el móvil
- Potencia de entrada: 110/230 v CA, 50/60 Hz
- Sistema de potencia: número de fases 1
- Potencia media: 150 W
- Potencia máx: 1,8 Kw
- Amperio: t16a
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 340x340x340 mm
- Peso de 15 Kg
- Enfriamiento líquido
- Microscopio 10x
- Ambiente de trabajo 17-35°C UR 65% sin condensación
- Nivel de ruido <70 Db (A)



FULL ACCESSORIES



Ref. SOP0P0203

PVP 3.772,00  
**OFERTA**  
**3.280€**

MOBILE INTERFACE



Ref. SOP0P0204

PVP 4.299,50  
**OFERTA**  
**3.730€**



con entrada de Gas Argon

**B Benmayor**  
Technoflux

Benmayor S.A.  
C/Bach, 2-B Pol. Ind. Foinvasa  
08110 Montcada i Reixac, Barcelona  
dental@benmayor.com  
T +34 935 724 163 / F +34 935 724 165

dental.benmayor.com

**¡Los productos BENMAYOR ya están disponibles en tu DISTRIBUIDOR DE CONFIANZA!**



David Paradela - 657 434 895 - d.paradela@benmayor.com  
Galicia, Principado de Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, y Portugal

Alex Güiza - 605 523 908 - a.guiza@benmayor.com  
Cataluña, Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia.

Andrés Sánchez - 605 662 144 - a.sanchez@benmayor.com  
Castilla y León, Castilla la Mancha, Madrid, Extremadura, Andalucía, Canarias.