

# OFERTA ESPECIAL



**MESTRA®**

Oferta válida: Desde el 16 de Septiembre al 31 de Diciembre 2022 (IVA no incluido)

# CLÍNICA 2022



¡Síguenos en nuestras redes sociales!  
www.mestra.es

DENTAL  
MOTILLA S.L.

C/ Tibidabo 6 local izq.  
Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas  
601 41 40 22  
E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es



**MESTRA® by iconCLAVE**

Ref. 100365

## Autoclave de sobremesa D118 de 18 litros clase B.

- Componentes internos de alta calidad.
  - ✓ Valvulas ODE.
  - ✓ Bomba de vacío ULUAK.
  - ✓ Bomba de agua ULKA.
- Ultra silencioso (nivel de sonoridad inferior a 70 dB).
- Sistema de vacío triple fraccionado con un generador independiente de vapor, el cual garantiza ciclos de esterilización rápidos y seguros.
- Sistema de control de alta precisión para unos resultados de esterilización perfectos (EN13060).
- Autodiagnóstico con códigos de error.
- Completamente automático con ciclos de esterilización pre-programados.
- Cámara y puerta en acero inoxidable, con acabado de electro-pulido.
- Tanque de agua tipo abierto, lo que permite fácil llenado y limpieza.
- Dispone de impresora.



Alto	445 mm
Ancho	480 mm
Fondo	575 mm
Peso	47 kg.
Voltaje Nominal	220-240 V 50/60 Hz.
Dimensiones cámara	247 / 350 mm
Disyuntor	F16 A / 400 V
Potencia Nominal	1750 W
Temperaturas de esterilización	121 / 134 °C
Capacidad tanque agua destilada	2.5 litros
Temperatura de operación (°C)	5-40
Humedad relativa de operación	Max. 80 %, no condensada
Nivel Máx. de ruido	< 70 dB
Presión atmosférica de operación (kPa)	76-106

**Oferta lanzamiento**  
**2.852 €**  
+I.V.A.

Servicio Técnico Oficial  
iconCLAVE  
en España

**NEW**

## Purificador de aire (60-70 m<sup>2</sup>)

Ref. 100514



**NEW**

Actúa sobre el aire viciado de cualquier recinto eliminando polvo, gérmenes y suciedad.

Alto	570 mm
Ancho	370 mm
Fondo	265 mm
Peso	8,5 kg
Tensión	230 V, 50/60 Hz
Potencia	72 W

pvp 495,55 €  
oferta  
**387 €**  
+I.V.A.

## Purificador de aire (30-35 m<sup>2</sup>)

Ref. 100512



**NEW**

Actúa sobre el aire viciado de cualquier recinto eliminando polvo, gérmenes y suciedad.

Alto	536 mm
Ancho	360 mm
Fondo	206 mm
Peso	6,3 kg
Tensión	230 V, 50/60 Hz
Potencia	45 W

pvp 381,28 €  
oferta  
**297 €**  
+I.V.A.

## Purificador de aire (25 m<sup>2</sup>)

Ref. 100510



**NEW**

Actúa sobre el aire viciado de cualquier recinto eliminando polvo, gérmenes y suciedad.

Alto	303 mm
Ancho	329 mm
Fondo	170 mm
Peso	4 kg
Tensión	230 V, 50/60 Hz
Potencia	36 W

pvp 218,04 €  
oferta  
**170 €**  
+I.V.A.

**NEW**

## Cabina higienizadora UV

Ref. 100504



El interior del armario construido totalmente en acero inoxidable de fácil limpieza. Contiene 10 niveles de bandejas en los que se pueden almacenar instrumentos. Los elementos depositados serán sometidos a la acción de los rayos UV.

Alto	500 mm
Ancho	350 mm
Fondo	260 mm
Peso	8 kg
Tensión	220 V, 50/60 Hz
Potencia	15 W

pvp 291,5 €  
oferta  
**227 €**  
+I.V.A.

**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 16 de Septiembre al 31 de Diciembre 2022 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!  
www.mestra.es

# ESPECIAL CLINICA

## Cabina higienizadora UV

Ref. 100502

Es conocida la eficacia de los rayos ultra violeta para eliminar los gérmenes de cualquier superficie. Ideal para clínicas y laboratorios.

**NEW**

Alto	300 mm
Ancho	290 mm
Fondo	200 mm
Peso	4,5 kg
Tensión	220 V, 50/60 Hz
Potencia	4 W

pvp 227,37 €  
oferta **177 €**  
+I.V.A.

## Cabina higienizadora UV

Ref. 100500

**NEW**

Es conocida la eficacia de los rayos ultra violeta para eliminar los gérmenes de cualquier superficie. Ideal para pequeños objetos: teléfonos móviles, llaveros, joyas, monedas, etc. Muy recomendable para uso personal. con función de secado.



Alto	120 mm
Ancho	296 mm
Fondo	195 mm
Peso	1 kg
Tensión	110-230 V, 50/60 Hz
Potencia	150 W

pvp 64,13 €  
oferta **50 €**  
+I.V.A.

## Pulverizadora-nebulizadora

Ref. 100520

Utilizando los productos apropiados se consigue desinfectar eficientemente grandes superficies en apenas unos minutos (hasta 100 m<sup>2</sup> en sólo 10 minutos).**NEW**

Alto	250 mm
Ancho	335 mm
Largo	570 mm
Peso	2,7 kg
Tensión	230 V, 50Hz
Potencia	1.000 W
Tanque	5 l.

pvp 402,27 €  
oferta **314 €**  
+I.V.A.

## Sistema de succión extraoral

Ref. 100347

**NEW**

Reduce en gran medida el riesgo de contaminación cruzada entre profesionales y pacientes y protege la salud respiratoria.



Alto (brazo no incluido)	755 mm
Ancho	330 mm
Fondo	320 mm
Peso (brazo incluido)	30 kg
Tensión	230 V, 50/60 Hz
Potencia	1.000 W
Longitud brazo	1,3 m.

Oferta **1.188 €**  
+ I.V.A.

## Gafas de seguridad

Ref. 100013  
Rayos UV.pvp 11,66 €  
oferta **9 €**  
+I.V.A.Ref. 100014  
Válvula ventilaciónRef. 100011  
Antivahopvp 17,49 €  
oferta **14 €**  
+I.V.A.pvp 17,49 €  
oferta **14 €**  
+I.V.A.Ref. 100012  
Gran Visiónpvp 17,49 €  
oferta **14 €**  
+I.V.A.

## Protector facial Soporte abatible + 10 láminas

Ref. 100022

**DENTAL  
MOTILLA S.L.**Oferta **12 €**  
+ I.V.A.

## Protector facial Soporte + 10 láminas

Ref. 100021

C/ Tibidabo 6 local izq.  
Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas  
601 41 40 22  
E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.esOferta **13 €**  
+ I.V.A.

**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 16 de Septiembre al 31 de Diciembre 2022 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!  
www.mestra.es

# ESPECIAL CLINICA



## Carrito móvil eléctrico Ref. 100305

Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.  
3 bandejas de 40 x 30 cm.  
2 tomas de corriente para alimentar los equipos.  
4 ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.

Alto	780 mm
Ancho	400 mm
Fondo	418 mm
Peso	12,500 kg

pvp 362,79 €

oferta  
**283 €**  
+I.V.A.

## Carrito móvil eléctrico Ref. 100306

Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.  
3 bandejas de cristal. 2 tomas de corriente  
4 ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.

Alto	770 mm
Ancho	490 mm
Fondo	370 mm
Peso	20 kg

C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

WhatsApp 601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

pvp 719,73 €

oferta  
**561 €**  
+I.V.A.

## Carrito móvil eléctrico Ref. 100307

Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.  
3 bandejas de 290 x 396 mm.  
3 tomas de corriente para alimentar los equipos.  
4 ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.  
Peso soportado por bandeja, 5 kg.

785 mm
405 mm
490 mm
11 kg



Oferta lanzamiento

**204 €**  
+I.V.A.

## Carrito móvil eléctrico Ref. 100308

Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.  
3 bandejas de 290 x 396 mm.  
3 tomas de corriente.  
1 cajón abatible.  
4 ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.  
Peso soportado por bandeja, 5 kg.

785 mm
405 mm
490 mm
15 kg



Oferta lanzamiento

**329 €**  
+I.V.A.

## Lámpara LED Ref. 100288



- 84 LEDs. Grandes.
- Temperatura de color, 6.000 - 7.000° K.
- Energía consumida 2 a 21 W.
- Intensidad de luz regulable táctil.
- Exento de efecto Flicker (parpadeo).
- Con pinza para sujeción a la mesa.

pvp 151,42 €  
oferta  
**90 €**  
+I.V.A.

## Accesorios para las Ref. 100287 - Ref. 100288

Ref. 100288-02  
(Sargento grande)Ref. 100288-03  
(Soporte pared)Ref. 100288-04  
(Soporte mesa atornillable)Ref. 100288-07  
(Soporte sobremesa)

## Lámpara lupa Ref. 100287



- 90 LEDs blancos.
- Lente de 3 diotrias.
- Diámetro lupa 120 mm.
- Con pinza para sujeción a la mesa.

pvp 113,57 €  
oferta  
**76 €**  
+I.V.A.

## Incubadora biológica de esporas mod. Elite.

Ref. 100370

Referencia	Elite Ref. 100370
Alto	80 mm
Ancho	105 mm
Fondo	165 mm
Peso	0,750 kg
Tensión	230 V 50 Hz
Consumo	25 W
Temperaturas de uso	57,5 +/- 2,5 °C e 35 +/- 2,5 °C

pvp 365,7 €  
oferta  
**285 €**  
+I.V.A.

## Incubadora biológica de esporas mod. Practic.

Ref. 100375

Referencia	Practic Ref. 100375
Alto	90 mm
Ancho	75 mm
Fondo	75 mm
Peso	0,239 kg
Tensión	90-250 V 50 Hz
Consumo	10 W
Temperaturas de uso	57,5 °C

Sencillo y fácil de manejar.  
Imprescindibles para confirmar el adecuado funcionamiento del autoclave.  
Muy funcional y económico.pvp 157,41 €  
oferta  
**123 €**  
+I.V.A.

**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 16 de Septiembre al 31 de Diciembre 2022 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!  
www.mestra.es

# ESPECIAL CLINICA

## Selladora de bolsas automática Ref. 080435

**DENTAL MOTILLA S.L.**

C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

- Sistema de calentamiento rápido para un sellado perfecto.
- La temperatura de sellado puede ser regulada por el usuario.
- Su impresora integrada permite marcar los registros obtenidos, para una correcta trazabilidad.
- Conforme a las normas: ISO11607-2:2006 y EN868-5-2009




Dimensiones	575 x 235 x 202 mm. alto
Peso	16.450 kg
Velocidad de sellado	10 m/ minuto
Temperatura	100-200-40-60-80-200 °C
Presión de sellado	85 N
Potencia	500 W

**NEW**pvp 2.782,50 €  
**oferta**  
**2.170 €**  
+I.V.A.

Rodillo Opcional Ref. 080436

## Selladora de bolsas Ref. 080433



Bobinas no incluidas

Alto	210 mm
Ancho	430 mm
Fondo	335 mm
Peso	6,5 kg
Tensión	230 V, 50/60 Hz
Potencia	100 W

- Longitud sellado 305 mm.
- Anchura sellado 12 mm.

pvp 378,65 €  
**oferta**  
**265 €**  
+I.V.A.

## BOBINAS para selladoras

\*Consultar precios

Ref. 080441	BOBINA - 5 cm x 200 m
Ref. 080442	BOBINA - 7,5 cm x 200 m
Ref. 080443	BOBINA - 10 cm x 200 m
Ref. 080444	BOBINA - 15 cm x 200 m
Ref. 080445	BOBINA - 20 cm x 200 m
Ref. 080446	BOBINA - 25 cm x 200 m
Ref. 080447	BOBINA - 30 cm x 200 m



Producto Sanitario Clase I (directiva 93/42/CEE) Conforme a las normas ISO 11607-1:2017 y EN 868-5:2009.

**NEW**

## BOLSAS para selladoras (con autocierre) \*Consultar precios



Ref. 080448	Bolsa - 5 x 24 cm
Ref. 080449	Bolsa - 7 x 26 cm
Ref. 080450	Bolsa - 9 x 26 cm
Ref. 080452	Bolsa - 14 x 28 cm
Ref. 080454	Bolsa - 19 x 36 cm
Ref. 080456	Bolsa - 25 x 40 cm
Ref. 080457	Bolsa - 30 x 40 cm
Ref. 080458	Bolsa - 30 x 45 cm
Ref. 080459	Bolsa - 5,7 x 13 cm

- Bolsas (200 unidades)

**NEW**

## Destilador Descalcificador

Ref. 100210B



Alto	385 mm
Ancho	250 mm
Fondo	240 mm
Peso	3,429 kg
Cap. cuba	4 l.

pvp 294,84 €  
**oferta**  
**230 €**  
+I.V.A.

## Depósito de agua destilada

Ref. 080620

Está fabricado en acero inoxidable con regulador de presión y **doble válvula de seguridad.**

Alto	680 mm
Ancho con regulador de presión	255 mm
Fondo o diámetro	225 mm
Peso	4,700 kg
Capacidad	18 litros

pvp 380,47 €  
**oferta**  
**297 €**  
+I.V.A.

## Máquina de termoconformado

Ref. 080542



Alto	310 mm
Ancho	275 mm
Fondo	260 mm
Peso	4,6 kg
Tensión	220 V 50/60 Hz.
Potencia	925 W

**NEW**pvp 767,66 €  
**oferta**  
**599 €**  
+I.V.A.

- Para planchas cuadradas y redondas

Planchas 120 a 130 mm  
Planchas Ø 134 mm

## Termoconformadora por presión Ref. 080543

**NEW**

Alto	410 mm
Ancho	545 mm
Fondo	260 mm
Peso	15 kg
Alimentación	220-240 V, 50/60 Hz
Consumo	450 W
Presión	4-6 bar

La fuerte presurización permite un moldeo preciso, independientemente del recorte del modelo, así como diversos grosores (0,5 a 4,0 mm) y se pueden usar láminas cuadradas y redondas (127, 125, 120 mm).

pvp 2.856,70 €  
**oferta**  
**2.228 €**  
+I.V.A.

**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 16 de Septiembre al 31 de Diciembre 2022 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!  
www.mestra.es

# ESPECIAL CLINICA

## Mezcladora de alginato

Ref. 080515

Fácilmente transportable.  
Ergonómica.  
Ideal para clínicas.

DENTAL MOTILLA S.L.

**+ regalo** de 1 taza valorada en **25,48 €**  
Ref. 080515-02

• Espátula incluida.

Marcado CE:  
Producto sanitario Clase I según MDR (EU) 2017/745

Alto	230 mm
Ancho	175 mm
Fondo	250 mm
Peso	3 kg

pvp 475,99 €  
**oferta**  
**371 €**  
+I.V.A.C/ Tibidabo 6 local izq.  
Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

## Mezcladora automática de alginato Ref. 100191

- **CÓMODA** Mezcla automática.
- **RÁPIDA** Obtención de la mezcla en pocos segundos.
- **LIMPIEZA** fácil de todos los componentes.

- **MEZCLA MÁXIMA** 80 grs. agua + alginato.

**+ regalo** depósito estanco para alginato valorado en **85,76 €**  
Ref. 100189305 mm  
265 mm  
205 mm  
17 kgpvp 966,42 €  
**oferta**  
**754 €**  
+I.V.A.

## Ultrasonidos de sobremesa

D3 Ref. 100313

D5 Ref. 100316

CE 0197

80 mm  
134 mm  
200 mm  
0,66 kg2 Funciones  
**LIMPIEZA- PERIODONCIA**  
Pieza de mano tipo Satelec  
Desmontable y Autoclavable  
con 5 puntas-insertospvp 294,79 €  
**oferta**  
**230 €**  
+I.V.A.81 mm  
159 mm  
188 mm  
0,65 kg3 Funciones  
**LIMPIEZA- PERIODONCIA- ENDODONCIA**  
Pieza de mano tipo Satelec  
Desmontable y Autoclavable  
con 6 puntas-insertospvp 418,28 €  
**oferta**  
**326 €**  
+I.V.A.

D7 Ref. 100318

230 mm  
190 mm  
240 mm  
1,228 kg3 Funciones  
**LIMPIEZA- PERIODONCIA- ENDODONCIA**  
Depósito para líquidos o medicamentos de tratamiento.  
Pieza de mano tipo Satelec desmontable y autoclavable a 135° con 8 puntas-insertos**Super Oferta**  
**622 €**  
+I.V.A.

## Lámpara de Polimerización Led.C. Ref. 100320

- Sin cables.
- Baterías recargables en la propia base.

CE 0197

Dimensiones:	263 x Ø 23 mm
Peso neto:	120 g
Alimentación:	100-240 V, 50/60 Hz
Salida de luz:	850 - 1000 m W/cm <sup>2</sup>

pvp 278 €  
**oferta**  
**217 €**  
+I.V.A.

## Motor endodoncia Ref. 100350

Alto	215 mm
Ancho	85 mm
Fondo	120 mm
Peso	0,285 kg
RPM máx.	100-600
Torque	1,4 N. cm
Alimentación	Pilas

CE 0120

pvp 914,8 €  
**oferta**  
**714 €**  
+I.V.A.

## Localizador de Ápices Ref. 100330



Calibración automática, pantalla LCD con una imagen clara y precisa. Con colores diferentes. Accesorios esterilizables. Batería recargable.

110 mm  
80 mm  
138 mm  
0,380 kg**Super Oferta**  
**291 €**  
+I.V.A.

## Cortador de gutapercha Ref. 100349

La punta tiene un diseño flexible para que se pueda cortar sin problemas. Presionando el botón de encendido, la punta se calentará inmediatamente hasta 500°C. Suelta el botón y la punta se enfriará rápidamente.

185 mm  
20 mm  
20 mm  
0,035 kg**Oferta lanzamiento**  
**90 €**  
+I.V.A.**NEW**

## Cámara intraoral (autofocus) Ref. 100335



Alta resolución con 2.000.000 de píxeles. Función Auto-Enfoque. Traslado de imágenes por WIFI. Incluye monitor LCD de 15 pulgadas.

pvp 914,29 €  
**oferta**  
**713 €**  
+I.V.A.

## Lámpara de blanqueamiento Ref. 100340



Alto	1120 mm
Ancho	820 mm
Fondo	280 mm
Peso	10,00 Kg.

pvp 769,54 €  
**oferta**  
**600 €**  
+I.V.A.

## Lámpara de blanqueamiento Ref. 100341

- 5 luces Azules: desde 430 a 490 mm.
- 2 luces Rojas de alta potencia: 610 a 650 mm.
- 3 tipos diferentes de fuentes de luz LED: azul, rojo, (rojo + azul).

Alto	1700 mm
Ancho	560 mm
Fondo	560 mm
Peso	19,00 Kg.

**NEW**pvp 844,18 €  
**oferta**  
**658 €**  
+I.V.A.

**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 16 de Septiembre al 31 de Diciembre 2022 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!  
www.mestra.es

# ESPECIAL CLINICA

## Horno de secado

Ref. 080118



- Extrae la humedad y mantiene secas las láminas de termoconformado, para evitar la formación de burbujas.
- Secado de instrumentos.
- Secado de modelos de escayola, etc.

Alto	310 mm
Ancho	340 mm
Fondo	450 mm
Peso	8,338 kg
Tensión	220-240 V, 50/60 Hz
Consumo	550-650 W
Rango de temp.	35-75 °C

pvp 315,88 €

oferta

**246 €**

+I.V.A.

- Un ventilador hace circular el aire caliente produciendo un secado uniforme.
- 6 bandejas de acero inoxidable.
- Carcasa de acero inoxidable.
- Temporizador de 24 horas.

## Calentador de placas de Cera

Para registros  
intraorales en clínicaDENTAL  
MOTILLA S.L.C/ Tibidabo 6 local izq.  
Teléfono: 954 655 292 - 3 líneas  
601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es



Alto	155 mm
Ancho	235 mm
Fondo	205 mm
Peso	1,7 kg
Cap.	1 l.
Temp.	30-75 °C

- Cuba y tapa Inox.

pvp 474,42 €

oferta

**370 €**

+I.V.A.

## Calentador de composite

Ref. 080077



Altura	135 mm
Ancho	97 mm
Fondo	110 mm
Peso	0,742 kg.
Temperaturas	40-50 y 70°C
Diámetro de agujeros	16 mm

Dispositivo para mantener caliente las jeringuillas de composite.

pvp 358,55 €

oferta

**280 €**

+I.V.A.

## Mufla para duplicar con alginato

Ref. 020206

Con juego reductor de tamaño, para modelos pequeños.



DIMENSIONES INTERIORES	
100 x 83 x 44 mm	0,280 kg.

pvp 114,17 €

oferta

**89 €**

+I.V.A.

## Mini Arenador para uso extraoral

Ref. 100122



Presión de trabajo	4 a 5,5 Kg f/cm <sup>2</sup>
Granulación de oxidio	Hasta 100 micras
Peso	65 g.

pvp 218,14 €

oferta

**130 €**

+I.V.A.



## Eclipse Cabina de repaso

Ref. 080216



- Lámparas LED de alta luminosidad.
- Ausencia de sombras en el interior
- Posición de trabajo ergonómica.
- Óptima absorción del polvo mediante una aspiración externa (no incluida)
- Fácil limpieza.



Alto	275 mm
Ancho	360 mm
Fondo	330 mm
Peso	2,8 kg
Luz interior	LED

pvp 446,00 €

oferta

**348 €**

+I.V.A.

## Baños de ultrasonidos: de 5,8 L, 2,8 L

Ref. 100150




- Temperatura.
- Desagüe.
- Cesta metálica
- Fabricados en Acero Inoxidable.

pvp 552,16 €

oferta

**431 €**

+I.V.A.



Ref. 100152




pvp 400,38 €

oferta

**312 €**

+I.V.A.



## Baño de ultrasonido Calipso

Ref. 080422



Alto	220 mm
Ancho	425 mm
Fondo	270 mm
Peso	4,5 kg
Cap. cuba	4 l.
Frecuencia	40 kHz.

pvp 1.326 €

oferta

**1.034 €**

+I.V.A.

- Incluye: Cesta de acero inoxidable.
- Vaso de cristal.
- Pinzas limpiafresas.
- Temperatura.
- Desagüe.

**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 16 de Septiembre al 31 de Diciembre 2022 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!  
www.mestra.es

# ESPECIAL CLINICA

## Baños de ultrasonidos: de 2,5L. y 1,4 L.

Ref. 100140

pvp 308,70 €  
oferta  
**241 €**  
+I.V.A.

Ref. 100141

	R-100140	R-100141
Alto	204 mm	162 mm
Ancho	314 mm	225 mm
Fondo	243 mm	240 mm
Peso	3,073 kg	1,943 kg
Cap. cuba	2500 ml.	1400 ml.

pvp 200,54 €  
oferta  
**156 €**  
+I.V.A.

## Mezcladora de siliconas

Ref. 100360

● Apta para el 99 % de siliconas.



Alto	290 mm
Ancho	170 mm
Fondo	250+150 mm
Peso	7,100 kg
Temp. Ambiente	5-40 °C
Alimentación	240 V 50 Hz
Potencia	150 W
Empuje	450 kg +10

pvp 1.135,40 €  
oferta  
**886 €**  
+I.V.A.


## Negatoscopios (planos)

Ref. 100134

pvp 611,33 €  
oferta  
**477 €**  
+I.V.A.pvp 214,19 €  
oferta  
**167 €**  
+I.V.A.

Ref. 100131

Ref. 100132

pvp 321,76 €  
oferta  
**251 €**  
+I.V.A.

DIMENSIONES	Área de visión:	Área exterior		
Ref. 100131 DIN A4	300 x 210 mm.	360 x 240 x 20 mm.	Pared y sobremesa	1,700 kg
Ref. 100132 SRA3	430 x 355 mm.	510 x 495 x 50 mm.	Pared y sobremesa	3,076 kg
Ref. 100134 DIN A2	580 x 400 mm.	700 x 520 x 33 mm.	Pared	4,000 kg

## Olla Polimerizadora neumática

Ref. 030420




Manguera de conexión con cierre automático

Medidas interiores:  
Ø 220 x 170 mm alto

Presión máxima	2 bar
Temperatura máxima	60 °C
Volumen cuba	6 litros

pvp 376,59 €  
oferta  
**294 €**  
+I.V.A.

Doble válvula de seguridad



## Recipientes para esterilización de fresas

Ref. 070530 (acero inoxidable)



DIMENSIONES

Ø 70 x (H) 35 mm 0,119 kg

pvp 49,46 €  
oferta  
**39 €**  
+I.V.A.pvp 9,90 €  
oferta  
**8 €**  
+I.V.A.

DIMENSIONES

Ø 90 x (H) 80 mm 0,122 kg



Ref. 070531


## Mesa de trabajo Ref. 100301 K2



Obsequio

Obsequio

- Mesa metálica, encimera de madera.
  - Silla para puesto de trabajo.
  - Pulidora + 2 bandejas.
  - Micromotor.
  - Lámpara LED
- OBSEQUIO:**
- Lupa de mesa.
  - Fresero magnético.

pvp 2.203 €  
oferta  
**1.718 €**  
+I.V.A.

Silla Puesto de trabajo Ref.100300

Ruedas con freno de seguridad  
Normativa Europea (EN 1335-2:2009)

Permite 4 regulaciones diferentes: altura e inclinación del asiento e altura y ángulo de inclinación del respaldo.

(L) 950 x (W) 610 x (H) 100 mm 63,000 kg

## Micromotor portátil

(Autonomía, 10 h.)

Ref. 100282 (inducción) intramático

DENTAL MOTILLA S.L.

C/ Iribidabo 6 local 104, 48940 Leizor, Vizcaya  
Teléfono: 954 655 282 - 3 146 000  
601 41 10 22  
E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

	Caja control	R-100282
Alto	45 mm	20 mm
Ancho	105 mm	20 mm
Fondo	145 mm	155 mm
Peso	0,432 kg	0,175 Kg
RPM		30.000
Torque		250 gfcM
Potencia		30 W

pvp 687,24 €  
oferta  
**536 €**  
+I.V.A.pvp 313,91 €  
oferta  
**245 €**  
+I.V.A.

### Arquimedes Junior

(semiajustable) **A7 FIX**

Ref. 010098

Articulador + Caja cartón

- Semiajustable / Arcón.
- Distancia intercondilar fija (110 mm).
- Guía condilar fija en la media 30°.
- Ángulo de Bennet fijo en la media 15°.
- Guía condilar curva.
- Sistema de estabilización magnético (embutido) para el movimiento de la guía condilar.
- Pin para soporte de la rama superior en posición abierta.



pvp 138,93 €  
**oferta 108 €**  
+ I.V.A.

### Arco Facial Estandar

Ref. 010102-50

Producto Sanitario

El arco facial Estandar es un aparato utilizado para registrar la posición espacial de la arcada dentaria superior del paciente en relación al cráneo y transferir el registro para el articulador. La transferencia del registro del paciente es realizada fijándose el arco facial completo en el articulador.

Accesorios opcionales



pvp 118,52 €  
**oferta 92 €**  
+ I.V.A.

### Articulador tipo arcon Arquimedes profesional

(semiajustable) **A7 PLUS**

Ref. 010099

Articulador + Estuche

Estructura robusta hecha en aluminio, garantizando mayor estabilidad. Diseño que proporciona mayor visibilidad.

- Semiajustable / Arcón.
- Distancia intercondilar fija (110 mm).
- Guía condilar curva.
- Regulación de la guía condilar.
- Regulación del ángulo de Bennet.
- Traba en céntrica.
- Sistema de estabilización del movimiento de la guía condilar con conexión de silicona.
- Pin de apoyo de la rama superior en posición abierta.



pvp 249,22 €  
**oferta 194 €**  
+ I.V.A.

### Articulador tipo arcon 4.000 S

(semiajustable)

Ref. 010107

Articulador + Estuche.

- Semi-ajustable / Arcón.
- Distancia intercondilar ajustable (eje expansor).
- Guía condilar curva.
- Reglaje del ángulo de la guía condilar.
- Reglaje del ángulo de Bennet.
- Estabilización para los movimientos de articulación (O-ring).



pvp 298,40 €  
**oferta 233 €**  
+ I.V.A.

### Arco Facial Elite Ref. 010100-55

Producto Sanitario

El nuevo Arco Elite trae un sistema de articulación y fijación del tenedor que permite un registro más rápido para el profesional y cómodo para el paciente. Posee un conjunto de transferencia que elimina la necesidad del arco en el proceso de montaje de los modelos en el articulador, volviendo en proceso más práctico y estable. Su apoyo nasal con altura ajustable juntamente con el indicador infraorbital vuelve el registro aun más preciso.

El arco es equipado con un sistema de deslizamiento suave (apertura y cerramiento) que facilita su manejo. Las aurículas son anatómicas, removibles y esterilizables químicamente.



pvp 246,80 €  
**oferta 193 €**  
+ I.V.A.

### Articulador tipo arcon Arquimedes protrusal

(semiajustable) **A7 PLUS - E**

Ref. 010103

Articulador + Estuche

Similar al modelo Arquimedes Pro, posee guías condilares exclusivas en aluminio con ajuste milimétrico.

- Semiajustable / Arcón.
- Distancia intercondilar fija (110 mm).
- Regulación de la guía condilar.
- Regulación del ángulo de Bennet.
- Guía condilar plana.
- Sistema de trabamiento bilateral.
- Pin de apoyo de la rama superior en la posición abierta.
- Sistema estabilizador de los movimientos con muelle.



Super Oferta  
**285 €**  
+ I.V.A.

### Articulador tipo arcon Arquimedes protrusal

(semiajustable) **A7 PLUS-E**

+ Arco Facial Estandar

Ref. 010104

Super Oferta  
**330 €**  
+ I.V.A.

### Articulador tipo arcon Arquimedes protrusal

(semiajustable) **A7 PLUS-E**

+ Arco Facial Elite Ref. 010106

# Super Oferta

DENTAL MOTILLA S.L.

C/ Tibidabo 6 local 129  
Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas  
601 41 40 32

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

### Articulador tipo arcon Arquimedes profesional

(semiajustable) **A7 PLUS + Arco Facial Estandar**

Ref. 010102

Super Oferta  
**450 €**  
+ I.V.A.

Super Oferta  
**265 €**  
+ I.V.A.

## Compresor de pistón seco

(con secador)

- Duraderos • Silenciosos
- Sin mantenimiento

CERTIFICADO por TÜV SÜD

Certificado de tipo Nº 12202200491258001

Directiva 2014/29/UE (recipiente a presión)



Estos compresores también están disponibles con (filtro Hepa H14)  
Precios consultar  
Ref. 110310 H  
Ref. 110340 H


Ref. 110310 con secador

pvp 1.574,23 €  
**oferta 1.228 €**  
+ I.V.A.



Ref. 110340 con secador

pvp 2.329,05 €  
**oferta 1.817 €**  
+ I.V.A.



	Ref. 110310	Ref. 110340
Alto	650 mm	750 mm
Ancho	390 mm	680 mm
Fondo	540 mm	480 mm
Peso	37 kg.	66 kg.
Voltaje	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz
Potencia	750 W	1.500 W
Aire aspirado	152 l/min.	230 l/min.
Caudal eléctrico (a 4 bar)	90 l/min.	150 l/min.
R.P.M.	1.400	1.400
Ruido	53 dB	54 dB
Presión	6-8 bar	6-8 bar
Capacidad calderín	30 l.	50 l.

