

# OFERTA ESPECIAL



**MESTRA®**

Oferta válida: Desde el 16 de Septiembre al 31 de Diciembre 2022 (IVA no incluido)

## LABORATORIO 2022



¡Síguenos en nuestras redes sociales!  
www.mestra.es

### Recortadora de modelos Serantes

DENTAL MOTILLA S.L.

C/ Tibidabo 6 local izq.  
Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas  
601 41 40 22  
E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es



La recortadora Serantes es un producto ideal para situaciones en las que **el espacio es un condicionante importante**. Se ajusta a cualquier hueco sin por ello su rendimiento se vea mermado.

Recortadora disco lija  
Ref. 080097



|                   |            |
|-------------------|------------|
| Alto              | 340 mm     |
| Ancho             | 285 mm     |
| Fondo             | 385 mm     |
| Peso              | 4,9 kg     |
| Velocidad         | 3.000 rpm. |
| Consumo           | 1.600 W    |
| Diámetro abrasivo | 235 mm     |



pvp 752,00 €  
oferta  
**587 €**  
+ I.V.A.

### Recortadoras Mulhacen 3000 L



- Freno incorporado.
- Luz de alerta, para personas con insuficiencia auditiva.
- Tapa fácilmente accesible (apertura con bisagra).
- Fabricada en plásticos técnicos de alta resistencia.
- Exenta de corrosión. ● Disco lija con velcro.



Ref. 080093

pvp 796,95 €  
oferta  
**622 €**  
+ I.V.A.

|         |                    |
|---------|--------------------|
| Motor   | 1600 W             |
| R.P.M.  | 3000               |
| Tensión | 230 V.<br>50/60 Hz |
| Ventana | 121 mm             |



Disco de Diamante Ref. 080095

pvp 1.216,74 €  
oferta  
**949 €**  
+ I.V.A.

### Recortadoras RH 1.500 y 3.000 "clasica"



- Fabricadas totalmente en Aluminio.



Disco de carburo de silicio  
1.500 rpm. Ref. 080080

pvp 1.022,67 €  
oferta  
**798 €**  
+ I.V.A.



Disco de carburo de silicio  
3.000 rpm. Ref. 080082

pvp 1.079,20 €  
oferta  
**842 €**  
+ I.V.A.

Disco de Diamante  
1.500 rpm. Ref. 080081

pvp 1.542,42 €  
oferta  
**1.203 €**  
+ I.V.A.



|            |           |           |
|------------|-----------|-----------|
| Referencia | 080080-81 | 080082-83 |
| Potencia   | 800 W     | 1200 W    |
| Ø Disco    | 250-254   | 250-254   |

Disco de Diamante  
3.000 rpm. Ref. 080083

pvp 1.594,47 €  
oferta  
**1.244 €**  
+ I.V.A.

### Decantadoras de polipropileno



- La suciedad queda recogida en una bolsa de plástico.

Ref. 080085

|           |        |        |
|-----------|--------|--------|
| Ref.      | 080085 | 080087 |
| Alto      | 465 mm | 345 mm |
| Diámetro  | 400 mm | 350 mm |
| Capacidad | 19 L.  | 14 L.  |
| Peso      | 3,2 kg | 2,2 kg |

Ref. 080087



pvp 349,87 €  
oferta  
**273 €**  
+ I.V.A.



pvp 300,38 €  
oferta  
**234 €**  
+ I.V.A.

### Recortadora de interiores



Ref. 080102



- Potente motor de 1/3 CV.
- Se suministra con 1 fresa de corte de 12 dientes en metal duro.



|       |        |
|-------|--------|
| Alto  | 300 mm |
| Ancho | 275 mm |
| Fondo | 275 mm |
| Peso  | 11 kg  |
| RPM   | 2850   |

pvp 1.111,76 €  
oferta  
**867 €**  
+ I.V.A.

**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 16 de Septiembre al 31 de Diciembre 2022 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!  
www.mestra.es

# ESPECIAL LABORATORIO

## Chorro de arena **Cosmos**

Ref. 080233



- Arenadora de reciclaje y precisión.
- Chorro fijo, con boquilla de carburo de boro de 3 mm.
- Lápices móviles con boquillas de 1 y 1,25 mm.
- Soplador aire.
- Pedal.

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Alto              | 550 mm           |
| Ancho             | 430 mm           |
| Fondo             | 500 mm           |
| Peso              | 20 kg            |
| Consumo máx. aire | 90 l/min a 5 bar |
| Presión de trab.  | 2 a 5 atm        |

- Depósitos de chorreado incluidos



pvp 2.599,96 €

oferta

**2.028 €**

+I.V.A.

## Chorro de arena **Galaxy**

Ref. 080235



- Boquilla de carburo de boro de 3 mm.
- Chorro automático y manual.

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Alto              | 450 mm           |
| Ancho             | 430 mm           |
| Fondo             | 395 mm           |
| Peso              | 19 kg            |
| Consumo máx. aire | 90 l/min a 5 bar |
| Presión de trab.  | 2 a 5 atm        |



pvp 2.305,39 €

oferta

**1.798 €**

+I.V.A.

## Chorro de arena **Plutón**

Ref. 080253



Fondo 235 mm

Alto 290 mm

Ancho 340 mm

- 2 Lápices móviles
- 1 Pedal
- Lámpara LED

pvp 993,88 €

oferta

**775 €**

+I.V.A.

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Peso               | 6,100 kg  |
| Consumo aire       | 80 l/min  |
| Presión de trabajo | 2 a 5 atm |



## Chorros de arena **Terra I, II y Terra III**

Ref. 080296



Tamaño y ergonomía superior al conocido T2 y T3



pvp 1.274,36 €

oferta

**994 €**

+I.V.A.

pvp 864,54 €

oferta

**674 €**

+I.V.A.

Ref. 080292

pvp 1.088,66 €

oferta

**849 €**

+I.V.A.

Ref. 080294



## Chorro de arena **Constellation "Practic"**

Ref. 080259



|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Alto               | 315 mm    |
| Ancho              | 440 mm    |
| Fondo              | 390 mm    |
| Peso               | 12,5 kg   |
| Consumo aire       | 80 l/min  |
| Presión de trabajo | 2 a 5 atm |



Pintado

pvp 1.114,26 €

oferta

**869 €**

+I.V.A.

## Chorros de arena **Constellation III y IV**



Pintura epoxi

pvp 1.793,07 €

oferta

**1.399 €**

+I.V.A.

Ref. 200264



Ref. 200263

pvp 1.665,01 €

oferta

**1.299 €**

+I.V.A.



Acero Inoxidable

pvp 1.921,17 €

oferta

**1.499 €**

+I.V.A.

Ref. 080264


Ref. 080263

pvp 1.793,07 €

oferta

**1.399 €**

+I.V.A.



**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 16 de Septiembre al 31 de Diciembre 2022 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!  
www.mestra.es

# ESPECIAL LABORATORIO

## Chorros de arena Eclipse II, Eclipse II-T y Automatic



Familia de chorreadoras de atractivo diseño fabricada en ABS de alta resistencia. 3 modelos diferentes, capaces de satisfacer cualquier necesidad en el laboratorio dental:

**Eclipse II:** Chorreadora clásica de 2 vasos especializada en microchorreado.

**Eclipse II T:** Similar a la anterior, pero con una pistola fija, además de tolva de gran capacidad.

**Eclipse Automatic:** Los esqueleticos se depositan en una cesta que gira por la acción del motor.

La boquilla de soplado es orientable en las tres dimensiones del espacio.

La cesta se desmonta fácilmente para la preparación de los trabajos, y dispone de una tolva de gran capacidad.



Ref. 080220



C/ Tibidabo 6 local izq.

Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

pvp 991,10 €

oferta

**773 €**

+I.V.A.

| Referencia         | 080220     | 080228     | 080218     |
|--------------------|------------|------------|------------|
| Alto               | 330 mm     | 490 mm     | 430 mm     |
| Ancho              | 360 mm     | 360 mm     | 320 mm     |
| Fondo              | 450 mm     | 450 mm     | 310 mm     |
| Peso               | 5,7 kg     | 7,7 kg     | 5,5 kg     |
| Consumo Aire       | 80 l/min.  | 100 l/min. | 90 l/min.  |
| Presión de trabajo | 2 a 5 atm. | 2 a 5 atm. | 2 a 5 atm. |
| Luz interior       | LED        | LED        | LED        |

Ref. 080228

pvp 1.275,00 €

oferta

**995 €**

+I.V.A.



Ref. 080218

pvp 1.049,40 €

oferta

**819 €**

+I.V.A.

## Cabina de repaso Eclipse

Ref. 080216



## Caja de trabajo ORION

Ref. 080214



- Lámparas LED de alta luminosidad.
- Ausencia de sombras en el interior
- Posición de trabajo ergonómica.
- Óptima absorción del polvo mediante una aspiración externa (no incluida)
- Fácil limpieza.
- El modelo **Orion**, incluye una astillera en el interior con soporte para micromotor.



Acoplamiento a una astillera tipo Jeb



- 1) Extraer tubo en codo (salida trasera).
- 2) Colocación tubo astillera.

|              |        |
|--------------|--------|
| Alto         | 275 mm |
| Ancho        | 360 mm |
| Fondo        | 330 mm |
| Peso         | 2,8 kg |
| Luz interior | LED    |

pvp 446,00 €

oferta

**348 €**

+I.V.A.



|              |        |
|--------------|--------|
| Alto         | 300 mm |
| Ancho        | 360 mm |
| Fondo        | 330 mm |
| Peso         | 2,6 kg |
| Luz interior | LED    |

pvp 446,00 €

oferta

**348 €**

+I.V.A.

**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 16 de Septiembre al 31 de Diciembre 2022 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!  
www.mestra.es

# ESPECIAL LABORATORIO

HP-100  
Ref. 080148HP-50  
Ref. 080144HP-25  
Ref. 080142

## Hornos de precalentamiento

● Permiten almacenar 20 programas en memoria.  
**DENTAL MOTILLA S.L.**C/ Tibidabo 6 local izq.  
Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas  
601 41 40 22  
E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

|                | HP-100  | HP-50  | HP-25  | HP-50 C | 50-D   |
|----------------|---------|--------|--------|---------|--------|
| Alto (mm)      | 525     | 500    | 465    | 500     | 440    |
| Ancho (mm)     | 440     | 375    | 335    | 375     | 375    |
| Fondo (mm)     | 490     | 405    | 340    | 405     | 405    |
| Peso           | 57 kg   | 40 kg  | 30 kg  | 40 kg   | 38 kg  |
| Cap. en l.     | 10,6 l. | 4,8 l. | 2,7 l. | 4,8 l.  | 4,8 l. |
| Nº cilin. 80 Ø | 8-12    | 4-6    | 2-3    | 4-6     | 4-6    |

pvp 3.904,10 €  
oferta  
**3.045 €**  
+ I.V.A.pvp 3.121,23 €  
oferta  
**2.435 €**  
+ I.V.A.pvp 2.753,29 €  
oferta  
**2.148 €**  
+ I.V.A.Modelo **concept**HP-50 c  
Ref. 080134pvp 2.770,85 €  
oferta  
**2.161 €**  
+ I.V.A.**Inox**DIRECTO 50-D  
Ref. 080130pvp 2.541,24 €  
oferta  
**1.982 €**  
+ I.V.A.

● Permite almacenar: 4 programas en memoria y 1 directo.



## Catalizador de humos

Ref. 080124



|          |         |
|----------|---------|
| Alto     | 380 mm  |
| Ancho    | 145 mm  |
| Fondo    | 185 mm  |
| Peso     | 5,3 Kg. |
| Potencia | 600 W   |
| Fusible  | 4 A     |

pvp 800,67 €  
oferta  
**625 €**  
+ I.V.A.

## Desencerador de cilindros

Ref. 080068

**¡Ahorre Cera!**  
Gracias a la bandeja inferior se recupera la cera pudiéndose reutilizar.113 mm  
220 mm

|       |        |
|-------|--------|
| Alto  | 245 mm |
| Ancho | 400 mm |
| Fondo | 230 mm |
| Peso  | 5 kg   |

6 x 3x

pvp 626,76 €  
oferta  
**489 €**  
+ I.V.A.

Elimina la cera de los cilindros por medio del vapor de agua, antes de introducirlos en el horno, evitando humos y malos olores producidos por la combustión de la cera.

## Horno de cerámica

Ref. 100249

**NEW**

● Bomba de vacío incluida



|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Alto           | 426 mm                     |
| Ancho          | 320 mm                     |
| Fondo          | 392 mm                     |
| Peso           | 24 kg                      |
| Max working V. | -97 KPa                    |
| Alimentación   | AC 220 V ±10%, 50 Hz, 15 A |
| Consumo        | 1.5 KVA ±10%               |

pvp 4.934,14 €  
oferta  
**3.849 €**  
+ I.V.A.

## Horno de secado

Ref. 080118

**Inox**

Un problema recursivo que presentan las planchas para termoconformado dental, es la acumulación de humedad. El tipo de plástico usado en estos productos tiene naturaleza porosa y es precisamente en esos poros donde se acumula la humedad ambiental. Posteriormente, y durante el calentamiento de la plancha, la humedad se transforma en vapor de agua y la presión de este vapor estira el material generando burbujas. Aunque un empaquetado bien hermético puede mitigar este desagradable efecto, la experiencia demuestra que, con el tiempo, la humedad termina penetrando. Especialmente después de haber desprecintado el paquete de planchas. Lamentablemente no existe un método sencillo que pueda eliminar la humedad de las placas una vez contaminadas, o que pueda mantener seca la plancha hasta su utilización. La única herramienta fiable presente hoy en día en el mercado es el horno de secado R-080118 de MESTRA. Además de para el secado y mantenimiento de planchas de termoconformado, este aparato se puede emplear en el secado de modelos de escayola: acelerar los tiempos de curado y secado de composites; precalentamiento de algunos materiales para que se reblandezcan y resulte más sencillo trabajarlos; precalentado de muflas; secado de instrumentos, etc.

- Extrae la humedad y mantiene secas las láminas de termoconformado, para evitar la formación de burbujas.
- Acelera los tiempos de curado y secado de composites.
- Secado de instrumentos.
- Secado de modelos de escayola, etc.

- Un ventilador hace circular el aire caliente produciendo un secado uniforme.
- 6 bandejas de acero inoxidable.
- Carcasa de acero inoxidable.
- Temporizador de 24 horas.

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Alto           | 310 mm              |
| Ancho          | 340 mm              |
| Fondo          | 450 mm              |
| Peso           | 8,338 kg            |
| Tensión        | 220-240 V, 50/60 Hz |
| Consumo        | 550-650 W           |
| Rango de temp. | 35-75 °C            |

**NEW**pvp 315,88 €  
oferta  
**246 €**  
+ I.V.A.

**MESTRA**


Oferta válida: Desde el 16 de Septiembre al 31 de Diciembre 2022 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!  
www.mestra.es

# ESPECIAL LABORATORIO

## Olla Polimerizadora automática

Ref. 030425

**AUTOPOL**  
*Geisser*350 mm  
400 mm  
360 mm  
5 Kg  
Medidas interiores: Ø 220 x 160 mm alto

Olla polimerizadora de gran capacidad de cuba (hasta 6 litros), que permite acomodar en su interior una considerable cantidad de elementos para polimerizar. Mediante un control electrónico se pueden regular y mantener temperaturas conforme a una ley de tiempos definida por el usuario.

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Presión                | 2 bar    |
| Temp. máxima           | 100 °C   |
| Volumen cuba           | 6 litros |
| Potencia calentamiento | 600 W    |

CERTIFICADO por TÜV Rheinland®  
Certificado de tipo N° PED.BD.000011  
Directiva 2014/68/UE (equipos a presión)

pvp 1.340,96 € oferta

**1.046 €**  
+I.V.A.

## Olla Polimerizadora neumática

Ref. 030420

**DENTAL MOTILLA S.L.**235 mm  
420 mm  
245 mm  
2,406 kgC/ Tiburbo 6 local izq.  
Teléfono 954 655 282 - 3 líneas  
901 41 601 41  
Manguera de conexión  
6-man: inoza con cierre automático dentalMedidas interiores:  
Ø 220 x 170 mm alto

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Presión máxima     | 2 bar    |
| Temperatura máxima | 60 °C    |
| Volumen cuba       | 6 litros |

pvp 376,59 € oferta

**294 €**  
+I.V.A.

## Polimerizadora a presión Poli-Plus

Ref. 080460

**Inox**

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Alto                 | 320 mm          |
| Ancho                | 310 mm          |
| Fondo                | 395 mm          |
| Peso                 | 20 kg           |
| Temp. máx.           | 135 °C          |
| Presión máx. trabajo | 6,5 bar         |
| Capacidad cuba       | Ø 135<br>115 mm |

pvp 3.250,41 € oferta

**2.535 €**  
+I.V.A.

## Mufla de vertido para resinas

Ref. 020202



pvp 98,90 € oferta

**77 €**  
+I.V.A.

## Lava-polimerizadora E2

**Inox**

|                   | R-080060 | R-080407 | R-080400 |
|-------------------|----------|----------|----------|
| Alto (con pomo)   | 450 mm   | 510 mm   | 480 mm   |
| Ancho (con llave) | 635 mm   | 420 mm   | 270 mm   |
| Fondo             | 405 mm   | 500 mm   | 480 mm   |
| Peso              | 34 kg    | 20 kg    | 15 kg    |

Ref. 080060

pvp 4.757,61 € oferta

**3.711 €**  
+I.V.A.Polimerización:  
12 muflas  
Escaldado:  
6 muflas abiertas

## Polimerizadora M-9, M-18 POLI Magic

**Inox****Inox****NEW**Polim. M-9  
Ref. 080400

pvp 2.213,50 € oferta

**1.727 €**  
+I.V.A.

Para 9 muflas con brida 030390

Polim. M-18  
POLI Magic  
Ref. 080407

pvp 2.411,16 € oferta

**1.881 €**  
+I.V.A.

Para 18 muflas con brida 030390





**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 16 de Septiembre al 31 de Diciembre 2022 (IVA no incluido)



¡Síguenos en nuestras redes sociales!  
www.mestra.es

# ESPECIAL LABORATORIO

## Box - Pulidora con aspiración y luz de led Ref. 080500

Inox



DENTAL MOTILLA S.L.

|       |           |
|-------|-----------|
| Alto  | 500 mm    |
| Ancho | 800 mm    |
| Fondo | 500 mm    |
| Peso  | 58 kg     |
| RPM   | 1500/3000 |
| Ruido | 67 dB     |

pvp 4.457,81 €  
oferta **3.477 €**  
+I.V.A.



## Box con aspiración para pulido Ref. 080502

C/ Tibidabo 6 local 104  
Teléfono: 954 655 245 - 3 líneas  
601 41 40 22  
E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

- Fabricada en polipropileno de alta resistencia




|               |           |
|---------------|-----------|
| Alto          | 500 mm    |
| Ancho         | 800 mm    |
| Fondo         | 500 mm    |
| Peso          | 30 kg     |
| Aspir. aprox. | 500 m³ h. |
| Ruido         | 67 dB     |

pvp 2.353,26 €  
oferta **1.836 €**  
+I.V.A.



## Mini Box - Pulidora Ref. 080508



- Cepillos no incluidos

29 cm  
40 cm  
25 cm

### CARACTERISTICAS TECNICAS

|              |                |
|--------------|----------------|
| Alimentación | 230 V 50-60 Hz |
| Potencia     | 200 W          |
| R.P.M.       | 2.000-7.000    |

- Conexión a aspiración.
- Iluminación LED.
- Viseras de protección.
- Interruptor de seguridad.

pvp 719,25 €  
oferta **561 €**  
+I.V.A.



## Electropulidora 2 velocidades Ref. 080162



- Cepillos no incluidos

### CARACTERISTICAS TECNICAS

|              |                |
|--------------|----------------|
| Alimentación | 230 V 50-60 Hz |
| Potencia     | 500 W          |
| R.P.M.       | 1.500-3.000    |

210 mm  
225 mm  
320 mm  
12 kg

pvp 736,06 €  
oferta **574 €**  
+I.V.A.



## Electropulidoras

### Pantalla para Pulidora

R-080210 Totalmente de goma lo que evita una posible rotura de la pieza por escape.

pvp 106,06 €  
oferta **83 €**  
+I.V.A.

R-080150 1 velocidad



pvp 474,88 €  
oferta **370 €**  
+I.V.A.



R-080160 2 velocidades

pvp 567,48 €  
oferta **443 €**  
+I.V.A.

R-080164 velocidad variable

185 mm  
175 mm  
270 mm  
2,6 kg



pvp 282,07 €  
oferta **220 €**  
+I.V.A.



R-100274 1 velocidad

oferta **225 €**  
+I.V.A.

200 mm  
140 mm  
440 mm  
7 kg



R-100276 velocidad variable

pvp 262,39 €  
oferta **205 €**  
+I.V.A.

165 mm  
150 mm  
225 mm  
6 kg

## Pasta de pulir (alto brillo)

Ref. 104852 PASTA PULIR VERDE SUPER ACABADO METALES Duros (cromo, platino) 132 g.

pvp 5,83 €  
oferta **5 €**  
+I.V.A.

Ref. 104854 PASTA PULIR BLANCO ACABADO METALES Y PLASTICOS - 115 g.

pvp 4,66 €  
oferta **4 €**  
+I.V.A.

Ref. 104856 PASTA DE PULIR AZUL SUPER ACABADO METALES Y ALGUNOS PLASTICOS 115 g.

pvp 4,66 €  
oferta **4 €**  
+I.V.A.



**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 16 de Septiembre al 31 de Diciembre 2022 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!  
www.mestra.es

# ESPECIAL LABORATORIO

## Máquina de termoconformado

Ref. 080542

**NEW**

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Alto     | 310 mm          |
| Ancho    | 275 mm          |
| Fondo    | 260 mm          |
| Peso     | 4,6 kg          |
| Tensión  | 220 V 50/60 Hz. |
| Potencia | 925 W           |

- Para planchas cuadradas y redondas

Planchas  $\square$  de 120 a 130 mm  
Planchas  $\circ$  134 mm

pvp 767,66 €  
oferta  
**599 €**  
+I.V.A.

DENTAL  
MOTILLA S.L.C/ Tibidabo 6 local izq.  
Teléfono: 954 635 282 - 3 líneas  
WhatsApp: 601 41 40 22  
E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es**NEW**

Ref. 080543

## Termoconformadora por presión

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Alto         | 410 mm              |
| Ancho        | 545 mm              |
| Fondo        | 260 mm              |
| Peso         | 15 kg               |
| Alimentación | 220-240 V, 50/60 Hz |
| Consumo      | 450 W               |
| Presión      | 4-6 bar             |

La fuerte presurización permite un moldeo preciso, independientemente del recorte del modelo, así como diversos grosores (0.5 a 4.0 mm) y se pueden usar láminas cuadradas y redondas (127, 125, 120 mm).

pvp 2.856,70 €  
oferta  
**2,228 €**  
+I.V.A.

## Selladora de bolsas automática

Ref. 080435

**NEW**

- Sistema de calentamiento rápido para un sellado perfecto.
- La temperatura de sellado puede ser regulada por el usuario.
- Su impresora integrada permite marcar los registros obtenidos, para una correcta trazabilidad.
- Conforme a las normas: ISO11607-2: 2006 y EN 868-5-2009



|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Dimensiones          | 575 x 235 x 202 mm. alto |
| Peso                 | 16.450 kg                |
| Velocidad de sellado | 10 m/ minuto             |
| Temperatura          | 100-20-40-60-80-200 °C   |
| Presión de sellado   | 85 N                     |
| Potencia             | 500 W                    |

pvp 439,64 €  
oferta  
**396 €**  
+I.V.A. Rodillo Opcional Ref. 080436

pvp 2.782,50 €  
oferta  
**2,170 €**  
+I.V.A.

## Selladora de bolsas

Ref. 080433



Bobinas no incluidas

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Alto     | 210 mm          |
| Ancho    | 430 mm          |
| Fondo    | 335 mm          |
| Peso     | 6,5 kg          |
| Tensión  | 230 V, 50/60 Hz |
| Potencia | 100 W           |

- Longitud sellado 305 mm.
- Anchura sellado 12 mm.

pvp 378,65 €  
oferta  
**265 €**  
+I.V.A.

## Bolsas para selladoras (con autocierre)

## BOBINAS para selladoras

**NEW**

\*Consulte precios al distribuidor

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Ref. 080448 | Bolsa - 5 x 24 cm   |
| Ref. 080449 | Bolsa - 7 x 26 cm   |
| Ref. 080450 | Bolsa - 9 x 26 cm   |
| Ref. 080452 | Bolsa - 14 x 28 cm  |
| Ref. 080454 | Bolsa - 19 x 36 cm  |
| Ref. 080456 | Bolsa - 25 x 40 cm  |
| Ref. 080457 | Bolsa - 30 x 40 cm  |
| Ref. 080458 | Bolsa - 30 x 45 cm  |
| Ref. 080459 | Bolsa - 5,7 x 13 cm |

- Bolsas (200 unidades)

**NEW**

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Ref. 080441 | BOBINA - 5 cm x 200 m   |
| Ref. 080442 | BOBINA - 7,5 cm x 200 m |
| Ref. 080443 | BOBINA - 10 cm x 200 m  |
| Ref. 080444 | BOBINA - 15 cm x 200 m  |
| Ref. 080445 | BOBINA - 20 cm x 200 m  |
| Ref. 080446 | BOBINA - 25 cm x 200 m  |
| Ref. 080447 | BOBINA - 30 cm x 200 m  |

Producto Sanitario Clase I (directiva 93/42/CEE)  
Conforme a las normas ISO 11607-1:2017 y EN 868-5:2009.

**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 16 de Septiembre al 31 de Diciembre 2022 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!  
www.mestra.es

# ESPECIAL LABORATORIO

## Lámparas polimerizadoras

Ref. 100035

Ref. 100037



R-100035 - R-100037

|            |         |                  |
|------------|---------|------------------|
| Alto       | 115 mm  | 107 mm           |
| Ancho      | 215 mm  | 200 mm           |
| Fondo      | 295 mm  | 285 mm           |
| Peso       | 2 kg    | 1,2 Kg           |
| Tensión    | 230 V.  | 240 V.           |
| Potencia   | 40 W.   | 65 W             |
| Nanómetros | 350/400 | 320/500 Pico 405 |

● Lámpara LED, válida para la inmensa mayoría de materiales

pvp 363,33 €  
oferta  
**283 €**  
+I.V.A.pvp 406,11 €  
oferta  
**317 €**  
+I.V.A.

## Lámpara polimerizadora "Sun Beam"

Ref. 080550

C/ Tibidabo, 6 local izq.  
Teléfono: 954 655 262 - 3 líneas  
601 41 40 22  
E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Alimentación     | 230 V. 50/60 Hz.                     |
| Espectro         | 280/550 nanómetros                   |
| Rango de tiempos | 3/20 min.                            |
| 6 lámparas       | 3 mod. 9 W/78 UVA y 3 mod. 9W/71 UVA |
| Consumo          | 54 W                                 |


pvp 1.571,20 €  
oferta  
**1.226 €**  
+I.V.A.

## Baños de ultrasonidos: de 5,8 L, 2,8 L




- Temperatura.
- Desagüe.
- Cesta metálica
- Fabricados en Acero Inoxidable.

Ref. 100152

pvp 552,16 €  
oferta  
**431 €**  
+I.V.A.

Ref. 100150

pvp 400,38 €  
oferta  
**312 €**  
+I.V.A.

## Baño de ultrasonido Calipso

Ref. 080422



|            |         |
|------------|---------|
| Alto       | 220 mm  |
| Ancho      | 425 mm  |
| Fondo      | 270 mm  |
| Peso       | 4,5 kg  |
| Cap. cuba  | 4 l.    |
| Frecuencia | 40 kHz. |

pvp 1.326 €  
oferta  
**1.034 €**  
+I.V.A.

- Incluye:
- Cesta de acero inoxidable.
  - Vaso de cristal.
  - Pinzas limpiafresas.
  - Temperatura.
  - Desagüe.

## Baños de ultrasonidos: de 2,5l. y 1,4 l.

Ref. 100140

|           | R-100140 | R-100141 |
|-----------|----------|----------|
| Alto      | 204 mm   | 162 mm   |
| Ancho     | 314 mm   | 225 mm   |
| Fondo     | 243 mm   | 240 mm   |
| Peso      | 3,073 kg | 1,943 kg |
| Cap. cuba | 2500 ml. | 1400 ml. |

pvp 308,70 €  
oferta  
**241 €**  
+I.V.A.

Ref. 100141

pvp 200,54 €  
oferta  
**156 €**  
+I.V.A.



MESTRA® by



## Articulador tipo arcon Arquimedes profesional

(semiajustable) **A7 PLUS**

Ref. 010099

Articulador + Estuche.

Estructura robusta hecha en aluminio, garantizando mayor estabilidad. Diseño que proporciona mayor visibilidad.

- Semiajustable / Arcón.
- Distancia intercondilar fija (110 mm).
- Guía condilar curva.
- Regulación de la guía condilar.
- Regulación del ángulo de Bennet.
- Traba en céntrica.
- Sistema de estabilización del movimiento de la guía condilar con conexión de silicona.
- Pin de apoyo de la rama superior en posición abierta.



pvp 249,22 €  
oferta  
**194 €**  
+ I.V.A.

## Articulador tipo arcon Arquimedes protrusal

(semiajustable) **A7 PLUS -E**

Ref. 010103

Articulador + Estuche.

Similar al modelo Arquimedes Pro, posee guías condilares exclusivas en aluminio con ajuste milimétrico. E-mail: [info@dentalmotilla.es](mailto:info@dentalmotilla.es) - [www.dentalmotilla.es](http://www.dentalmotilla.es)

- Semiajustable / Arcón.
- Distancia intercondilar fija (110 mm).
- Regulación de la guía condilar.
- Regulación del ángulo de Bennet.
- Guía condilar plana.
- Sistema de trabamieto bilateral.
- Pin de apoyo de la rama superior en la posición abierta.
- Sistema estabilizador de los movimientos con muelle.



Super Oferta  
**285 €**  
+ I.V.A.

## Articulador tipo arcon 4.000 S

(semiajustable)

Ref. 010107

Articulador + Estuche.

- Semi-ajustable / Arcón.
- Distancia intercondilar ajustable (eje expansor).
- Guía condilar curva.
- Reglaje del ángulo de la guía condilar.
- Reglaje del ángulo de Bennet.
- Estabilización para los movimientos de articulación (O-ring).



pvp 298,40 €  
oferta  
**233 €**  
+ I.V.A.

## Arquimedes Junior

(semiajustable) **A7 FIX**

Ref. 010098

Articulador + Caja cartón.

- Semiajustable / Arcón.
- Distancia intercondilar fija (110 mm).
- Guía condilar fija en la media 30°.
- Ángulo de Bennet fijo en la media 15°.
- Guía condilar curva.
- Sistema de estabilización magnético (embutido) para el movimiento de la guía condilar.
- Pin para soporte de la rama superior en posición abierta.



pvp 138,93 €  
oferta  
**108 €**  
+ I.V.A.

## Arco Facial Estandar

Ref. 010102-50

Producto Sanitario

El arco facial Estandar es un aparato utilizado para registrar la posición espacial de la arcada dentaria superior del paciente en relación al cráneo y transferir el registro para el articulador.

La transferencia del registro del paciente es realizada fijándose el arco facial completo en el articulador.



pvp 118,52 €  
oferta  
**92 €**  
+ I.V.A.

## Arco Facial Elite Ref. 010100-55

Producto Sanitario

El nuevo Arco Elite trae un sistema de articulación y fijación del tenedor que permite un registro más rápido para el profesional y cómodo para el paciente. Posee un conjunto de transferencia que elimina la necesidad del arco en el proceso de montaje de los modelos en el articulador, volviendo en proceso más práctico y estable. Su apoyo nasal con altura ajustable juntamente con el indicador infraorbital vuelve el registro aún más preciso. El arco es equipado con un sistema de deslizamiento suave (apertura y cerramiento) que facilita su manejo. Las aurículas son anatómicas, removibles y esterilizables químicamente.



pvp 246,80 €  
oferta  
**193 €**  
+ I.V.A.

## Articulador tipo arcon Arquimedes protrusal

(semiajustable) **A7 PLUS-E**

+ Arco Facial Estandar

Ref. 010104

Super Oferta  
**330 €**  
+ I.V.A.

## Articulador tipo arcon Arquimedes protrusal

(semiajustable) **A7 PLUS-E**

+ Arco Facial Elite  
Ref. 010106



Super Oferta  
**450 €**  
+ I.V.A.

# Super Oferta

## Articulador tipo arcon Arquimedes profesional

(semiajustable) **A7 PLUS**

+ Arco Facial Estandar



Ref. 010102

Super Oferta  
**265 €**  
+ I.V.A.

**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 16 de Septiembre al 31 de Diciembre 2022 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!  
www.mestra.es


# ESPECIAL LABORATORIO

## Mesas para 1 y 2 puestos de trabajo



Mesas de trabajo de muy alta calidad. El montaje es sencillo. Cuentan con todos los elementos y accesorios para el trabajo en entornos dentales: enchufes, balda/repisa, cajones, mantel-sufridera de trabajo en inox., soplador de aire, etc. Además vienen con preinstalación para mechero de gas. Incorporan también una práctica astillera que encaja perfectamente con la caja de trabajo **Orión (Ref. 080214 de MESTRA)**, formando un conjunto compacto y completamente integrado. Las dimensiones y geometrías permiten la fácil incorporación de otros productos **MESTRA** (Aspiración Eolo, micromotores, lámparas de polimerización, etc.), creando un entorno de trabajo ergonómico y muy productivo.

**Ref. 100303**

(L) 720 x (W) 520 x (H) 1350 mm 70 kg



pvp 1.821,29 €  
oferta  
**1.730 €**  
+I.V.A.

**Ref. 100304**

pvp 2.552,37 €  
oferta  
**2.425 €**  
+I.V.A.

**Ref. 100303 Ref. 100304**

|          |         |         |
|----------|---------|---------|
| Alto     | 910 mm  | 910 mm  |
| Ancho    | 1160 mm | 1760 mm |
| Fondo    | 650 mm  | 650 mm  |
| Peso     | 55 kg   | 80 kg   |
| Conexión | 220 V   | 220 V   |

(L) 720 x (W) 520 x (H) 1940 mm 96 kg

**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 16 de Septiembre al 31 de Diciembre 2022 (IVA no incluido)


¡Síguenos en nuestras redes sociales!  
www.mestra.es

# ESPECIAL LABORATORIO

## Mesa de trabajo Ref. 100301



Mesa de trabajo metálica con encimera de madera. El montaje es sencillo. Cuentan con todos los elementos y accesorios para el trabajo en entornos dentales: 2 enchufes, balda/repisa, cajón, etc..


**DENTAL MOTILLA S.L.**C/ Tibidabo 6 local izq.  
Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas  
601 41 40 22  
E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.espvp 777,56 €  
oferta  
**606 €**  
+I.V.A.

(L) 900 x (W) 600 x (H) 660 mm 46,000 kg

## Mesa de trabajo Ref. 100301 K2

**Obsequio****Obsequio**

- Mesa metálica, encimera de madera.
  - Silla para puesto de trabajo.
  - Pulidora + 2 bandejas.
  - Micromotor.
  - Lámpara LED
- OBSEQUIO:**
- Lupa de mesa.
  - Fresero magnético.

pvp 2.203 €  
oferta  
**1.718 €**  
+I.V.A.

(L) 950 x (W) 610 x (H) 100 mm 63,000 kg

### Silla Puesto de trabajo Ref.100300

Ruedas con frenado de seguridad  
Normativa Europea (EN 1335-2:2009)

Permite 4 regulaciones diferentes: altura e inclinación del asiento y altura y ángulo de inclinación del respaldo.



Ref. 100297

Sin ruedas



Un movimiento de elevación

pvp 244,86 €  
oferta  
**191 €**  
+I.V.A.

Ref. 100298

Con ruedas

pvp 244,86 €  
oferta  
**191 €**  
+I.V.A.

## Sillas puesto de trabajo

Sillas de trabajo especialmente diseñadas para el laboratorio dental. Cómodas, ergonómicas y de fácil limpieza. Premite 1 regulación de altura del asiento. Con esta regulación es muy sencillo encontrar la postura de trabajo ideal, independientemente de la altura o de la constitución física del usuario. El material empleado en su fabricación es poliuretano esponjoso en color negro. Este material permite conjugar, debido a su flexibilidad, propiedades y textura, un excelente confort al tiempo que resulta muy fácilmente lavable y resistente al desgaste propio del uso.

Ref. 100297 Ref. 100298

|                       |        |        |
|-----------------------|--------|--------|
| Altura máxima asiento | 660 mm | 555 mm |
| Altura mínima asiento | 460 mm | 420 mm |
| Fondo asiento         | 450 mm | 450 mm |
| Ancho asiento         | 460 mm | 460 mm |
| Peso                  | 9 kg   | 8 kg   |

## Silla puesto trabajo Ref. 100299

Ref. 100299



Permite 4 regulaciones diferentes: altura e inclinación del asiento y altura y ángulo de inclinación del respaldo.

Ruedas con frenado de seguridad (EN 1335-2:2009)

### CARACTERISTICAS

|               |          |
|---------------|----------|
| Altura máxima | 995 mm   |
| Altura mínima | 855 mm   |
| Fondo         | 582 mm   |
| Ancho         | 582 mm   |
| Peso          | 10,33 kg |

pvp 291,50 €  
oferta  
**227 €**  
+I.V.A.

## Silla puesto trabajo Ref. 100300

Ref. 100300

Permite 4 regulaciones diferentes: altura e inclinación del asiento y altura y ángulo de inclinación del respaldo.

### CARACTERISTICAS

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Altura máxima asiento | 515 mm   |
| Altura mínima asiento | 390 mm   |
| Fondo asiento         | 420 mm   |
| Ancho asiento         | 420 mm   |
| Peso                  | 9,000 kg |

(L) 610 x (W) 610 x (H) 325 mm 10,500 kg



Ruedas con frenado de seguridad (EN 1335-2:2009)

pvp 313,91 €  
oferta  
**245 €**  
+I.V.A.

**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 16 de Septiembre al 31 de Diciembre 2022 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!  
www.mestra.es

# ESPECIAL LABORATORIO

## Mezcladoras de vacío

Iris 2 Ref. 080516 - *evolution* Ref. 080517 - *evolution II inverter* Ref. 080517 E

Ref. 080516

**DENTAL MOTILLA S.L.**Tibidabo 6 local izq.  
Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas  
601 41 40 22  
E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.espvp 1.122,66 €  
oferta  
**876 €**  
+I.V.A.

Ref. 080517

pvp 1.158,10 €  
oferta  
**903 €**  
+I.V.A.

Ref. 080517 E

**NEW****Pie de sujeción opcional**

Ref. 080519



7,500 kg

650 mm

270 mm

pvp 214,15 €  
oferta  
**167 €**  
+I.V.A.

4,8 kg

**CARACTERISTICAS TECNICAS**

|                  |        |                  |                    |
|------------------|--------|------------------|--------------------|
| Modelo:          | Iris 2 | Iris 2 evolution | ris 2 evolution II |
| Rango de tiempos | 0/120" | 0/300"           | 0/300"             |
| Rpm. y giro      | 240 ↻  | 100-400 ↻        | 100-400 ↻          |
| Potencia         | 100 W  | 100 W            | 100 W              |

350 mm

205 mm

155 mm

pvp 1.025,38 €  
oferta  
**800 €**  
+I.V.A.

## Dosificadora Boomerang Precision II de agua-escayola

Ref. 080592

Ahorre entre un 20% y un 40% de escayola

Tanque almacenamiento  
Ref. 080590-03Soporte  
Ref. 080591-02Consumibles  
Husillo (2 u.)  
Ref. 080590-43**NEW**

Versión optimizada de la dosificadora Boomerang, con una nueva bomba peristáltica más silenciosa, un algoritmo de pesado más preciso y un display alfanumérico retroiluminado que permite un manejo más intuitivo y sencillo. Basta con pulsar un botón para recibir una dosis lista para batir. Además de rapidez y precisión, otra de las grandes bazas del producto es el ahorro de materiales: cuando se dosifica a mano, la tendencia es a aumentar las dosis. Sin embargo, con la dosificadora Boomerang siempre conseguirá la dosis exacta, con el consiguiente ahorro que supone. Según nuestra experiencia y estimaciones, éste puede cifrarse entre el 25 y el 40 %, cifra nada desdeñable y que permite amortizar la máquina en poco tiempo. Cuenta con un control electrónico que permite alternar diferentes tipos de escayola (tipo II, III y IV) con sólo cambiar el tanque, programar ciclos, trabajar a proporción fija, etc. Se suministra con una taza de goma para batir escayola y una espátula de plástico. Incluye también un tanque de escayola extra (para poder alternar entre dos tipos) y un soporte de pared.



En caso de desgaste u obstrucción del husillo dosificador, es posible desmontarlo y sustituirlo en menos de dos minutos, sin que se requiera ningún tipo de conocimiento mecánico ni ninguna herramienta. Bastan las manos. En el peor de los casos, el conjunto del tanque es un elemento muy económico reemplazable por el propio usuario. Se convierten así en rutinarias labores de mantenimiento o averías que en otras máquinas resultan muy costosas.

pvp 1.418,35 €  
oferta  
**1.106 €**  
+I.V.A.**CARACTERISTICAS TECNICAS**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Altura         | 700 mm         |
| Ancho          | 350 mm         |
| Fondo          | 430 mm         |
| Tensión        | 230 V 50/60 Hz |
| Potencia       | 70 W           |
| Tanque grande  | 5 l.           |
| Tanque pequeño | 2 l.           |
| Peso           | 7,5 kg         |

(L) 490 x (W) 460 x (H) 480 mm 9,000 kg

**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 16 de Septiembre al 31 de Diciembre 2022 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!  
www.mestra.es

# ESPECIAL LABORATORIO



## Unidad de aspiración **Eolo plus**

Ref. 080532  
**Cambio rápido de motor**

El motor puede reemplazarse en menos de 1 minuto\*

\*Ver Video

<https://www.youtube.com/watch?v=c6ZctHpLUEM>

|          |        |
|----------|--------|
| Alto     | 585 mm |
| Ancho    | 210 mm |
| Fondo    | 500 mm |
| Peso     | 17 kg  |
| Potencia | 900 W  |
| Ruido    | 65 dB  |

pvp 1.418,13 €  
oferta  
**1.106 €**  
+ I.V.A.

Decantador de polvo

## **Ciclón** Ref. 080535

C/ Tibidabo 6 local izq.  
Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas  
601 41 40 22  
E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

● Recoge más del 99% del polvo y suciedad.

| Medidas | Ciclón |
|---------|--------|
| Alto    | 550 mm |
| Ancho   | 160 mm |
| Fondo   | 200 mm |
| Peso    | 2 kg   |

pvp 310,50 €  
oferta  
**242 €**  
+ I.V.A.

## Aspiración **Gemini**

Ref. 080539

633 mm  
433 mm  
406 mm  
10,4 kg

| Referencia             | 080539             | 080538             |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| Voltage                | 230 V              | 230 V              |
| Motor                  | 1200 W (2 etapas)  | 1150 W             |
| Ruido                  | 68 dB              | 68 dB              |
| Capacidad              | 36 l.              | 9,5 l.             |
| Potencímetro           | 650 - 1200 W       | 650 - 1150 W       |
| Detección a partir de: | 100 W              | 100 W              |
| Aspiración de:         | Sólidos y líquidos | Sólidos y líquidos |

pvp 509,86 €  
oferta  
**398 €**  
+ I.V.A.

## Aspiración **Gemini** mini

Ref. 080538

390 mm  
350 mm  
350 mm  
7,3 kgpvp 461,10 €  
oferta  
**360 €**  
+ I.V.A.

## Electro vibradores

### **Teide 1**

Ref. 080021

197 mm  
227 mm  
265 mm  
5,470 kg

- 1 tipo vibración.
- Potencia ajustable.

pvp 437,97 €  
oferta  
**342 €**  
+ I.V.A.

### **Teide**

Ref. 080022



- 2 tipos vibración.
- Potencia ajustable.

pvp 456,45 €  
oferta  
**356 €**  
+ I.V.A.

### **Teide Cima**

Ref. 080024



- 5 tipos vibración.
- Potencia y tiempo regulable.

pvp 466,99 €  
oferta  
**364 €**  
+ I.V.A.

## Vibradores "clásico"

Ref. 080020

pvp 392,39 €  
oferta  
**306 €**  
+ I.V.A.

| Referencia            | 080030   | 080025       | 080020       | 080010       |
|-----------------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| Alto                  | 100 mm   | 105 mm       | 105 mm       | 130 mm       |
| Superficie de trabajo | 120 mm Ø | 220 x 160 mm | 220 x 220 mm | 370 x 275 mm |
| Peso                  | 2,5 kg   | 6,2 kg       | 6,3 kg       | 13,200 kg    |

Ref. 080030

pvp 327,01 €  
oferta  
**255 €**  
+ I.V.A.

Ref. 080025

pvp 370,57 €  
oferta  
**289 €**  
+ I.V.A.

Ref. 080010

pvp 572,60 €  
oferta  
**447 €**  
+ I.V.A.

**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 16 de Septiembre al 31 de Diciembre 2022 (IVA no incluido)



¡Síguenos en nuestras redes sociales!

[www.mestra.es](http://www.mestra.es)

# ESPECIAL LABORATORIO

## Cabina de Vaporización **Altamira** Steam-Clear



Ref. 080600

Diseñado para funcionar en combinación con una máquina de limpieza por vapor.

- Amplia cámara de trabajo iluminada con sistema de aspiración.
- Fabricada en plástico de alta calidad.

C/ Tibidabo 6 local izq.  
Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

601 41 40 22

E-mail: [info@dentalmotilla.es](mailto:info@dentalmotilla.es) - [www.dentalmotilla.es](http://www.dentalmotilla.es)

|         |        |
|---------|--------|
| Alto    | 570 mm |
| Ancho   | 520 mm |
| Fondo   | 490 mm |
| Consumo | 140 W  |
| Peso    | 24 Kg. |

pvp 1.265,43 €  
oferta  
**987 €**  
+I.V.A.

## Máquina de Vapor Ref. 100193

Con capacidad de cuba de 3 litros y presión de servicio de 3 atmósferas. La cuba está enteramente construida en Acero Inoxidable de alta calidad. La potente resistencia de caldeo permite alcanzar la presión de servicio en apenas unos minutos. Mediante una mirilla de visualización se tiene siempre conocimiento exacto del nivel de agua en la cuba. Para evitar calcificaciones en la caldera y aumentar la vida útil del aparato, la máquina debe ser alimentada con agua descalcificada, o mejor aún, destilada.

225 mm  
305 mm  
185 mm 11 kgpvp 1.317,47 €  
oferta  
**1.028 €**  
+I.V.A.

## Máquinas de vapor

Ref. 100195 Ref. 100196

|                  |                                               |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Alto             | 290 mm sin soporte<br>685 con soporte plegado | 280 mm sin soporte<br>680 con soporte plegado |
| Ancho            | 235 mm                                        | 400 mm                                        |
| Fondo            | 335 mm                                        | 325 mm                                        |
| Peso             | 6,211 kg                                      | 11,290 kg                                     |
| Alimentación     | 220V, 50 Hz                                   | 220V, 50 Hz                                   |
| Potencia         | 1.250 W                                       | 2.250 W                                       |
| Presión Servicio | 4 bar                                         | 4 bar                                         |
| Cap. cuba        | 3,5 litros                                    | 5 litros                                      |

Debido a su abundante caudal de vapor seco, son Ideales para labores de limpieza en los laboratorios dentales. Ambos aparatos se suministran con un medidor de nivel de agua y un práctico embudo.



Ref. 100195

pvp 577,17 €  
oferta  
**450 €**  
+I.V.A.

Ref. 100196

pvp 787,05 €  
oferta  
**614 €**  
+I.V.A.

## Vaporeto estática

Ref. 100192

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Alto             | 300 mm sin soporte<br>350 mm con soporte |
| Ancho            | 180 mm                                   |
| Fondo            | 285 mm 380 mm<br>con grifo               |
| Peso             | 6,1 kg                                   |
| Alimentación     | 230V, 50 Hz                              |
| Potencia         | 1.300 W                                  |
| Presión servicio | 4 bar                                    |
| Capacidad cuba   | 2 litros                                 |

Máquina generadora de vapor estático para laboratorio y clínica dental. Ideal para un uso intensivo y profesional. Construida enteramente en acero inoxidable.

pvp 524,70 €  
oferta  
**409 €**  
+I.V.A.

## Lámpara de curado Sun Beam 3D

Ref. 150120



|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Alto               | 350 mm           |
| Diámetro           | 255 mm           |
| Peso               | 3 kg             |
| Longitud de onda   | LED 375 - 405 nm |
| Dimensiones útiles | Ø180 x 200 mm    |

pvp 591,48 €  
oferta  
**532 €**  
+I.V.A.

## Agitador de resinas

Ref. 150130



Dispositivo para el agitado de botellas de resina. El movimiento es doblemente giratorio, por lo que la acción de mezcla es suave y altamente eficiente. Las características de la resina no se llegan a alterar debido a un movimiento excesivamente energético. Contar con una resina homogéneamente mezclada es indispensable para conseguir un excelente trabajo de impresión. La máquina es silenciosa y dispone de regulador de velocidad de giro.

|       |         |
|-------|---------|
| Alto  | 103 mm  |
| Ancho | 253 mm  |
| Fondo | 480 mm  |
| Peso  | 3.12 kg |

pvp 392,2 €  
oferta  
**353 €**  
+I.V.A.

**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 16 de Septiembre al 31 de Diciembre 2022. (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!  
www.mestra.es

# ESPECIAL LABORATORIO

## Calentador por inducción

Ref. 100009

**DENTAL MOTILLA S.L.**C/ Tibidabo 6 local 1ºº  
Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas  
601 41 40 22  
E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

- Con 2 sensores de proximidad

|       |         |
|-------|---------|
| Alto  | 85 mm   |
| Ancho | 90 mm   |
| Fondo | 210 mm  |
| Peso  | 530 gr. |

pvp 261,96 €  
oferta  
**204 €**  
+I.V.A.

## Espátulas electrónicas para modelar cera digital

Ref. 100007  
• 1 espátula y 2 puntas diferentes

|       |           |
|-------|-----------|
| Alto  | 65 mm     |
| Ancho | 75 mm     |
| Fondo | 120 mm    |
| Peso  | 650 gr.   |
| Temp. | 50-200 °C |

Ref. 100008

- 2 espátulas y 6 puntas diferentes.

|       |           |
|-------|-----------|
| Alto  | 70 mm     |
| Ancho | 150 mm    |
| Fondo | 120 mm    |
| Peso  | 1,3 kg    |
| Temp. | 50-200 °C |

pvp 263,59 €  
Super oferta  
**164 €**  
+I.V.A.

pvp 363,30 €  
Super oferta  
**213 €**  
+I.V.A.

## Calentadores de cera

Ref. 080071  
1 recipiente

pvp 239,35 €  
oferta  
**187 €**  
+I.V.A.

Ref. 080072  
4 recipientes

pvp 239,35 €  
oferta  
**187 €**  
+I.V.A.

| R-080071 y R-080072 |        |         |        |
|---------------------|--------|---------|--------|
| Al. mm              | An. mm | Fnd. mm | Peso   |
| 70                  | 114    | 192     | 1,1 kg |

## Calentadores de inmersión digital

Ref. 100126  
1 recipiente

|       |          |
|-------|----------|
| Alto  | 70 mm    |
| Ancho | 110 mm   |
| Fondo | 140 mm   |
| Peso  | 480 gr.  |
| Temp. | 50-120°C |

Ref. 100123  
3 recipientes

|       |          |
|-------|----------|
| Alto  | 74 mm    |
| Ancho | 200 mm   |
| Fondo | 140 mm   |
| Peso  | 700 gr.  |
| Temp. | 50-120°C |

- Temperatura independiente en cada cuba

pvp 213,71 €  
Super oferta  
**138 €**  
+I.V.A.

pvp 320,60 €  
Super oferta  
**231 €**  
+I.V.A.



## Calentador de Cera

Gran capacidad

Ref. 080076

- Con cuba teflonada.

|       |           |
|-------|-----------|
| Alto  | 155 mm    |
| Ancho | 235 mm    |
| Fondo | 205 mm    |
| Peso  | 1,7 kg    |
| Cap.  | 1 l.      |
| Temp. | 30-100 °C |

pvp 507,20 €  
oferta  
**396 €**  
+I.V.A.

## Calentador de composite

Ref. 080077



|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Altura               | 135 mm       |
| Ancho                | 97 mm        |
| Fondo                | 110 mm       |
| Peso                 | 0,742 kg.    |
| Temperaturas         | 40-50 y 70°C |
| Diámetro de agujeros | 16 mm        |

Dispositivo para mantener caliente las jeringuillas de composite.

pvp 358,55 €  
oferta  
**280 €**  
+I.V.A.

## Máquina Soldadora de puntos

Ref. 100127

La máquina está controlada electrónicamente, lo que prácticamente elimina las chispas que normalmente se producen entre electrodos en las máquinas sin regulación. La potencia puede seleccionarse entre 30 niveles diferentes para adecuarse a los requerimientos de espesor del material que se desea soldar.

- Grosor de la unión: 0,2 mm a 1,8 mm

pvp 658,64 €  
oferta  
**514 €**  
+I.V.A.

|        |
|--------|
| 160 mm |
| 335 mm |
| 220 mm |

5,500 kg

## Paralelómetro

Ref. 050310

Pinza concéntrica, para vástagos de 2 mm.

**PIEZAS QUE INCORPORA:**

- Cuchilla para cera.
- Varilla analizante.
- Varilla con resalte de 0,25 - 0,50 - 0,75.
- Estuche con minas.

|        |
|--------|
| 250 mm |
| 168 mm |
| 168 mm |

4,153 kg

pvp 392,39 €  
oferta  
**306 €**  
+I.V.A.



**MESTRA** Oferta válida: Desde el 16 de Septiembre al 31 de Diciembre 2022 (IVA no incluido)



¡Síguenos en nuestras redes sociales!  
www.mestra.es

# ESPECIAL LABORATORIO



## Prensa hidráulica

Ref. 030350



Piezas de desgaste construidas en acero bonificado y rectificado



|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Alto                      | 530 mm                  |
| Ancho                     | 230 mm                  |
| Fondo                     | 225 mm                  |
| Peso                      | 20 Kg.                  |
| Long. máx. pistón         | 25 mm                   |
| Potencia máx. recomendada | 250 kg /cm <sup>2</sup> |

pvp 925,00 €  
oferta  
**722 €**  
+I.V.A.



## Inyectora de poliamidas dentales



1 Línea de 6 local 2ag.  
Teléfono: 954 655 382 - 3 líneas  
611 41 40 23  
E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

|         |                |
|---------|----------------|
| Alto    | 840 mm         |
| Ancho   | 240 mm         |
| Fondo   | 255 mm         |
| Peso    | 29 kg.         |
| Tensión | 230 V 50/60 Hz |
| Consumo | 1.100 W        |
| Presión | 6/8 bars       |

pvp 4.151,25 €  
oferta  
**3.238 €**  
+I.V.A.



## Centrífuga de inducción Vestacast

Ref. 040061



|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Alto             | 360 mm             |
| Ancho            | 565 mm             |
| Fondo            | 640 mm             |
| Peso             | 55,5 kg            |
| Suministro agua  | 2 l/min (Aprox.)   |
| Potencia fundido | 2,6 kW;<br>100 kHz |

pvp 9.795,79 €  
oferta  
**7.641 €**  
+I.V.A.

● Permite fundir metales hasta los 1.750 °C

## Centrífuga CEN motor SM2

Ref. 040064



|       |        |
|-------|--------|
| Alto  | 330 mm |
| Ancho | 600 mm |
| Fondo | 560 mm |
| Peso  | 40 kg  |

- Para soplete
- Puede portar cilindros de hasta 100 mm. de diámetro.

pvp 3.499,14 €  
oferta  
**2.729 €**  
+I.V.A.

## Gel-Bat

Ref. 080510



| Referencia                         | 080510         | 080511         |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| Alto                               | 500 mm         | 465 mm         |
| Ancho                              | 320 mm         | 330 mm         |
| Fondo                              | 320 mm         | 385 mm         |
| Peso                               | 15 kg          | 14 kg          |
| Tensión Aliment. con toma a tierra | 230 V 50-60 Hz | 230 V 50-60 Hz |
| Consumo aprox.                     | 700 W          | 650 W          |
| Velocidad rpm.                     | 70-84          | 100            |
| Capacidad                          | 6 l.           | 7 l.           |

pvp 3.516,80 €  
oferta  
**2.743 €**  
+I.V.A.



## Aneto

Ref. 080512



pvp 3.654,92 €  
oferta  
**2.851 €**  
+I.V.A.



**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 16 de Septiembre al 31 de Diciembre 2022 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!  
www.mestra.es

# ESPECIAL LABORATORIO

## Micromotor de inducción Plus

Ref. 100280 (sin escobillas)



- Sistema control velocidad Mano/Pie.
- Autodiagnostico error.
- Almacenamiento funciones (trabajo en memoria).

|          |          |
|----------|----------|
| Alto     | 182 mm   |
| Ancho    | 96 mm    |
| Fondo    | 207 mm   |
| Peso     | 3,9 kg   |
| RPM máx. | 50.000   |
| Torque   | 7,8 N.cm |
| Potencia | 230 W    |

pvp 1.080,08 €  
oferta  
**842 €**  
+I.V.A.

## Micromotor de inducción de (Rodilla)

Ref. 100278B



DENTAL MOTILLA S.L.

C/ Tibidabo 6 local izq.  
Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas  
601 41 40 22  
E-mail: info@dentalmotilla.es www.dentalmotilla.es

|          |          |
|----------|----------|
| Alto     | 240 mm   |
| Ancho    | 83 mm    |
| Fondo    | 290 mm   |
| Peso     | 3,771 kg |
| RPM máx. | 50.000   |
| Torque   | 7,8 N.cm |
| Potencia | 230 W    |

pvp 1.006,94 €  
oferta  
**785 €**  
+I.V.A.

## Micromotor de escobillas

Ref. 100283



- Salida para 2 piezas de mano.
- Giro izquierda/derecha.
- control suave de velocidad manual/pedal
- Protección automática de sobrecarga.

| Caja control | Pieza de mano |
|--------------|---------------|
| Alto         | 113 mm        |
| Ancho        | 130 mm        |
| Fondo        | 190 mm        |
| Peso         | 1,7 kg        |
| RPM máx.     | 45.000        |
| Torque       | 4,0 N.cm      |
| Salida       | DC 0-32 V     |
| Diámetro     | 30 mm         |
| Longitud     | 155 mm        |
| Peso         | 0,238 Kg      |

pvp 540,56 €  
oferta  
**422 €**  
+I.V.A.

## Verticulador Handy Basic

Ref. 130100


Potente herramienta que encaja en multitud de trabajos de prótesis dentales, para elaborar o para diseñar: sobreimplantes, híbridas, prótesis fija, removible, cargado de composites o cerámica, rebases, composturas, prótesis provisionales, etc...



pvp 345,91 €  
oferta  
**311 €**  
+I.V.A.

## Pulidor Electrolítico

Ref. 080490



|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Tensión de alimentación     | 230 V. 50/60 Hz |
| Tensión secundaria          | 16 V            |
| Intensidad máx. / Disyuntor | 10 A            |
| Temporizador                | 0-30 Min.       |
| Cap. cuba                   | 2 l.            |
| Ø x altura cuba             | 160 x 145       |
| Peso cuba                   | 1,2 kg          |



pvp 1.259,59 €  
oferta  
**982 €**  
+I.V.A.

## Pulidor electrolítico Digital

Ref. 100293

- Sólido y de reducidas dimensiones.



Con sistema integrado de agitación por aire

|         |                |
|---------|----------------|
| Altura  | 145 mm         |
| Ancho   | 210 mm         |
| Fondo   | 250 mm         |
| Peso    | 1,9 kg         |
| Tensión | 240 V 50/60 Hz |
| Consumo | 100 W          |

pvp 730,98 €  
oferta  
**570 €**  
+I.V.A.

## Vaso para chorreado automático de estructuras metálicas

Ref. 050585



pvp 43,52 €  
oferta  
**34 €**  
+I.V.A.

Ref. 050585 (L) 49 x Ø 33 mm 0,008 kg

## Martillo neumático

Ref. 050550



|                     |         |
|---------------------|---------|
| Largo               | 140 mm  |
| Presión utilización | 2-6 atm |
| Tubo conexión       | 6 mm    |
| Peso                | 185 gr. |

- Ergonómico.
- Ligero.
- Duradero.
- Económico.
- Transmite poca vibración a la mano.
- Incluye 3 cinceles de diferentes tamaños.

pvp 371,86 €  
oferta  
**290 €**  
+I.V.A.

**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 16 de Septiembre al 31 de Diciembre 2022. (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!  
www.mestra.es

# ESPECIAL LABORATORIO

## Perforadora de pines Atlas

Ref. 080610



|       |        |
|-------|--------|
| Alto  | 300 mm |
| Ancho | 165 mm |
| Fondo | 165 mm |
| Peso  | 5 kg   |
| RPM   | 6.000  |

● Se suministra con 2 fresas:  
1,85 mm y 1,95 mm. Ø

pvp 1.001,31 €  
oferta  
**781 €**  
+I.V.A.

## Cortadora de Muñones Ref. 080614



|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Alto     | 290 mm                |
| Ancho    | 223 mm                |
| Fondo    | 260 mm                |
| Peso     | 6,310 kg              |
| Potencia | 200 W                 |
| R.P.M.   | 6.000                 |
| Tensión  | 220-240 V<br>50-60 Hz |

pvp 1.187,26 €  
oferta  
**926 €**  
+I.V.A.

## Planchas de base fotopolimerizables rosas

(caja 50 u.)

Con las planchas de base **MESTRA** se confeccionan planchas de mordida para la elaboración de montajes en cera. Debido a su ligera transparencia pueden percibirse marcas en el modelo.

pvp 42,16 €  
oferta  
**38 €**  
+I.V.A.

Espesores: 2,2 - 2,4 Ref. 130320  
Espesores: 1,4 Ref. 130322

## Megatray Planchas de base fotopolimerizables rosas

(caja 50 u.)

Con las planchas de base **Megatray** se confeccionan planchas de mordida para la elaboración de montajes en cera. Debido a su ligera transparencia pueden percibirse marcas en el modelo.

pvp 47,16 €  
oferta  
**42 €**  
+I.V.A.

Espesores: 2,2 - 2,4 Ref. 130330  
Espesores: 1,4 Ref. 130334

## Líquido para baño electrolítico (1 y 5 litros)

**Listo para su uso. Apropiado para cualquier aparato de pulido electrolítico.**

Producto de gran calidad. Se ha formulado para reducir al mínimo su toxicidad, cuando se siguen las medidas de seguridad y recomendaciones de uso. Empleándolo junto a baños electrolíticos del tipo dental y/o joyería, la calidad conseguida es excelente. Además, permanece sin degradarse durante muchos ciclos de uso. Su textura viscosa evita las salpicaduras y facilita mucho la limpieza de los restos que se derraman por accidente.

Ref. 130350

pvp 12,60 €  
oferta  
**11 €**  
+I.V.A.

Tibidabo 6 local izq.  
Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas  
601 41 40 22  
E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

Ref. 130351

pvp 53,55 €  
oferta  
**48 €**  
+I.V.A.

**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 16 de Septiembre al 31 de Diciembre 2022 (IVA no incluido)



¡Síguenos en nuestras redes sociales!

[www.mestra.es](http://www.mestra.es)

# ESPECIAL LABORATORIO

## Bandeja porta-trabajos

(10 unidades, un color)

Amarillo R-100050  
Azul R-100052  
Rojo R-100054  
Verde R-100056  
Blanco R-100058



pvp 87,49 €  
Oferta  
**68 €**  
+I.V.A.

10 unidades

## Bandeja porta-trabajos GRANDE

(10 unidades, un color)

Amarillo R-100062  
Azul R-100064  
Rojo R-100066  
Verde R-100068  
Blanco R-100069



pvp 99,01 €  
Oferta  
**77 €**  
+I.V.A.

10 unidades

## Carro porta-bandejas

R-100048

pvp 395,77 €  
Oferta  
**309 €**  
+I.V.A.



## Carro porta-bandejas

+ (30 u. pequeñas + 20 grandes)

R-100048-50

pvp 800,14 €  
Oferta  
**624 €**  
+I.V.A.

## Carro porta-bandejas

+ (60 u. pequeñas)

R-100048-60

pvp 854,62 €  
Oferta  
**667 €**  
+I.V.A.

## Bandejas porta trabajos (sobremesa) 10 u.

(No compatible con carro R-100048)

(No compatible con barra-soporte R-100060)




10 u. R-100043 Amarillo  
10 u. R-100044 Azul  
10 u. R-100045 Rojo  
10 u. R-100046 Morada  
10 u. R-100047 Blanca

pvp 28,68 €  
Oferta  
**26 €**  
+I.V.A.

## Cajas para prótesis y ortodoncia

Fabricada en plástico 25 u. surtidas

Ref. 070600



Dimensiones Interiores


Oferta  
**consultar**

Ref. 070605 Cordón para cajas.  
Se suministran: en 6 colores surtidos (25 u.)  
1.000 mm largo

## Cajas para ortodoncia

Fabricada en plástico 25 u. surtidas

Ref. 070590



Dimensiones Interiores

Oferta  
**consultar**



## Lámpara para secado de Zirconio

Ref. 100030

La lámpara de secado para zirconio MESTRA, es una lámpara de rayos infrarrojos con radiación térmica. Sirve para secar las estructuras de zirconia después de la inmersión en el líquido colorante, para evitar la corrosión de las resistencias del horno de sinterización a causa del ácido que contiene el líquido.

El tiempo de secado de las estructuras depende del tipo de estructura.

Para puentes hasta 5 elementos, se aconseja un tiempo de secado de 45 minutos para los puentes a partir de 5 elementos, 90 minutos.

Lámpara fabricada en aluminio.

Oferta lanzamiento  
**131 €**  
+I.V.A.

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Alto mínimo | 560 mm              |
| Alto máximo | 705 mm              |
| Ancho       | 350 mm              |
| Fondo       | 380 mm              |
| Peso        | 1,15 Kg.            |
| Material    | Aluminio            |
| Tensión     | 220-240 V 50-60 Hz. |
| Potencia    | 275 W               |

## Spray para Escáner de laboratorio

Ref. 130355



Indispensable para conseguir un óptimo escaneado, incrementando la resolución de las zonas con peor lectura en un modelo. Color y textura se han formulado para que sea muy nítido a las frecuencias de iluminación.

NEW

Oferta lanzamiento  
**14 €**  
+I.V.A.

# Compresores de pistón seco

- Duraderos ● Silenciosos
- Sin mantenimiento

DENTAL  
MOTILLA S.L.

C/ Tibidabo 6 local izq.  
Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas  
601 41 40 22  
E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es



Ref. 110310  
con secador

pvp 1.574,23 €  
oferta  
**1.228 €**  
+ I.V.A.



Ref. 110340  
con secador

pvp 2.329,05 €  
oferta  
**1.817 €**  
+ I.V.A.



Ref. 110330  
sin secador

pvp 1.365,78 €  
oferta  
**1.065 €**  
+ I.V.A.



Ref. 110300  
sin secador

pvp 754,66 €  
oferta  
**589 €**  
+ I.V.A.

Los compresores con secador también están disponibles con filtro Hepa H14)  
**Precios consultar Ref. 110310 H y Ref. 110340 H**

NEW

R-110300-310 / R-110330-340

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Alto                      | 650 mm          | 750 mm          |
| Ancho                     | 390 mm          | 680 mm          |
| Largo                     | 390/540 mm      | 370/480 mm      |
| Peso                      | 30/37 kg.       | 58/66 kg.       |
| Voltaje                   | 230 V, 50/60 Hz | 230 V, 50/60 Hz |
| Potencia                  | 750 W           | 1.500 W         |
| Aire aspirado             | 152 l/min.      | 230 l/min.      |
| Caudal efectivo (a 4 bar) | 80 l/min.       | 160 l/min.      |
| R.P.M.                    | 1.400           | 1.400           |
| Ruido                     | 53 dB           | 54 dB           |
| Presión                   | 6-8 bar         | 6-8 bar         |
| Capacidad calderín        | 30 l.           | 50 l.           |

CERTIFICADO por TÜV SÜD  
Certificado de tipo N° 12202200491258001  
Directiva 2014/29/UE (recipiente a presión)



Lámpara LED  
Ref. 100288

58 cm

- 84 LEDs. Grandes
- Temperatura de color, 6.000 - 7.000° K.
- Energía consumida 2 a 21 W.
- Intensidad de luz regulable táctil.
- Exento de efecto Flicker (parpadeo).
- Con pinza para sujeción a la mesa.

pvp 151,42 €  
oferta  
**90 €**  
+ I.V.A.



Lámpara lupa  
Ref. 100287

- 90 LEDs blancos.
- Lente de 3 dioptrías.
- Diámetro lupa 120 mm.
- Con pinza para sujeción a la mesa.

pvp 113,57 €  
oferta  
**76 €**  
+ I.V.A.

## Accesorios para las Ref. 100287 - Ref. 100288




Ref. 100288-02  
(Sargento grande)



Ref. 100288-03  
(Soporte pared)



Ref. 100288-04  
(Soporte mesa atornillable)



25 cm

5,650 Kg

Ref. 100288-07  
(Soporte sobremesa)

**MESTRA**  
Desde 1945



TALLERES MESTRAITUA S.L.  
Txori-Erri Etorbidea, 60 - Tlf. (+34) 944 530 388\* - Fax: (+34) 944 711 725  
E-mail: info@mestra.es  
48150 SONDIKA - BILBAO - (ESPAÑA)  
www.mestra.es (+ de 1.000 referencias en catálogo)

Oferta válida: Desde el 16 de Septiembre  
al 31 de Diciembre 2022 (IVA no incluido)

ESTAS OFERTAS NO SON ACUMULABLES  
El fabricante se reserva el derecho a modificaciones  
sin previo aviso.  
Oferta válida salvo error tipográfico o fin de existencias.