

OFERTA ESPECIAL LABORATORIO 2023



MESTRA®

Oferta válida del 1 de enero al 26 de marzo de 2023 (IVA no incluido)



¡Síguenos en nuestras redes sociales!
www.mestra.es



Del 23 al 25 de febrero de 2023



Del 14 al 18 de marzo de 2023
Sala 11.1 - Stand F30 - G39



MESTRA® by iconCLAVE

Ref. 100365

Autoclave de sobremesa D118 de 18 litros clase B.

- Componentes internos de alta calidad.
 - ✓ Valvulas ODE.
 - ✓ Bomba de vacío ULUAK.
 - ✓ Bomba de agua ULKA.
- Ultra silencioso (nivel de sonoridad inferior a 70 dB).
- Sistema de vacío triple fraccionado con un generador independiente de vacío, el cual garantiza ciclos de esterilización rápidos y seguros.
- Sistema de control de alta precisión para unos resultados de esterilización perfectos (EN1306).
- Ajuste acústico con códigos de error.
- Completamente automático con ciclos de esterilización pre-programados.
- Cámara puerta en acero inoxidable, con acabado de electro-pulido.
- Tanque de agua al vacío abierto, lo que permite fácil llenado y limpieza.
- Dispone de impresora.



Alto	445 mm
Ancho	480 mm
Fondo	575 mm
Peso	47 kg
Voltaje Nominal	220-240 V 50/60 Hz
Dimensiones cámara	247 / 350 mm
Disyuntor	F16 A (160 V)
Potencia Nominal	1.150 W
Temperaturas de esterilización	121/134°C
Capacidad tanque agua destilada	2.5 litros
Temperatura de operación (°C)	5-40
Humedad relativa de operación	Max. 80 % no condensada
Nivel Máx. de ruido	< 70 dB
Presión atmosférica de operación (kPa)	76-106



Servicio Técnico Oficial
iconCLAVE
en España

NEW
DENTAL
MOTILLA

Oferta lanzamiento
2.852 €
+I.V.A.

Purificador de aire (60-70 m²)

Ref. 100514



NEW

Actúa sobre el aire viciado de cualquier recinto eliminando polvo, gérmenes y suciedad.

Alto	570 mm
Ancho	370 mm
Fondo	265 mm
Peso	8,5 kg
Tensión	230 V 50/60 Hz
Potencia	72 W

pvp 495,55 €
oferta
387 €
+I.V.A.

Purificador de aire (30-35 m²)

Ref. 100512



NEW

Actúa sobre el aire viciado de cualquier recinto eliminando polvo, gérmenes y suciedad.

Alto	536 mm
Ancho	360 mm
Fondo	206 mm
Peso	6,3 kg
Tensión	230 V 50/60 Hz
Potencia	45 W

pvp 381,28 €
oferta
297 €
+I.V.A.

Purificador de aire (25 m²)

Ref. 100510



NEW

Actúa sobre el aire viciado de cualquier recinto eliminando polvo, gérmenes y suciedad.

Alto	303 mm
Ancho	329 mm
Fondo	170 mm
Peso	4 kg
Tensión	230 V 50/60 Hz
Potencia	36 W

pvp 218,04 €
oferta
170 €
+I.V.A.

Cabina higienizadora UV

Ref. 100504



NEW

El interior del armario construido totalmente en acero inoxidable de fácil limpieza. Contiene 10 niveles de bandejas en los que se pueden almacenar instrumentos. Los elementos depositados serán sometidos a la acción de los rayos UV.

Alto	500 mm
Ancho	350 mm
Fondo	260 mm
Peso	8 kg
Tensión	220 V 50/60 Hz
Potencia	15 W

pvp 291,5 €
oferta
227 €
+I.V.A.

**MESTRA**

Oferta válida del 1 de enero al 26 de marzo de 2023 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!
www.mestra.es

ESPECIAL CLINICA

Cabina higienizadora UV

Ref. 100502

Es conocida la eficacia de los rayos ultra violeta para eliminar los gérmenes de cualquier superficie. Ideal para clínicas y laboratorios.



Alto	300 mm
Ancho	290 mm
Fondo	200 mm
Peso	4,5 kg
Tensión	220 V 50/60 Hz
Potencia	4 W

pvp 227,37 €
oferta
177 €
+I.V.A.

Cabina higienizadora UV

Ref. 100500

Es conocida la eficacia de los rayos ultra violeta para eliminar los gérmenes de cualquier superficie. Ideal para pequeños objetos: teléfonos móviles, llaveros, joyas, monedas, etc. Muy recomendable para uso personal. con función de secado.



Alto	120 mm
Ancho	296 mm
Fondo	195 mm
Peso	1 kg
Tensión	110-230 V 50/60 Hz
Potencia	150 W

pvp 64,13 €
oferta
50 €
+I.V.A.

Pulverizadora-nebulizadora

Ref. 100520

Utilizando los productos apropiados se consigue desinfectar eficientemente grandes superficies en apenas unos minutos (hasta 100 m² en sólo 10 minutos).

Alto	250 mm
Ancho	335 mm
Largo	570 mm
Peso	2,7 kg
Tensión	230 V 50 Hz
Potencia	1.000 W
Tanque	5 l

pvp 402,27 €
oferta
311 €
+I.V.A.

Sistema de succión extraoral

Ref. 100347

Reduce en gran medida el riesgo de contaminación cruzada entre profesionales y pacientes y protege la salud respiratoria.



Alto (brazo no incluido)	755 mm
Ancho	330 mm
Fondo	320 mm
Peso (brazo incluido)	30 kg
Tensión	230 V 50/60 Hz
Potencia	1.000 W
Longitud brazo	1,3 m

Oferta
1.188 €
+ I.V.A.

Gafas de seguridad

Ref. 100013
Rayos UVpvp 11,66 €
oferta
9 €
+I.V.A.Ref. 100014
Válvula ventilaciónRef. 100011
Antivahopvp 17,49 €
oferta
14 €
+I.V.A.pvp 17,49 €
oferta
14 €
+I.V.A.Ref. 100012
Gran Visiónpvp 17,49 €
oferta
14 €
+I.V.A.Oferta
12 €
+ I.V.A.

Protector facial

Soporte + 10 láminas

Ref. 100021

Oferta
13 €
+ I.V.A.

**MESTRA**

Oferta válida del 1 de enero al 26 de marzo de 2023 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!
www.mestra.es

ESPECIAL CLINICA



Carrito móvil eléctrico Ref. 100305

Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.
3 bandejas de 40 x 30 cm.
2 tomas de corriente para alimentar los equipos.
4 ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.

Alto	780 mm
Ancho	400 mm
Fondo	418 mm
Peso	12,5 kg

pvp 362,79 €
oferta**283 €**
+I.V.A.

Carrito móvil eléctrico Ref. 100306

Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.
3 bandejas de cristal. 2 tomas de corriente
4 ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.

Alto	770 mm
Ancho	490 mm
Fondo	370 mm
Peso	20 kg

pvp 719,73 €
oferta**561 €**
+I.V.A.

Carrito móvil eléctrico Ref. 100307

Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.
3 bandejas de 290 x 396 mm.
3 tomas de corriente para alimentar los equipos.
4 ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.
Peso soportado por bandeja, 5 kg.

785 mm
405 mm
490 mm
11 kg

Oferta lanzamiento
204 €
+I.V.A.

Carrito móvil eléctrico Ref. 100308

Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.
3 bandejas de 290 x 396 mm.
3 tomas de corriente.
1 cajón abatible.
4 ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.
Peso soportado por bandeja, 5 kg.

785 mm
405 mm
490 mm
15 kg

Oferta lanzamiento
329 €
+I.V.A.

Lámpara LED Ref. 100288

- 84 LEDs grandes
- Temperatura de color 6.000 - 7.000° K
- Energía consumida 2 a 21 W
- Intensidad de luz regulable táctil
- Exento de efecto Flicker (parpadeo)
- Con pinza para sujeción a la mesa

pvp 151,42 €
oferta
90 €
+I.V.A.

Accesorios para las Ref. 100287 - Ref. 100288



Ref. 100288-02 (Sargento grande)



Ref. 100288-03 (Soporte pared)



Ref. 100288-04 (Soporte mesa atornillable)



Ref. 100288-07 (Soporte sobremesa)



Lámpara lupa Ref. 100287

- 90 LEDs blancos
- Lente de 3 dioptrías
- Diámetro lupa 120 mm
- Con pinza para sujeción a la mesa

pvp 113,57 €
oferta
76 €
+I.V.A.

Incubadora biológica de esporas mod. Elite. Ref. 100370

Alto	80 mm
Ancho	105 mm
Fondo	165 mm
Peso	0,75 kg
Tensión	230 V 50 Hz
Consumo	25 W
Temperaturas de uso	57,5 +- 2,5°C e 35 +- 2,5°C

pvp 365,7 €
oferta
285 €
+I.V.A.

Incubadora biológica de esporas mod. Practic. Ref. 100375

Alto	90 mm
Ancho	75 mm
Fondo	75 mm
Peso	0,24 kg
Tensión	90-250 V 50 Hz
Consumo	10 W
Temperaturas de uso	57,5°C

pvp 157,41 €
oferta
123 €
+I.V.A.Sencillo y fácil de manejar.
Imprescindible para confirmar el adecuado funcionamiento del autoclave.

**MESTRA**

Oferta válida del 1 de enero al 26 de marzo de 2023 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!
www.mestra.es

ESPECIAL CLINICA

Selladora de bolsas automática Ref. 080435



- Sistema de calentamiento rápido para un sellado perfecto.
- La temperatura de sellado puede ser regulada por el usuario.
- Su impresora integrada permite marcar los registros obtenidos, para una correcta trazabilidad.
- Conforme a las normas: ISO11607-2: 2006 y EN868-5-2009

Dimensiones	575 x 235 x 202 mm
Peso	16,45 kg
Velocidad de sellado	10 m/ minuto
Temperatura	100-20-40-60-80-200 °C
Presión de sellado	85 N
Potencia	500 W

NEWpvp 2.782,50 €
oferta
2.170 €
+I.V.A.**Oferta**
396 €
+I.V.A.

Rodillo Opcional Ref. 080436

Selladora de bolsas Ref. 080433



Bobinas no incluidas

Alto	210 mm
Ancho	430 mm
Fondo	335 mm
Peso	6,5 kg
Tensión	230 V 50/60 Hz
Potencia	100 W

- Longitud sellado 305 mm
- Anchura sellado 12 mm

pvp 378,65 €
oferta
265 €
+I.V.A.

BOBINAS para selladoras

*Consultar precios

Ref. 080441	5 cm x 200 m
Ref. 080442	7,5 cm x 200 m
Ref. 080443	10 cm x 200 m
Ref. 080444	15 cm x 200 m
Ref. 080445	20 cm x 200 m
Ref. 080446	25 cm x 200 m
Ref. 080447	30 cm x 200 m

Producto Sanitario Clase I
(directiva 93/42/CEE)
Conforme a las normas
ISO 11607-1:2017 y
EN 868-5:2009.**NEW**

BOLSAS para selladoras (con autocierre) *Consultar precios

Ref. 080448	5 x 24 cm
Ref. 080449	7 x 26 cm
Ref. 080450	9 x 26 cm
Ref. 080452	14 x 28 cm
Ref. 080454	19 x 36 cm
Ref. 080456	25 x 40 cm
Ref. 080457	30 x 40 cm
Ref. 080458	30 x 45 cm
Ref. 080459	5,7 x 13 cm

- Bolsas (200 unidades)

**NEW**

Destilador Descalcificador Ref. 100210B



Alto	355 mm
Ancho	250 mm
Fondo	200 mm
Peso	3,4 kg
Cap. cub.	4 l

pvp 294,84 €
oferta
230 €
+I.V.A.**DENTAL MOTILLA**

Depósito de agua destilada Ref. 080620



Ref. 080620

Está fabricado en acero inoxidable con regulador de presión y doble válvula de seguridad.

Alto	680 mm
Ancho con regulador de presión	255 mm
Fondo o diámetro	225 mm
Peso	4,7 kg
Capacidad	18 l

pvp 380,47 €
oferta
297 €
+I.V.A.

FABRICADO EN ESPAÑA DISEÑADO

Inox

Máquina de termoconformado Ref. 080542



Alto	310 mm
Ancho	275 mm
Fondo	260 mm
Peso	4,6 kg
Tensión	220 V 50/60 Hz
Potencia	925 W

NEWpvp 767,66 €
oferta
599 €
+I.V.A.

- Para planchas cuadradas y redondas

Planchas IZ de 120 a 130 mm
Planchas Ø 134 mm

Termoconformadora por presión Ref. 080543

**NEW**

Alto	410 mm
Ancho	545 mm
Fondo	260 mm
Peso	15 kg
Alimentación	220-240 V 50/60 Hz
Consumo	450 W
Presión	4-6 bar

La fuerte presurización permite un moldeo preciso, independientemente del recorte del modelo, así como diversos grosores (0,5 a 4,0 mm) y se pueden usar láminas cuadradas y redondas (127, 125, 120 mm).

pvp 2.856,70 €
oferta
2.228 €
+I.V.A.

**MESTRA**

Oferta válida del 1 de enero al 26 de marzo de 2023 (IVA no incluido)



¡Síguenos en nuestras redes sociales!

www.mestra.es

ESPECIAL CLINICA

Mezcladora de alginato

Ref. 080515

- Fácilmente transportable
- Ergonómica
- 2 velocidades
- Espátula incluida



CE Producto sanitario MDR 2017/745

Alto	230 mm
Ancho	175 mm
Fondo	250 mm
Peso	3 kg

+ regalo de 1 taza valorada en 25,48 €
Ref. 080515-02

pvp 475,99 €
oferta
371 €
+I.V.A.

Mezcladora automática de alginato

Ref. 100191

- CÓMODA Mezcla automática
- RÁPIDA Obtención de la mezcla en pocos segundos
- LIMPIEZA Fácil de todos los componentes
- MEZCLA MÁXIMA 80 grs. agua + alginato



+ regalo depósito estanco para alginato valorado en 85,76 €
Ref. 100189

pvp 966,42 €
oferta
754 €
+I.V.A.



Ultrasonidos de sobremesa

D3 Ref. 100313

D5 Ref. 100316

CE 0197



80 mm
134 mm
200 mm
0,66 kg

2 Funciones LIMPIEZA- PERIODONCIA
Pieza de mano tipo Satelec Desmontable y Autoclavable con 5 puntas-insertos

pvp 294,79 €
oferta
230 €
+I.V.A.



81 mm
159 mm
188 mm
0,65 kg

3 Funciones LIMPIEZA- PERIODONCIA- ENDODONCIA
Pieza de mano tipo Satelec Desmontable y Autoclavable con 6 puntas-insertos

pvp 418,28 €
oferta
326 €
+I.V.A.

D7 Ref. 100318



230 mm
190 mm
240 mm
1,228 kg

3 Funciones LIMPIEZA- PERIODONCIA- ENDODONCIA
Depósito para líquidos o medicamentos de tratamiento. Pieza de mano tipo Satelec desmontable y autoclavable a 135° con 8 puntas-insertos

Super Oferta
622 €
+I.V.A.

Lámpara de Polimerización Led.C.

Ref. 100320

Sin cables. Baterías recargables en la propia base.



Dimensiones:	263 x Ø 23 mm
Peso neto:	120 g
Alimentación:	100-240 V 50/60 Hz
Salida de luz:	850 - 1000 m W/cm ²

CE 0197

pvp 278 €
oferta
217 €
+I.V.A.

Motor endodancia

Ref. 100350



CE 0120

Alto	215 mm
Ancho	85 mm
Fondo	120 mm
Peso	0,29 kg
RPM máx.	100-600
Torque	1,4 N. cm
Alimentación	Pilas

pvp 914,9 €
oferta
713 €
+I.V.A.

Localizador de Ápices

Ref. 100330



170 mm
80 mm
138 mm
0,38 kg

Calibración automática
Pantalla LCD con una imagen clara y precisa.
Con colores diferentes
Accesorios esterilizables
Batería recargable.

Super Oferta
291 €
+I.V.A.

Cortador de gutapercha

Ref. 100349

La punta tiene un diseño flexible para que se pueda cortar sin problemas. Presionando el botón de encendido, la punta se calentará inmediatamente hasta 500°C. Suelte el botón y la punta se enfriará rápidamente.

185 mm
20 mm
20 mm
0,04 kg

Oferta lanzamiento
90 €
+I.V.A.



Cámara intraoral (autofocus)

Ref. 100335



Alta resolución con 2.000.000 de pixels. Función Auto-Enfoque. Traslado de imágenes por WIFI. Incluye monitor LCD de 15 pulgadas.

pvp 914,29 €
oferta
713 €
+I.V.A.

Lámpara de blanqueamiento

Ref. 100340



Alto	1120 mm
Ancho	820 mm
Fondo	280 mm
Peso	10 kg

pvp 769,54 €
oferta
600 €
+I.V.A.

Lámpara de blanqueamiento

Ref. 100341



- 5 luces azules: 430 a 490 mm
- 2 luces rojas de alta potencia: 610 a 650 mm
- 3 tipos de fuentes de luz LED azul, rojo, rojo + azul

Alto	1700 mm
Ancho	560 mm
Fondo	560 mm
Peso	19 kg

pvp 844,18 €
oferta
658 €
+I.V.A.

**MESTRA**

Oferta válida del 1 de enero al 26 de marzo de 2023 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!
www.mestra.es

ESPECIAL CLINICA

Horno de secado

Ref. 080118

- Extrae la humedad y mantiene secas las láminas de termoconformado, para evitar la formación de burbujas.
- Secado de instrumentos.
- Secado de modelos de escayola, etc.



Alto	310 mm
Ancho	340 mm
Fondo	450 mm
Peso	8,338 kg
Tensión	220-240 V 50/60 Hz
Consumo	550-650 W
Temperatura	35-75°C

NEW**Inox**

pvp 315,88 €

oferta
246 €

+I.V.A.

- Un ventilador hace circular el aire caliente produciendo un secado uniforme.
- 6 bandejas de acero inoxidable.
- Carcasa de acero inoxidable.
- Temporizador de 24 horas.

Calentador de placas de Cera

Para registros
intraorales en clínica

Ref. 080078



Alto	155 mm
Ancho	235 mm
Fondo	205 mm
Peso	1,7 kg
Cap.	1 l.
Temp.	30-75°C

- Cuba y tapa Inox.



pvp 474,42 €

oferta
370 €

+I.V.A.

Calentador de composite

Ref. 080077



Altura	135 mm
Ancho	97 mm
Fondo	110 mm
Peso	0,74 kg
Temperaturas	40-50 y 70°C
Diámetro de agujeros	16 mm

Dispositivo para
mantener caliente las
jeringuillas de
composite.

pvp 358,55 €

oferta
280 €

+I.V.A.

Mufla para duplicar con alginato

Ref. 020206

Con juego reductor de tamaño,
para modelos pequeños.

DIMENSIONES INTERIORES	
100 x 83 x 44 mm	0,3 kg

pvp 114,17 €

oferta
89 €

+I.V.A.

Mini Arenador para uso extraoral

Ref. 100122

Presión de trabajo	4 a 5,5 Kg f/cm ²
Granulación de oxido	Hasta 100 micras
Peso	65 g

pvp 218,14 €

oferta
130 €

+I.V.A.



Eclipse Cabina de repaso

Ref. 080216



- Lámparas LED de alta luminosidad.
- Ausencia de sombras en el interior
- Posición de trabajo ergonómica.
- Óptima absorción del polvo mediante una aspiración externa (no incluida)
- Fácil limpieza.



Alto	275 mm
Ancho	360 mm
Fondo	330 mm
Peso	2,8 kg
Luz interior	LED

pvp 446,00 €


oferta
348 €

+I.V.A.

Baño de ultrasonidos de 5,8 l y 2,8 l

Ref. 100150

- Temperatura
- Desagüe
- Cesta metálica
- Fabricados en Acero Inoxidable




pvp 552,16 €

oferta
431 €

+I.V.A.

Ref. 100152



pvp 400,38 €

oferta
312 €

+I.V.A.

Baño de ultrasonido Calipso

Ref. 080422



Alto	220 mm
Ancho	425 mm
Fondo	270 mm
Peso	4,5 kg
Cap. cuba	4 l
Frecuencia	40 kHz

pvp 1.326 €

oferta
1.034 €

+I.V.A.

- Incluye: Cesta de acero inoxidable
- Vaso de cristal
- Pinzas limpiafresas
- Temperatura
- Desagüe

**MESTRA**

Oferta válida del 1 de enero al 26 de marzo de 2023 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!
www.mestra.es

ESPECIAL CLINICA

Baños de ultrasonidos: de 2,5l y 1,4 l

Ref. 100140

pvp 308,70 €
oferta
241 €
+I.V.A.

Ref. 100141

	R-100140	R-100141
Alto	204 mm	162 mm
Ancho	314 mm	225 mm
Fondo	243 mm	240 mm
Peso	3,07 kg	1,94 kg
Cap. cuba	2500 ml	1400 ml

pvp 200,54 €
oferta
156 €
+I.V.A.

Mezcladora de siliconas

Ref. 100360

● Apta para el 99% de siliconas.



Alto	290 mm
Ancho	170 mm
Fondo	250+150 mm
Peso	7,1 kg
Temp. Ambiente	5-40°C
Alimentación	240 V 50 Hz
Potencia	150 W
Empuje	450 kg +10

pvp 1.135,40 €
oferta
886 €
+I.V.A.

Negatoscopios (planos)

Ref. 100134

pvp 611,33 €
oferta
477 €
+I.V.A.pvp 214,19 €
oferta
167 €
+I.V.A.

Ref. 100131



DIMENSIONES	Área de visión	Área exterior	Peso y sobremesa
Ref. 100131 DIN A4	300 x 210 mm	360 x 240 x 20 mm	1,2 kg
Ref. 100132 DIN A3	430 x 350 mm	490 x 50 mm	3,1 kg
Ref. 100134 DIN A2	580 x 400 mm	700 x 520 x 3 mm	4 kg

pvp 321,76 €
oferta
251 €
+I.V.A.

Ref. 100132

Olla Polimerizadora neumática

Ref. 030420



Manguera de conexión con cierre automático

Medidas interiores:
Ø 220 x 170 mm alto

Presión máxima	2 bar
Temperatura máxima	60°C
Volumen cuba	6 litros

pvp 376,59 €
oferta
294 €
+I.V.A.

Doble válvula de seguridad



Recipientes para esterilización de fresas

Ref. 070530 (ref. inoxidable)



DIMENSIONES

Ø 70 x (H) 35 mm 0,12 kg

pvp 49,46 €
oferta
39 €
+I.V.A.pvp 9,90 €
oferta
8 €
+I.V.A.

DIMENSIONES

Ø 90 x (H) 80 mm 0,12 kg

Ref. 070531

Micromotor portátil

Ref. 100282 (inducción) intramático

Autonomía 10 h



	Caja control	R-100282
Alto	45 mm	20 mm
Ancho	105 mm	20 mm
Fondo	145 mm	155 mm
Peso	0,4 kg	0,2 Kg
RPM		30.000
Torque		250 gfcM
Potencia		30 W

pvp 687,24 €
oferta
536 €
+I.V.A.

Mesa de trabajo


Ref. 100301 K2



- Mesa metálica, encimera de madera.
- Silla para puesto de trabajo.
- Pulidora + 2 bandejas.
- Micromotor.
- Lámpara LED

OBSEQUIO:

- Lupa de mesa.
- Fresero magnético.

pvp 2.203 €
oferta
1.718 €
+I.V.A.**Silla Puesto de trabajo Ref.100300**Ruedas con frenado de seguridad
Normativa Europea (EN 1335-2:2009)

Permite 4 regulaciones diferentes: altura e inclinación del asiento e altura y ángulo de inclinación del respaldo.

(L) 950 x (W) 610 x (H) 100 mm 63 kg



MESTRA® by



Arquimedes Junior

(semiajustable) A7 FIX

Ref. 010098

Articulador + Caja cartón

- Semiajustable / Arcón.
- Distancia intercondilar fija (110 mm).
- Guía condilar fija en la media 30°.
- Ángulo de Bennet fijo en la media 15°.
- Guía condilar curva.
- Sistema de estabilización magnético (embutido) para el movimiento de la guía condilar.
- Pin para soporte de la rama superior en posición abierta.



pvp 138,93 € oferta 108 € + I.V.A.

Arco Facial Estandar

Ref. 010102-50

Producto Sanitario

El arco facial Estandar es un aparato utilizado para registrar la posición espacial de la arcada dentaria superior del paciente en relación al cráneo y transferir el registro para el articulador. La transferencia del registro del paciente es realizada fijándose el arco facial completo en el articulador.



pvp 118,52 € oferta 92 € + I.V.A.

Accesorios opcionales



Articulador tipo arcon 4.000 S

(semiajustable)

Ref. 010107

Articulador + Estuche.

- Semi-ajustable / Arcón.
- Distancia intercondilar ajustable (eje expansor).
- Guía condilar curva.
- Reglaje del ángulo de la guía condilar.
- Reglaje del ángulo de Bennet.
- Estabilización para los movimientos de articulación (O-ring).



pvp 298,40 € oferta 233 € + I.V.A.

Arco Facial Elite

Ref. 010100-55

Producto Sanitario

El nuevo Arco Elite trae un sistema de articulación y fijación del tenedor que permite un registro más rápido para el profesional y cómodo para el paciente. Posee un conjunto de transferencia que elimina la necesidad del arco en el proceso de montaje de los modelos en el articulador, volviendo en proceso más práctico y estable. Su apoyo nasal con altura ajustable juntamente con el indicador infraorbital vuelve el registro aún más preciso.

El arco es equipado con un sistema de deslizamiento suave (apertura y cerramiento) que facilita su manejo. Las articulaciones son anatómicas, móviles y esterilizable químicamente.



pvp 246,80 € oferta 193 € + I.V.A.

Articulador tipo arcon

Arquimedes profesional

(semiajustable) A7 PLUS

Ref. 010099

Articulador + Estuche

Estructura robusta hecha en aluminio, garantizando mayor estabilidad. Diseño que proporciona mayor visibilidad.

- Semiajustable / Arcón.
- Distancia intercondilar fija (110 mm).
- Guía condilar curva.
- Regulación de la guía condilar.
- Regulación del ángulo de Bennet.
- Traba en céntrica.
- Sistema de estabilización del movimiento de la guía condilar con conexión de silicona.
- Pin de apoyo de la rama superior en posición abierta.



pvp 249,22 € oferta 194 € + I.V.A.

Articulador tipo arcon Arquimedes protrusal

(semiajustable) A7 PLUS - E

Ref. 010103

Articulador + Estuche

Similar al modelo Arquimedes Pro, posee guías condilares exclusivas en aluminio con ajuste milimétrico.

- Semiajustable / Arcón.
- Distancia intercondilar fija (110 mm).
- Regulación de la guía condilar.
- Regulación del ángulo de Bennet.
- Guía condilar plana.
- Sistema de trabamiento bilateral.
- Pin de apoyo de la rama superior en la posición abierta.
- Sistema estabilizador de los movimientos con muelle.



Super Oferta 285 € + I.V.A.

Articulador tipo arcon Arquimedes protrusal

(semiajustable) A7 PLUS-E + Arco Facial Estandar

Ref. 010104

DENTAL MOTILLA S.L.

Super Oferta

Articulador tipo arcon Arquimedes profesional

(semiajustable) A7 PLUS+ Arco Facial Estandar

Ref. 010102

Super Oferta 450 € + I.V.A.

Super Oferta 265 € + I.V.A.

Articulador tipo arcon Arquimedes protrusal

(semiajustable) A7 PLUS-E + Arco Facial Elite

Ref. 010106

Compresor de pistón seco

(con secador)

- Duraderos
- Silenciosos
- Sin mantenimiento

CERTIFICADO por TÜV SÜD

Certificado de tipo Nº 12202200491258001

Directiva 2014/29/UE (recipiente a presión)

Estos compresores también están disponibles con (filtro Hepa H14) Precios consultar Ref. 110310 H y Ref. 110340 H


Ref. 110310 con secador

pvp 1.574,23 € oferta 1.228 € + I.V.A.



Ref. 110340 con secador

pvp 2.329,05 € oferta 1.817 € + I.V.A.



	Ref. 110310	Ref. 110340
Alto	650 mm	750 mm
Ancho	390 mm	680 mm
Fondo	540 mm	480 mm
Peso	37 kg	66 kg
Voltaje	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz
Potencia	750 W	1500 W
Aire aspirado	152 l/min.	230 l/min.
Caudal efectivo (a 4 bar)	80 l/min.	150 l/min.
R.P.M.	1400	1400
Ruido	53 dB	54 dB
Presión	5-8 bar	5-8 bar
Capacidad calderín	30 l.	50 l.



MESTRA® Desde 1945



TALLERES MESTRAITUA S.L.
Txorierr Etorbidea, 60 - Tlf. (+34) 944 530 388 - Fax: (+34) 944 711 725
E-mail: info@mestra.es
48150 Sondika - Bilbao - (ESPAÑA)
www.mestra.es (+ de 1.000 referencias en catálogo)

Oferta válida del 1 de enero al 26 de marzo de 2023 (IVA no incluido)

ESTAS OFERTAS NO SON ACUMULABLES
El fabricante se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso. Oferta válida salvo error tipográfico o fin de existencias.