

# OFERTA ESPECIAL

## LABORATORIO 2023



**MESTRA®**

Oferta válida del 1 de enero al 26 de marzo de 2023 (IVA no incluido)



¡Síguenos en nuestras redes sociales!  
www.mestra.es



Del 23 al 25 de febrero de 2023



Del 14 al 18 de marzo de 2023  
Sala 11.1 - Stand F30 - G39

## Recortadora de modelos Serantes

La recortadora Serantes es un producto ideal para situaciones en las que el espacio es un condicionante importante. Se ajusta a cualquier hueco sin por ello su rendimiento se vea mermado.

Recortadora disco lija  
Ref. 080097

Alto	340 mm
Ancho	285 mm
Fondo	385 mm
Peso	4,9 kg
Velocidad	3.000 rpm
Consumo	1.600 W
Diámetro abrasivo	235 mm



C/ Tibidabo 6 local izq.  
Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas  
601 41 40 22  
E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

pvp 752,00 €  
oferta  
**587 €**  
+ I.V.A.

## Recortadoras Mulhacén 3000 L



- Freno incorporado.
- Luz de alerta, para personas con insuficiencia auditiva.
- Tapa fácilmente accesible (apertura con bisagra).
- Fabricada en plásticos técnicos de alta resistencia.
- Exenta de corrosión. ● Disco lija con velcro.



Ref. 080093

pvp 796,95 €  
oferta  
**622 €**  
+ I.V.A.

Motor	1600 W
R.P.M.	3000
Tensión	230 V 50/60 Hz
Ventana	121 mm



Disco de Diamante  
Ref. 080095

pvp 1.216,74 €  
oferta  
**949 €**  
+ I.V.A.

## Recortadoras RH 1.500 y 3.000 "clasica"



- Fabricadas totalmente en aluminio



Disco de carburo de silicio  
1.500 rpm. Ref. 080080

pvp 1.022,67 €  
oferta  
**798 €**  
+ I.V.A.




Disco de carburo de silicio  
3.000 rpm. Ref. 080082

pvp 1.079,20 €  
oferta  
**842 €**  
+ I.V.A.

Disco de Diamante  
1.500 rpm. Ref. 080081

pvp 1.542,42 €  
oferta  
**1.203 €**  
+ I.V.A.



Referencia	080080-81	080082-83
Potencia	800 W	1200 W
Ø Disco	250-254	250-254

Disco de Diamante  
3.000 rpm. Ref. 080083

pvp 1.594,47 €  
oferta  
**1.244 €**  
+ I.V.A.

## Decantadoras de polipropileno



- La suciedad queda recogida en una bolsa de plástico.

Ref. 080085

Ref.	080085	080087
Alto	465 mm	345 mm
Diámetro	400 mm	350 mm
Capacidad	19 l	14 l
Peso	3,2 kg	2,2 kg

Ref. 080087



pvp 349,87 €  
oferta  
**273 €**  
+ I.V.A.

pvp 300,38 €  
oferta  
**234 €**  
+ I.V.A.

## Recortadora de interiores

Ref. 080102



- Potente motor de 1/3 CV.
- Se suministra con 1 fresa de corte de 12 dientes en metal duro.



Alto	300 mm
Ancho	275 mm
Fondo	275 mm
Peso	11 kg
RPM	2850

pvp 1.111,76 €  
oferta  
**867 €**  
+ I.V.A.

**MESTRA**

Oferta válida del 1 de enero al 26 de marzo de 2023 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!  
www.mestra.es

# ESPECIAL LABORATORIO

## Chorro de arena **Cosmos**

Ref. 080233



- Arenadora de reciclaje y precisión.
- Chorro fijo, con boquilla de carburo de boro de 3 mm.
- Lápices móviles con boquillas de 1 y 1,25 mm.
- Soplador aire.
- Pedal.

Alto	550 mm
Ancho	430 mm
Fondo	500 mm
Peso	20 kg
Consumo máx. aire	90 l/min a 5 bar
Presión de trab.	2 a 5 atm



- Depósitos de chorreado incluidos

pvp 2.599,96 €

oferta

**2.028 €**

+I.V.A.

## Chorro de arena **Galaxy**

Ref. 080235



- Boquilla de carburo de boro de 3 mm.
- Chorro automático y manual.

Alto	450 mm
Ancho	430 mm
Fondo	395 mm
Peso	10 kg
Consumo máx. aire	90 l/min a 5 bar
Presión de trab.	2 a 5 atm



pvp 2.305,39 €

oferta

**1.798 €**

+I.V.A.

## Chorro de arena **Plutón**

Ref. 080253



Fondo 235 mm



- 2 Lápices móviles
- 1 Pedal
- Lámpara LED

pvp 993,88 €

oferta

**775 €**

+I.V.A.


Peso	6,100 kg
Consumo aire	80 l/min
Presión de trabajo	2 a 5 atm

## Chorros de arena **Terra I, II y Terra III**

Ref. 080296



Tamaño y ergonomía superior al conocido T2 y T3



pvp 1.274,36 €

oferta

**994 €**

+I.V.A.

pvp 864,54 €

oferta

**674 €**

+I.V.A.

pvp 1.088,66 €

oferta

**849 €**

+I.V.A.

Ref. 080294

## Chorro de arena **Constellation "Practic"**

Ref. 080259



Alto	315 mm
Ancho	440 mm
Fondo	390 mm
Peso	12,5 kg
Consumo aire	80 l/min
Presión de trabajo	2 a 5 atm

pvp 1.114,26 €

oferta

**869 €**

+I.V.A.

Pintado

## Chorros de arena **Constellation III y IV**



Pintura epoxi

Acero Inoxidable

pvp 1.793,07 €

oferta

**1.399 €**

+I.V.A.

Ref. 200264

Ref. 200263

pvp 1.665,01 €

oferta

**1.299 €**

+I.V.A.

pvp 1.921,17 €

oferta

**1.499 €**

+I.V.A.

Ref. 080264

Ref. 080263

pvp 1.793,07 €

oferta

**1.399 €**

+I.V.A.

315 mm	510 mm
440 mm	15,5 kg

**MESTRA**

Oferta válida del 1 de enero al 26 de marzo de 2023 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!  
www.mestra.es

# ESPECIAL LABORATORIO

## Chorros de arena Eclipse II, Eclipse II-T y Automatic



Familia de chorreadoras de atractivo diseño fabricada en ABS de alta resistencia. 3 modelos diferentes, capaces de satisfacer cualquier necesidad en el laboratorio dental:

**Eclipse II:** Chorreadora clásica de 2 vasos especializada en microchorreado.

**Eclipse II T:** Similar a la anterior, pero con una pistola fija, además de tolva de gran capacidad.

**Eclipse Automatic:** Los esqueleticos se depositan en una cesta que gira por la acción del motor. La boquilla de soplado es orientable en las tres dimensiones del espacio. La cesta se desmonta fácilmente para la preparación de los trabajos, y dispone de una tolva de gran capacidad.

**NEW**

Ref. 080220

pvp 991,10 €  
oferta**773** €  
+I.V.A.

C/ Tibidabo 6 local izq.  
Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas  
E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

Referencia	080220	080228	080218
Alto	330 mm	490 mm	430 mm
Ancho	360 mm	360 mm	320 mm
Fondo	450 mm	450 mm	310 mm
Peso	5,7 kg	7,7 kg	5,5 kg
Consumo Aire	80 l/min	100 l/min	90 l/min
Presión de trabajo	2 a 5 atm	2 a 5 atm	2 a 5 atm
Luz interior	LED	LED	LED

Ref. 080228

pvp 1.275,00 €  
oferta**995** €  
+I.V.A.**NEW**

Ref. 080218

pvp 1.049,40 €  
oferta**819** €  
+I.V.A.

## Cabina de repaso Eclipse

Ref. 080216

**NEW**

- Lámparas LED de alta luminosidad.
- Ausencia de sombras en el interior
- Posición de trabajo ergonómica.
- Óptima absorción del polvo mediante una aspiración externa (no incluida)
- Fácil limpieza.
- El modelo **Orion**, incluye una astillera en el interior con soporte para micromotor.



Alto	275 mm
Ancho	360 mm
Fondo	330 mm
Peso	2,8 kg
Luz interior	LED

pvp 446,00 €  
oferta**348** €  
+I.V.A.

Acoplamiento a una astillera tipo Jeb



- 1) Extraer tubo en codo (salida trasera).
- 2) Colocación tubo astillera.

## Caja de trabajo ORION

Ref. 080214



Alto	300 mm
Ancho	360 mm
Fondo	330 mm
Peso	2,6 kg
Luz interior	LED

pvp 446,00 €  
oferta**348** €  
+I.V.A.

**MESTRA**

Oferta válida del 1 de enero al 26 de marzo de 2023 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!  
www.mestra.es

# ESPECIAL LABORATORIO

HP-100  
Ref. 080148HP-50  
Ref. 080144HP-25  
Ref. 080142

## Hornos de precalentamiento



• Permiten almacenar 20 programas en memoria.



	HP-100	HP-50	HP-25	HP-50 C	50-D
Alto (mm)	525	500	465	500	440
Ancho (mm)	440	375	335	375	375
Fondo (mm)	490	405	340	405	405
Peso	57 kg	40 kg	30 kg	40 kg	38 kg
Cap. en l.	10,6 l	4,8 l	2,7 l	4,8 l	4,8 l
Nº clin. 80 Ø	8-12	4-6	2-3	4-6	4-6

pvp 3.904,10 €  
oferta  
**3.045 €**  
+ I.V.A.pvp 3.121,23 €  
oferta  
**2.435 €**  
+ I.V.A.pvp 2.753,29 €  
oferta  
**2.148 €**  
+ I.V.A.Modelo **concept**HP-50 c  
Ref. 080134pvp 2.770,85 €  
oferta  
**2.161 €**  
+ I.V.A.

• Permite almacenar: 4 programas en memoria y 1 directo.

DIRECTO 50-D  
Ref. 080130pvp 2.541,24 €  
oferta  
**1.982 €**  
+ I.V.A.

## Catalizador de humos

Ref. 080124



Alto	380 mm
Ancho	145 mm
Fondo	185 mm
Peso	5,3 kg
Potencia	600 W
Fusible	4 A

pvp 800,67 €  
oferta  
**625 €**  
+ I.V.A.

## Desencerador de cilindros

Ref. 080068

**¡Ahorre Cera!**  
Gracias a la bandeja inferior se recupera la cera pudiéndose reutilizar.

Alto	245 mm
Ancho	400 mm
Fondo	230 mm
Peso	5 kg

pvp 626,76 €  
oferta  
**489 €**  
+ I.V.A.

Elimina la cera de los cilindros por medio del vapor de agua, antes de introducirlos en el horno, evitando humos y malos olores producidos por la combustión de la cera.

## Horno de cerámica

Ref. 100249



• Bomba de vacío incluida



Alto	426 mm
Ancho	320 mm
Fondo	392 mm
Peso	24 kg
Max working V.	-97 KPa
Alimentación	AC 220 V ±10%, 50 Hz, 15 A
Consumo	1.5 KVA ±10%

pvp 4.934,14 €  
oferta  
**3.849 €**  
+ I.V.A.

## Horno de secado

Ref. 080118



Un problema recurrente que presentan las planchas para termomoldeo dental, es la acumulación de humedad. El tipo de plástico usado en estos productos tiene naturaleza porosa y es propenso a acumular en sus poros donde se acumula la humedad ambiental. Posteriormente, y durante el calentamiento de la plancha, la humedad se transforma en vapor de agua y la presión de este vapor estira el material generando burbujas. Aunque un empaquetado bien hermético puede mitigar este desagradable efecto, la experiencia demuestra que, con el tiempo, la humedad termina penetrando. Especialmente después de haber desprendido el paquete de planchas. Lamentablemente no existe un método sencillo que permita eliminar la humedad de las placas una vez contaminadas, o que pueda mantener seca la plancha hasta su utilización. Esta nueva herramienta fiable presentada hoy en día en el mercado es el horno de secado R-080118 de MESTRA. Además de para el secado y mantenimiento de planchas de termomoldeo, este aparato se puede emplear en el secado de modelos de escayola; acelerar los tiempos de curado y secado de composites; precalentamiento de algunos materiales para que se reblandezcan y resulte más sencillo trabajarlos; precalentamiento de instrumentos, etc.

- Extrae la humedad y mantiene secas las láminas de termomoldeo. Para evitar la formación de burbujas.
- Acelera los tiempos de curado y secado de composites.
- Secado de instrumentos.
- Secado de modelos de escayola, etc.
- Un ventilador hace circular el aire caliente produciendo un secado uniforme.
- 6 bandejas de acero inoxidable.
- Carcasa de acero inoxidable.
- Temporizador de 24 horas.

Alto	310 mm
Ancho	340 mm
Fondo	450 mm
Peso	8,3 kg
Tensión	220-240 V 50/60 Hz
Consumo	550-650 W
Rango de temp.	35-75°C

pvp 315,88 €  
oferta  
**246 €**  
+ I.V.A.

**MESTRA**


Oferta válida del 1 de enero al 26 de marzo de 2023 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!  
www.mestra.es

# ESPECIAL LABORATORIO

## Olla Polimerizadora automática

Ref. 030425

**AUTOPOL**  
*Geisser*

Presión	2 bar
Temp. máxima	100°C
Volumen cuba	6 l
Potencia calentamiento	600 W

CERTIFICADO por TÜV Rheinland®  
Certificado de tipo  
Nº PED.BD.000011  
Directiva 2014/68/UE (equipos a presión)

pvp 1.340,96 €  
oferta**1.046 €**  
+I.V.A.

350 mm  
400 mm  
360 mm  
5 Kg  
Medidas interiores: Ø 220 x 160 mm alto



## Olla Polimerizadora neumática

Ref. 030420



235 mm  
420 mm  
245 mm  
2,4 kg

Medidas interiores:  
Ø 220 x 170 mm alto

Presión máxima	2 bar
Temp. máx.	60°C
Volumen cuba	6 l

pvp 376,59 €  
oferta**294 €**  
+I.V.A.

## Polimerizadora a presión Poli-Plus

Ref. 080460



Alto	320 mm
Ancho	310 mm
Fondo	395 mm
Peso	20 kg
Temp. máx.	135°C
Presión máx. trabajo	6,5 bar
Capacidad cuba	Ø 135 ↑ 115 mm ↓

pvp 3.250,41 €  
oferta**2.535 €**  
+I.V.A.

## Mufla de vertido para resinas

Ref. 020202

pvp 98,90 €  
oferta**77 €**  
+I.V.A.

## Lava-polimerizadora



	R-080060	R-080407	R-080400
Alto (con pomo)	450 mm	510 mm	480 mm
Ancho (con llave)	635 mm	420 mm	270 mm
Fondo	405 mm	500 mm	480 mm
Peso	34 kg	20 kg	15 kg

Ref. 080060

pvp 4.757,61 €  
oferta**3.711 €**  
+I.V.A.

Polimerización:  
12 muflas  
Escaldado:  
6 muflas abiertas



## Polimerizadora M-9, M-18 POLI Magic

Polim. M-9  
Ref. 080400pvp 2.213,50 €  
oferta**1.727 €**  
+I.V.A.

Para 9 muflas  
con brida  
030390

Polim. M-18  
POLI Magic  
Ref. 080407pvp 2.411,16 €  
oferta**1.881 €**  
+I.V.A.

Para 18 muflas  
con brida  
030390





**MESTRA**

Oferta válida del 1 de enero al 26 de marzo de 2023 (IVA no incluido)



¡Síguenos en nuestras redes sociales!  
www.mestra.es

# ESPECIAL LABORATORIO

## Box - Pulidora con aspiración y luz de led Ref. 080500



Alto	500 mm
Ancho	800 mm
Fondo	500 mm
Peso	58 kg
RPM	1500/3000
Ruido	67 dB

pvp 4.457,81 €  
oferta **3.477 €**  
+I.V.A.



## Box con aspiración para pulido Ref. 080502



- Fabricada en polipropileno de alta resistencia

Alto	500 mm
Ancho	800 mm
Peso	500 mm
Weight	30 kg
Aspir. aprox.	500 m³/h
Ruido	67 dB

pvp 2.353,26 €  
oferta **1.836 €**  
+I.V.A.

## Mini Box - Pulidora Ref. 080508



- Cepillos no incluidos

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación	230 V 50-60 Hz
Potencia	200 W
R.P.M.	2.000-7.000

- Conexión a aspiración.
- Iluminación LED.
- Viseras de protección.
- Interruptor de seguridad.

pvp 719,25 €  
oferta **561 €**  
+I.V.A.

## Electropulidora 2 velocidades Ref. 080162



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación	230 V 50-60 Hz
Potencia	500 W
R.P.M.	1500-3000



pvp 736,06 €  
oferta **574 €**  
+I.V.A.

## Electropulidoras

### Pantalla para Pulidora

R-080210 Totalmente de goma lo que evita la posible rotura de la pieza por escape.


pvp 106,06 €  
oferta **83 €**  
+I.V.A.



R-100274  
1 velocidad  
oferta **225 €**  
+I.V.A.




pvp 474,88 €  
oferta **370 €**  
+I.V.A.



R-080162  
2 velocidades

pvp 567,48 €  
oferta **443 €**  
+I.V.A.



R-100276 velocidad variable  
oferta **205 €**  
+I.V.A.



R-080164  
velocidad variable



pvp 282,07 €  
oferta **220 €**  
+I.V.A.

## Pasta de pulir (alto brillo)

Ref. 104852  
PASTA PULIR VERDE  
SUPER ACABADO METALES  
DUROS (cromo, platino)  
132 g.

pvp 5,83 €  
oferta **5 €**  
+I.V.A.

Ref. 104854  
PASTA PULIR BLANCO  
ACABADO METALES Y  
PLÁSTICOS - 115 g.

pvp 4,66 €  
oferta **4 €**  
+I.V.A.

Ref. 104856  
PASTA DE PULIR AZUL  
SUPER ACABADO METALES  
Y ALGUNOS PLÁSTICOS  
115 g.

pvp 4,66 €  
oferta **4 €**  
+I.V.A.



C/ Tibidabo, local 17B - 3 líneas  
Teléfono: 954 655 222 - 601 41 40 22  
E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

**MESTRA**

Oferta válida del 1 de enero al 26 de marzo de 2023 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!  
www.mestra.es

# ESPECIAL LABORATORIO

## Máquina de termoconformado

Ref. 080542

**NEW**

Alto	310 mm
Ancho	275 mm
Fondo	260 mm
Peso	4,6 kg
Tensión	220 V 50/60 Hz
Potencia	925 W

- Para planchas cuadradas y redondas

Planchas  $\square$  de 120 a 130 mm  
Planchas  $\circ$  134 mmpvp 767,66 €  
oferta**599 €**  
+I.V.A.

## Termoconformadora por presión

Ref. 080543

**NEW**

Alto	410 mm
Ancho	545 mm
Fondo	260 mm
Peso	15 kg
Alimentación	220-240 V 50/60 Hz
Consumo	450 W
Presión	4-6 bar

La fuerte presurización permite un moldeado preciso, independientemente del recorte del modelo, así como diversos grosores (0.5 a 4.0 mm) y se pueden usar láminas cuadradas y redondas (127, 125, 120 mm).

pvp 2.856,70 €  
oferta**2.228 €**  
+I.V.A.

## Selladora de bolsas automática

Ref. 080435

**NEW**

- Sistema de calentamiento rápido para un sellado perfecto.
- La temperatura de sellado puede ser regulada por el usuario.
- Su impresora integrada permite marcar los registros obtenidos, para una correcta trazabilidad.
- Conforme a las normas: ISO11607-2: 2006 y EN 868-5-2009



Dimensiones	575 x 235 x 202 mm. alto
Peso	16.450 kg
Velocidad de sellado	10 m/ minuto
Temperatura	100-20-40-60-80-200 °C
Presión de sellado	85 N
Potencia	500 W

Rodillo Opcional Ref. 080436

pvp 2.782,50 €  
oferta**2.170 €**  
+I.V.A.

## Selladora de bolsas

Ref. 080433



Bobinas no incluidas

Alto	210 mm
Ancho	430 mm
Fondo	335 mm
Peso	6,5 kg
Tensión	230 V 50/60 Hz
Potencia	100 W

- Longitud sellado 305 mm
- Anchura sellado 12 mm

pvp 378,65 €  
oferta**265 €**  
+I.V.A.

## Bolsas para selladoras (con autocierre)

**NEW**

\*Consulte precios al distribuidor

C/ Tibidabo 6 local izq.  
Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas  
E-mail: info@dentalmorilla.es**NEW**

Ref. 080448	5 x 24 cm
Ref. 080449	7 x 26 cm
Ref. 080450	9 x 26 cm
Ref. 080452	14 x 28 cm
Ref. 080454	19 x 36 cm
Ref. 080456	25 x 40 cm
Ref. 080457	30 x 40 cm
Ref. 080458	30 x 45 cm
Ref. 080459	5,7 x 13 cm

- Bolsas (200 unidades)

## BOBINAS para selladoras

Ref. 080441	5 cm x 200 m
Ref. 080442	7,5 cm x 200 m
Ref. 080443	10 cm x 200 m
Ref. 080444	15 cm x 200 m
Ref. 080445	20 cm x 200 m
Ref. 080446	25 cm x 200 m
Ref. 080447	30 cm x 200 m

Producto Sanitario Clase I  
(directiva 93/42/CEE)  
Conforme a las normas  
ISO 11607-1:2017 y  
EN 868-5:2009.

**MESTRA**

Oferta válida del 1 de enero al 26 de marzo de 2023 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!  
www.mestra.es

# ESPECIAL LABORATORIO

## Lámparas polimerizadoras

Ref. 100035

Ref. 100037

**NEW**

R-100035 - R-100037

Alto	115 mm	107 mm
Ancho	215 mm	200 mm
Fondo	295 mm	285 mm
Peso	2 kg	1.2 Kg
Voltaje	230 V	240 V
Potencia	40 W	65 W
Nanómetros	350/400	320/500 Peak 405

● Lámpara LED, válida para la inmensa mayoría de materiales

pvp 363,33 €  
oferta  
**283 €**  
+ I.V.A.pvp 406,11 €  
oferta  
**317 €**  
+ I.V.A.

## Lámpara polimerizadora "Sun Beam"

Ref. 080550



Alimentación	230 V 50/60 Hz
Espectro	280/550 nm
Rango de tiempos	3/20 min
6 lámparas	3 mod. 9 W/78 UVA y 3 mod. 9W/71 UVA
Consumo	54 W

315 mm  
210 mm  
233 mm  
6,1 kgpvp 1.571,20 €  
oferta  
**1.226 €**  
+ I.V.A.

## Baños de ultrasonidos: de 5,8 l y 2,8 l



- Temperatura.
- Desagüe.
- Cesta metálica
- Fabricados en Acero Inoxidable.

290 mm  
180 mm  
365 mm  
5,4 Kgpvp 552,16 €  
oferta  
**431 €**  
+ I.V.A.C/ Tibidabo 6 local izq.  
Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas  
601 41 40 22  
E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es245 mm  
165 mm  
300 mm  
3,9 Kg

Ref. 100150

pvp 400,38 €  
oferta  
**312 €**  
+ I.V.A.

## Baño de ultrasonido Calipso

Ref. 080422



Alto	220 mm
Ancho	425 mm
Fondo	270 mm
Peso	4,5 kg
Cap. cuba	4 l
Frecuencia	40 kHz

Incluye:  
● Cesta de acero inoxidable. ● Vaso de cristal.  
● Pinzas limpiafresas. ● Temperatura. ● Desagüe.pvp 1.326 €  
oferta  
**1.034 €**  
+ I.V.A.

## Baño de ultrasonidos: de 2,5 l y 1,4 l

Ref. 100140



	R-100140	R-100141
Alto	204 mm	162 mm
Ancho	314 mm	225 mm
Fondo	243 mm	240 mm
Peso	3.07 kg	1.94 kg
Capacidad	2500 ml máx. 2100 ml	1400 ml máx. 1000 ml

pvp 308,70 €  
oferta  
**241 €**  
+ I.V.A.

Ref. 100141

pvp 200,54 €  
oferta  
**156 €**  
+ I.V.A.



MESTRA® by



## Articulador tipo arcon Arquimedes profesional

(semiajustable) **A7 PLUS**

Ref. 010099

Articulador + Estuche

Estructura robusta hecha en aluminio, garantizando mayor estabilidad. Diseño que proporciona mayor visibilidad.

- Semiajustable / Arcón.
- Distancia intercondilar fija (110 mm).
- Guía condilar curva.
- Regulación de la guía condilar.
- Regulación del ángulo de Bennet.
- Traba en céntrica.
- Sistema de estabilización del movimiento de la guía condilar con conexión de silicona.
- Pin de apoyo de la rama superior en posición abierta.



pvp 249,22 €  
oferta  
**194 €**  
+ I.V.A.

## Articulador tipo arcon Arquimedes protrusal

(semiajustable) **A7 PLUS -E**

Ref. 010103

Articulador + Estuche

Similar al modelo Arquimedes Pro, posee guías condilares exclusivas en aluminio con ajuste milimétrico.

- Semiajustable / Arcón.
- Distancia intercondilar fija (110 mm).
- Regulación de la guía condilar.
- Regulación del ángulo de Bennet.
- Guía condilar plana.
- Sistema de trabamiento bilateral.
- Pin de apoyo de la rama superior en la posición abierta.
- Sistema estabilizador de los movimientos con guías.



Súper Oferta  
**285 €**  
+ I.V.A.

## Articulador tipo arcon 4.000 S

(semiajustable)

Ref. 010107

Articulador + Estuche

- Semi-ajustable / Arcón.
- Distancia intercondilar ajustable (eje expansor).
- Guía condilar curva.
- Reglaje del ángulo de la guía condilar.
- Reglaje del ángulo de Bennet.
- Estabilización para los movimientos de articulación (O-ring).



pvp 298,40 €  
oferta  
**233 €**  
+ I.V.A.

## Arquimedes Junior

(semiajustable) **A7 PLUS**

Ref. 010098

Articulador + Caja cartón

- Semiajustable / Arcón.
- Distancia intercondilar fija (110 mm).
- Guía condilar fija en la media 30°.
- Ángulo de Bennet fijo en la media 15°.
- Guía condilar curva.
- Sistema de estabilización magnético (embutido) para el movimiento de la guía condilar.
- Pin para soporte de la rama superior en posición abierta.



pvp 138,93 €  
oferta  
**108 €**  
+ I.V.A.

## Arco Facial Estandar

Ref. 010102-50

Producto Sanitario

El arco facial Estandar es un aparato utilizado para registrar la posición espacial de la arcada dentaria superior del paciente en relación al cráneo y transferir el registro para el articulador.

La transferencia del registro del paciente es realizada fijándose el arco facial completo en el articulador.



pvp 118,52 €  
oferta  
**92 €**  
+ I.V.A.

## Arco Facial Elite Ref. 010100-55

Producto Sanitario

El nuevo Arco Elite trae un sistema de articulación y fijación del tenedor que permite un registro más rápido para el profesional y cómodo para el paciente. Posee un conjunto de transferencia que elimina la necesidad del arco en el proceso de montaje de los modelos en el articulador, volviendo en proceso más práctico y estable. Su apoyo nasal con altura ajustable juntamente con el indicador infraorbital vuelve el registro aún más preciso. El arco es equipado con un sistema de deslizamiento suave (apertura y cerramiento) que facilita su manejo. Las aurículas son anatómicas, removibles y esterilizables químicamente.



pvp 246,80 €  
oferta  
**193 €**  
+ I.V.A.

## Articulador tipo arcon Arquimedes protrusal

(semiajustable) **A7 PLUS-E**  
+ Arco Facial Estándar

Ref. 010104

Súper Oferta  
**330 €**  
+ I.V.A.

## Articulador tipo arcon Arquimedes protrusal

(semiajustable) **A7 PLUS-E**  
+ Arco Facial Elite

Ref. 010106



## Articulador tipo arcon Arquimedes profesional

(semiajustable) **A7 PLUS**  
+ Arco Facial Estándar

Ref. 010102

Súper Oferta  
**265 €**  
+ I.V.A.



Súper Oferta  
**450 €**  
+ I.V.A.

# Súper Oferta

**MESTRA**


Oferta válida del 1 de enero al 26 de marzo de 2023 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!  
www.mestra.es


# ESPECIAL LABORATORIO

## Mesas para 1 y 2 puestos de trabajo

Mesas de trabajo de muy alta calidad. El montaje es sencillo. Cuentan con todos los elementos y accesorios para el trabajo en entornos dentales: enchufes, balda/repisa, cajones, mantel-sufridera de trabajo en inox., soplador de aire, etc. Además vienen con preinstalación para mechero de gas. Incorporan también una práctica astillera que encaja perfectamente con la caja de trabajo **Orión (Ref. 080214 de MESTRA)**, formando un conjunto compacto y completamente integrado. Las dimensiones y geometrías permiten la fácil incorporación de otros productos **MESTRA** (Aspiración Eolo, micromotores, lámparas de polimerización, etc.), creando un entorno de trabajo ergonómico y muy productivo.

**Ref. 100303**



(L) 720 x (W) 520 x (H) 1350 mm 70 kg



**NEW**

pvp 1.821,29 €  
oferta **1.730** €  
+I.V.A.

C/ Tibidabo 6 local izq.  
Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas  
601 41 40 22  
E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es


**Ref. 100304**

pvp 2.552,37 €  
oferta **2.425** €  
+I.V.A.

	Ref. 100303	Ref. 100304
Alto	910 mm	910 mm
Ancho	1160 mm	1760 mm
Fondo	650 mm	650 mm
Peso	55 kg	80 kg
Conexión	220 V	220 V

(L) 720 x (W) 520 x (H) 1940 mm 96 kg

**MESTRA**

Oferta válida del 1 de enero al 26 de marzo de 2023 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!  
www.mestra.es

# ESPECIAL LABORATORIO

## Mesa de trabajo Ref. 100301



Mesa de trabajo metálica con encimera de madera. El montaje es sencillo. Cuentan con todos los elementos y accesorios para el trabajo en entornos dentales: 2 enchufes, balda/repisa, cajón, etc.



C/ Tibidabo 6 local izq.  
Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas  
E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

pvp 777,56 €  
oferta  
**606 €**  
+I.V.A.

(L) 900 x (W) 600 x (H) 860 mm 16 kg


**DENTAL MOTILLA S.L.**

## Mesa de trabajo Ref. 100301 K2



- Mesa metálica, encimera de madera.
- Silla para puesto de trabajo.
- Pulidora + 2 bandejas.
- Micromotor.
- Lámpara LED

- OBSEQUIO:**
- Lupa de mesa.
  - Fresero magnético.



pvp 2.203 €  
oferta  
**1.718 €**  
+I.V.A.

(L) 950 x (W) 610 x (H) 100 mm 63 kg

### Silla Puesto de trabajo Ref.100300

Ruedas con frenado de seguridad Normativa Europea (EN 1335-2:2009)

Permite 4 regulaciones diferentes: altura e inclinación del asiento y altura y ángulo de inclinación del respaldo.



Ref. 100297

Sin ruedas

**NEW**

Un movimiento de elevación

pvp 244,86 €  
oferta  
**191 €**  
+I.V.A.



Ref. 100298

Con ruedas

pvp 244,86 €  
oferta  
**191 €**  
+I.V.A.

## Sillas puesto de trabajo

Sillas de trabajo especialmente diseñadas para el laboratorio dental. Cómodas, ergonómicas y de fácil limpieza. Premite 1 regulación de altura del asiento. Con esta regulación es muy sencillo encontrar la postura de trabajo ideal, independientemente de la altura o de la constitución física del usuario. El material empleado en su fabricación es poliuretano esponjoso en color negro. Este material permite conjugar, debido a su flexibilidad, propiedades y textura, un excelente confort al tiempo que resulta muy fácilmente lavable y resistente al desgaste propio del uso.

Ref. 100297 Ref. 100298

Altura máxima asiento	660 mm	555 mm
Altura mínima asiento	460 mm	420 mm
Fondo asiento	450 mm	450 mm
Ancho asiento	460 mm	460 mm
Peso	9 kg	8 kg

## Silla puesto trabajo Ref. 100299

Ref. 100299

**NEW**

Permite 4 regulaciones diferentes: altura e inclinación del asiento y altura y ángulo de inclinación del respaldo.

Ruedas con frenado de seguridad (EN 1335-2:2009)

### CARACTERISTICAS

Altura máx.	995 mm
Altura mín.	855 mm
Fondo	582 mm
Ancho	582 mm
Peso	10,33 kg

pvp 291,50 €  
oferta  
**227 €**  
+I.V.A.



## Silla puesto trabajo Ref. 100300

Ref. 100300

Permite 4 regulaciones diferentes: altura e inclinación del asiento y altura y ángulo de inclinación del respaldo.

### CARACTERISTICAS

Altura máx. asiento	515 mm
Altura mín. asiento	390 mm
Fondo asiento	420 mm
Ancho asiento	420 mm
Peso	9 kg

(L) 610 x (W) 610 x (H) 325 mm 10,5 kg



Ruedas con frenado de seguridad (EN 1335-2:2009)

pvp 313,91 €  
oferta  
**245 €**  
+I.V.A.

**MESTRA**

Oferta válida del 1 de enero al 26 de marzo de 2023 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!  
www.mestra.es

# ESPECIAL LABORATORIO

## Mezcladoras de vacío

Iris 2 Ref. 080516 - evolution Ref. 080517 - evolution II inverter Ref. 080517 E



Ref. 080516

pvp 1.122,66 €

oferta

**876 €**

+I.V.A.



Ref. 080517

pvp 1.158,10 €

oferta

**903 €**

+I.V.A.



Ref. 080517 E

pvp 214,15 €

oferta

**167 €**

+I.V.A.

7,5 kg

**Pie de sujeción opcional**

Ref. 080519

650 mm

270 mm

**CARACTERISTICAS TECNICAS**

Modelo:	Iris 2	Iris 2 evolution	Iris 2 evolution II
Rango de tiempos	0/120"	0/300"	0/300"
Rpm. y giro	240 ↻	100-400 ↻	100-400 ↻↻
Potencia	100 W	100 W	100 W

350 mm

205 mm

155 mm

4,8 kg

## Dosificadora Boomerang Precision II de agua-escayola

Ref. 080592

Ahorre entre un 20% y un 40% de escayola



Tanque almacenamiento Ref. 080590-03

Soporte Ref. 080591-02

Consumibles Husillo (2 u.) Ref. 080590-43

**NEW**

Versión optimizada de la dosificadora Boomerang, con una nueva bomba peristáltica más silenciosa, un algoritmo de pesado más preciso y un display alfanumérico retroiluminado que permite un manejo más intuitivo y sencillo. Basta con pulsar un botón para recibir una dosis lista para batir. Además de rapidez y precisión, otra de las grandes bazas del producto es el ahorro de materiales: cuando se dosifica a mano, la tendencia es a aumentar las dosis. Sin embargo, con la dosificadora Boomerang siempre conseguirá la dosis exacta, con el consiguiente ahorro que supone. Según nuestra experiencia y estimaciones, éste puede cifrarse entre el 25 y el 40 %, cifra nada desdeñable y que permite amortizar la máquina en poco tiempo. Cuenta con un control electrónico que permite alternar diferentes tipos de escayola (tipo II, III y IV) con sólo cambiar el tanque, programar ciclos, trabajar a proporción fija, etc. Se suministra con una taza de goma para batir escayola y una espátula de plástico. Incluye también un tanque de escayola extra (para poder alternar entre dos tipos) y un soporte de pared.



En caso de desgaste u obstrucción del husillo dosificador, es posible desmontarlo y sustituirlo en menos de dos minutos, sin que se requiera ningún tipo de conocimiento mecánico ni ninguna herramienta. Bastan las manos. En el peor de los casos, el conjunto del tanque es un elemento muy económico reemplazable por el propio usuario. Se convierten así en rutinarias labores de mantenimiento o averías que en otras máquinas resultan muy costosas.

pvp 1.418,35 €

oferta

**1.106 €**

+I.V.A.

**CARACTERISTICAS TECNICAS**

Altura	700 mm
Ancho	350 mm
Fondo	430 mm
Tensión	230 V 50/60 Hz
Potencia	70 W
Tanque grande	5 l
Tanque pequeño	2 l
Peso	7,5 kg

L) 490 x (W) 460 x (H) 480 mm 9 kg

**DENTAL MOTILLA S.L.**

C/ Tibidabo 6 local izq.  
Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas  
601 41 40 22  
E-mail: info@dentalmotilla.es



**MESTRA** Oferta válida del 1 de enero al 26 de marzo de 2023 (IVA no incluido)



¡Síguenos en nuestras redes sociales!  
www.mestra.es

# ESPECIAL LABORATORIO



## Unidad de aspiración Eolo plus

Ref. 080532

El motor puede reemplazarse en menos de 1 minuto\*

\*Ver Video

<https://www.youtube.com/watch?v=c6ZctHpLUEM>



Alto	585 mm
Ancho	210 mm
Fondo	500 mm
Peso	17 kg
Potencia	900 W
Ruido	65 dB

pvp 1.418,13 €  
oferta  
**1.106 €**  
+ I.V.A.



## Decantador de polvo Ciclón Ref. 080535

● Recoge más del 99% del polvo y suciedad.

Alto	550 mm
Ancho	160 mm
Fondo	200 mm
Peso	2 kg



pvp 310,50 €  
oferta  
**242 €**  
+ I.V.A.

## Aspiración Gemini

Ref. 080539



633 mm  
433 mm  
406 mm  
10,4 kg

Referencia	080539	080538
Voltage	230 V	230 V
Motor	1200 W (2 etapas)	1150 W
Ruido	68 dB	68 dB
Capacidad	36 l	9,5 l
Potenciómetro	650 - 1200 W	650 - 1150 W
Detección a partir de:	100 W	100 W
Aspiración de:	Sólidos y líquidos	Sólidos y líquidos

pvp 509,86 €  
oferta  
**398 €**  
+ I.V.A.

## Aspiración Gemini mini

Ref. 080538



390 mm  
350 mm  
350 mm  
7,3 kg

pvp 461,10 €  
oferta  
**360 €**  
+ I.V.A.

## Electro vibradores

### Teide 1

Ref. 080021



197 mm  
227 mm  
265 mm  
5,5 kg

- 1 tipo vibración
- Potencia ajustable

pvp 437,97 €  
oferta  
**342 €**  
+ I.V.A.

### Teide

Ref. 080022



- 2 tipos vibración
- Potencia ajustable

pvp 456,45 €  
oferta  
**356 €**  
+ I.V.A.

### Teide Cima

Ref. 080024



- 5 tipos vibración
- Potencia y tiempo regulable

pvp 466,99 €  
oferta  
**364 €**  
+ I.V.A.

## Vibradores "clásico"

Ref. 080020



pvp 392,39 €  
oferta  
**306 €**  
+ I.V.A.

Referencia	080030	080025	080020	080010
Alto	100 mm	105 mm	105 mm	130 mm
Superficie de trabajo	120 mm Ø	220 x 160 mm	220 x 220 mm	370 x 275 mm
Peso	2,5 kg	6,2 kg	6,3 kg	13,200 kg

Ref. 080030



pvp 327,01 €  
oferta  
**255 €**  
+ I.V.A.

Ref. 080025



pvp 370,57 €  
oferta  
**289 €**  
+ I.V.A.

Ref. 080010



pvp 572,60 €  
oferta  
**447 €**  
+ I.V.A.



**MESTRA**

Oferta válida del 1 de enero al 26 de marzo de 2023 (IVA no incluido)



¡Síguenos en nuestras redes sociales!

www.mestra.es

# ESPECIAL LABORATORIO

## Cabina de Vaporización Altamira



Ref. 080600

Diseñado para funcionar en combinación con una máquina de limpieza por vapor.

- Amplia cámara de trabajo iluminada con sistema de aspiración.
- Fabricada en plástico de alta calidad.



Alto	570 mm
Ancho	520 mm
Fondo	490 mm
Consumo	140 W
Peso	24 kg

pvp 1.265,43 €

oferta

**987 €**

+I.V.A.

## Máquina de Vapor Ref. 100193

Con capacidad de cuba de 3 litros y presión de servicio de 3 atmósferas. La cuba está enteramente construida en Acero Inoxidable de alta calidad. La potente resistencia de caldeo permite alcanzar la presión de servicio en apenas unos minutos. Mediante una mirilla de visualización se tiene siempre conocimiento exacto del nivel de agua en la cuba. Para evitar calcificaciones en la caldera y aumentar la vida útil del aparato, la máquina debe ser alimentada con agua descalcificada, o mejor aún, destilada.



pvp 1.317,47 €

oferta

**1.028 €**

+I.V.A.



## Máquinas de vapor

Ref. 100195 Ref. 100196

Alto	290 mm sin soporte 685 mm con soporte plegado	280 mm sin soporte 660 mm con soporte plegado
Ancho	235 mm	400 mm
Fondo	295 mm	325 mm
Peso	11,3 kg	11,3 kg
Aliment.	220V 50 Hz	220V 50 Hz
Potencia	1.250 W	2.250 W
Presión Servicio	4 bar	4 bar
Cap. cuba	3,5 litros	5 litros

Debido a su abundante caudal de vapor seco, son Ideales para labores de limpieza en los laboratorios dentales. Ambos aparatos se suministran con un medidor de nivel de agua y un práctico embudo.



Ref. 100195

pvp 577,17 €

oferta

**450 €**

+I.V.A.



Ref. 100196

pvp 787,05 €

oferta

**614 €**

+I.V.A.

## Vaporeto estática

Ref. 100192



Alto	300 mm sin soporte 350 mm con soporte
Ancho	180 mm
Fondo	285 mm 380 mm con grifo
Peso	6,1 kg
Alimentación	230V 50 Hz
Potencia	1.300 W
Presión servicio	4 bar
Capacidad cuba	2 litros

Máquina generadora de vapor estático para laboratorio y clínica dental. Ideal para un uso intensivo y profesional. Construida enteramente en acero inoxidable.

pvp 524,70 €

oferta

**409 €**

+I.V.A.

## Lámpara de curado Sun Beam 3D

Ref. 150120



Alto	350 mm
Diámetro	255 mm
Peso	3 kg
Longitud de onda	LED 375 - 405 nm
Dimensiones útiles	Ø180 x 200 mm

pvp 591,48 €

oferta

**532 €**

+I.V.A.

## Agitador de resinas

Ref. 150130



Dispositivo para el agitado de botellas de resina. El movimiento es doblemente giratorio, por lo que la acción de mezcla es suave y altamente eficiente. Las características de la resina no se llegan a alterar debido a un movimiento excesivamente energético. Contar con una resina homogéneamente mezclada es indispensable para conseguir un excelente trabajo de impresión. La máquina es silenciosa y dispone de regulador de velocidad de giro.

Alto	103 mm
Ancho	253 mm
Fondo	480 mm
Peso	3.12 kg

pvp 392,2 €

oferta

**353 €**

+I.V.A.

**MESTRA**

Oferta válida del 1 de enero al 26 de marzo de 2023 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!  
www.mestra.es

# ESPECIAL LABORATORIO

## Calentador por inducción

Ref. 100009



- Con 2 sensores de proximidad

Alto	85 mm
Ancho	90 mm
Fondo	210 mm
Peso	530 gr

pvp 261,96 €  
oferta  
**204 €**  
+I.V.A.

## Espátulas electrónicas para modelar cera digital

Ref. 100007

- 1 espátula y 2 puntas diferentes

Alto	65 mm
Ancho	75 mm
Fondo	120 mm
Peso	650 gr.
Temp.	50-200°C



pvp 263,59 €  
Super oferta  
**164 €**  
+I.V.A.

Ref. 100008

- 2 espátulas y 6 puntas diferentes

Alto	70 mm
Ancho	150 mm
Fondo	120 mm
Peso	1,3 kg
Temp.	50-200°C



pvp 363,30 €  
Super oferta  
**213 €**  
+I.V.A.

## Calentadores de cera



R-080071 y R-080072			
Al. mm	An. mm	Fnd. mm	Peso
70	114	192	1,1 kg

Ref. 080071

1 recipiente

pvp 239,35 €  
oferta  
**187 €**  
+I.V.A.

Ref. 080072

4 recipientes

pvp 239,35 €  
oferta  
**187 €**  
+I.V.A.

## Calentadores de inmersión digital

Ref. 100126

1 recipiente

Alto	70 mm
Ancho	110 mm
Fondo	140 mm
Peso	480 gr
Temp.	50-120°C



pvp 213,71 €  
Super oferta  
**138 €**  
+I.V.A.

Ref. 100123

3 recipientes

Alto	74 mm
Ancho	200 mm
Fondo	140 mm
Peso	700 gr
Temp.	50-120°C



pvp 320,60 €  
Super oferta  
**231 €**  
+I.V.A.

• Temperatura independiente en cada cuba

## Calentador de cera de gran capacidad

Ref. 080075

• Con cuba teflonada

**396 €** (oferta)

Watermark: DENTAL MOTILLA S.L. (Ref. 080075)

Watermark: Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas, 601 41 40 22, www.dentalmotilla.com, mail: info@dentalmotilla.com

Watermark: FABRICADO EN ESPAÑA MESTRA DISEÑADO

## Calentador de composite

Ref. 080077



Altura	135 mm
Ancho	97 mm
Fondo	110 mm
Peso	0,742 kg
Temperaturas	40-50 y 70°C
Diámetro de agujeros	16 mm

Dispositivo para mantener caliente las jeringuillas de composite.

pvp 358,55 €  
oferta  
**280 €**  
+I.V.A.

## Máquina Soldadora de puntos

Ref. 100127



La máquina está controlada electrónicamente, lo que prácticamente elimina las chispas que normalmente se producen entre electrodos en las máquinas sin regulación. La potencia puede seleccionarse entre 30 niveles diferentes para adecuarse a los requerimientos de espesor del material que se desea soldar.

- Grosor de la unión: 0,2 mm a 1,8 mm

pvp 658,64 €  
oferta  
**514 €**  
+I.V.A.

160 mm
335 mm
220 mm

5,5 kg

## Paralelómetro

Ref. 050310

Pinza concéntrica, para vástagos de 2 mm.

**PIEZAS QUE INCORPORA:**

- Cuchilla para cera.
- Varilla analizante.
- Varilla con resalte de 0,25 - 0,50 - 0,75.
- Estuche con minas.

250 mm
168 mm
168 mm

4,2 kg



pvp 392,39 €  
oferta  
**306 €**  
+I.V.A.

**MESTRA**

Oferta válida del 1 de enero al 26 de marzo de 2023 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!  
www.mestra.es

# ESPECIAL LABORATORIO



## Prensa hidráulica

Ref. 030350



Piezas de desgaste construidas en acero bonificado y rectificado

Alto	530 mm
Ancho	230 mm
Fondo	225 mm
Peso	20 kg
Long. máx. pistón	25 mm
Potencia máx. recomendada	250 kg /cm <sup>2</sup>

pvp 925,00 €  
oferta  
**722 €**  
+I.V.A.



## Inyectora de poliamidas dentales

Ref. 080560



Alto	840 mm
Ancho	240 mm
Fondo	255 mm
Peso	29 kg
Tensión	230 V 50/60 Hz
Consumo	1.100 W
Presión	6/8 bars



pvp 4.151,25 €  
oferta  
**3.238 €**  
+I.V.A.



## Centrífuga de inducción Vestacast

Ref. 040061

Alto	360 mm
Ancho	565 mm
Fondo	640 mm
Peso	55,5 kg
Suministro agua	2 l/min (Aprox.)
Potencia fundido	2,6 kW; 100 kHz



pvp 9.795,79 €  
oferta  
**7.641 €**  
+I.V.A.

- Permite fundir metales hasta los 1.750 °C

## Centrífuga CEN motor SM2

Ref. 040064



Alto	330 mm
Ancho	600 mm
Fondo	560 mm
Peso	40 kg

- Para soplete
- Puede portar cilindros de hasta 100 mm. de diámetro.

pvp 3.499,14 €  
oferta  
**2.729 €**  
+I.V.A.

## Gel-Bat

Ref. 080510



DENTAL MOTILLA S.b.



pvp 3.516,80 €  
oferta  
**2.743 €**  
+I.V.A.

## Mezcladoras de gelatina

Referencia	080510	080511
Alto	500 mm	465 mm
Ancho	320 mm	330 mm
Fondo	320 mm	385 mm
Peso	15 kg	14 kg
Tensión Aliment. con toma a tierra	230 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz
Consumo aprox.	700 W	650 W
Velocidad rpm.	70-84	100
Capacidad	6 l	7 l



pvp 3.654,92 €  
oferta  
**2.851 €**  
+I.V.A.

## Aneto

Ref. 080512



Tibidabo 6 local izd. 3 áreas  
Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas  
601 41 40 22  
Email: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

**MESTRA**

Oferta válida del 1 de enero al 26 de marzo de 2023 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!  
www.mestra.es

# ESPECIAL LABORATORIO

## Micromotor de inducción Plus

Ref. 100280 (sin escobillas)



- Sistema control velocidad Mano/Pie.
- Autodiagnostico error.
- Almacenamiento funciones (trabajo en memoria).

Alto	182 mm
Ancho	96 mm
Fondo	207 mm
Peso	3,9 kg
RPM máx.	50.000
Torque	7,8 N.cm
Potencia	230 W

pvp 1.080,08 €  
oferta  
**842 €**  
+I.V.A.

## Micromotor de inducción y rodilla

Ref. 1002785 (sin escobillas)



Alto	230 mm
Ancho	95 mm
Fondo	270 mm
Peso	5,5 kg
Velocidad	50.000 rpm
Torque	7,8 N.cm
Peso caja control	3,1 kg
Peso pieza mano	365 g

pvp 1.006,94 €  
oferta  
**785 €**  
+I.V.A.

## Micromotor de escobillas

Ref. 100283



- Salida para 2 piezas de mano.
- Giro izquierda/derecha.
- Control suave de velocidad manual/pedal
- Protección automática de sobrecarga.

Caja control	Pieza de mano
Alto	113 mm
Ancho	130 mm
Fondo	190 mm
Peso	1,7 kg
RPM máx.	45.000
Torque	4,0 N.cm
Salida	DC 0-32 V
Diámetro	30 mm
Longitud	155 mm
Peso	0,24 kg

pvp 540,56 €  
oferta  
**422 €**  
+I.V.A.

## Verticulador Handy Basic

Ref. 130100

Potente herramienta que encaja en multitud de trabajos de prótesis dentales, para elaborar o para diseñar: sobreimplantes, híbridas, prótesis fija, removible, cargado de composites o cerámica, rebases, composturas, prótesis provisionales, etc...



pvp 345,91 €  
oferta  
**311 €**  
+I.V.A.

## Pulidor Electroquímico



Tensión de alimentación	230 V 50/60 Hz
Tensión secundaria	16 V
Intensidad máx. / Disyuntor	10 A
Temporizador	0-30 min
Cap. cuba	2 l
Ø x altura cuba	160 x 145
Peso cuba	1,2 kg



pvp 1.259,59 €  
oferta  
**982 €**  
+I.V.A.

## Pulidor electrolítico Digital

Ref. 100293

- Sólido y de reducidas dimensiones.

Con sistema integrado de agitación por aire



Altura	145 mm
Ancho	210 mm
Fondo	250 mm
Peso	1,9 kg
Tensión	240 V 50/60 Hz
Consumo	100 W

pvp 730,98 €  
oferta  
**570 €**  
+I.V.A.

## Vaso para chorreado automático de estructuras metálicas

Ref. 050586



(L) 49 x Ø 33 mm 0,01 kg

pvp 43,52 €  
oferta  
**34 €**  
+I.V.A.

## Martillo neumático

Ref. 050550



Largo	140 mm
Presión utilización	2-6 atm
Tubo conexión	6 mm
Peso	185 gr

- Ergonómico.
- Ligero.
- Duradero.
- Económico.
- Transmite poca vibración a la mano.
- Incluye 3 cinceles de diferentes tamaños.

pvp 371,86 €  
oferta  
**290 €**  
+I.V.A.

**MESTRA**

Oferta válida del 1 de enero al 26 de marzo de 2023 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!  
www.mestra.es

# ESPECIAL LABORATORIO

## Perforadora de pines Atlas

Ref. 080610



- Se suministra con 2 fresas: 1,85 mm y 1,95 mm. Ø

Alto	530 mm
Ancho	230 mm
Fondo	225 mm
Longitud máx. pistón	25 mm
Max. presión	250 kg /cm <sup>2</sup>
Peso	20 kg

pvp 1.001,31 €  
oferta  
**781 €**  
+I.V.A.

## Cortadora de Muñones Ref. 080614



Alto	290 mm
Ancho	223 mm
Fondo	260 mm
Peso	6,310 kg
Potencia	200 W
R.P.M.	6.000
Tensión	220-240 V 50-60 Hz

pvp 1.187,26 €  
oferta  
**926 €**  
+I.V.A.

## Planchas de base fotopolimerizables rosas

(caja 50 u.)



Con las planchas de base **MESTRA** se confeccionan planchas de mordida para la elaboración de montajes en cera. Debido a su ligera transparencia pueden percibirse marcas en el modelo.

pvp 42,16 €  
oferta  
**38 €**  
+I.V.A.

Espesores: 2,2 - 2,4 Ref. 130320  
Espesores: 1,4 Ref. 130322

## Megatray Planchas de base fotopolimerizables rosas

(caja 50 u.)



Con las planchas de base **Megatray** se confeccionan planchas de mordida para la elaboración de montajes en cera. Debido a su ligera transparencia pueden percibirse marcas en el modelo.

pvp 47,16 €  
oferta  
**42 €**  
+I.V.A.

Espesores: 2,2 - 2,4 Ref. 130320  
Espesores: 1,4 Ref. 130334

## Líquido para baño electrolítico (1 y 5 litros)



Listo para su uso. Apropriado para cualquier aparato de pulido electrolítico.

Producto de gran calidad. Se ha formulado para reducir al mínimo su oxidación cuando se siguen las medidas de seguridad y recomendaciones de uso. Embotado junto a baños electrolíticos del tipo dental y joyería, la calidad conseguida es excelente. Además, permanece sin degradarse durante muchos ciclos de uso. Su textura viscosa evita las salpicaduras y facilita mucho la limpieza de los restos que se derraman por accidente.



Ref. 130350

pvp 12,60 €  
oferta  
**11 €**  
+I.V.A.



Ref. 130351

pvp 53,55 €  
oferta  
**48 €**  
+I.V.A.

Atención al cliente: 6 local izq. Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas 601 40 40 22 E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

**MESTRA**

Oferta válida del 1 de enero al 26 de marzo de 2023 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!  
www.mestra.es

# ESPECIAL LABORATORIO

## Bandeja porta-trabajos

(10 unidades, un color)


Amarillo Ref. 100050  
Azul Ref. 100052  
Rojo Ref. 100054  
Verde Ref. 100056  
Blanco Ref. 100058R-100060  
145 mm  
190 mm  
40 mm  
140 mm  
0,2 kg (unit)

10 unidades

pvp 87,49 €  
Oferta  
**68 €**  
+I.V.A.

## Bandeja porta-trabajos GRANDE

(10 unidades, un color)

Amarillo Ref. 100062  
Azul Ref. 100064  
Rojo Ref. 100066  
Verde Ref. 100068  
Blanco Ref. 100069145 mm  
205 mm  
40 mm  
195 mm  
0,3 kg (unit)

10 unidades

pvp 99,01 €  
Oferta  
**77 €**  
+I.V.A.

## Carro porta-bandejas

R-100048

pvp 395,77 €  
Oferta  
**309 €**  
+I.V.A.

## Carro porta-bandejas

+ 30 u. pequeñas  
+ 20 grandes  
R-100048-50pvp 800,14 €  
Oferta  
**624 €**  
+I.V.A.

## Carro porta-bandejas

+ 60 u. pequeñas  
R-100048-60pvp 854,62 €  
Oferta  
**667 €**  
+I.V.A.

## Bandejas porta trabajos

(sobremesa) 10 u.

No compatible con carro R-100048  
No compatible con barra-soporte R-100060Amarillo Ref. 100043  
Azul Ref. 100044  
Rojo Ref. 100045  
Morado Ref. 100046  
Blanco Ref. 100047

Caja de 10 unidades por color

210 mm  
150 mm  
60 mm  
210 mm  
0,3 kg (unit)

10 unidades

pvp 28,68 €  
Oferta  
**26 €**  
+I.V.A.

## Cajas para prótesis y ortodoncia

Fabricada en plástico 25 u. surtidas

Ref. 070600




Dimensiones Interiores

Oferta  
**consultar**Ref. 070605 Cordón para cajas.  
Se suministran: en 6 colores surtidos (25 u.)  
1.000 mm largo

## Cajas para ortodoncia

Fabricada en plástico 25 u. surtidas

Ref. 070590



Dimensiones Interiores

Oferta  
**consultar**

## Lámpara para secado de Zirconio

Ref. 100030

La lámpara de secado para zirconio MESTRA, es una lámpara de rayos infrarrojos con radiación térmica. Sirve para secar las estructuras de zirconia después de la inmersión en el líquido colorante, para evitar la corrosión de las resistencias del horno de sinterización a causa del ácido que contiene el líquido. El tiempo de secado de las estructuras depende del tipo de estructura. Para puentes hasta 5 elementos, se aconseja un tiempo de secado de 45 minutos para los puentes a partir de 5 elementos, 90 minutos. Lámpara fabricada en aluminio.

Oferta lanzamiento  
**131 €**  
+I.V.A.

Alto mínimo	560 mm
Alto máximo	705 mm
Ancho	350 mm
Fondo	380 mm
Peso	1,15 kg
Material	Aluminio
Tensión	220-240 V 50-60 Hz
Potencia	275 W

## Spray para Escáner de laboratorio

Ref. 130355



Indispensable para conseguir un óptimo escaneado, incrementando la resolución de las zonas con peor lectura en un modelo. Color y textura se han formulado para que sea muy nítido a las frecuencias de iluminación.

NEW

Oferta lanzamiento  
**14 €**  
+I.V.A.

# Compresores de pistón seco

• Duraderos • Silenciosos • Sin mantenimiento



**Ref. 110310**  
con secador

pvp 1.574,23 €  
oferta  
**1.228 €**  
+ I.V.A.



**Ref. 110340**  
con secador

pvp 2.329,05 €  
oferta  
**1.817 €**  
+ I.V.A.



**Ref. 110330**  
sin secador

pvp 1.365,78 €  
oferta  
**1.065 €**  
+ I.V.A.



**Ref. 110300**  
sin secador

pvp 754,66 €  
oferta  
**589 €**  
+ I.V.A.



Los compresores con secador también están disponibles con filtro Hepa H14  
**Consultar precios Ref. 110310 H Ref. 110340 H**

R-110300-310 / R-110330-340

Alto	650 mm	750 mm
Ancho	390 mm	680 mm
Largo	390/540 mm	370/480 mm
Peso	30/37 kg	58/66 kg
Voltaje	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz
Potencia	750 W	1500 W
Aire aspirado	152 l/min	230 l/min
Caudal efectivo (a 4 bar)	80 l/min	160 l/min
R.P.M.	1400	1400
Ruido	53 dB	54 dB
Presión	5-8 bar	5-8 bar
Capacidad calderín	30 l	50 l

CERTIFICADO por TÜV SÜD  
Certificado de tipo N° 12202200491258001  
Directiva 2014/2002/E (recipiente a presión)



**Lámpara LED**

- 84 LEDs. Grandes
- Temperatura de color, 6.000 - 7.000°K.
- Energía consumida 2 a 21 W.
- Intensidad de luz regulable táctil.
- Exento de efecto Flicker (parpadeo).
- Con pinza para sujeción a la mesa.

pvp 151,42 €  
oferta  
**90 €**  
+ I.V.A.



**Lámpara lupa**

**Ref. 100287**

- 90 LEDs blancos.
- Lente de 3 dioptrías.
- Diámetro lupa 120 mm.
- Con pinza para sujeción a la mesa.

pvp 113,57 €  
oferta  
**76 €**  
+ I.V.A.

## Accesorios para las

Ref. 100287 - Ref. 100288



**Ref. 100288-02**  
(Sargento grande)



**Ref. 100288-03**  
(Soporte pared)



**Ref. 100288-04**  
(Soporte mesa atornillable)



**Ref. 100288-07**  
(Soporte sobremesa)



**MESTRA**  
Desde 1945



TALLERES MESTRAITUA S.L.  
Txorierri Etorbidea, 60 - Tlf. (+34) 944 530 388 - Fax: (+34) 944 711 725  
E-mail: info@mesttra.es  
48150 Sondika - Bilbao - (ESPAÑA)  
www.mesttra.es (+ de 1.000 referencias en catálogo)

Oferta válida del 1 de enero al 26 de marzo de 2023 (IVA no incluido)

ESTAS OFERTAS NO SON ACUMULABLES  
El fabricante se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso. Oferta válida salvo error tipográfico o fin de existencias.