

B Benmayor

Clinica

OFERTAS hasta
31 de Agosto
de 2024



B Technoflux

Motor de implantología C Sailor PRO

Motor de implantología con pantalla táctil y selección gráfica.

Ref. APAR00650

1250⁰⁰€

DENTAL
MOTILLA S.L.

C/ Tibidabo 6 local izq.
Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas

  601 41 40 22

E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es



B Technoflux

Motor de cirugía e implantología y C Sailor PRO+

Motor de implantología y cirugía con pantalla táctil y selección gráfica.

Ref. APAR00657

1950⁰⁰€



Estación de escaneo IOS Cart Touch

B Technoflux **MEDIT**



Pantalla HD Táctil

Para una visualización 3D completa y nítida de tus trabajos

Teclado integrado

Sin cables y con asa incorporada para fácil manejo de la estación

Escáner MEDIT

El mejor escáner intraoral del mercado.
Descubre cual de los modelos se adapta mejor a tu flujo de trabajo.

Carro ergonómico

Con ruedas de deslizamiento suave y diseño sencillo y elegante.

RAM	32,00GB
Procesador	12th Gen Intel(R) Core (TM) i7-12700H 2.30 GHz
Sistema	Windows 11 Pro (64 bits)
Gráfica	NVIDIA GeForce RTX 4060
Almacenamiento	1TB PCIE G4 SSD

La nueva estación de escaneo Technoflux está meticulosamente diseñada para integrarse sin problemas en el entorno de cualquier clínica dental. Sus seis ruedas y asa integrada garantizan una movilidad sin esfuerzo, permitiendo una fácil navegación por el espacio de trabajo.

Disfruta de las prestaciones y la potencia de un ordenador de última generación dentro de tu IOS Cart Touch, con pantalla táctil y teclado integrado.

IOS Cart Touch de Technoflux permite a los pacientes visualizar y comprender mejor el proceso de su diagnóstico y tratamiento

Desata el potencial de tu clínica

Descubre qué escáner MEDIT encaja mejor con tu flujo de trabajo



Medit i600

MIT001252

Tecnología al alcance de todos.



245g Peso pluma
El más ligero de su gama



Ahorre tiempo
Tan sencillo como enchufarlo al ordenador y empezar a trabajar



Medit i700

MIT001240

Toda la potencia en tus manos.



Modo control remoto
Para facilitar la visualización



LED UV-C
La limpieza y la desinfección más eficiente



Medit i700

Inalámbrico

MIT001700

La mejor eficiencia,
ahora sin cables.

Nunca restar había sumado tanto.

A todas las ventajas que tiene el modelo i700 se le añade una mayor movilidad gracias a la funcionalidad Wireless, sin cables.

La batería trabaja hasta 8 horas sin necesidad de de recarga, para una mayor comodidad.




Impresora 3D

Para clínica y laboratorio

Phrozen Sonic XL 4K PLUS

Ref. FUN000065

Imprime hasta 8 modelos en menos de 40 minutos. Calentador incorporado para un entorno de impresión estable. Configuración validada para varias resinas de modelos dentales.



Fácilmente integrado con el entorno: **MEDIT Link**




Tecnología WiFi para conexión total

Tecnología	Tipo LCD
Fuente de luz	Módulo LED
Resolución XY	52 µm
Grosor de la capa	0,01 - 0,30 milímetros
Velocidad máxima de impresión	90 mm/h
Tamaño de la impresora	33 x 29 x 47 cm
Volumen de impresión	20 x 12,5 x 20 cm
Peso de la impresora	17.2 Kg

Resinas compatibles

Todos los productos Phrozen son parametrizables con tu resina de confianza.



Phrozen DS Slicer

DS Slicer, el software original de Phrozen desarrollado específicamente para el mundo dental, es la herramienta ideal para el mejor proceso de impresión 3D. Cuenta con una interfaz fácil e intuitiva que se adapta sin problemas a cualquier proceso de impresión dental. Disfruta además de una formación completa de la mano de nuestro equipo técnico



Impresora	Sonic XL 4K Plus
Ruta	C:\Users\Usuario\Desktop
Resina	Phrozen Dental_Washable
Altura de capa	0,10 mm
Tiempo	01:28:56
Capas totales	548
Volumen	93,37 ml

Lámparas de blanqueamiento

APOZA



BT Cool Plus

Ref. ESN003550

PVP ~~1.050~~

OFERTA

795 €



BT Cool Easy

Ref. ESN003500

PVP ~~530,00~~

OFERTA

495 €



No produce calor



Manejo de una sola mano



Pantalla LCD con preajustes



Tamaño compacto



Potente Luz LED azul



Control de ajuste suave

Un extra de tecnología

Fuente de luz LED: emite luz azul, potente pero sin generar mucho calor.

Funcionamiento silencioso sin ventilador ruidoso. Forma del arco: proporciona un alcance de blanqueamiento bucal casi completo

Modos múltiples y ajuste fino: proporciona salidas variantes en tiempos personalizados, adecuados para la mayoría de materiales blanqueadores.

Duradero y cómodo

Está equipada con la última tecnología de luz LED azul, que proporciona un blanqueamiento más efectivo en la clínica dental.

El blanqueamiento es instantáneo gracias a la tecnología avanzada de la luz LED azul.

Temporizador de 5, 10, 15, 20 y 25 minutos

**Silla Jumper, asiento 44 cms.
Balanceo y Altura regulable**

PVP ~~661,50~~
OFERTA
635 €




Ref. MGT000340
AZUL K80


Ref. MGT000350
NEGRO K05

**Silla Jumper asiento 44 cms
Asiento fijo, negro K05**

Ref. MGT000290
PVP ~~523,95~~
OFERTA
380 €

Altura elevada para una postura vertical saludable.

Ángulo de la cadera: 130-140°.



**Silla Ergo Support
Inclinación regulable.**

Ref. MGT000400
PVP ~~1.350~~
OFERTA
1.295€

La manera más saludable de sentarte y trabajar cómodo cuando usas tu microscopio.



**Silla Jumper asiento 44cm
Inclinación y altura regulable**

PVP ~~709,75~~
OFERTA
650 €




Ref. MGT000360
VERDE K184


Ref. MGT000370
AZUL K80


Ref. MGT000380
NEGRO K05

**Silla Amazone asiento 34 cms.
Balanceo y altura regulable**

PVP ~~661,50~~
OFERTA
515 €




Ref. MGT000230
VERDE K184


Ref. MGT000250
NEGRO K05

**Silla Amazone asiento 34 cms
Inclinación y altura regulable**

PVP ~~609,00~~
OFERTA
415 €




Ref. MGT000210
AZUL K80


Ref. MGT000220
NEGRO K05

**Silla Jumper asiento 44 cms.
Inclinación y altura regulable**

PVP ~~472,50~~
OFERTA
415 €




Ref. MGT000310
AZUL K80


Ref. MGT000300
VERDE K184


Ref. MGT000320
NEGRO K05

**Silla Amazone asiento 34 cms.
Inclinación de respaldo.**

PVP ~~705,00~~
OFERTA
595 €




Ref. MGT000280
NEGRO K05

**Taburete para gabinete dental
Modelo Classic**

Ref. MGT000100
PVP ~~460,00~~
OFERTA
350 €

- Base giratoria.
- Regulable en altura de 50 a 65 cm.
- Palanca elevación manual.





ZILFOR

Carrito movil tres estantes

339⁵⁰€

~~360€~~

Ref. MGC000200

- Construido en acero esmaltado.
- 2 tomas de corriente.
- Deslizamiento suave.



ZILFOR

Carrito movil 3 cajones

495⁰⁰€

~~525€~~

Ref. MGC001000

- 3 cajones.
- Construido en acero esmaltado.
- Color blanco.



ZILFOR

Carrito movil con cuatro cajones

815⁰⁰€

~~855€~~

Ref. MGM000320

- En la parte superior lleva una encimera manual con asas de cerámica.
- Dispone de 4 cajones preparados para dental con compartimentos específicos.



ZILFOR

Carrito movil dos estantes de vidrio

545⁰⁰€

~~583€~~

Ref. MGC000500

- Dos baldas de vidrio
- Construido en acero esmaltado.
- Color blanco.



ZILFOR

Modulo rodable 5 cajones

995⁰⁰€

~~1.250€~~

Ref. MGM000900

- Diseño elegante.
- Materiales y acabados de alta calidad.



ZILFOR

Carrito movil tres estantes de vidrio

975⁰⁰€

~~995€~~

Ref. MGM000400

- Tres baldas de vidrio
- Construido en acero esmaltado
- Color blanco.



ZILFOR
Carrito rodable
para clínica dental

245⁰⁰€

295€

Ref. MGC000100

- 3 estantes
- 3 tomas corriente
- Muy robusto
- Medidas: 49 x 37 x 77 (H) cm
- Superficie apoyo 40 x 30 cm
- Esmaltado en blanco



ZILFOR
Carrito movil
con 3 estantes
y cajón

395⁰⁰€

425€

Ref. MGC000900

- Construido en acero esmaltado.
- Color blanco.
- Deslizamiento suave.



ZILFOR
Carrito móvil óptimo
para escáner intraoral

759⁹⁵€

Ref. MGC000705

- Regleta trasera retráctil.
- Posibilidad de quitar el panel frontal para hacer hueco a la torre.
- Carro diseñado para la fijación de un monitor con perforaciones



ZILFOR
Modulo rodable
con encimera
estratificada

1.540€

1882€

Ref. MGM000950

- Pinza de tracción de la lengua en casos de traumatismo y emergencia.



ZILFOR
Carrito movil con
dos estantes

945⁰⁰€

1.036€

Ref. MGC000700

- Deslizamiento suave.
- 1 cajón.
- 2 Estantes de baldas.



ZILFOR
Carrito movil
de cuatro estantes

395⁰⁰€

550€

Ref. MGC000800

- Carrito de color blanco, de acero esmaltado en color Blanco.

Vitrina Colgante Modelo ST4

Ref. **MGV000200**

PVP ~~922,95~~
OFERTA
795 €

CON LUZ

Esterilización
por luz ultra-
violeta.



Vitrina colgante para higiene Modelo PDM

ZILFOR

Ref. **MGV000100**

PVP ~~975~~
OFERTA
855 €

- Dimensiones: L 100 x 30 x 50 (H) cm
- Modulo colgante a pared
- Almacenamiento de todos los productos monouso.
- Diseño elegante.
- Materiales y acabados de alta calidad.



ZILFOR

Conjunto mobiliario de 4 módulos

Ref. **MGM000600**

Ref. **MGM000500**

PVP ~~2302,69~~
OFERTA
1.995 €

PVP ~~2302,69~~
OFERTA
1.995 €

LAVABO
DERECHA

LAVABO
IZQUIERDA

- Estructura metálica color blanco con tiradores en color plata.
- Encimera anti-caída con copete integrado y lavabo encastrado en encimera.
- Zócalo inferior en toda la composición.
- Medidas: 82,5 x 52 x 208 cm




Vitrina Almacén Flex-ZILFOR FX50

ZILFOR

Ref. **MGV000405**

Medidas:
150 x 58 x 22cm

PVP ~~922,95~~
OFERTA
790 €



Unidad Dental Portátil Modelo GU-P 206

Ref. **APC000670**

OFERTA
1.890 €

- Fácil de transportar. La maleta dispone de ruedas y asa extraíble, para mover la unidad libremente.
- Estructura compacta. Contiene bolsa para su almacenamiento y ahorrar espacio.
- Sistema de suministro de aire, sistema de suministro de agua, succión y drenaje.
- Sin ningún tipo de lubricación por aceite.



B Technoflux

Estuche Technoflux

B Technoflux

Ref. **ROT000790**

PVP ~~574,00~~
OFERTA
355 €

- Turbina Titan con boton
- Micromotor
- Contraángulo
- Pieza de mano



Motor de implantología C Sailor Pro

B Technoflux

Ref. APAR00650

OFERTA
1.250 €

- Pantalla táctil completa, con selección gráfica y maletín de transporte incluido.
- 124W de potencia, 40.000 rpm.
- Torque de 80 N/cm
- 8 programas diferentes.



**Motor de implantología y cirugía
C Sailor Pro+**

B Technoflux

Ref. APAR00657

OFERTA
1.950 €

- Solución 2 en 1
- Motor de implantología y cirugía
 - Pantalla táctil completa, con selección gráfica y maletín de transporte incluido.
 - 120W potencia, 40.000 rpm.
 - Torque 60 N/cm. Luz LED regulable
 - Volumen de agua ajustable en 5 niveles.

Modo implantología: 12 pasos opcionales, que permiten parametrización individual.

Modo cirugía: 8 programas diferentes.



**Motor de endodoncia + Localizador de ápices
C-Smart Mini AP**

B Technoflux

Ref. APAR00665

PVP ~~215,00~~
OFERTA
590 €

- 3 Modelo de trabajo:
- M1: Localizador de ápices
 - M2: Tratamiento endodóntico
 - M3: Localizador de ápices y tratamiento endodóntico

Mini cabeza, se puede girar en múltiples ángulos para facilitar el uso.
Carga sin contacto.
Adecuado para uso con mano derecha e izquierda.
Calibración automática del par.
Movimiento recíproco.



Motor de endodoncia C-Smart Nova

B Technoflux

Ref. APAR00663

PVP ~~345,00~~
OFERTA
265 €

- Mini cabezal que facilita el acceso incluso en las zonas más difíciles, diámetro de sólo 8mm
- Movimiento de Reciprocidad de OGP
- Pantalla LCD
- Diseño compacto para una mejor visibilidad
- Función de autocalibración para un par y una velocidad de rotación más precisos
- Diseño ergonómico, ultraligero, sólo 104 gramos



Turbina titanio luz, seis sprays, boton, estandar con acopl. Multi



Fresa FG
MOD 801-018

Ref. FR0000080

PVP ~~2,83~~
2,35 €

· GRANO MEDIO

Ref. FR0000070

PVP ~~2,83~~
2,35 €

· GRANO GRUESO



Fresa FG
MOD 801-022

Ref. FR0000090

PVP ~~2,84~~
2,35 €

· GRANO GRUESO

Ref. FR0000100

PVP ~~2,88~~
3,25 €

· GRANO MEDIO



Fresa FG
MOD 801-012

Ref. FR0000010

PVP ~~2,83~~
2,35 €

· GRANO MEDIO

Ref. FR0000020

PVP ~~2,83~~
2,35 €

· GRANO MEDIO



Fresa FG
MOD 801-016

Ref. FR0000040

PVP ~~2,83~~
2,35 €

· GRANO MEDIO

Ref. FR0000030

PVP ~~2,83~~
2,35 €

· GRANO MEDIO



Fresa FG
MOD 859-014

Ref. FR0000280

PVP ~~2,83~~
2,35 €

· GRANO MEDIO

Ref. FR0000260

PVP ~~2,83~~
2,35 €

· GRANO GRUESO



Fresa FG
MOD 863-016

Ref. FR0000330

PVP ~~7,00~~
6,35 €

· GRANO SUPER GRUESO

Ref. FR0000320

PVP ~~2,83~~
2,35 €

· GRANO GRUESO



Fresa FG
MOD 801-014

Ref. FR0000050

PVP ~~2,83~~
2,35 €

· GRANO GRUESO

Ref. FR0000060

PVP ~~2,83~~
2,35 €

· GRANO MEDIO



Fresa FG
MOD 868-023

Ref. FR0000430

PVP ~~3,54~~
3,25 €

· GRANO MEDIO



Fresa FG
MOD 379-023

Ref. FR0000440

PVP ~~3,54~~
3,25 €

· GRANO GRUESO



Fresa FG
MOD 850-016

Ref. FR0000360

PVP ~~2,83~~
2,35 €

· GRANO GRUESO



Fresa FG
MOD 368-016

Ref. FR0000400

PVP ~~2,83~~
2,35 €

· GRANO FINO



Fresa FG
MOD 807-014

Ref. FR0000110

PVP ~~2,83~~
2,35 €

· GRANO GRUESO



Fresa FG
MOD 811-033

Ref. FR0000470

PVP ~~3,54~~
3,25 €

· GRANO GRUESO



Fresa FG
MOD 368-023

· GRANO GRUESO

Ref. FR0000420

PVP ~~3,54~~
3,25 €

· GRANO FINO

Ref. FR0000410

PVP ~~3,87~~
3,25 €



Ref. FR0000450

PVP ~~3,87~~
3,25 €

· GRANO SUPER FINO



Fresa FG
MOD 638-012

Ref. FR0000120

PVP ~~2,83~~
2,35 €

· GRANO MEDIO



Fresa FG
MOD 850-016

Ref. FR0000370

PVP ~~2,83~~
2,35 €

· GRANO MEDIO



Fresa FG
MOD 850-010

Ref. FR0000170

PVP ~~2,83~~
2,35 €

· GRANO MEDIO



Fresa FG
MOD 835-014

Ref. FR0000190

PVP ~~2,83~~
2,35 €

· GRANO MEDIO

Ref. FR0000180

PVP ~~2,83~~
2,35 €

· GRANO GRUESO



Fresa FG
MOD 855-025

Ref. FR0000140

PVP ~~2,83~~
2,35 €

· GRANO GRUESO

Ref. FR0000150

PVP ~~7,46~~
6,35 €

· GRANO SUPER GRUESO



Fresa FG
MOD 859-010
Ref. FR0000290
PVP ~~2,83~~
2,35 €
· GRANO GRUESO



Fresa FG
MOD 855L-018
Ref. FR0000130
PVP ~~2,83~~
2,35 €
· GRANO GRUESO



Fresa FG
MOD 850-018
Ref. FR0000380
PVP ~~2,83~~
2,35 €
· GRANO GRUESO



Fresa FG
MOD 881-014
Ref. FR0000230
PVP ~~2,83~~
2,35 €
· GRANO GRUESO



Fresa FG
MOD 835-010
Ref. FR0000160
PVP ~~2,83~~
2,35 €
· GRANO GRUESO



Fresa FG
MOD 862-014
Ref. FR0000310
PVP ~~7,47~~
6,35 €
· GRANO SUPER GRUESO

Ref. FR0000300
PVP ~~2,93~~
2,35 €
· GRANO GRUESO



Fresa FG
MOD 858-014
Ref. FR0000250
PVP ~~2,73~~
2,35 €
· GRANO GRUESO



Fresa FG
MOD 859L-016
Ref. FR0000270
PVP ~~2,93~~
2,35 €
· GRANO GRUESO



Fresa FG
MOD 856-018
Ref. FR0000460
PVP ~~7,70~~
6,35 €
· GRANO SUPER GRUESO



Fresa FG
MOD 878K-022
Ref. FR0000480
PVP ~~2,84~~
2,35 €
· GRANO GRUESO



Fresa FG
MOD 836-012
Ref. FR0000210
PVP ~~2,83~~
2,35 €
· GRANO MEDIO

Ref. FR0000200
PVP ~~2,83~~
2,35 €
GRANO GRUESO



Fresa FG
MOD B1558-012
Ref. FR0000390
PVP ~~9,46~~
9,45 €
· Tamaño 012
· Fisura de corte transversal.



Fresa FG
MOD 837-014
Ref. FR0000220
PVP ~~2,93~~
2,35 €
· GRANO GRUESO

Ref. FR0000240
PVP ~~7,74~~
6,35 €
· GRANO SUPER GRUESO




Fresa FG
MOD 848-016
Ref. FR0000350
PVP ~~2,83~~
2,35 €
· GRANO MEDIO

Ref. FR0000340
PVP ~~2,93~~
2,35 €

Kit "crown preparation"
11 fresas para preparacion

Ref. FR0001020


PVP ~~156,40~~
OFERTA
95,95 €



Fresero esterilizable en autoclave
para 36 piezas de fresas FG

Ref. FR0001040

PVP ~~25,58€~~
OFERTA
22 €



PSP Scanner i-Scan

Escáner de placas de Fósforo

Ref.APU005350

- Inteligente e intuitivo
- Generar imágenes de alta definición de forma inmediata y ultra high resolution
- Compatible con los principales softwares del mercado
- Con placas ultrafinas, flexibles y compatibles con los estándares regulatorios
- Gran capacidad de procesamiento.
- Disco duro de 8 núcleos
- Rápido y fácil de usar (con un clic).
- Pantalla táctil de 7" y una resolución de 800x1280px.
- Conexión 5G. Permite compartir imágenes en teléfonos móviles, tablets y ordenadores.

Precio

3.550⁰⁰€

~~5.500~~

B Benmayor

WOODPECKER



LOCALIZADOR DE APICES WOODPEX III PRO

Ref. APA000145

PVP ~~320,00~~
OFERTA
255 €

CARACTERÍSTICAS:

- Anti-interferencia.
- Medida de frecuencia múltiple y calibración automática.
- Permite medir la longitud de la endodancia sin el secado del canal.
- Precisión y sensibilidad altamente mejorada.
- Pantalla LCD brillante con imágenes claras.
- Respuesta en tiempo real.
- El tipo de diente no influye en los resultados de la medición.
- Pantalla a color
- Batería recargable.



WOODPECKER

Motor De Implantes PLUS LED

Ref. APAR00500

PVP ~~2.335~~
OFERTA
1.995 €

CARACTERÍSTICAS:

- Implanter de Woodpecker: 8 programas memorizables.
- Motor con precisión y fuerza.
- Contra-ángulo LED, garantiza una mejor visibilidad (esterilizable en autoclave).
- Pantalla táctil LCD a color con superficie de vidrio.



WOODPECKER

Kit de Cirugía con motor + Pieza de Mano + Contraángulo

Ref. ROT001550

PVP ~~314,74~~
OFERTA
155 €



B Technoflux

Motor ENDO-SMART

Ref. ROT000380

PVP ~~580,75~~
OFERTA
450 €

Este micromotor de endodancia Endo-Smart de Woodpecker, es inalámbrico, con un preciso rendimiento. Dispone de una pantalla con visión angular para una mejor visión, ofrece 9 programas que facilitan el trabajo profesional, ajusta torque y la velocidad. La pieza es autoclavable a una temperatura de 120°.



WOODPECKER

Contraángulo Especial Cirugía

B Technoflux 20:1

marathon

Ref. ROT001560

PVP ~~395,00~~
OFERTA
145 €

Este contra-ángulo de Technoflux tiene un diseño especial que hace que su angulación mejore a las zonas más difíciles durante la cirugía. También está para hacer cirugía de implantes.



Ref. ROT000565

PVP ~~995,00~~
OFERTA
550 €

Con boton de irrigación externa.
Con luz.



Contraángulo implantes Technoflux LED 20:1

B Technoflux

Ref. ROT000575

PVP ~~780,00~~
OFERTA
339 €

Con boton de irrigación externa.



Contraángulo Implantes Technoflux 20:1

B Technoflux

Ref. ROT000650

PVP ~~414,41~~
OFERTA
335 €

Este contrangulo implantes 20:1 de Technoflux dispone de un botón que facilita el uso, facilitando el cambio de fresas, ofrece una irrigación externa.



Kits de implantes en casete con 5 instrumentos en fibra carbono

B Technoflux

Ref. ROT000580

PVP ~~24,00~~
OFERTA
22 €

CARACTERÍSTICAS:
· No raya la estructura del implante.
· Doble parte activa.
· Diseños para realizar trabajos con precisión.
· Reutilizables.



Pieza recta especial cirugía

B Technoflux

Ref. ROT001570

PVP ~~388,50~~
OFERTA
370 €

CARACTERÍSTICAS:
· Espray externo
· PM Madril L



Contraangulo manual Technoflux para implantología

Ref. ROT000340

PVP ~~425,00€~~
OFERTA
339,95 €

Dispone de 3 niveles y 3 mangos de torque de atornillador de 20N/cm ,35N/cm y sin límite, son más cómodos de utilizar que, el mango tradicional.



Lámpara LED Technoflux para Fotopolimerizar LATTE (Blanco/Azul)

B Technoflux

Ref. APL000600

PVP ~~132,00~~
OFERTA
115 €

CARACTERÍSTICAS:

- Lámpara de LED de alta potencia.
- Fibra óptica.
- Profundidad de solidificación no menos de 3mm por 10 segundos.
- Display digital.
- Largo Standby.
- Batería de litio.
- Potencia de 6W 1200mw/cm2.

Lámpara de fotopolimerización LED Technoflux con potencia de 6w. Emite luz azul con longitud de onda fija.

La unidad está compuesta principalmente por un LED de alta potencia 1200mw/cm2. , fibra óptica y unidad principal.

El Modelo "Latte" posee un largo Standby y una batería de litio que no tiene memoria.

Puede recargarse continuamente. El tiempo de carga es de aproximadamente 4 horas.

Con display digital para escoger el tiempo deseado para solidificar un composite.



Lámpara LEDs fotopolimerizar Technoflux-DELI

B Technoflux

PVP ~~118,80~~
OFERTA
99 €

- Lámpara de LED de alta potencia.
- Fibra óptica.
- Función auto apagado.
- Display digital.
- Batería de litio de gran capacidad.

Ref. APL000700

VERDE 

Ref. APL000750

AZUL 

Ref. APL000650

ROSA 

Ref. APL000800

NEGRO 



Lámpara LEDs para Fotopolimerizar X-CURE Woodpecker

WOODPECKER

Ref. APL000900

PVP ~~622,80~~
OFERTA
335 €

- Inalámbrica.
- LED de alta potencia 10w.
- Display. 3 modos de trabajo.
- Hasta 2500 mw.
- 385 - 515 nm.
- Modo check, detector de caries.



Lámpara LEDs Fotopolimerizar Apoza Modelo TURBO GUN 10W

APOZA

Ref. APL000400

PVP ~~426,00~~
OFERTA
325 €



Lámpara de fotocurado capaz de fotopolimerizar capas de composite de hasta 4mm en solo 3 segundos, gracias a sus varios niveles de potencia para ajustarse a las necesidades del profesional.

Lámpara LEDs fotopolimerizadora Apoza Top light turbo 5W

APOZA

Ref. APL000390

PVP ~~144,00~~
OFERTA
105 €



Memoriza el último parámetro para la próxima acción, incluyendo tiempo y programa. Además, el display de tiempo puede adaptarse para zurdos.

Lámpara de fotopolimerizar Apoza "Top Light Turbo" de Technoflux Equipada con la última tecnología LED, dispone una potencia de 5 W (1.200 Mw/cm2) y de longitud de onda: 430-490 mm con la última tecnología LED realiza la solidificación de resina.

Lámpara LED de fotopolimerizar DB686 NANO

Ref. APL000670

PVP ~~250,00~~


OFERTA

145,95 €

CARACTERÍSTICAS:

- Detector de caries incorporado.
- Diseño ergonómico de pequeño tamaño y peso ligero.
- Inalámbrico compacto y paquete de batería intercambiable.
- Puntas de LED ajustables individualmente, giratorias en 360°.
- Punta LED que proporciona un excelente acceso intraoral.


Modo de detección sencilla y efectiva.
Detección de caries innovadora



Verde: sano



Rojo: dentina bacteriana



Longitud de onda: 380-520 nm
Apto para la mayoría de resinas del mercado.

Cuerpo ultrapequeño totalmente metálico con un diámetro exterior de solo **13,5mm**

Longitud de onda: 380-520 nm
Tiempo de curado: 10s/20s
Profundidad curable: 8mm



Profundidad de curado de 8 mm
Efecto curado en cada rincón.
Emisión de luz de área grande de 10 mm de diámetro

B Technoflux

Lámpara LED para fotopolimerizar modelo LED-F

WOODPECKER

Ref. APL000500

PVP ~~282,00~~

OFERTA

235 €

CARACTERÍSTICAS:

- Batería de litio recargable (se puede cargar más de 250 veces).
- Transforma la electricidad en luz.

- Longitud de onda: 420-480 nm.
- Potencia: 1000mW/cm².
- Peso 143gr.
- Pantalla LED para poder conseguir una visibilidad desde todos los ángulos.
- Contiene un ventilador interno para evitar el sobrecalentamiento.
- 1.800Mw2



Dispone de una fibra óptica LED de alta potencia, ideal para blanqueamientos y unidad principal.

De manejo dinámico y peso ligero.

Lámpara LED para fotopolimerizar O-LIGH

WOODPECKER

Ref. APL000950

PVP ~~174,00~~

OFERTA

155 €



La lámpara LED B de Woodpecker es una lámpara de fotocurado con tecnología LED. Sin cables.

La limpieza de la lámpara de fotopolimerización puede ser esterilizable en autoclave, bajo altas temperaturas y presión.

Con cuatro modos de tiempo de trabajo de 5, 10, 15 y 20 segundos.

Ultrasonido Sobremesa Woodpecker Modelo UDSL con sistema EMS

Ref. APU000200

Ref. APU000210

PVP ~~378,95~~
OFERTA
275 €

SIN LUZ

PVP ~~542,11~~
OFERTA
295 €

CON LUZ


Ultrasonidos UDSL de Woodpecker compatible con el sistema EMS, cuenta con una pieza de mano tipo EMS (autoclavable a 135°)

Incluye de serie las siguientes puntas (6 unidades):

- Para limpieza: 1 G1 + 1 G2 + 1 G3 + 1 G4
- Para periodoncia: 1 P1
- Para endodoncia: 1 E1

Ideal para tratamientos de profilaxis como periodoncia gracias a su depósito para dispensar líquidos o medicamentos.

También se puede utilizar para tratamientos de endodoncia.



Ultrasonido Sobremesa Woodpecker Modelo UDSK con sistema EMS

Ref. APU000100

Ref. APU000110

PVP ~~308,00~~
OFERTA
270 €

CON LUZ

PVP ~~342,11~~
OFERTA
305 €

CON LUZ

CARACTERÍSTICAS:

- Pieza de mano tipo EMS, autoclave a 135° C.
- Modelo de sobremesa de atractivo diseño.
- Incluye de serie las siguientes puntas (5 unidades):
- Para limpieza: 1 G1 + 1 G2 + 1 G3 + 1 G4
- Para periodoncia: 1 P1
- Modelo con Luz LED

Control digital, facilita la operación y gracias al seguimiento de frecuencia automática asegura que la máquina siempre funcione a un ritmo constante, sin saltos de rango de frecuencia.

Cuenta con una pieza de mano tipo EMS ideal para tratamientos de profilaxis como periodoncia.



Ultrasonido de Sobremesa Modelo UDSE

Ref. APU000310

Ref. APU000300

PVP ~~1003,24~~
OFERTA
505 €

CON LUZ

PVP ~~910,21~~
OFERTA
490 €

SIN LUZ

Se puede rellenar con líquidos de tratamiento (clorhexidina, hipoclorito etc) mejorando el rendimiento y rapidez de periodoncia y endodoncia.



Ultrasonido de Sobremesa Modelo U6 Tipo EMS

Ref. APU000360

Ref. APU000350

PVP ~~421,05~~
OFERTA
385 €

CON LUZ

PVP ~~301,33~~
OFERTA
270 €

SIN LUZ

CARACTERÍSTICAS:

- Pieza de mano tipo EMS autoclavable 135°.
- Panel de control luminoso.
- Pieza de mano Led desmontable.
- Tratamiento periodontal.



Pieza De Mano Woodpecker

Ref. APU000410

Ref. APU000400

Ref. APU000415

Ref. APU000405

PVP ~~185,00~~
OFERTA
145 €

Compatible con SATELEC.

PVP ~~147,00~~
OFERTA
140 €

Compatible con EMS.

PVP ~~215,00~~
OFERTA
204,75 €

Compatible con SATELEC-LED.

PVP ~~199,50~~
OFERTA
190 €

Compatible con EMS-LED.



Para higiene



Remover cálculos

Cálculos supragingivales pesados

Cálculos supragingivales e interdentales

Todo tipo de cálculos supragingivales

Cálculos de cuellos

Cálculos pesados



EMS G1
APU000500
SATELEC GD1
APU000700
545€
PVP 22,6€

EMS G2
APU000510
SATELEC GD2
APU000710
545€
PVP 22,6€

EMS G3
APU000520
SATELEC GD3
APU000720
1065€
PVP 28,25€

EMS G4
APU000530
SATELEC GD4
APU000730
1065€
PVP 28,25€

EMS G5
APU000532
SATELEC GD5
APU000732
1605€
PVP 39€

EMS G6
APU000534
SATELEC GD6
APU000734
1605€
PVP 39€

Para periodoncia



Para endodoncia



Cálculos subgingivales

Cálculos subgingivales y periodontitis

Cálculos subgingivales e interdentales

Limpieza canal

Canales de molar

Condensación lateral



EMS P1
APU000540
SATELEC PD1
APU000750
1065€
PVP 28,25€

EMS P3
APU000550
SATELEC PD3
APU000760
1605€
PVP 39€

EMS P4
APU000560
SATELEC PD4
APU000770
1605€
PVP 39€

EMS E1
APU000570
SATELEC ED1
APU000780
1605€
PVP 39€

EMS E2
APU000580
SATELEC ED2
APU000790
1605€
PVP 39€

EMS E3
APU000590
SATELEC ED3
APU000800
1605€
PVP 39€

Para preparación de cavidades



- Bola con punta diamantada
- Preparación caras oclusales
- Preparación de cuellos



2110€
PVP 60€

EMS SB1
APU000650
SATELEC SBD1
APU000850

- Media bola con punta de diamante.
- Preparación caras interdentales sin dañar dientes adyacentes



2110€
PVP 60€

EMS SB2
APU000652
SATELEC SBD2
APU000852

- Media bola a 45° izquierda con punta diamante
- Para atacar caries sin dañar piezas adyacentes



2110€
PVP 60€

EMS SB3
APU000654
SATELEC SBD3
APU000854

Puntas compatibles SIRONA



Puntas compatibles ANDENT



GS1

GS2

PS1

PS3

A1

A2



APU000900
1065€
PVP 29€

APU000910
1065€
PVP 30€

APU000920
1605€
PVP 45€

APU000930
2110€
PVP 60€

APU000980
2455€
PVP 75€

APU000990
2455€
PVP 75€

Compatible Satelec

Compatible EMS

Puntas compatibles Kavo



P90

P90

GC1

GC2

GK1

GK2



APU000810
7910€
PVP 83€

APU000600
8785€
PVP 83€

APU000940
2555€
PVP 75€

APU000950
2455€
PVP 75€

APU000960
2455€
PVP 75€

APU000970
2455€
PVP 75€

Micromotor Technoflux Cyclone 90W Escobillas 35.000 RPM

Ref. PUL4M2500

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Velocidad: 0-35000 RPM
- Potencia: 90W
- Alimentación: 220V-240V
- Torque: 3.0 N/cm

OFERTA
195 €



Micromotor Marathon Mighty 45W Escobillas 35.000 RPM

Ref. PUL4M3097

CARACTERÍSTICAS:

- Micromotor de 45W con escobillas y motor Intramatic M33ES.
- Hasta 33000 rpm.
- Con pedal SFP-27 de función ON/OFF.
- Incluye pieza de mano recta ES6 y Contraángulo LP-CE.

PVP ~~395,25€~~

OFERTA
338,35 €



Micromotor Marathon ESCORT II PRO.

Ref. PUL4M3082

El micromotor Champion 3 de Marathon es un potente micromotor de escobillas. Con un gran rendimiento y durabilidad, ofrece una velocidad máxima de hasta 35.000 rpm.

PVP ~~248,00~~

OFERTA
191,90 €

- Velocidad: 0-35000 RPM
- Potencia Salida: 45W
- Torque: 2,9 N/cm



Micromotor Technoflux HURRICANE 90W escobillas 35.000 Rpm

Ref. PUL4M2600

El primer micromotor digital de escobillas con la garantía de los productos Technoflux. Diseño ergonómico, pequeño y ligero con una gran calidad.

OFERTA
150 €

- Velocidad: 0-35000 RPM
- Potencia Salida: 90W
- Alimentación: 220V-240V
- Torque: 3.0 N/cm



Electrobisturi ART-ELECTRON con 7 electrodos

Ref. ROT001500

Este Electrobisturí tiene una gran versatilidad, dispone de 10 configuraciones de nivel y de potencia.

PVP ~~1.050~~


OFERTA
935 €

Es un dispositivo autónomo para cortar y coagular.



Juego de recambios 7 electrodos para electrobisturi

- T1 - Rombo, cortar y cauterizar
- T2 - Circular grande, cortar y cauterizar
- T3 - Circular pequeño, cortar y cauterizar
- T4 - Recto fino, remover, cortar y cambiar la altura del tejido
- T5 - Recto grueso, controlar y detener procesos hemorrágicos
- T7 - Ovalado, eliminar y cambiar la altura del tejido .
- T9 - Bolita, cauterizar y preparar cavidades.



Ref. ROT001510

PVP ~~143,85~~

OFERTA
135 €

Ultrasonidos ESTMON Electronic Series mod. Tce-600 6 litros

B Estmon



Equipo de limpieza ultrasónica equipado con la última tecnología y la garantía de fabricación ESTMON. Permite visualizar y controlar mediante el teclado táctil todos los parámetros necesarios para obtener una excelente limpieza ultrasónica.

Ref. LIM0E0220

PVP ~~473,80~~

OFERTA

412 €

2,2 LITROS

Cesta:

Ref. LIM0E022C

Ref. LIM0E0300

PVP ~~556,80~~

OFERTA

484 €

3 LITROS

Cesta:

Ref. LIM0E030C

Ref. LIM0E0450

PVP ~~695,75~~

OFERTA

605 €

4,5 LITROS

Cesta:

Ref. LIM0E045C

Ref. LIM0E0600

PVP ~~834,90~~

OFERTA

726 €

6 LITROS

Cesta:

Ref. LIM0E060C

Añada la cesta correspondiente desde solo 21,60

Selladora BIO STAMP CE



Ref. ESN002120

PVP ~~352,00~~

OFERTA

309 €

Por medio de la personalización de los embalajes en diferentes tamaños, la selladora BioStamp proporciona economía de papel y un mejor aprovechamiento de espacio en la autoclave.



Cuba de Ultrasonido Digital 3 L

B Technoflux

Ref. LIM0M9015

PVP ~~225,00~~

OFERTA

170 €

CARACTERÍSTICAS:

- Medidas del equipo: 385 x 234 x 193 mm
- Medidas de la cuba: 250 x 174 x 78 mm
- 6 programaciones predeterminadas de tiempo
- 5 programaciones predeterminadas de temperatura



Autoclave Technoflux CLASE B

B Technoflux

Ref. ESN000020

PVP ~~4.082,50~~

OFERTA

4.150 €

24 LITROS

Ref. ESN000030

PVP ~~6.217,42~~

OFERTA

5.990 €

45 LITROS

- Ciclo rápido de 20 minutos (incluido tiempos calentamiento y secado).
- Programa de prueba: HELIX - B&D - VACÍO.
- Puerta con dispositivo de bloqueo
- Protección automática contra exceso de temperatura.

Es un sistema de esterilización a vapor por bomba de vacío profesional que incluye una impresora de serie y un porta bandejas con 3 bandejas. Con un sistema de esterilización de diversos materiales, y una combinación de vacío, temperatura y secado.

Con cierre mecánico electrónico asegurado, proporciona seguridad absoluta. Este autoclave es de rápido calentamiento con ahorro de tiempo y energía.



Turbina Technoflux TITAN 18W con botón de spray

B Technoflux

Ref. ROT000695

PVP ~~187,11~~

OFERTA

168 €

CARACTERÍSTICAS:

- Cojinetes de bola.
- 310.000 rpm
- Función de Spray con tres vías
- Cambio de fresa por sistema de presión.
- Autoclavable



Turbina de Titanio con Luz Seis Sprays con acoplamiento Multiflex

B Technoflux

Ref. ROT001000

PVP ~~474,21~~

OFERTA

450,5 €

Turbina dental de titanio de alta calidad procedente de Alemania, con una larga vida útil gracias a los rodamientos cerámicos y revestimiento de titanio, incluye luz LED y un acople Multiflex LUX de Technoflux.



Turbina con luz Seis Sprays con coplamiento Multiflex Lux

B Technoflux

Ref. ROT000700

PVP ~~389,47~~

OFERTA

365 €

Su cabeza grande y a su rotación 360° hace más preciso y cómodo para el dentista, reduciendo notablemente la fatiga durante el tratamiento.



Turbina Super torque con luz **B** Technoflux

Acoplamiento SIRONA

Ref. ROT000680

Acoplamiento W&H

Ref. ROT000670

Acoplamiento NSK

Ref. ROT000660

Acoplamiento Multiflex

Ref. ROT000690

PVP ~~314,74~~

OFERTA

299 €

Su rotación de 360° y su gran cabezal hacen su uso más fácil y cómodo, reduce notablemente la fatiga durante el tratamiento.

Dispone refrigeración de triple spray.

Presión de aire 0,25-0,27 MPa.

Contraángulo TITANIO 1:1 con luz

Ref. ROT000610

PVP ~~350,9~~
OFERTA
340,95 €

Ofrece una fibra óptica y un spray interno.
Con una revolución hasta 20.000 RPM.

CARACTERÍSTICAS:

- Contra ángulo con luz. CA 1:1.
- Titanio. 30% menos de peso que en acero.
- Botón cambio de fresas. Hasta 20.000 RPM.
- Fibra óptica.
- Spray interno.



Contraángulo multiplicador 1:5 con luz

Ref. ROT000630

PVP ~~798,6~~
OFERTA
590 €

CARACTERÍSTICAS:

- Contra-ángulo multiplicador.
- CA 1:5 Multiplicador.
- Con fibra óptica.
- Para implantología.
- Spray interno.
- Cómodo, práctico y eficiente.



Contraángulo multiplicador 1:5

Ref. ROT000640

PVP ~~579,43~~
OFERTA
550,45 €

CARACTERÍSTICAS:

- Velocidad máxima hasta: 200.000 RPM.
- Contra-ángulo multiplicador CA 1:5 .
- Con fibra óptica.
- Spray interno.



Contraángulo 1:1 spray interno

Ref. ROT000720

PVP ~~305,00~~
OFERTA
295 €

CARACTERÍSTICAS:

- Velocidad máx. 25.000 r.p.m.
- Refrigeración Interna.
- Esterilizable.
- Termo des infectable.
- Con botón Cambia-Fresa.



Contraángulo reductor 4:1

Ref. ROT000750

PVP ~~215,79~~
OFERTA
205 €

CARACTERÍSTICAS:

- Velocidad máx. 10.000 r.p.m.
- Esterilizable a 135°C.
- Con botón Cambia-Fresa.
- Diseño ergonómico e higiénico.
- Transmisión 4:1.
- Sin spray.



Micromotor neumático electrificado (M4-LUZ)

Ref. ROT000600

PVP ~~400~~
OFERTA
255 €

CARACTERÍSTICAS:

- Fibra óptica.
- Conexión M4.
- Spray interno.
- Autoclavable a 135°C



Máquina de vacío para adaptaciones termoplásticas

Ref. MIT000600

PVP ~~224,95~~
OFERTA
195 €

- Varios tipos de planchas.
- Varias funciones.
- Voltaje: 220 V / 50 Hz +10 %.
- Potencia: 1.000 W.
- Peso: 6 Kg.
- Medidas: 25 x 21 x 30 cm.



B Technoflux

Destilador eléctrico en acero inoxidable con jarra de vidrio

Ref. ESN001900

PVP ~~209,11~~
OFERTA
157,50 €

- Destilador eléctrico.
- Fabricado en Acero Inoxidable.
- Jarra de vidrio.
- Para obtener agua destilada a partir de la red hídrica.
- Produce 4 litros de agua en 6 horas.



B Technoflux

Plancha Termoplástica Cuadrada Rígida

Ref. MIT000630

PVP ~~14,00~~
OFERTA
7,95 €

1,5mm - CX5

Ref. MIT000640

PVP ~~12,00~~
OFERTA
9,50 €


2,5mm - CX5



Placa Soft Cuadrada Bio-Art

Ref. MIT000660 1mm - Flexible CX10 **17,95 €**Ref. MIT000670 2mm - Flexible CX10 **17,95 €**Ref. MIT000680 5mm - Flexible CX5 **17,95 €**Ref. MIT000610 3mm - Semi rígida CX10 **17,95 €**Ref. MIT000650 0,6mm - Semi rígida CX5 **17,95 €**

Las placas soft de 0.2 mm sirven para hacer férulas de blanqueamiento para casa y cubetas de fluorización, tienes diferentes colores.



Plancha de cristal 1MM cuadrada rígida CX5

Ref. MIT000620

PVP ~~7,50~~
OFERTA
6,95 €

Las placas soft de 1 mm sirven para hacer placas de bruxismo, mantenedor de espacio, guía quirúrgica, mordidas con cera y placas base.



Calentador para 8 jeringas de composite (40-50-70 C)

Ref. ESI000030

PVP ~~195,00~~
OFERTA
185,95 €

Posee una capacidad de 8 jeringas, se recomienda un lugar seco y limpio para trabajar.

De una humedad relativa máxima de 85%.



B Technoflux

Microarenadora para el chorreado de metales

Ref. MIT000900

PVP 150,00€
OFERTA
130 €

Boquilla y aguja eyectora de 138° para usar con metales. Indicado para la limpieza y piezas de micro fusión y acabados finales, además de todo tipo de tratamientos intraoral y extraoral donde se requiere la mayor precisión y ergonomía.



Conexión de Microarenadora
Ref. MIT000910

PVP 35,20€
OFERTA
30,73 €



Ref. MIT000850

OFERTA
160 €

ACERO INOXIDABLE



Lupas Bio Art

Ref. GEM0U0410

PVP 40,00€
OFERTA
36 €
3,5X



Ref. GEM0U0400

PVP 40,00€
OFERTA
36 €
2,5X



Vibrador de cápsulas

Ref. APB000200

PVP 240,00€
OFERTA
214,19 €

Diseñada para mezclar capsulas de amalgama, dispone de una pantalla LCD que permite ajustar la velocidad y el tiempo de vibración.



Compresor 22L
Modelo DA5001

Ref. APC000900

OFERTA
495 €

Compresor con 22 litros de capacidad, altamente silencioso, de baja vibración y libre de aceite.

Dispone de un sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento y la tensión.

Sin secador.



Compresor 30L
Modelo DA7001D

Ref. APC001000

OFERTA
1.040 €

Compresor con 30 litros de capacidad y un cabezal de dos cilindros, silencioso, de baja vibración y libre de aceite.



Compresor 50L
Modelo DA7002D

Ref. APC001100

OFERTA
1.515 €

Compresor ideal para equipos de uso ligero. Con 50 litros de capacidad y dos cabezales de cuatro cilindros.

Es silencioso, de baja vibración y libre de aceite.



Maletín de reanimación

B Technoflux

REF. APM000500

- Contiene equipación necesaria para la reanimación del paciente en casos de emergencia respiratoria.
- Concebido para el usuario profesional con la formación adecuada para su correcta utilización.
- Los componentes se incluyen dentro de una maleta fabricada con material polietileno de doble capa con espacio y velcros para tener accesibilidad a las dos tapas.
- Fácil apertura.

PVP ~~465€~~

OFERTA
449⁹⁵€

Pinzas tiralenguas

Ref. APM000670

OFERTA 9,80€

Tijera corta ropa

Ref. APM000690

OFERTA
12,20€

Cánulas de Guedel

1/Ref. APM000620

OFERTA
7,70€

3 /Ref. APM000621

/Ref. APM000622

Mascarilla adultos

Ref. APM000630

OFERTA
4,75€

Abrebocas

Ref. APM000680

OFERTA 6,90€

Manta térmica

Ref. APM000660

OFERTA 6,30€

Caudalímetro

Ref. APM000610

OFERTA 148,85€

Mascarilla pediátrica para resucitador

Ref. APM000645

OFERTA 8€

Mascarilla adulta para resucitador

Ref. APM000647

OFERTA 8€

Resucitador manual

Ref. APM000650

OFERTA
62,3€

Mascarilla pediátrica

Ref. APM000640

OFERTA
5,55€

Botella de oxígeno

Ref. APM000600

OFERTA
199€

NOTA DE INTERÉS: El oxígeno de los maletines de reanimación no es un medicamento. Los medicamentos se regulan por el RD 782/201. En base a ello, los medicamentos solo pueden distribuirse siguiendo el canal legal marcado por dicha ley, es decir del laboratorio al cliente final.

Fantoma Modelo Estudio JG-C3 con barra a cabezal equipo

Ref. VZB005210

PVP ~~682,50~~
OFERTA
682,50 €

Este modelo de estudio de Technoflux está pensado para estudiantes para que puedan realizar las prácticas o simulaciones de procedimientos dentales.

Este modelo tiene la posición craneal perfecta. Reproduciendo la posición natural de la mandibular.



Fantoma Modelo Estudio JG-C4 con barra a cabezal equipo

Ref. VZB005220

PVP ~~682,50~~
OFERTA
505 €



Modelo Estudio JG-C1 De Sobre Mesa

Ref. VZB005200

PVP ~~682,50~~
OFERTA
455,00 €

Pensado para estudiantes para que puedan realizar las prácticas o simulaciones de procedimientos dentales.



B Technoflux

Desfibrilador iPad CU-SP1 Semiautomático

Ref. APM000400

PVP ~~682,50~~
OFERTA
1.390 €

- Energía de salida: Adulto 150Joules, Pediátrico 50Joules (uso común)
- Tiempo de carga: menor de 8 segundos. Tiempo de carga después de finalizado CPR: al menos 8 segundos
- Análisis Paciente: Ritmos desfibrilables, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular
- Batería: Estándar DC 12 V 2.8 Ah, Lithium dióxido manganeso, capacidad mínimo 100 descargas (150J). Alta capacidad DC 12V 4.2Ah, Lithium dióxido manganeso, capacidad mínimo 200 descargas (150J)
- Vida útil: 5 años (Batería alta capacidad y en condiciones de temperatura de funcionamiento/standby y en modo)
- Grabación de datos y transmisión: Puerto IrDA Transmisión sin cables de datos de eventos al PC - Tarjeta SD.



B Benmayor
Technoflux

Benmayor S.A.
C/Bach, 2-B Pol. Ind. Foinvasa
08110 Montcada i Reixac, Barcelona
dental@benmayor.com
T +34 935 724 163

dental.benmayor.com

*¡Los productos
BENMAYOR ya están
disponibles en tu
DISTRIBUIDOR DE
CONFIANZA!*



David Paradela - 657 434 895 - d.paradela@benmayor.com
Galicia, Principado de Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja,
Navarra, Castilla y León, Extremadura, Castilla La Mancha,
Madrid, Canarias y Portugal.

Alex Güiza - 605 523 908 - a.guiza@benmayor.com
Cataluña, Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Andalucía,
Murcia.