

# OFERTA | LABORATORIO 2024

DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO



MESTRA

## Chorros de arena Eclipse II, II T y Automatic



www.dentalmotilla.es

Chorroadoras fabricadas en ABS de alta resistencia.

**Eclipse II:** Chorroadora clásica de dos vasos especializada en microchorreado.

**Eclipse II T:** Similar a la anterior pero con una pistola fija, además de una tolva de gran capacidad.

**Eclipse Automatic:** Los esqueléticos se depositan en una cesta fácilmente desmontable que gira por la acción del motor. Boquilla de soplado orientable con tolva de gran capacidad.

- ✓ Presión de trabajo 2 a 5 bar.
- ✓ Luz interior LED.



REF. 080220

pvp 1.040,66 €  
**812 €**  
+ IVA

REF. 080228

pvp 1.338,75 €  
**1.044 €**  
+ IVA

REF. 080218

pvp 1.101,87 €  
**859 €**  
+ IVA

REF.	ALTO	ANCHO	FONDO	PESO	CONSUMO AIRE
080220	330 mm	360 mm	450 mm	5.7 kg	80 l/min
080228	490 mm	360 mm	450 mm	7.7 kg	100 l/min
080218	430 mm	320 mm	310 mm	5.5 kg	90 l/min



## Vaso para chorreado

NUEVO



Alto 49 mm  
Ø 33 mm  
Peso 1 g

REF. 050586

pvp 45,70 €  
**36 €**  
+ IVA

## Caja de trabajo Orión

- ✓ Diseñado y fabricado en España
- ✓ Acoplamiento para astillera tipo jeb
- ✓ Posición de trabajo ergonómica
- ✓ Incluye una astillera en el interior con soporte para micromotor
- ✓ Lámparas LED
- ✓ Fácil limpieza



NUEVO

REF. 080214

pvp 468,30 €  
**365 €**  
+ IVA

300 mm  
330 mm  
360 mm

2,6 kg

## Cabina de repaso Eclipse

- ✓ Diseñado y fabricado en España
- ✓ Acoplamiento para astillera tipo jeb
- ✓ Posición de trabajo ergonómica
- ✓ Lámparas LED
- ✓ Fácil limpieza



NUEVO

REF. 080216

pvp 468,30 €  
**365 €**  
+ IVA

275 mm  
330 mm  
360 mm

2,8 kg

## Cabina de repaso grande para laboratorio Especialmente pensada para zirconio

- ✓ LED interior para una iluminación perfecta
- ✓ Reposabrazos cómodos y prácticos
- ✓ Diseño amplio y robusto
  - ✓ Amplia pantalla y acceso
  - ✓ Gran ergonomía de trabajo



NUEVO

REF. 080212

pvp 825,00 €  
**644 €**  
+ IVA

542 mm  
336 mm  
600 mm

4,9 kg

## Cabina de repaso para laboratorio

- ✓ LED interior para una iluminación perfecta
- ✓ Reposabrazos cómodos y prácticos
- ✓ Diseño amplio y robusto



NUEVO

REF. 080534L

pvp 400,00 €  
**312 €**  
+ IVA

230 mm  
400 mm  
345 mm

2,4 kg

## Microsfera de vidrio



50 µm  
REF. 080312

Consultar precios

## Óxido de aluminio



50 µm REF. 080315  
100 µm REF. 080316  
150 µm REF. 080317  
250 µm REF. 080318

Consultar precios

## Termoconformadora por presión PlastPress

**NUEVO**

Láminas  $\square$  de 126 a 131 mm  
Láminas  $\emptyset$  de 125 a 134 mm

REF. 080544

pvp 1.165,00 €  
**909 €**  
+ IVA



La termoconformadora de presión positiva más compacta del mercado.

Mayor fidelidad de copia y menor ruido en comparación con las máquinas de vacío.

Admite placas redondas y cuadradas de hasta 6 mm de espesor.

Debe conectarse directamente a un compresor (entre 3 y 8 bar).

### Especificaciones

Alto 270 mm  
Ancho 235 mm  
Fondo 265 mm  
Peso 7.5 kg  
Potencia 450 W

## Termoconformadora de vacío

Máquina de termoconformado para láminas cuadradas y redondas

Láminas  $\square$  de 120 a 131 mm  
Láminas de  $\emptyset$  134 mm

REF. 080542

pvp 806,04 €  
**629 €**  
+ IVA



### Especificaciones

Alto 310 mm  
Ancho 275 mm  
Fondo 260 mm  
Peso 4.6 kg  
Potencia 925W

## Láminas de termoconformado

Láminas de termoconformado estándar cuadradas y redondas.

Fabricadas en plásticos de alta calidad con certificados CE como producto sanitario.

No aparece hollín o humos en el calentamiento. La ausencia de material reciclado evita que se desgarren al someterlas a vacío. Disponibles en una gran variedad de espesores y tipos.

Comercializadas en envase metalizado con cierre al vacío.

CE Producto sanitario

Desde **4 €**  
+ IVA



**NUEVO**

REFERENCIA	TIPO	DUREZA	APARIENCIA	TAMAÑO	ESPESOR	CANT.
080574	Cristal	Duras	Transparente	126 x 126 mm	0.3 mm	10
080575	Cristal	Duras	Transparente	126 x 126 mm	0.75 mm	5
080576	Cristal	Duras	Transparente	126 x 126 mm	1.0 mm	5
080577	Cristal	Duras	Transparente	126 x 126 mm	1.5 mm	5
080578	Cristal	Duras	Transparente	126 x 126 mm	2.0 mm	5
080579	Lechosa	Duras	Translúcida	126 x 126 mm	0.6 mm	10
080580	Soft	Blandas	Translúcida	131 x 131 mm	1.0 mm	10
080581	Soft	Blandas	Translúcida	131 x 131 mm	1.5 mm	10
080582	Soft	Blandas	Translúcida	131 x 131 mm	2.0 mm	10
080583	Soft	Blandas	Translúcida	131 x 131 mm	3.0 mm	5
080584	Soft	Blandas	Translúcida	131 x 131 mm	4.0 mm	5
080574R	Cristal	Duras	Transparente	$\emptyset$ 125 mm	0.3 mm	10
080575R	Cristal	Duras	Transparente	$\emptyset$ 125 mm	0.75 mm	5
080576R	Cristal	Duras	Transparente	$\emptyset$ 125 mm	1.0 mm	5
080577R	Cristal	Duras	Transparente	$\emptyset$ 125 mm	1.5 mm	5
080579R	Lechosa	Duras	Translúcida	$\emptyset$ 125 mm	0.6 mm	10
080580R	Soft	Blandas	Translúcida	$\emptyset$ 125 mm	1.0 mm	10
080581R	Soft	Blandas	Translúcida	$\emptyset$ 125 mm	1.5 mm	10
080582R	Soft	Blandas	Translúcida	$\emptyset$ 125 mm	2.0 mm	10
080583R	Soft	Blandas	Translúcida	$\emptyset$ 125 mm	3.0 mm	5
080584R	Soft	Blandas	Translúcida	$\emptyset$ 125 mm	4.0 mm	5

## Termoconformadora por presión



La fuerte presurización permite un moldeo preciso, independientemente del recorte del modelo, así como diversos grosores (0.5 a 4.0 mm) y se pueden usar láminas cuadradas y redondas (127, 125 y 120 mm).

### Especificaciones

Alto 545 mm • Ancho 410 mm  
Fondo 260 mm • Peso 15 kg  
Potencia 450W • Presión 4-6 bar

REF. 080543

pvp 2.999,54 €  
**2.340 €**  
+ IVA

## Horno de secado para láminas de termoconformado



Un ventilador hace circular el aire caliente para un secado uniforme y eficiente:

- ✓ Extrae la humedad y mantiene secas las láminas de termoconformado para evitar la formación de poros.
- ✓ Secado de instrumental, de modelos de escayola, etc.
- ✓ Seis bandejas de acero inox.
- ✓ Carcasa de acero inoxidable.
- ✓ Temporizador de 24 horas.

REF. 080118

pvp 331,67 €  
**259 €**  
+ IVA

### Especificaciones

Alto 310 mm • Ancho 340 mm • Fondo 450 mm  
Peso 8.3 kg • Consumo 550-650 W • Temp. 35-75°C

**DENTAL MOTILLA S.L.**  
www.dentalmotilla.es

## Aspiración Sirocco S

Incorpora dos etapas de filtrado; un filtro HEPA (recogedor de partículas de alta eficiencia) circular y otro filtro HEPA interior. La unidad cuenta además con un sistema de detección de micromotor externo y con ajuste de potencia en siete niveles diferentes.

Junto a la caja de repaso forma un tándem extremadamente útil y fiable, permitiendo pequeñas operaciones de pulido y repaso.

- ✓ Potente motor de inducción
- ✓ Intuitivo teclado de tipo táctil
- ✓ Facilidad de uso y cambio de filtro
- ✓ Amplia pantalla y acceso al interior
- ✓ Extraordinariamente silencioso
- ✓ LED interior para una iluminación perfecta
- ✓ Gran ergonomía de trabajo



**Sirocco S**  
+ caja de repaso

REF. 080534AC

pvp 896,00 €  
**699 €**  
+ IVA

### Especificaciones

Alto 365 mm • Ancho 290 mm • Fondo 290 mm  
Peso 5.5 kg • Potencia 350 W • Ruido 55 dB



## Aspiración Sirocco M y L

Son dos unidades de aspiración robustas, silenciosas y de muy alta fiabilidad, siendo el modelo M especialmente práctico para su uso bajo la mesa de trabajo y el modelo L de una mayor capacidad, muy útil en sistemas de aspiración CAD/CAM.

Su motor del tipo "sin escobillas" (brushless) alarga su vida útil entre cinco y diez veces en comparación con los modelos tradicionales.

Incorporan una conexión para un micromotor externo y una fresadora que funcionarán de manera sincronizada con la unidad de aspiración. Además, su diseño ergonómico con asas y ruedas facilita su uso y movilidad en clínica y laboratorio.

- ✓ Amplio conjunto de accesorios totalmente compatibles
- ✓ Funcionamiento extraordinariamente silencioso
- ✓ Facilidad de uso y cambio de filtro
- ✓ Interface CAM Cable
- ✓ Filtrado Grado ULPA U15

Filtro reutilizable  
4.3 litros



**Sirocco M**  
+ tubo flexible

REF. 080536D1

pvp 1.290,00 €  
**1.006 €**  
+ IVA

**Sirocco L**  
+ tubo flexible

REF. 080537D

pvp 1.410,00 €  
**1.100 €**  
+ IVA

Especial  
para CAD/CAM



Filtro reutilizable  
7.5 l + Filtro ULPA

## Aspiración Eolo Induction

Su nuevo motor de inducción "brushless" (sin escobillas) alarga su vida útil entre 5 y 10 veces frente a los modelos tradicionales, y cuenta con un novedoso sistema de doble filtro optimizado para el trabajo en el laboratorio dental. Puede montarse además con filtro HEPA.

Ocupando un mínimo espacio y su diseño ergonómico facilita su uso y movilidad. El control electrónico con pantalla LCD está dotado de sistemas de protección ante sobrecargas u obstrucciones en la boca de aspiración y con indicador visual del nivel de llenado del filtro y la detección de los micromotores.

Permite el funcionamiento manual o automático sincronizado con hasta 3 aparatos diferentes (chorros de arena, micromotores, etc.). La detección y ajuste de micromotores se realiza por el propio control electrónico, que permite detectar cualquier micromotor, incluidos los del tipo "brushless" (sin escobillas).

### Especificaciones

Alto 585 mm • Ancho 210 mm • Fondo 500 mm  
Peso 17 kg • Potencia 750 W • Ruido 65dB



REF. 080533

pvp 1.590,00 €  
**1.240 €**  
+ IVA



## Decantador de polvo Ciclón



620 mm  
300 mm  
155 mm  
1.4 kg



Recoge más del 99%  
del polvo y la suciedad

REF. 080535

pvp 326,03 €  
**254 €**  
+ IVA

# OFERTA | LABORATORIO 2024

DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO



## Chorro de arena **Cosmos**



- ✓ Arenadora de reciclaje y precisión
- ✓ Chorro fijo con boquilla de carburo de boro de 3 mm
- ✓ Lápices móviles con boquillas de 1 y 1.25 mm
- ✓ Depósitos de chorreado incluidos, soplador aire y pedal



REF. 080233

pvp 2.729,96 €  
**2.129 €**  
+ IVA

### Especificaciones

Consumo de aire 90 l/min a 5 bar  
Presión de trabajo 2 a 5 atm

## Chorro de arena **Galaxy**



- ✓ Boquilla de carburo de boro de 3 mm
- ✓ Chorro automático y manual



REF. 080235

pvp 2.420,66 €  
**1.888 €**  
+ IVA

### Especificaciones

Consumo de aire 90 l/min a 5 bar  
Presión de trabajo 2 a 5 atm

## Chorro de arena **Plutón**



- ✓ 2 lápices móviles
- ✓ 1 pedal
- ✓ Lámpara LED



REF. 080253

pvp 1.043,57 €  
**814 €**  
+ IVA

### Especificaciones

Consumo de aire 80 l/min  
Presión de trabajo 2 a 5 atm

## Chorro de arena **Terra I, II y III**



- ✓ De uno a dos vasos según modelo
- ✓ De uno a dos lápices según modelo
- ✓ Pistola fija de 3 mm
- ✓ Luz LED 6 W
- ✓ Pedal




REF. 080296

pvp 1.338,08 €  
**1.044 €**  
+ IVA

REF. 080292

pvp 907,77 €  
**708 €**  
+ IVA



pvp 1.143,09 €  
**892 €**  
+ IVA

REF. 080294

## Chorro de arena **Constellation Practic**



Pintura epoxi



REF. 080259

pvp 1.169,97 €  
**913 €**  
+ IVA

### Especificaciones

Consumo de aire 80 l/min  
Presión de trabajo 2 a 5 atm

## Chorros de arena **Constellation III y IV**



Pintura epoxi

pvp 1.882,72 €  
**1.469 €**  
+ IVA

REF. 200264



REF. 200263

pvp 1.748,26 €  
**1.364 €**  
+ IVA



Acero inoxidable

pvp 2.017,23 €  
**1.573 €**  
+ IVA

REF. 080264

REF. 080263

pvp 1.882,72 €  
**1.469 €**  
+ IVA

# OFERTA | LABORATORIO 2024

DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO



## Recortadora de modelos Serantes

Producto ideal para situaciones en las que el espacio es un condicionante importante ya que es posiblemente la recortadora más compacta de todo el mercado.

Cuenta con un potente motor de 1600 W con freno integrado, tapa con apertura sencilla para acceder al disco, discos con fijación del tipo gancho/lazo fácilmente cambiables, sistema de limpieza por agua, fabricación en composite de alta resistencia, etc.



**NUEVO**



Recortadora con disco lija

REF. 080097

pvp 789,60 €  
**616 €**  
+ IVA

### Especificaciones

- Alto 340 mm
- Ancho 285 mm
- Fondo 385 mm
- Peso 4.9 kg
- Velocidad 3000 rpm
- Ø Disco 235 mm
- Potencia 1600 W



### Accesorios

- REF. 080097-08 Disco de lija grano 80 grueso (5 uds.)
- REF. 080097-09 Disco de lija grano 120 fino (5 uds.)
- REF. 080098-01 Disco de Diamante (1 ud.)

## Recortadoras Mulhacén 3000




Disco de lija  
REF. 080093

pvp 836,80 €  
**653 €**  
+ IVA

Disco de diamante  
REF. 080095

pvp 1.277,58 €  
**997 €**  
+ IVA

- ✓ Fabricada en plásticos de alta resistencia
- ✓ Fijación del disco abrasivo mediante velcro
- ✓ Freno incorporado y luz de alerta
- ✓ Tapa fácilmente accesible
- ✓ Exenta de corrosión



### Especificaciones

- Potencia 1600 W
- Velocidad 3000 rpm
- Ventana 121 mm

## Recortadoras RH 1500 y 3000



Disco de carburo de silicio  
1500 rpm REF. 080080

pvp 1.073,80 €  
**838 €**  
+ IVA

Disco de diamante  
1500 rpm REF. 080081

pvp 1.619,54 €  
**1.263 €**  
+ IVA

Disco de carburo de silicio  
3000 rpm REF. 080082

pvp 1.133,16 €  
**884 €**  
+ IVA

Disco de diamante  
3000 rpm REF. 080083

pvp 1.674,19 €  
**1.306 €**  
+ IVA



\*Fabricadas totalmente en aluminio

REF.	POTENCIA	Ø DISCO
080080-81	800 W	250-254
080082-83	1200 W	250-254

## Decantadoras de polipropileno

La suciedad queda recogida en una bolsa de plástico



REF. 080087

pvp 315,40 €  
**246 €**  
+ IVA


REF. 080085

pvp 367,36 €  
**287 €**  
+ IVA

REF.	ALTO	DIAMETRO	CAPACIDAD	PESO
080085	465 mm	400 mm	19 l	3.2 kg
080087	345 mm	350 mm	14 l	2.2 kg

## Recortadora de interiores

- ✓ Potente motor de 1/3 cv
- ✓ Se suministra con 1 fresa de corte de 12 dientes en metal duro



### Especificaciones

- Alto 300 mm
- Ancho 275 mm
- Fondo 275 mm
- Peso 11 kg
- Velocidad 3000 rpm

REF. 080102

pvp 1.167,35 €  
**911 €**  
+ IVA

## Hornos de precalentamiento



HP100 REF. 080148

pvp 3.904,10 €  
**3.045 €**  
+ IVA

HP50 REF. 080144

pvp 3.121,23 €  
**2.435 €**  
+ IVA

HP25 REF. 080142

pvp 2.753,29 €  
**2.148 €**  
+ IVA

- ✓ Permiten almacenar hasta 20 programas
- ✓ Fabricados en acero inoxidable
- ✓ El control electrónico admite la programación de múltiples parámetros
- ✓ Se suministran con una bandeja cerámica

MODELO	HP 100	HP 50	HP 25
Alto	525 mm	500 mm	465 mm
Ancho	440 mm	375 mm	335 mm
Fondo	490 mm	405 mm	340 mm
Peso	57 kg	40 kg	30 kg
Potencia	3000 w	2000 w	1500 w
Temp. máx.	1100°C	1100°C	1100°C
Capacidad mufla	10.6 l	4.8 l	2.7 l
Alto mufla	149 mm	117 mm	100 mm
Ancho mufla	305 mm	227 mm	165 mm
Fondo mufla	234 mm	180 mm	160 mm
Nº cilindros Ø 80 mm	8-12	4-6	2-3

## Hornos Vulcano de precalentamiento



HP25 REF. 080133

pvp 2.440,99 €  
**1.904 €**  
+ IVA

HP50 REF. 080135

pvp 2.770,85 €  
**2.161 €**  
+ IVA

HP100 REF. 080139

pvp 3.496,56 €  
**2.727 €**  
+ IVA

La familia Vulcano se ha desarrollado como una alternativa económica a los hornos estándar y su única diferencia está en el control electrónico. La pantalla LCD proporciona toda la información necesaria para la programación y el seguimiento del trabajo.

MODELO	HP 25	HP 50	HP 100
Alto	465 mm	500 mm	525 mm
Ancho	335 mm	375 mm	440 mm
Fondo	340 mm	405 mm	490 mm
Peso	30 kg	40 kg	57 kg
Potencia	1500 w	2000 w	3000 w
Temp. máx.	1100°C	1100°C	1100°C
Capacidad mufla	2.7 l	4.8 l	10.6 l
Alto mufla	100 mm	117 mm	149 mm
Ancho mufla	165 mm	227 mm	305 mm
Fondo mufla	160 mm	180 mm	234 mm
Nº cilindros Ø 80 mm	2-3	4-6	8-12

## Horno 50D precalentamiento directo



Permite almacenar cuatro programas en memoria y uno directo

REF. 080130

pvp 2.541,24 €  
**1.982 €**  
+ IVA

### Especificaciones

Alto 440 mm • Ancho 375 mm  
Fondo 405 mm • Peso 38 kg  
Potencia 2000 W • Máximo 1100°C

## Catalizador de humos



Sencillo dispositivo que se acopla a la salida de humos de cualquier horno MESTRA de precalentamiento para eliminar los gases y restos de productos inquemados.


### Especificaciones

Alto 380 mm  
Ancho 185 mm  
Ø tubo 38.5 mm  
Peso 5.3 kg  
Potencia 600 W

REF. 080124

pvp 840,70 €  
**656 €**  
+ IVA

## Desencerador de cilindros



6 cilindros 3x  
REF. 040119

### Especificaciones

Alto 245 mm  
Ancho 400 mm  
Fondo 230 mm  
Peso 5 kg

REF. 080068

pvp 658,10 €  
**513 €**  
+ IVA

Permite eliminar la cera de los cilindros por medio de vapor de agua antes de introducirlos en el horno, evitando humos y malos olores. Gracias a su bandeja inferior se recupera la cera pudiéndose reutilizar.

## Olla Polimerizadora automática

Olla de gran capacidad que permite acomodar en su interior una considerable cantidad de elementos para polimerizar. Mediante un control electrónico se pueden regular y mantener temperaturas.

CERTIFICADO por TÜV Rheinland®  
Certificado de tipo N° PED.BD.000011  
Directiva 2014/68/UE (equipos a presión)



REF. 030425

pvp 1.408,01 €  
**1.098 €**  
+ IVA

### Especificaciones

Presión 2 bar • Temp. máx 100°C  
Potencia 600 W • Capacidad 6 l

350 mm  
400 mm  
360 mm  
5 kg  
Medidas interiores: Ø 220 x 160 mm alto

## Olla Polimerizadora neumática

FABRICADO MESTRA ESPAÑA DISEÑADO

Inox

### Especificaciones

Presión máx. 2 bar  
Temp. máx 60°C  
Capacidad 6 l

235 mm  
420 mm  
245 mm  
2.4 kg  
Medidas interiores: Ø 220 x 170 mm alto



Manguera de conexión con cierre automático

Doble válvula de seguridad

REF. 030420

pvp 376,59 €  
**294 €**  
+ IVA

## Polimerizadora a presión Poli Plus

Inox

FABRICADO MESTRA ESPAÑA DISEÑADO

### Especificaciones

Temp. máx. 135 °C  
Presión máx. 6.5 bar  
Diámetro cuba 135 mm  
Alto cuba 115 mm

REF. 080460

pvp 3.412,93 €  
**2.662 €**  
+ IVA



320 mm  
395 mm  
310 mm  
20 kg

## Polimerizadoras M9 y M18

Inox

FABRICADO MESTRA ESPAÑA DISEÑADO



NUEVO

Polimerizadora M9  
REF. 080400

Para 9 mufas con brida 030390

pvp 2.324,18 €  
**1.813 €**  
+ IVA

Polimerizadora M18  
REF. 080407

Para 18 mufas con brida 030390

pvp 2.531,72 €  
**1.975 €**  
+ IVA

## Lava-polimerizadora E2

Inox

FABRICADO MESTRA ESPAÑA DISEÑADO

### Especificaciones

Alto (sin pomo) 450 mm  
Ancho (con llave) 405 mm  
Largo 635 mm  
Peso 34 kg

Polimerización: 12 mufas  
Escaldado: 6 mufas abiertas

REF. 080060

pvp 4.995,49 €  
**3.896 €**  
+ IVA



## Lava-polimerizadora Extreme E2

NUEVO

Inox

FABRICADO MESTRA ESPAÑA DISEÑADO

### Especificaciones

Alto (sin pomo) 450 mm  
Ancho (con llave) 405 mm  
Largo 635 mm  
Peso 34 kg

Polimerización: 12 mufas  
Escaldado: 6 mufas abiertas

REF. 080063

pvp 4.344,52 €  
**3.389 €**  
+ IVA



DENTAL MOTILLA S.L.

www.dentalmotilla.es

# OFERTA | LABORATORIO 2024

DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO



## Box pulidora con aspiración



Luz LED incorporada

### Especificaciones

- Alto 500 mm
- Ancho 800 mm
- Fondo 500 mm
- Peso 58 kg
- Velocidad 1500 / 3000 rpm
- Aspir. aprox. 500 m³/h
- Ruido 67 dB

REF. 080500

pvp 4.680,70 €  
**3.651 €**  
+ IVA

## Electropulidoras



REF. 080160  
2 velocidades

pvp 599,00 €  
**467 €**  
+ IVA



REF. 080150  
1 velocidad

pvp 502,00 €  
**392 €**  
+ IVA



REF. 080164  
Velocidad variable  
Cepillos no incluidos

pvp 296,17 €  
**231 €**  
+ IVA

## Box con aspiración para pulido



Fabricada en polipropileno de alta resistencia

### Especificaciones

- Alto 500 mm
- Ancho 800 mm
- Fondo 500 mm
- Peso 30 kg
- Aspir. aprox. 500 m³/h
- Ruido 67 dB


REF. 080502

pvp 2.470,92 €  
**1.927 €**  
+ IVA

## Mini box pulidora Gorbea 2 velocidades



- ✓ Conexión a aspiración
- ✓ Interruptor de seguridad
- ✓ Iluminación LED
- ✓ Cepillos no incluidos
- ✓ Viseras de protección



REF. 080508

pvp 755,21 €  
**589 €**  
+ IVA


### Especificaciones

- Potencia 200 W
- Velocidad 2000- 7000 rpm

## Electropulidora 2 velocidades



- ✓ Potente, silenciosa (48 dB), estanca y segura
- ✓ Sus líneas permiten la movilidad de los brazos y hacen cómodo el trabajo, bien sea de pie o sentado



REF. 080162

pvp 772,86 €  
**603 €**  
+ IVA

### Especificaciones

- Potencia 500 W
- Velocidad 1500- 3000 rpm



REF. 100274  
1 velocidad

Súper oferta €  
**225 €**  
+ IVA



REF. 100276  
Velocidad variable

pvp 275,51 €  
**215 €**  
+ IVA

## Pasta de pulir alto brillo



REF. 104852

pvp 6,12 €  
**5 €**  
+ IVA



REF. 104854

pvp 4,89 €  
**4 €**  
+ IVA



REF. 104856

pvp 4,89 €  
**4 €**  
+ IVA

Pasta pulir verde (132 g) acabado para metales duros (cromo, platino)

Pasta pulir blanco y azul (115 g) acabado para metales y plásticos

## Pantalla para pulidora



REF. 080210

Fabricado en goma para evitar posibles roturas de la pieza por escape

pvp 111,36 €  
**87 €**  
+ IVA



# OFERTA | LABORATORIO 2024

DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO



## Mezcladoras de vacío Iris

Económica y práctica batidora de vacío. Basta con colocar la taza y pulsar el botón de accionamiento para comenzar el batido. En unos segundos, la mezcla estará lista.

A pesar de las diferencias, todas las versiones comparten la misma estructura motor-bomba-chasis (de contrastada solidez y fiabilidad) diferenciándose sólo en el sistema de control.



Iris II  
REF. 080516

pvp 1.076,65 €  
**840 €**  
+ IVA



Iris II Evolution  
REF. 080517

pvp 1.178,79 €  
**919 €**  
+ IVA




Iris II Inverter  
REF. 080517E

pvp 1.216,01 €  
**948 €**  
+ IVA




Iris II Advanced  
REF. 080518

pvp 1.297,04 €  
**1.012 €**  
+ IVA



### Pie de sujeción opcional

REF. 080519



MODELO	IRIS II	IRIS II EVOLUTION	IRIS II EVOLUTION INVERTER	IRIS II EVOLUTION ADVANCED
Rango de tiempo	0/120"	0/300"	0/300"	0/300"
RPM y giro	240 ↺	100-400 ↺	100-400 ↺↻	100-400 ↺↻
Potencia	100 W	100 W	100 W	100 W

Las batidoras de vacío IRIS se desarrollaron para ser colgadas en la pared. Si esto no fuera posible, tenemos a su disposición un pie de sujeción.

## Dosificadora de agua y escayola Boomerang Precision II

Versión optimizada con una nueva bomba peristáltica más silenciosa, un algoritmo de pesado más preciso y un display retroiluminado que permite un manejo más intuitivo y sencillo. Basta con pulsar un botón para recibir una dosis exacta para batir, con el consiguiente ahorro que supone.

Se suministra con una taza de goma para batir escayola y una espátula de plástico. Incluye tanque de escayola extra y un soporte de pared.

El husillo dosificador y el tanque son fácilmente sustituibles por el propio usuario sin necesidad de experiencia ni herramientas.



Tanque  
REF. 080590-03

Soporte  
REF. 080591-02

REF. 080592

pvp 1.489,27 €  
**1.162 €**  
+ IVA

### Especificaciones

Altura 700 mm	• Ancho 350 mm
Fondo 430 mm	• Potencia 70 W
Tanque grande 5 l	• Tanque pequeño 2 l
Peso 7.5 kg	

Consumibles husillo (2 u.)  
REF. 080590-43

## Aspiración Gemini

Aspiración de sólidos y líquidos

\*No apta para la detección de micromotores




### Especificaciones

- Motor 1200 W (2 etapas)
- Ruido 68 dB
- Capacidad 36 l
- Potenciometro 650 - 1200 W
- Detección 100 W

REF. 080539

pvp 535,35 €  
**418 €**  
+ IVA



## Aspiración Gemini Mini

Aspiración de sólidos y líquidos

\*No apta para detección de micromotores



### Especificaciones

- Motor 1150 W
- Ruido 68 dB
- Capacidad 9.5 l
- Potenciometro 650 - 1150 W
- Detección 100 W

REF. 080538

pvp 484,16 €  
**378 €**  
+ IVA




## Electrovibradores Teide



Teide 1  
REF. 080021

pvp 459,87 €  
**359 €**  
+ IVA

- ✓ 1 tipo vibración
- ✓ Potencia ajustable



Teide  
REF. 080022

pvp 479,27 €  
**374 €**  
+ IVA

- ✓ 2 tipos vibración
- ✓ Potencia ajustable



Teide Cima  
REF. 080024

pvp 490,34 €  
**382 €**  
+ IVA

- ✓ 5 tipos vibración
- ✓ Potencia y tiempo regulable

## Vibradores Clásicos



REF. 080030

pvp 343,36 €  
**268 €**  
+ IVA



REF. 080020

pvp 412,01 €  
**321 €**  
+ IVA



REF. 080025

pvp 389,10 €  
**303 €**  
+ IVA



REF. 080010

pvp 601,23 €  
**469 €**  
+ IVA

REF.	ALTO	SUPERFICIE	PESO
080030	100 mm	120 mm Ø	2.5 kg
080025	105 mm	220 x 160 mm	6.2 kg
080020	105 mm	220 x 220 mm	6.3 kg
080010	130 mm	370 x 275 mm	13.2 kg

## Martillo neumático

### Especificaciones

- Largo 140 mm
- Presión 2-6 atm
- Tubo conexión 6 mm
- Peso 185 gr

- ✓ Transmite poca vibración a la mano
- ✓ Incluye tres cinceles diferentes
- ✓ Económico

- ✓ Ligero
- ✓ Ergonómico
- ✓ Duradero



REF. 050550

pvp 390,45 €  
**305 €**  
+ IVA



## Prensa hidráulica

Piezas de desgaste  
construidas en acero  
bonificado y rectificado



### Especificaciones

Alto 530 mm  
Ancho 225 mm  
Fondo 230 mm  
Peso 20 kg  
Long. máx. pistón 25 mm  
Potencia máx. 250 kg/cm<sup>2</sup>

REF. 030350

pvp 949,00 €  
**740 €**  
+ IVA



## Inyectora de poliamidas dentales

REF. 080560

Para cartuchos de  
22 mm de diámetro

REF. 080560G

Para cartuchos de  
25 mm de diámetro



REF. 080560

pvp 4.151,25 €  
**3.238 €**  
+ IVA

### Especificaciones

Alto 840 mm • Ancho 240 mm  
Fondo 255 mm • Peso 29 kg  
Consumo 1100 W • Presión 6/8 bares

REF. 080560G

pvp 4.151,25 €  
**3.238 €**  
+ IVA



## Centrífuga de inducción Vestacast



### Especificaciones

Alto 360 mm • Ancho 565 mm  
Fondo 640 mm • Peso 55,5 kg  
Suministro agua 2 l/min (aprox.)  
Potencia fundido 2,6 kW 100 kHz

Permite fundir metales  
hasta los 1750°C

REF. 040061

pvp 10.285,58 €  
**8.023 €**  
+ IVA



## Centrífuga CEN Motor SM2



### Especificaciones

Alto 330 mm  
Ancho 600 mm  
Fondo 560 mm  
Peso 40 kg

REF. 040064

pvp 3.674,10 €  
**2.866 €**  
+ IVA

- ✓ Robusto chasis de dimensiones compactas
- ✓ Sistema de cabina flotante que reduce las vibraciones
- ✓ Control electrónico para regulación precisa
- ✓ Brazo ligero con sistema de repliegue automático
- ✓ Bloqueo automático de puerta durante su funcionamiento
- ✓ Puede portar cilindros hasta 100 mm de diámetro



## Mezcladora de gelatina Gel Bat 6



### Especificaciones

Alto 500 mm • Ancho 320 mm  
Fondo 320 mm • Peso 15 kg  
Consumo 700 W • Capacidad 6 l  
Velocidad 70-84 rpm

REF. 080510

pvp 3.692,64 €  
**2.880 €**  
+ IVA



## Mezcladora de gelatina Aneto II



### Especificaciones

Alto 465 mm • Ancho 330 mm  
Fondo 385 mm • Peso 14 kg  
Consumo 650 W • Capacidad 7 l  
Velocidad 100 rpm

REF. 080512

pvp 3.837,67 €  
**2.993 €**  
+ IVA

## Cabina de vaporización Altamira

Diseñado para funcionar en combinación con una máquina de limpieza por vapor. Amplia cámara de trabajo iluminada con sistema de aspiración. Fabricada en plástico de alta calidad.



### Especificaciones

Alto 570 mm  
Ancho 520 mm  
Fondo 490 mm  
Peso 24 kg  
Consumo 140 W

REF. 080600

pvp 1.328,70 €  
**1.036 €**  
+ IVA

## Máquina de vapor



### Especificaciones

Alto sin soporte 640 mm  
Ancho 250 mm  
Fondo 305 mm  
Peso 11 kg  
Potencia 1300 W  
Presión 3 bar  
Capacidad 3 l



La máquina debe ser alimentada con agua descalcificada o mejor aún, destilada, para evitar calcificaciones en la caldera y aumentar la vida útil del aparato.

- ✓ Capacidad de cuba 3 litros
- ✓ Presión de servicio 3 atmósferas
- ✓ Cuba de acero inoxidable
- ✓ Alcanza la presión de servicio en unos minutos
- ✓ Mirilla de visualización para verificar el nivel de agua

REF. 100193

pvp 1.383,34 €  
**1.079 €**  
+ IVA

## Máquina de vapor

**NUEVO**



REF. 100195

pvp 606,03 €  
**473 €**  
+ IVA



Son ideales para labores de limpieza en los laboratorios dentales debido a su abundante caudal de vapor seco.

Ambos aparatos se suministran con medidor de nivel de agua y embudo.

REFERENCIA	100195	100196
Alto sin soporte	290 mm	280 mm
Alto con soporte	685 mm	680 mm
Ancho	235 mm	400 mm
Fondo	335 mm	325 mm
Peso	6.2 kg	11.3 kg
Potencia	1250 W	2250 W
Presión	4 bar	4 bar
Capacidad	3.5 l	5 l

REF. 100196

pvp 826,40 €  
**645 €**  
+ IVA

## Vaporeto estática

**NUEVO**



Máquina generadora de vapor estático para laboratorio y clínica dental, ideal para un uso intensivo y profesional.



### Especificaciones


Alto sin soporte 300 mm  
Alto con soporte 350 mm  
Ancho 180 mm  
Fondo 285 mm  
Fondo con grifo 380 mm  
Peso 6.1 kg  
Potencia 1300 W  
Presión 4 bar  
Capacidad 2 l

REF. 100192

pvp 524,70 €  
**409 €**  
+ IVA

## Estación de fotopolimerización Sun Beam 3D+

**NUEVO**



### Especificaciones

Alto 250 mm  
Ancho 300 mm  
Largo 300 mm  
Peso neto 6kg  
Potencia 60 W  
Temporizador 0-60"  
Longitud de onda 375-405 nm

REF. 150121

pvp 591,48 €  
**461 €**  
+ IVA

El dispositivo UV emite luz ultravioleta de forma constante, concentrada y uniforme para curar rápidamente las impresiones realizadas con resinas de fotopolímero.

El proceso de curado posterior aumenta la dureza y la resistencia de los productos impresos.

## Agitador de resinas



[www.dentalmotilla.es](http://www.dentalmotilla.es)

Contar con una resina homogéneamente mezclada es indispensable para conseguir una excelente impresión, y por ello, nuestro agitador agita las botellas de resina con un movimiento doblemente giratorio resultando altamente eficiente. Silencioso y con regulador de velocidad de giro.



### Especificaciones

Alto 103 mm  
Ancho 253 mm  
Fondo 480 mm  
Peso 3.1 kg

REF. 150130

pvp 411,81 €  
**371 €**  
+ IVA

# OFERTA | LABORATORIO 2024

DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO



## Calentador por inducción

Cuenta con dos sensores de proximidad

REF. 100009

pvp 275,06 €  
**215 €**  
+ IVA

### Especificaciones

Alto 85 mm  
Ancho 90 mm  
Fondo 210 mm  
Peso 0.5 kg




## Espátulas electrónicas para modelar cera

Temperatura 50 - 200°C



Súper oferta €  
**172 €**  
+ IVA

REF. 100007  
Una espátula y dos puntas diferentes



REF. 100008  
Dos espátulas y seis puntas diferentes

Súper oferta €  
**224 €**  
+ IVA

## Calentadores de cera

### Especificaciones

Alto 70 mm  
Ancho 114 mm  
Fondo 192 mm  
Peso 1.1 kg



pvp 251,32 €  
**196 €**  
+ IVA

REF. 080071  
1 recipiente

REF. 080072  
4 recipientes

pvp 251,32 €  
**196 €**  
+ IVA

## Calentadores de inmersión digital

Temperatura 50 - 200°C

Temperatura independiente en cada cuba



Súper oferta €  
**145 €**  
+ IVA

REF. 100126  
1 recipiente



REF. 100123  
3 recipientes

Súper oferta €  
**243 €**  
+ IVA

## Calentador de cera de gran capacidad

Con cuba teflonada

### Especificaciones

Altura 146 mm • Ancho 230 mm  
Fondo 195 mm • Peso 1.7 kg  
Temp. 30-100°C • Capacidad 1 l



REF. 080076

pvp 532,56 €  
**415 €**  
+ IVA



## Calentador de composite

Dispositivo para mantener calientes hasta 8 jeringuillas de composite

### Especificaciones

Altura 135 mm  
Ancho 97 mm  
Fondo 110 mm  
Peso 0.7 kg  
Temp. 40-50-70°C  
Ø agujeros 16 mm



REF. 080077

pvp 376,48 €  
**294 €**  
+ IVA



## Soldadora de puntos

La máquina está controlada electrónicamente, lo que prácticamente elimina las chispas que normalmente se producen entre electrodos.


La potencia puede seleccionarse entre 30 niveles diferentes para adecuarse a los requerimientos de espesor del material que se desea soldar.

Grosor de la unión 0.2 mm a 1.8 mm



REF. 100127


pvp 691,57 €  
**539 €**  
+ IVA



## Paralelómetro

Pinza concéntrica para vástagos de 2 mm que incorpora:

- ✓ Cuchilla para cera
- ✓ Varilla analizante
- ✓ Varilla con resalte de 0.25, 0.50 y 0.75
- ✓ Estuche con minas



REF. 050310

pvp 412,01 €  
**321 €**  
+ IVA



## Micromotor Élite de inducción



NUEVO

### Especificaciones

Alto 182 mm • Ancho 96 mm  
Fondo 207 mm • Peso 3.9 kg  
Potencia 230 W • Torque 7.8 N-cm  
Velocidad 50000 rpm

REF. 100285

Súper oferta €  
**897 €**  
+ IVA

## Micromotor de rodilla e inducción



NUEVO

### Especificaciones

Alto 230 mm • Ancho 95 mm  
Fondo 270 mm • Peso 5.5 kg  
Velocidad 50000 rpm • Torque 7.8 N-cm  
Caja control 3.1 kg • Pieza mano 365 g

REF. 100278S

Súper oferta €  
**889 €**  
+ IVA

## Micromotor de escobillas



### Pieza de mano Especificaciones

Diámetro 30 mm  
Longitud 155 mm  
Peso 0.24 kg

### Caja de control Especificaciones

Alto 113 mm  
Ancho 130 mm  
Fondo 190 mm  
Peso 1.7 kg  
Velocidad 45000 rpm  
Torque 4.0 N. cm  
Salida DC 0-32 V

REF. 100283

pvp 567,59 €  
**443 €**  
+ IVA

## Verticulador Handy Basic

Potente herramienta que encaja en multitud de procesos para realizar prótesis dentales, por ejemplo para elaborar o diseñar: sobreim-plantes, híbridas, prótesis fija, removible, cargado de composites o cerámica, rebases, composturas, prótesis provisionales...



NUEVO

REF. 130100


pvp 345,91 €  
**270 €**  
+ IVA

## Pulidor Electrolítico



REF. 080490

pvp 1.259,59 €  
**982 €**  
+ IVA



### Especificaciones

Temporizador 0-30 min • Cap. cuba 2 l  
Diámetro y altura de cuba 160 x 150 mm  
Peso cuba 1.2 kg

## Pulidor electrolítico digital

- ✓ Sólido y de reducidas dimensiones
- ✓ Con sistema integrado de agitación por aire

NUEVO



REF. 100293

pvp 767,53 €  
**599 €**  
+ IVA

### Especificaciones

Altura 145 mm  
Ancho 210 mm  
Fondo 250 mm  
Peso 1.9 kg  
Consumo 100 W

## Líquido para baño electrolítico

Producto de gran calidad listo para su uso y apropiado para cualquier aparato de pulido electrolítico, formulado para reducir al mínimo su toxicidad cuando se siguen las medidas de seguridad y recomendaciones de uso.

Empleándolo junto a baños electrolíticos del tipo dental y/o joyería, la calidad conseguida es excelente. Además, permanece sin degradarse durante muchos ciclos de uso.

Su textura viscosa para evitar las salpicaduras además de facilitar su limpieza.



www.dentalmotilla.es

5 litros  
REF. 130351

pvp 53,55 €  
**42 €**  
+ IVA



NUEVO

1 litro  
REF. 130350

pvp 12,60 €  
**10 €**  
+ IVA

# OFERTA | LABORATORIO 2024

DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO



## Perforadora de pines Atlas

Se suministra con  
2 fresas de diámetro:  
1.85 mm y 1.95 mm



### Especificaciones

Alto	300 mm
Ancho	165 mm
Fondo	165 mm
Peso	5 kg
Velocidad	6000 rpm

REF. 080610

pvp 1.051,38 €  
**820 €**  
+ IVA

## Cortadora de Muñones



### Especificaciones


Alto	290 mm
Ancho	223 mm
Fondo	260 mm
Peso	6.3 kg
Velocidad	6000 rpm
Potencia	200 W

REF. 080614

pvp 1.246,62 €  
**972 €**  
+ IVA

## Lámparas polimerizadoras

Lámpara LED válida  
para la mayoría de  
materiales polimerizables



## Lámpara polimerizadora Sun Beam



### Especificaciones

Espectro	280/550 nm
Rango de tiempo	3/20 min
6 lámparas:	3mod. 9W/78 UVA 3mod. 9W/71 UVA
Consumo	54 W

REF. 080550

pvp 1.649,76 €  
**1.287 €**  
+ IVA

REF. 100035

pvp 381,50 €  
**298 €**  
+ IVA

REF.	100035	100037
Alto	115 mm	107 mm
Ancho	215 mm	200 mm
Fondo	295 mm	285 mm
Peso	2 kg	1.2 kg
Potencia	40 W	65 W
Espectro	350/400 nm	320/500 nm

REF. 100037

pvp 426,42 €  
**333 €**  
+ IVA



## Planchas de base fotopolimerizables rosas

Con las planchas de base **Mestra** se confeccionan planchas de mordida para la elaboración de montajes en cera. Debido a su ligera transparencia pueden percibirse marcas en el modelo.



Caja de 50 uds.

pvp 43,00 €  
**39 €**  
+ IVA

Espesor: 2.2 y 2.4 REF. 130320  
Espesor: 1.4 REF. 130322

## Megatray planchas de base fotopolimerizables rosas

Con las planchas de base **Megatray** se confeccionan planchas de mordida para la elaboración de montajes en cera. Debido a su ligera transparencia pueden percibirse marcas en el modelo.



Caja de 50 uds.

pvp 48,50 €  
**44 €**  
+ IVA

Espesor: 2.2 y 2.4 REF. 130330  
Espesor: 1.4 REF. 130334

## Placas para perforadora de pines



Placa base para  
zócalo (100 uds.)  
REF. 050180



Placa base sin  
arandela (100 uds.)  
REF. 050182



Placa base con  
arandela (50 uds.)  
REF. 050184



Placa secundaria  
con imán (25 uds.)  
REF. 050186




Arandela para  
placa base (50 uds.)  
REF. 050182-01

Consultar  
precios

## Selladora de bolsas automática


**NUEVO**



REF. 080435

pvp 2.782,50 €  
**2.170 €**  
+ IVA

## Selladora de bolsas



### Especificaciones

Alto 210 mm  
Ancho 430 mm  
Fondo 335 mm  
Peso 6.5 kg  
Potencia 100 W

← Bobinas no incluidas

REF. 080433

**Súper oferta €**  
**265 €**  
+ IVA

- ✓ Longitud sellado 305 mm
- ✓ Anchura sellado 12 mm

## Bolsas para selladoras con autocierre

Producto Sanitario Clase I  
(MDR 2017/745)  
Conforme a las normas  
ISO 11607-1:2017  
y EN 868-5:2009

Nuevas bolsas 5x9 cm  
¡Las más pequeñas del mercado!



**NUEVO**

### Especificaciones

Ref. 080448: 5 x 24 cm • Ref. 080449: 7 x 26 cm  
Ref. 080450: 9 x 26 cm • Ref. 080451: 5 x 9 cm  
Ref. 080452: 14 x 28 cm • Ref. 080454: 19 x 36 cm  
Ref. 080456: 25 x 40 cm • Ref. 080457: 30 x 40 cm  
Ref. 080458: 30 x 45 cm • Ref. 080459: 5.7 x 13 cm

200 bolsas por paquete

**Consultar precios**

## Bobinas para selladoras

### Especificaciones

Ref. 080441: 5 cm x 200 m  
Ref. 080442: 7.5 cm x 200 m  
Ref. 080443: 10 cm x 200 m  
Ref. 080444: 15 cm x 200 m  
Ref. 080445: 20 cm x 200 m  
Ref. 080446: 25 cm x 200 m  
Ref. 080447: 30 cm x 200 m




Producto Sanitario Clase I  
(MDR 2017/745)  
Conforme a las normas  
ISO 11607-1:2017  
y EN 868-5:2009

**Consultar precios**

## Mini arenadora para uso extraoral

- ✓ Granulación del óxido de 50 a 100 micras
- ✓ Imprescindible para la limpieza de brackets
- ✓ Adecuación de microrretenciones y coronas
- ✓ Ajuste de contactos interproximales
- ✓ Operaciones de arenado de precisión
- ✓ Arenamientos oclusares
- ✓ Inlay onlay



**DENTAL MOTILLA S.L.**

www.dentalmotilla.es

### Especificaciones

Presión de trabajo 4 a 5.5 bars  
Granulación de óxido Hasta 100 micras

REF. 100122

**Súper oferta €**  
**130 €**  
+ IVA



# OFERTA | LABORATORIO 2024

DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO



## Horno de cerámica

- ✓ Bomba de vacío incluida
- ✓ Plataforma de calentamiento
- ✓ Kit de calibración
- ✓ Bandeja

REF. 100249

pvp 4.934,14 €  
**3.849 €**  
+ IVA




### Especificaciones

Alto 426 mm • Ancho 320 mm • Fondo 392 mm • Peso 24 kg • Máximo vacío -97 KPa  
Consumo 1.5 KVA ± 10% • Alimentación AC 220 V ± 10% 50Hz 15 A

## Mufla de vertido para resinas

- ✓ Resistente a altas temperaturas
- ✓ Fabricada en plástico



REF. 020202

pvp 103,85 €  
**81 €**  
+ IVA



Dimensiones interiores



## Baños de ultrasonidos 5.8 y 2.8 litros

- ✓ Temperatura regulable
- ✓ Incluye cesta de acero inoxidable
- ✓ Fabricados en acero inoxidable
- ✓ Con válvula de desagüe




REF. 100152

pvp 579,77 €  
**452 €**  
+ IVA



REF. 100150

pvp 420,40 €  
**328 €**  
+ IVA



## Baño de ultrasonidos Calipso 4 litros



- ✓ Con calentamiento
- ✓ Con válvula de desagüe
- ✓ Incluye vaso de cristal
- ✓ Incluye pinzas limpiafresas Ref. 070520
- ✓ Incluye cesta de acero inoxidable

REF. 080422

pvp 1.392,30 €  
**1.086 €**  
+ IVA

### Especificaciones

Alto 220 mm • Ancho 425 mm • Fondo 270 mm  
Peso 4,5 kg • Cap. cuba 4 l • Frecuencia 40 kHz

## Baño de ultrasonidos 3 l, 2.5 y 1.4 litros



REF. 100142

pvp 218 €  
**170 €**  
+ IVA

REF. 100140

pvp 324,14 €  
**253 €**  
+ IVA

REF. 100141

pvp 210,57 €  
**164 €**  
+ IVA

REF.	Alto	Ancho	Fondo	Peso	Capacidad
100140	204 mm	314 mm	243 mm	3,1 kg	2,1 L
100141	162 mm	225 mm	240 mm	1,9 kg	1,1 L
NUEVO 100142	234 mm	385 mm	193 mm	3,6 kg	3 L

## Articulador semiajustable tipo arcón + estuche Arquímedes Profesional A7 Plus

REF. 010099

pvp 249,22 €  
**194 €**  
+ IVA

Estructura robusta hecha en aluminio, garantizando mayor estabilidad y visibilidad.

- ✓ Sistema de estabilización del movimiento de la guía condilar con conexión de silicona
- ✓ Pin de apoyo de la rama superior en posición abierta
- ✓ Distancia intercondilar fija (110 mm)
- ✓ Regulación del ángulo de Bennet
- ✓ Regulación de la guía condilar
- ✓ Semiajustable/arcón
- ✓ Guía condilar curva
- ✓ Traba en céntrica



## Articulador semiajustable tipo arcón + estuche Arquímedes Protrusal A7 Plus E

REF. 010103

Súper oferta €  
**285 €**  
+ IVA

Guías condilares exclusivas en aluminio con ajuste milimétrico.

- ✓ Pin de apoyo de la rama superior en posición abierta
- ✓ Sistema estabilizador de los movimientos
- ✓ Distancia intercondilar fija (110 mm)
- ✓ Sistema de trabamiento bilateral
- ✓ Regulación del ángulo de Bennet
- ✓ Regulación de la guía condilar
- ✓ Semiajustable/arcón
- ✓ Guía condilar plana



## Articulador semiajustable tipo arcón + estuche 4000 S

REF. 010107

pvp 298,40 €  
**233 €**  
+ IVA

- ✓ Distancia intercondilar ajustable (eje expansor)
- ✓ Reglaje del ángulo de la guía condilar
- ✓ Reglaje del ángulo de Bennet
- ✓ Estabilización para los movimientos de articulación (O-ring)
- ✓ Semiajustable/arcón
- ✓ Guía condilar curva



## Articulador tipo arcón Arquímedes Junior A7 Fix

REF. 010098

pvp 138,93 €  
**108 €**  
+ IVA

- ✓ Pin de apoyo de la rama superior en posición abierta
- ✓ Sistema de estabilización magnético (embudido) para el movimiento de la guía condilar
- ✓ Distancia intercondilar fija (110 mm)
- ✓ Ángulo de Bennet fijo en la media 15°
- ✓ Guía condilar fija en la media 30°
- ✓ Semiajustable/arcón
- ✓ Guía condilar curva




## Arco facial estándar

REF. 010102-50

pvp 118,52 €  
**92 €**  
+ IVA

Aparato utilizado para registrar la posición espacial de la arcada dentaria superior del paciente en relación al cráneo y transferir el registro para el articulador.

La transferencia del registro del paciente es realizada fijándose el arco facial completo en el articulador.



CE Producto sanitario

## Arco facial élite

REF. 010100-55

pvp 246,80 €  
**193 €**  
+ IVA

Sistema de articulación y fijación del tenedor que permite un registro más rápido. Conjunto de transferencia que elimina la necesidad del arco en el proceso de montaje de los modelos en el articulador.

Apoyo nasal con altura ajustable juntamente con el indicador infraorbital para un registro aún más preciso.

Sistema de deslizamiento suave (apertura y cerramiento) para facilitar su manejo. Aurículas anatómicas, removibles y esterilizables químicamente.



CE Producto sanitario

## Articulador de plástico desechable



**NUEVO**

100 unidades  
REF. 010147

pvp 21,20 €  
**17 €**  
+ IVA

# OFERTA | LABORATORIO 2024

DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO



## Set Profesional Estándar

Articulador A7 PLUS  
+ Arco facial estándar  
+ Estuche

REF. 010102

Súper oferta €  
**265 €**  
+ IVA



## Set Profesional Élite

Articulador A7 PLUS  
+ Arco facial élite  
+ Estuche

REF. 010101

pvp 471,50 €  
**368 €**  
+ IVA



## Set Protrusal Estándar

Articulador A7 PLUS-E  
+ Arco facial estándar  
+ Estuche

REF. 010104

Súper oferta €  
**330 €**  
+ IVA



## Set Protrusal Élite

Articulador A7 PLUS-E  
+ Arco facial élite  
+ Estuche

REF. 010106

Súper oferta €  
**450 €**  
+ IVA



## Set 4000 S Estándar

Articulador 4000s  
+ Arco facial estándar  
+ Estuche

REF. 010107S

pvp 411,76 €  
**321 €**  
+ IVA



## Set 4000 S Élite

Articulador 4000s  
+ Arco facial élite  
+ Estuche

REF. 010107E

pvp 520,57 €  
**406 €**  
+ IVA



DENTAL  
MOTILLA S.L.  
[www.dentalmotilla.es](http://www.dentalmotilla.es)

## Articulador funcional

de 2 puntos

- ✓ Fabricado en latón y acero inoxidable
- ✓ Con movimientos de lateralidad



REF. 010040

pvp 36,00 €  
**28 €**  
+ IVA



## Articulador balanceado

ligero con plano oclusal



REF. 010090

pvp 79,00 €  
**62 €**  
+ IVA



## Articulador balanceado

ligero



REF. 010090B

pvp 73,00 €  
**57 €**  
+ IVA





# OFERTA | LABORATORIO 2024

DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO



www.dentalmotilla.es



REF. 100303

pvp 1.912,35 €  
**1.721 €**  
+ IVA


## Mesas de trabajo para uno y dos puestos

Mesas de trabajo de muy alta calidad que cuentan con todos los elementos y accesorios para el trabajo en entornos dentales: enchufes, balda/repisa, cajones, mantel-sufridera de trabajo en acero inoxidable, soplador de aire, etc. Se montan fácilmente y vienen con preinstalación para mechero de gas, además de una práctica astillera que encaja perfectamente con la caja de trabajo **Orión (Ref. 080214 de MESTRA)**, formando un conjunto compacto y completamente integrado.

Las dimensiones y geometrías permiten la fácil incorporación de otros productos **MESTRA** (aspiración Eolo, micromotores, lámparas de polimerización, etc.) creando un entorno de trabajo ergonómico y productivo.



(L) 720 x (W) 520 x (H) 1350mm 70 kg



REF. 100304

pvp 2.679,99 €  
**2.412 €**  
+ IVA




REF.	ALTO	ANCHO	FONDO	PESO	CONEXIÓN
100303	910 mm	1160 mm	650 mm	55 kg	220 V
100304	910 mm	1760 mm	650 mm	80 kg	220 V

(L) 720 x (W) 520 x (H) 1940 mm 96 kg

## Mesa de trabajo



Mesa de trabajo metálica con encimera de madera que cuenta con todos los elementos y accesorios para el trabajo en entornos dentales: dos enchufes, balda/repisa, cajón, etc. Montaje sencillo.



REF. 100301

pvp 816,44 €  
**637 €**  
+ IVA

(L) 900 x (W) 600 x (H) 660 mm 46 kg


## Mesa de trabajo



- ✓ Mesa metálica con encimera de madera
- ✓ Silla para puesto de trabajo REF. 100300
- ✓ Pulidora y dos bandejas
- ✓ Lámpara LED
- ✓ Micromotor



- Obsequio:**
- ✓ Lupa de mesa
  - ✓ Fresero magnético



REF. 100301K2

pvp 2.313,15 €  
**1.804 €**  
+ IVA

(L) 950 x (W) 610 x (H) 100 mm 63 kg



Sin ruedas  
REF. 100297

pvp 257,10 €  
**201 €**  
+ IVA



Con ruedas  
REF. 100298

pvp 257,10 €  
**201 €**  
+ IVA

## Sillas para puesto de trabajo

Sillas de trabajo especialmente diseñadas para el laboratorio dental. Cómodas, ergonómicas y de fácil limpieza. Permite la regulación de la altura del asiento, para encontrar la postura de trabajo ideal independientemente de la altura o de la constitución física del usuario. El material del asiento es poliuretano esponjoso en color negro, cuya flexibilidad, propiedades y textura, ofrecen un excelente confort al tiempo que resulta fácilmente lavable y resistente al desgaste.

REFERENCIA	100297	100298
Altura máx.	660 mm	555 mm
Altura mín.	460 mm	420 mm
Fondo asiento	450 mm	450 mm
Ancho asiento	460 mm	460 mm
Peso	9 kg	8 kg

## Silla para puesto de trabajo

Permite cuatro regulaciones diferentes: altura e inclinación del asiento, y altura y ángulo de inclinación del respaldo

Ruedas con frenado de seguridad (EN 1335-2:2009)

### Especificaciones

Altura máx. 995 mm  
Altura mín. 855 mm  
Fondo 582 mm  
Ancho 582 mm  
Peso 10.3 kg



REF. 100299

pvp 306,08 €  
**239 €**  
+ IVA



## Silla para puesto de trabajo

Permite cuatro regulaciones diferentes: altura e inclinación del asiento, y altura y ángulo de inclinación del respaldo

Ruedas con frenado de seguridad (EN 1335-2:2009)

### Especificaciones

Altura máx. 515 mm  
Altura mín. 390 mm  
Fondo 420 mm  
Ancho 420 mm  
Peso 9 kg



REF. 100300

pvp 329,61 €  
**257 €**  
+ IVA

## Discos y fresas de pulido para zirconio

Presentamos dos kits de discos y fresas diamantados, pensados especialmente para el prepulido y pulido de alto brillo de incrustaciones de zirconio y carillas, sin necesidad de gaseado, pasta de pulir ni refrigeración por agua. Consultar precios si se desea adquirir alguna fresa para redondear los kits.

- ✓ Velocidad de trabajo recomendada 10 000 - 15 000 rpm
- ✓ Vástagos de diámetro estándar de 2.35 mm
- ✓ Autoclavables a 135°C



**NUEVO**

### Kit 2 pasos

REF. 108106

#### Prepulido y pulido fino

- REF. 108106-12
- REF. 108106-14
- REF. 108106-84
- REF. 108106-88
- REF. 108106-54
- REF. 108106-58

pvp 80,00 €  
**64 €**  
+ IVA



**NUEVO**

### Kit 3 pasos


REF. 108306

#### Esmerilado fino, prepulido y pulido fino


- REF. 108106-12
- REF. 108106-14
- REF. 108306-91
- REF. 108306-71
- REF. 108306-31
- REF. 108306-21

pvp 98,00 €  
**78 €**  
+ IVA


Goma diamantada - Vel. máx. 20 000 rpm  
Cerámica diamantada - Vel. máx. 25 000 rpm




REF. 108106-12  
Goma diamantada  
Grano grueso  
Prepulido  
Ø fresa 26 × 2 mm




REF. 108106-14  
Goma diamantada  
Grano extrafino  
Pulido fino  
Ø fresa 26 × 2 mm




REF. 108106-84  
Goma diamantada  
Grano grueso  
Prepulido  
Ø fresa 12 × 2 mm




REF. 108106-88  
Goma diamantada  
Grano extrafino  
Pulido fino  
Ø fresa 12 × 2 mm




REF. 108106-54  
Goma diamantada  
Grano grueso  
Prepulido  
Ø fresa 5 × 16 mm




REF. 108106-58  
Goma diamantada  
Grano extrafino  
Pulido fino  
Ø fresa 5 × 16 mm




REF. 108306-91  
Cerámica diamantada  
Grano medio  
Esmerilado fino y ajuste  
Ø fresa 22 × 2 mm




REF. 108306-71  
Cerámica diamantada  
Grano medio  
Esmerilado fino y ajuste  
Ø fresa 22 × 2.5 mm




REF. 108306-31  
Cerámica diamantada  
Grano medio  
Esmerilado fino y ajuste  
Ø fresa 5 × 13 mm




REF. 108306-21  
Cerámica diamantada  
Grano medio  
Esmerilado fino y ajuste  
Ø fresa 4 × 13 mm




REF. 108000-11  
Goma diamantada  
Grano muy grueso  
Prepulido  
Ø fresa 26 × 2 mm



REF. 108000-86  
Goma diamantada  
Grano grueso  
Prepulido  
Ø fresa 12 × 2 mm



REF. 108000-64  
Goma diamantada  
Grano grueso  
Prepulido  
Ø fresa 6 × 16 mm



REF. 108000-81  
Cerámica diamantada  
Grano medio  
Esmerilado fino y ajuste  
Ø fresa 17 × 3.5 mm

## Lámpara para secado de zirconio

Lámpara de rayos infrarrojos con radiación térmica fabricada en aluminio que sirve para secar las estructuras de zirconio después de la inmersión en el colorante, evitando la corrosión de las resistencias del horno de sinterización.

El tiempo de secado depende del tipo de estructura.

### Especificaciones

- Alto máx. 705 mm
- Alto mín. 560 mm
- Ancho 350 mm
- Fondo 380 mm
- Peso 1.2 kg
- Potencia 275 W

REF. 100030

pvp 153,04 €  
**138 €**  
+ IVA

## Spray para escáner de laboratorio

Indispensable para conseguir un óptimo escaneado, incrementando la resolución de las zonas con peor lectura en un modelo.

Color y textura se han formulado para que sea muy nítido a las frecuencias de iluminación que suelen usar los proyectores de escáner dental.

Los tiempos de secado son extremadamente rápidos, lo que mejora la productividad.

Los restos pulverizados sobre superficies no deseadas se pueden limpiar fácilmente.

El envase contiene 200 ml.



C/ Tibidabo 6 local izq.  
Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas  
601 41 40 22

E-mail: [info@dentalmotilla.es](mailto:info@dentalmotilla.es) - [www.dentalmotilla.es](http://www.dentalmotilla.es)

REF. 130355

pvp 18,00 €  
**14 €**  
+ IVA


# OFERTA | LABORATORIO 2024

DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO



## Bandejas porta-trabajos

- Amarillo REF. 100050
- Azul REF. 100052
- Rojo REF. 100054
- Verde REF. 100056
- Blanco REF. 100058




10 unidades de un color

pvp 87,49 €  
**68 €**  
+ IVA

## Bandejas porta-trabajos altas

- Amarillo REF. 100071
- Azul REF. 100072
- Rojo REF. 100073
- Verde REF. 100074
- Blanco REF. 100075



10 unidades de un color

pvp 75,00 €  
**59 €**  
+ IVA

## Carro porta-bandejas

REF. 100048

pvp 415,56 €  
**324 €**  
+ IVA



**Carro** porta-bandejas  
+ 60 bandejas pequeñas  
REF. 100048-60


pvp 875,00 €  
**683 €**  
+ IVA

**Carro** porta-bandejas  
+ 30 bandejas pequeñas  
+ 20 bandejas grandes  
REF. 100048-50

pvp 820,00 €  
**640 €**  
+ IVA

## Bandejas porta-trabajos grandes

- Amarillo REF. 100062
- Azul REF. 100064
- Rojo REF. 100066
- Verde REF. 100068
- Blanco REF. 100069



10 unidades de un color

pvp 99,01 €  
**77 €**  
+ IVA

## Bandejas porta-trabajos sobremesa

\* No compatible con carro REF. 100048  
ni con barra soporte REF. 100060

- Amarillo REF. 100043
- Azul REF. 100044
- Rojo REF. 100045
- Morado REF. 100046
- Blanco REF. 100047



10 unidades de un color

pvp 30,11 €  
**23 €**  
+ IVA

## Cajas para prótesis y ortodoncia




**Cordón para cajas**  
REF. 070605  
25 uds. suministradas  
en 6 colores surtidas  
con un metro de largo

REF. 070600

**Consultar precios**

Fabricadas en plástico, 25 uds. surtidas

## Cajas para ortodoncia



**DENTAL MOTILLA S.L.**  
www.dentalmotilla.es

REF. 070590

**Consultar precios**

Fabricadas en plástico, 25 uds. surtidas

# Compresores de pistón seco



**CERTIFICADO** por TÜV SÜD  
**Certificado de tipo**  
**Nº 12202200491258001**  
 Directiva 2014/29/UE  
 (recipiente a presión)

Familia de compresores integrada por dos tamaños de 80 y 160 litros/minuto a los que se le puede acoplar un secador con purga automática. Funcionamiento extremadamente silencioso (60 dB), sencillo mantenimiento (pistón seco) y excelente fiabilidad. Se suministran con dos manómetros (presión de calderín y de servicio), manorregulador de salida y juego completo de válvulas para el purgado. La presión de servicio puede alcanzar los 8 bares.



pvp 792,39 €  
**618 €** REF. 110300  
 80 l/min



pvp 1.652,94 €  
**1.289 €** REF. 110310  
 80 l/min (con secador)



pvp 1.434,07 €  
**1.119 €** REF. 110330  
 160 l/min



pvp 2.445,50 €  
**1.907 €** REF. 110340  
 160 l/min (con secador)




- Los modelos con secador están también disponibles con filtro HEPA (H14) Ref. 110310H y Ref. 110340H
- El filtro de carbón activo Ref. 110300-53 está disponible como accesorio para todos los compresores

**NUEVO**

REFERENCIA	110300	110310	110330	110340
Alto	650 mm	650 mm	750 mm	750 mm
Ancho	390 mm	390 mm	680 mm	680 mm
Largo	390 mm	540 mm	370 mm	480 mm
Peso	30 kg	37 kg	58 kg	66 kg
Potencia	750 W	750 W	1500 W	1500 W
Presión	5-8 bar	5-8 bar	5-8 bar	5-8 bar
Capacidad calderín	30 l	30 l	50 l	50 l
Nº Cabezales	1	1	2	2

# Lámparas LED y pie de lámpara



- ✓ 84 LEDs grandes
- ✓ Temperatura de color 6000 K
- ✓ Intensidad de luz regulable táctil
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa

REF. 100288

**Súper oferta**  
**90 €**

**DENTAL**  
**MOTILLA S.L.**  
[www.dentalmotilla.es](http://www.dentalmotilla.es)



- ✓ 90 LEDs grandes
- ✓ Temperatura de color 6000-7000 K
- ✓ Intensidad de luz regulable táctil
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa


REF. 100289

**Súper oferta**  
**90 €**  
 + IVA



REF. 100288-10

pvp 71 €  
**55 €**  
 + IVA



- ✓ 117 LEDs
- ✓ Temperatura de color 5600-6000 K
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa

REF. 100290

**Súper oferta**  
**90 €**  
 + IVA



## Lámpara lupa

- ✓ 90 LEDs blancos
- ✓ Diámetro lupa 120 mm
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa

Lente de 3 dioptrías  
 REF. 100287  
 Lente de 5 dioptrías  
 REF. 100287-5X

**Súper oferta**  
**76 €**  
 + IVA

## Accesorios para lámpara y lupa

REF. 100287 - REF. 100288



REF. 100288-02  
**Sargento grande**



REF. 100288-03  
**Soporte pared**



REF. 100288-04  
**Soporte mesa atornillable**



REF. 100288-07  
**Soporte sobremesa**



## Unidad de anodizado

Permite procesar elementos dentales de titanio de forma rápida, sencilla y económica. Resultados comparables a productos pertenecientes a una categoría muy superior.

- ✓ Resistencia a la corrosión.
- ✓ Resistencia al desgaste.
- ✓ Mejor adherencia y acabado superficial.
- ✓ Menor liberación de iones metálicos.
- ✓ Funciona con una solución de agua y bicarbonato sódico.



### Especificaciones

Dimensión: 207 x 245 x 160 mm • Peso: 2,73 kg  
 Voltaje: 10~65 V • Alimentación: AC220~240 V, 50/60 Hz  
 Potencia: 100 W • Tiempo de anodizado: 5 segundos

REF. **100295**

PVP 767€  
**598€ + IVA**

### Apariencia:

La capa anódica puede ser coloreada con diferentes tonalidades, lo que le da al titanio un aspecto más atractivo que el gris pardo original.



Solución de agua (600 ml)  
 y bicarbonato sódico (20 g)

Vídeo explicativo



## Aspiraciones Sirocco

El carácter modulable de esta gama aporta soluciones para clínica y laboratorio, permitiendo al usuario escoger tamaño de la unidad, tipo de brazo, sistema de filtrado, etc.

El modelo S incorpora dos etapas de filtrado HEPA (recogedor de partículas de alta eficiencia) además de un sistema de detección de micromotor externo y ajuste de potencia en siete niveles.

Los modelos M y L son aspiraciones robustas, silenciosas y de alta fiabilidad. El M es práctico para uso bajo la mesa de trabajo y el L (con una mayor capacidad) para sistemas de aspiración CAD/CAM. Incorporan conexión a micromotor y a una fresadora externa que funcionarán de manera sincronizada con la unidad.

- ✓ Motor de inducción (sin escobillas)
- ✓ Gran potencia de succión
- ✓ Eficiente aspiración de baja sonoridad (55 dB)
- ✓ Fácil extracción y limpieza de los filtros

### Especificaciones Sirocco S

Alto 135 mm • Ancho 280 mm • Fondo 280 mm • Peso 3.1 kg • Potencia 350 W

### Especificaciones Sirocco M

Alto 580 mm • Ancho 290 mm • Fondo 330 mm • Peso 11 kg • Potencia 800 W

### Especificaciones Sirocco L

Alto 800 mm • Ancho 290 mm • Fondo 330 mm  
 Peso 13 kg • Potencia 800 W



C/ Tibidabo 6 local izq.  
 Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas  
 601 41 40 22  
 E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es



PVP 896€  
**699€ + IVA**

Sirocco S con caja repaso clínica  
 REF. **080534AC**



PVP 1290€  
**1006€ + IVA**

Sirocco M con tubo flexible  
 REF. **080536D1**



PVP 1410€  
**1100€ + IVA**

Sirocco L con tubo flexible  
 REF. **080537D**

# Micromotores

## SENSE A7 Inducción



C/ Tibidabo 6 local izq.  
Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas  
601 41 40 22  
E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

Ref.: 100230 (Blanco)

- ✓ Motor sin escobillas.
- ✓ Control de velocidad manual/pedal.
- ✓ Pantalla digital de velocidad.
- ✓ Giro a derecha e izquierda.
- ✓ Función de protección de sobrecarga.
- ✓ Función de aviso de avería.



### Especificaciones

Dimensión:	330 x 330 x 160 mm
Peso:	2,8 kg
Velocidad máxima:	55000 rpm
Torque:	8.5 N-cm
Potencia:	240 W
Tensión de salida:	0~36 V
Peso pieza de mano:	230 g

PVP 756€  
590€ + IVA



## SENSE A3 - Escobillas



C/ Tibidabo 6 local izq.  
Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas  
601 41 40 22  
E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

Ref.: 100238 (blanco)

- ✓ Motor con escobillas.
- ✓ Control de velocidad manual/pedal.
- ✓ Pedal ON/OFF.
- ✓ Pantalla digital de velocidad.
- ✓ Giro a derecha e izquierda.
- ✓ Función de protección de sobrecarga.
- ✓ Función de aviso de avería.



PVP 229,50€  
210€ + IVA



### Especificaciones

Dimensión:	147 x 120 x 88 mm	Voltaje:	0~33V
Peso:	1,15 kg	Peso pieza de mano:	215 g
Velocidad máxima:	35000 rpm	Diámetro fresas:	Ø2.35 mm
Torque máximo:	3.0 N-cm		
Potencia:	70W		



Disponible también  
en color carbono  
(ref.: 100240)

PVP 234,90€  
210€ + IVA

# Micromotores

## SENSE A6 Inducción

Ref.: 100232 (blanco)

- ✓ Motor sin escobillas.
- ✓ Control de velocidad manual/pedal.
- ✓ Función de mantenimiento automático de la velocidad.
- ✓ Velocidad Baja / Media / Alta.
- ✓ Pantalla digital de velocidad.
- ✓ Giro a derecha e izquierda.
- ✓ Función de protección de sobrecarga.
- ✓ Función de aviso de avería.



### Especificaciones

Dimensión:	246 x 162 x 102 mm
Peso:	2,47 kg
Velocidad máxima:	55000 rpm
Torque:	8.0 N-cm
Potencia:	230W
Voltaje:	0~36V
Peso pieza de mano:	240 g



PVP 729€  
569€ + IVA



C/ Tibidabo 6 local izq.  
Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas  
601 41 40 22  
E-mail: [info@dentalmotilla.es](mailto:info@dentalmotilla.es) - [www.dentalmotilla.es](http://www.dentalmotilla.es)



Disponible también en color carbono (ref.: 100234)

## PRIME 221 Inducción

Ref.: 100236

- ✓ Motor sin escobillas.
- ✓ Control de velocidad manual/pedal.
- ✓ Pantalla digital de velocidad.
- ✓ Giro a derecha e izquierda.
- ✓ Función de protección de sobrecarga.
- ✓ Función de aviso de avería.



### Especificaciones

Dimensión:	191 x 130 x 90 mm
Peso:	2,8 kg
Velocidad máxima:	50000 rpm
Torque máximo:	5.8 N-cm
Potencia:	120W
Tensión de salida:	0~36V
Peso pieza de mano:	205 g

PVP 418,50€  
326€ + IVA



# TITAN vaporetas

**TITAN 8 (ref. 100202)** es la primera opción. El agua destilada se carga directamente en la caldera.

**TITAN NET (ref. 100203)** permite también la conexión directa a la red de agua del laboratorio o clínica.

- ✓ Fabricadas en acero inoxidable con componentes de alta calidad.
- ✓ Presostato digital.
- ✓ Indicador de llenado y falta de agua.
- ✓ Cable de conexión con diferencial incorporado.
- ✓ Grifo de desagüe con bloqueo de seguridad.

**Especificaciones: 100202 y 100203**

Alto 36 cm • Ancho 27 cm • Fondo 42 cm

Potencia 2200 W • Tensión 220 V, 50/60 Hz

Presión 8 bar • Peso 12,5 kg • Hervidor 3 L



REF. **100202**

PVP 1.072€  
**836€ + IVA**



REF. **100203**

PVP 1.242€  
**969€ + IVA**

## Datos adicionales sobre las tres referencias: 100202, 100203, 100204

Se suministran con los siguientes accesorios:

- ✓ Cable de alimentación con protección incorporada.
- ✓ Boquilla fina y boquilla larga de recambio.
- ✓ Tapón de seguridad de repuesto y 2 juntas.
- ✓ Embudo y vaso medidor (300 ml).

En los modelos con conexión directa a la toma de agua:

- ✓ Manguera roscada 1/2" para entrada de agua\*.
- ✓ Manguera de desagüe de 1,5 m\*.

Llenado manual    Conexión directa    Depósito auxiliar

Ref. 100202	✓	-	-
Ref. 100203	✓	✓	-
Ref. 100204	✓	✓	✓



C/ Tibidabo 6 local izq.  
Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas  
601 41 40 22  
E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

**TITAN PLUS (ref. 100204)** además, cuenta con un depósito extra para el agua destilada. Se puede cargar agua sin necesidad de apagar la máquina ni esperar a que descienda la presión en el interior de la caldera. Simplemente abra el tapón del depósito auxiliar y vierta más agua en el momento que lo necesite.

Más seguro y sin interrupciones.

**Especificaciones: 100204**

Alto 38 cm • Ancho 37 cm • Fondo 45 cm

Potencia 2600 W • Tensión 220 V, 50/60 Hz

Presión 4 - 8 bar • Peso 18 kg • Hervidor 3 L

Depósito auxiliar 2 L

REF. **100204**

PVP 1.790€  
**1.396 € + IVA**



Depósito de agua destilada



Txorierri Etorbidea, 60. 48150 Sondika (España)  
+34 944 530 388 | info@mestra.es | www.mestra.es



Sistema de Gestión  
ISO 9001:2015

www.tuv.com  
ID 1100018003